



کنترل کیفی محیط‌های کشت	M01
راهنمای انتخاب محیط کشت برای نمونه‌های مختلف	M02
جدول شناسایی باکتری‌ها	M03
جدول پاتوژن‌ها و فلور نرمال	M04
کنترل کیفیت دیسک‌های آنتی‌بیوگرام	M05
روش تعیین حجم لوپ	M06
تهیه کدورت نیم مک فارلند	M07
نگهداری و استفاده از سویه‌های باکتری	M08
دستورالعمل فور و اتوکلاو و انکوباتور	M09
راهنمای ایمنی جهت انتقال نمونه‌های عفونی	M11
راهنمای رنگ‌آمیزی گرم	M12
فهرست تجهیزات، مواد، محیط‌های کشت و دیسک‌های تشخیصی	M13
راهنمای کار با هودهای ایمنی بیولوژیک	M15
موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروبی‌شناسی	M16
دستورالعمل تهیه انواع محیط کشت، معرف‌ها و رنگ‌ها	M17
دستورالعمل مدیریت نمونه در آزمایشگاه‌های پزشکی	M18
سیتوکروم اکسیداز	WLM01
Methyl Red Test	WLM03
Voges Proskauer	WLM04
فنیل آلانین دامیناز	WLM08
بررسی حرکت باکتری	WLM09
Kligler Iron Agar	WLM13
MacConkey Agar	WLM14
TCBS Agar	WLM15
TSI Agar	WLM16
Malonate Broth	WLM18
کاتالاز	WLM20
حساسیت به باسیتراسین و SXT	WLM22
CAMP	WLM23
DNase Test Agar	WLM29
حساسیت به باسیتراسین	WLM30
مانیتول سالت آگار	WLM31
دیسک نوویوسین	WLM32
PYR	WLM34
استاندارد نیم مک فارلند	WLM35
نگهداری و استفاده از سوش‌های میکروبی ذخیره به روش طولانی مدت و کوتاه مدت	WLM39
تهیه انواع محیط کشت، معرف‌ها و رنگ‌های مورد استفاده در آزمایشگاه میکروبی‌شناسی	WLM47
جدول راهنمای مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی	
دستورالعمل فنی فور، اتوکلاو و انکوباتور	
دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی ۱	
دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی ۲	
دستورالعمل نمونه‌گیری و تشخیص آزمایشگاهی ویبریوکلا	
روش جمع‌آوری نمونه آنفلوآنزا	



### مقدمه

محیط های کشت نقش اساسی را در آزمایشگاه میکروبی شناسی ایفا می کنند و بطور گسترده ای جهت جداسازی، تعیین هویت و آنتی بیوگرام میکروارگانیسم های بیماریزا بکار میروند. بسیاری از آزمایشگاهها بطور روتین محیط های کشت مورد نیاز برای مصارف تشخیصی و تحقیقاتی را خودشان تهیه می نمایند. با این همه جهت اطمینان از اینکه محیط های کشت، کیفیت خوب و نتایج مطلوبی داشته باشند بایستی روشهای کنترل کیفی مناسبی بکار گرفته شود. برای رسیدن به این هدف بایستی در تهیه و مصرف محیط های کشت معیارهای زیر را در نظر گرفت.

### مواد خام

کیفیت محیط ها بطور مستقیم بستگی به کیفیت مواد خام مورد استفاده در تهیه آنها دارد. آب یکی از مهمترین مواردی است که در تهیه محیط های کشت بکار می رود. سه معیار مهم آب مورد استفاده در تهیه محیط های کشت شامل وجود یونهای مس، قدرت هدایت الکتریکی و pH می باشد. در شرایط ایده آل نباید یونهای مس در آب مورد استفاده جهت تهیه محیط های کشت وجود داشته باشد چون خاصیت مهار کنندگی برای میکروارگانیسم ها را دارد. قدرت هدایت الکتریکی آن باید کمتر از ۱۵ میکروزیمنس باشد. pH آب مورد استفاده بهتر است کمی اسیدی باشد ولی در هر حال نباید کمتر از ۵/۵ باشد.

### پتری دیش

کیفیت پتری دیش های مورد استفاده در تهیه محیط نیز اهمیت دارد. معمولا پتری دیش ها را با اتیلن اکساید و یا اشعه گاما استریل می کنند. در صورت استفاده از پتری دیش هائی که با اتیلن اکساید استریل شده باشند بایستی به روش کروماتوگرافی وجود ی ا عدم وجود بقای ای-ان ماده بررسی شود. اتیلن اکساید دارای خاصیت مهار کنندگی برای میکروارگانیسم ها میباشد. در صورت استفاده از پتری دیش های شیشه ای بایستی از پتری دیش هایی از جنس بوروسیلیکات استفاده کرد. استفاده از پتری دیش هایی از جنس پلیانی ممکن است موجب آزاد سازی قلیا در داخل محیط کشت گردد.

### استریل کردن محیط های کشت

استریل کردن، یک مرحله اساسی در تهیه محیط های کشت است. معمولا برای استریل کردن محیط های کشت از اتوکلاو استفاده می کنند. با این همه ارتباط نزدیکی بین مدت زمان لازم جهت استریل کردن و حجم محیط وجود دارد. حرارت بیش از حد ممکن است منجر به تخریب محیط های کشت گردد. بنابراین تنظیم دما و مدت زمان آن اهمیت ویژه ای دارد. در شرایط معمولی دمای 121 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه برای استریل کردن یک لیتر محیط کشت کافی است. در صورتیکه حجم

## کنترل کیفیت محیط های کشت

محیط کشت بیش از یک لیتر باشد ممکن است مدت زمان بیشتری لازم باشد. کنترل کیفی اتوکلاو، کنترل دما و فشار اتوکلاو بایستی بطور مداوم انجام گردد. برای کنترل اتوکلاو از اندیکاتورهای شیمیائی استفاده می کنند. از اندیکاتورهای بیولوژیکی که جهت کنترل کارآرائی اتوکلاو استفاده می کنند اسپور *Bacillus stearothermophilus* را می توان نام برد که بصورت تجارتي قابل دسترس می باشد.

## پارامتر های فیزیکی

محیط کشت های تهیه شده باید از لحاظ فیزیکی و ظاهری بررسی شوند. معیارهای ظاهری قابل بررسی شامل وجود حباب، حفره، ناصافی سطح محیط، ترک خوردگی، یخ زدگی می باشد. ضخامت محیط نیز اهمیت دارد. ضخامت محیط کشت های پلیتی ۴ میلی متر است. pH نیز از مهمترین معیارهای فیزیکی میباشد که باید قبل از اتوکلاو کردن و پس از آن با pH متر کالیبره شده اندازه گیری گردد.

## نگهداری محیط های کشت تهیه شده:

طول عمر محیط های کشت تهیه شده بستگی به نوع اجزا تشکیل دهنده محیط، نحوه نگهداری و انبار کردن آنها دارد. تمامی محیط های کشت باید دور از نور نگهداری شوند. تابش نور به محیط های کشت موجب تشکیل مواد باکتریواستاتیک و باکتریساید مانند پراکسیداز می گردد. اغلب محیط های کشت که در پلیت تهیه می شوند در دمای ۴ درجه سانتیگراد حداقل طول عمر آنها یک هفته می باشد ولی اگر در داخل کیسه های پلاستیکی بسته بندی شوند بطوریکه هوا داخل آنها نفوذ نکند تا ۲-۴ هفته قابل مصرف هستند. طول عمر محیط های کشت های حاوی آنتی بیوتیک بستگی به پایداری آنتی بیوتیک موجود در آن دارد. در مجموع محیطهای حاوی آنتی بیوتیک را در عرض یک هفته باید مصرف کرد. از سوی دیگر با گذشت زمان اینگونه محیط های کشت رطوبت خود را از دست داده، بدلیل افزایش غلظت آنتی بیوتیک قدرت انتخابی آنها افزایش می یابد. دمای پلیت ها را باید قبل از مصرف به دمای اتاق رساند. اگر پلیت محیط کشت بیش از ۸ ساعت در دمای اتاق باقی بماند برای مصرف مناسب نمی باشد. محیط های کشت تهیه شده در لوله در مقایسه با محیط های کشت پلیتی عمر طولانی دارند. اغلب این محیط های کشت اگر در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شوند ۶-۳ ماه قابل مصرف می باشند.



## کنترل کیفیت محیط های کشت

جدول شماره ۱ علل اشکالات رایج در محیط های کشت

اشکال	علت
نرم بودن آگار	حرارت بیش از حد، pH پائین که موجب هیدرولیز آگار می گردد. توزین غلط، مخلوط نکردن خوب و عدم حل شدن
pH نامناسب	استفاده از شیشه های قلیائی، آب ناخالص، حرارت بیش از حد، آلودگی شیمیائی، اندازه گیری pH در حرارت نامناسب، استفاده از pH متر استاندارد نشده و استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده
رنگ نامناسب	ناخالص بودن آب، استفاده از شیشه آلات کثیف، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده، حرارت دادن بیش از حد و pH نامناسب
تیره شدن محیط	حرارت دادن بیش از حد، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده
سمیت	حرارت دادن بیش از حد (سوزاندن محیط)، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده
رشد ضعیف ارگانسیم	استفاده از آب و یا شیشه آلات آلوده، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده، توزین غلط و عدم بهم زدن کافی محیط و حرارت بیش از حد.
داشتن خاصیت ضعیف انتخابی و یا افتراقی	استفاده از آب و یا شیشه آلات آلوده، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده، توزین غلط و عدم بهم زدن کافی محیط و حرارت بیش از حد.

## کنترل کیفی محیط های کشت

برای کنترل کیفی محیط های کشت از سویه های کنترل کیفی استفاده می کنند. سویه های کنترل کیفی از منابع مختلف مانند American Type Culture Collection (ATCC) قابل تهیه می باشند.



### روش انجام آزمون کنترل کیفیت میکروبیولوژیکی محیط های کشت

یک کشت از ارگانیزم کنترل را روی پلیت تهیه کنید. بعد از انکوباسیون ۳-۵ کلنی ایزوله را در مقدار کمی TSB و BHI استریل سوسپانسیون کرده و آن را برای چهار یا پنج ساعت انکوبه نمائید. کدورت را با استاندارد نیم مک فارلند تنظیم کنید (استاندارد نیم مک فارلند در طول موج ۶۲۵nm و جذب ۰/۰۸ تا ۰/۱۳ می باشد). به این روش می توان یک سوسپانسیون در سرم فیزیولوژی از کلنی های ۲۴ ساعته تهیه و کدورت آن را مطابق روش فوق تنظیم نمود.

برای آزمایش ظرفیت مغذی بودن (Nutritional activity) یک محیط کشت پلیتی، سوسپانسیون اولیه را به نسبت ۱ به ۱۰۰ در نرمال سالین رقیق نموده و به هر پلیت ۱۰ میکرولیتر از سوسپانسیون رقیق شده را تلقیح می نمائیم. تعداد کلنی های مورد انتظار در هر پلیت  $10^4 \times 2-1$  عدد می باشد. اگر برای محیط های خاصی کلنی های ایزوله بدست نیاید سوسپانسیون باید ده بار رقیق تر تهیه شود.

برای آزمایش ظرفیت مهارکنندگی (Inhibitory activity) محیط های کشت انتخابی، سوسپانسیون اولیه را به نسبت ۱ به ۱۰ در نرمال سالین یا آب تخلیص شده رقیق نموده و در هر پلیت ۱۰ میکرولیتر یا ۰/۱ میلی لیتر سوسپانسیون رقیق شده تلقیح می کنیم. تعداد کلنی های مورد انتظار در هر پلیت  $10^5 \times 2-1$  می باشد. جهت اجتناب از رشد زیاد باکتری در بعضی از محیط های کشت انتخابی ممکن است نیاز باشد که سوسپانسیون ده بار رقیق تر شود. برای آزمایش محیط های کشت لوله ای، هر لوله باید با ۱۰ میکرولیتر یا ۰/۱ میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه مطابق با نیم مک فارلند تلقیح شود. گاهی ممکن است به تلقیح کمتر یا بیشتر نیاز باشد.

محیط کشت مورد کنترل کیفی را بعد از تلقیح تحت شرایطی که در جدول ۲-۴ آمده است انکوبه نمائید. به طور نرمال مدت زمان انکوباسیون ۲۴-۱۸ ساعت یا ۴۸-۲۴ ساعت در  $2 \pm 35$  درجه سانتی گراد می باشد. شکلات آگار و محیط های کشت برای جداسازی انتخابی گونه های نیسریای بیماریزا باید در ۱۰-۵% CO<sub>2</sub> انکوبه شوند و در ۲۴-۱۸ ساعت و ۴۸-۲۴ ساعت بررسی شوند. برای بی هوازی ها، کشتها عموماً به حداقل ۴۸ ساعت انکوباسیون در شرایط بی هوازی و غنی از CO<sub>2</sub> نیاز دارند. برای کمپیلوباکتر آگار، پلیتها باید در ۴۲ درجه سانتی گراد در شرایط میکروآئروفیلیک غنی از CO<sub>2</sub> به مدت ۴۸ ساعت انکوبه شوند.

### تفسیر نتایج

یک محیط کشت زمانی قابل قبول می باشد که با همه سویه های آزمون پیشنهادی برای محیط کشت در جدول ۲-۴، رشد کافی داشته و خصوصیات رشد و مورفولوژی کلنی ها بارز باشد. در محیط های انتخابی، رشد بعضی از ارگانیزمهای خاص مهار می شود، در ضمن اینکه اجازه رشد کافی به ارگانیزم

## کنترل کیفیت محیط های کشت

های دیگر می دهد. در بعضی موارد واکنشهای رنگی خاص یا همولیز همچنانکه در جدول ۲ آمده است باید ایجاد شود.

جدول شماره ۲ کنترل کیفی محیط های کشت باکتریولوژیک متداول

محیط کشت	شرایط و مدت زمان انکوباسیون	ارگانسیم های کنترل	نتایج مورد انتظار
ژلوزخون دار Sheep Blood Agar	هوازی و یا CO <sub>2</sub> 18-24 ساعت دمای ۳۵°C	استرپتوکوکوس پنومونیه ۶۳۰۵	رشد همولیز آلفا
		استرپتوکوکوس پایورن ۱۹۶۱۵	رشد همولیز بتا
		استافیلوکوکوس اورئوس ۲۵۹۲۳	رشد
		اشریشیا کولی ۲۵۹۲۲	رشد
شکلات آگار	CO <sub>2</sub> 24-48 ساعت دمای ۳۵°C	نیسریا گونوره ۴۳۰۶۹	رشد
		هموفیلوس آنفلوانزا ۱۰۲۱۱	رشد
محیط غنی کننده برای باسیلهای انتریک (GN)broth	هوازی ۱۸-۲۴ ساعت دمای ۳۵°C	سالمونلا تیفی موریوم ۱۴۰۲۸	رشد پس از کشت مجدد
		شیگلا سونئی ۹۲۹۰	رشد پس از کشت مجدد، ممکن است بوسیله محیط سلنیت مهار شود
		اشریشیا کولی ۲۵۹۲۲	مهار (نسبی - کامل) پس از کشت مجدد، رشد پس از کشت مجدد از GN broth
ائوزین متیلن بلو EMB	هوازی ۱۸-۲۴ ساعت دمای ۳۵°C	سالمونلا تیفی موریوم ۱۴۰۲۸	رشد، کلنی های بیرنگ تا کهربایی
		اشریشیا کولی ۲۵۹۲۲	رشد، آبی - سیاه، جلای سبز فلزی
		انتروکوکوس فکالیس ۲۹۲۱۲	عدم رشد (رشد جزئی)
هکتون انتریک آگار HE	هوازی ۱۸-۲۴ ساعت دمای ۳۵°C	سالمونلا تیفی موریوم ۱۴۰۲۸	رشد، کلنی های آبی تا آبی متمایل به سبز با مرکز سیاه
		شیگلا فلکسنری ۱۲۰۲۲	رشد و کلنی های سبز تا



## کنترل کیفیت محیط های کشت

سبز متمایل به آبی با مراکز سیاه رنگ			
مهار نسبی رشد، کلنی های زرد	انتروکوکوس فکالیس ۲۹۲۱۲		
مهار رشد کامل و یا نسبی، در صورت رشد کلنی به رنگ زرد تا صورتی مایل به نارنجی	اشریشیا کولی ۲۵۹۲۲		
رشد، کلنی های صورتی	اشریشیا کولی ۲۵۹۲۲	هوای	مکانکی آگار
رشد، کلنی های بیرنگ، ممانعت از سوارمینگ (تا اندازه ای)	پروتئوس میرابیلیس ۱۲۴۵۳	۱۸ - ۲۴ ساعت	
رشد، کلنی های بیرنگ	سالمونلا تایفی موریوم ۱۴۰۲۸	دمای ۳۵°C	
مهار رشد نسبی	انتروکوکوس فکالیس ۲۹۲۱۲		
رشد کلنی های با هاله زرد پس از ۴۸ ساعت	استافیلوکوکوس اورئوس ۲۵۹۲۳	هوای ۲۴ ساعت و ۴۸ ساعت،	مانیتول سالت آگار
رشد کلنی های با هاله قرمز رنگ پس از ۴۸ ساعت	استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ۱۲۲۲۸	دمای ۳۵°C	
عدم رشد (نسبی)	پروتئوس میرابیلیس ۱۲۴۵۳		
رشد، کلنی های بیرنگ با ویا بدون رنگ سیاه در مرکز	سالمونلا تایفی موریوم ۱۴۰۲۸	هوای ۲۴ ساعت	سالمونلا شیگلا آگار
رشد، کلنی های بیرنگ	شیگلا فلکسنری ۱۲۰۲۲	دمای ۳۵°C	
مهار رشد (کامل)	انتروکوک فکالیس ۲۹۲۱۲		
مهار رشد (کامل و یا نسبی)، در صورت رشد کلنی های صورتی تا قرمز گل سرخی همراه با رسوب	اشریشیا کولی ۲۵۹۲۲		



رشد	باکترئوئیدوس فراژیلیس ۲۵۲۸۵	هوازی ۴۸ ساعت (درپوش محکم شده) دمای ۳۵°C	تیو گلیکولات با و یا بدون معرف
رشد	اشریشیا کولی ۲۵۹۲۲	هوازی ۲۴-۴۸ ساعت دمای ۳۵°C	محیط کشت های لوله ای مانند BHI, TSB
رشد	استافیلوکوکوس اورئوس ۲۵۹۲۳		
رشد - کلنی های قرمز - مرکز سیاه	سالمونلا تایفی موریوم ۱۴۰۲۸	هوازی ۲۴ ساعت دمای ۳۵°C	زابلوز لیزین دکربوکسیلاز XLD
رشد - کلنی های قرمز	شیگلا فلکسنری ۱۲۰۲۲		
مهار رشد (نسبی)	انتروکوک فکالیس ۲۹۲۱۲		
مهار رشد (نسبی تا کامل - کلنی های زرد تا قرمز متمایل به زرد)	اشریشیا کولی ۲۵۹۲۲		

## References:


- 1- National Committee for Clinical Laboratory Standards: Quality assurance for commercially prepared microbiology culture media ed2 Approved standards; M22-A22) Wayne, Pa 1996 NCCLS
- 2- Mahon CR. Manuselis. Text book of Diagnostic Microbiology Ed. 2 -W. B Saunders Company .2000

راهنمای انتخاب محیط های کشت برای نمونه های مختلف

محیط های کشت برای باکتریهای هوازی و بی هوازی اختلازی						محیط های کشت برای باکتریهای بی هوازی		
محیط / نمونه	BAP(blood agar plate)	MAC/MacConkey agar or EMB(eosin methylene blue)	CBA(chocolate blood agar)	Broth	Other BCB((blood culture bottles) جهت جمعهای زیاد	BAP(blood agar plate)	BBE(Bacteroides bile esculin agar)	PEA(phenylethyl alcohol)
محیط مغزی نخاعی	X		X	X (برای نمونه های مثبت)				
محیط صفقانی	X	X	X	X	BCB(blood culture bottles)	X	X	X
محیط چینی؛ محیط پرچکارد	X		X	X	BCB	X		
محیط سینوریال	X		X	X	BCB			
زخم ها								
آسپیره	X	X	X			X	X	X
سواب	X	X				جهت کشت بیهوآزی توصیه نمیشود		
بافت	X	X	X	X		X	X	X
مجرای تنفسی								
خط	X	X	X					
گلو	X							
لاریاژ برونش	X	X	X	X	CYE(charcoal yeast extract; for Legionella or Nocardia requests)			
براش؛ شستشوها	X	X	X	X		X	X	X
بینی	X							

محیط های کشت برای بازرسی باکتریهای هوازی و بی هوازی اختیاری							محیط های کشت برای بازرسی باکتریهای بی هوازی		
محیط نمونه	BAP(blood agar plate)	MAC(MacConkey agar) or EMB(eosin methylene blue)	CBA(chocolate blood agar)	Broth	Other	BAP(blood agar plate)	BBE(Bacteroides bile esculin agar)	PEA(phenylethyl alcohol)	
واژینال / رکتال جهت استرپتوکوکهای گروه B (GBS)				LIM(enrichment broth for Group B Streptococcus)	Selective or chromogenic GBS media				
سایر موارد	X	X	X		GC media (Trayer-Martin or Martin-Lewis or other media enriched for recovery of <i>N. gonorrhoeae</i> )	X	X	X	
سرویکس					GC media				
پیشابراه/ آلت تناسلی مرد					GC media				
ادرار									
ادرار میانی	X	X			Screen; chromagar				
آسپیره	X	X							
سوپراپوینیک									
مدفوع			X		EB(enrichment broth) HE(Hektoen enteric agar) or XLD(xylose-lysine-deoxycholate agar) Campy(Campylobacter-selective medium)				
چشم	X	X	X			X			
گوش؛ آسپیره گوش میانی	X	X				X			
کنترل های عروقی	X								


## چارت شناسائی گونه های استافیلوکوک



Novobiocin susceptibility → S: 1.6mm ≤ \*

#علاوه بر S.aureus، S.lugdunensis، S.intermedius، S.schleferi و S.trylicus نیز کوآگولاز مثبت میباشند.


## چارت شناسائی کوکسی های گرم مثبت کاتالاز منفی





\*Optochin disk ≥14mm:S <9mm:R 9-13mm:Do Bile esculin



## چارت شناسائی باسیل های گرم مثبت



## چارت تشخیص احتمالی انتروباکتریاسه ها در برخورد با آگار TSI



- شناسائی گونه های انتروباکتریاسه با توجه به واکنش آنها در محیطهای TSI و LIA

A, Acid  
 @, acid and gas production  
 $H_2S$ , hydrogen sulfide  
 K, alkaline  
 LIA. Lysine iron agar  
 NC. no change  
 TSI. triple sugar iron agar

TSI Reactions†	LIA Reactions†	Possible Identification
K/Δ or K/A $H_2S$ +	K/K or K/NC $H_2S$ +	<i>Salmonella</i> spp. <i>Edwardsiella</i> spp.
K/A $H_2S$ +	K/K or K/NC $H_2S$ +	<i>Salmonella</i> spp. (rare)
K/Δ	K/K or K/NC	<i>Salmonella</i> spp. (rare)
K/A	K/K or K/NC $H_2S$ +	<i>Salmonella typhi</i> (rare)
K/Δ	K/K or K/NC	<i>Salmonella</i> spp. (rare)
K/Δ	K/A $H_2S$ +	<i>Salmonella paratyphi</i> A (usually $H_2S$ -)
K/Δ	K/A or A/A	<i>Escherichia coli</i> <i>Salmonella paratyphi</i> A <i>Shigella flexneri</i> 6 (uncommon) <i>Aeromonas</i> spp. (oxidase-positive)
K/A	K/K or K/NC	<i>Plesiomonas</i> sp. (oxidase-positive)
	K/K or K/NC	<i>Salmonella typhi</i> (rare) <i>Vibrio</i> spp. (oxidase-positive)
K/A	K/A or A/A	<i>Escherichia coli</i> <i>Shigella</i> groups A-D <i>Yersinia</i> spp.
A/Δ $H_2S$ +	K/K or K/NC $H_2S$ +	<i>Salmonella</i> spp. (rare)
A/Δ	K/A or A/A	<i>Escherichia coli</i> (rare)
A/A	K/A or A/A	<i>Escherichia coli</i> <i>Yersinia</i> spp. <i>Aeromonas</i> spp. (oxidase-positive)
		<i>Vibrio cholerae</i> (rare, oxidase-positive)
A/A	K/K or K/NC	<i>Vibrio</i> spp. (oxidase-positive)

مشخصات بیوشیمیایی گونه های انتروباکتریاسه

Tests or Substrate	Escherichieae	Edwardsiellae	Citrobacteriaceae	Salmonellae*	Klebsiellae	Proteae†	Yersiniiae
Hydrogen sulfide (TSI agar)	-	+	+ or -	+	-	+ or -	-
Urease	-	-	(+*) or -	-	- or (+)	+ or -	+
Indole	+ or -	+	- or +	-	-	+ or -	+ or -
Methyl red	+	+	+	+	-	+	+
Voges-Proskauer	-	-	-	-	+	-	-
Citrate (Simmons)	-	-	+	+	+	d	-
KCN	-	-	+ or -	-	+	+	-
Phenylalanine deaminase	-	-	-	-	-	+	-
Mucate	d	-		d	+ or -	-	
Mannitol	+ or -	-	+	+	+	- or +	+

Modified from Ewing WH: *Edwards and Ewing's identification of Enterobacteriaceae*, ed 4, East Norwalk, Conn, 1986, Appleton & Lange.

+, ≥90% positive within 1 or 2 days; (+), positive reaction after 3 or more days (decarboxylase tests: 3 or 4 days); - ≥90% no reaction in 30 days; + or -, most cultures positive, some strains negative; - or +, most strains negative, some cultures positive; d, different reactions; +, (+), -, +\*, weakly positive reaction TSI, triple sugar iron; KCN, potassium cyanide.

\* *Salmonella* serovar Typhi and Paratyphi and some rare serovars fail to use citrate in Simmons medium. Cultures of serovar Paratyphi and some rare serotypes may fail to produce hydrogen sulfide; an occasional strain of almost serotype of *Salmonella* genus may be hydrogen sulfide negative.

† Some cultures of *Proteus mirabilis* may yield positive Voges-Proskauer tests.

پاتوژن های گرم منفی		پاتوژن های گرم مثبت		
نام بیماری	نام باکتری	نام بیماری	نام باکتری	
مننژیت	نیسریا مننژیتیدیس	عفونت بافتی و پوستی، باکتری، سندرم شوک سمی	استافیلوکوکوس اورئوس	کوکسی
سوزاک	نیسریا گنوره	عفونت بافتی و پوستی، فارنژیت و نازوفارنژیت	استرپتوکوکوس پیوژن	
عفونت ادراری، پنومونی	اشریشیا کولی	باکتری نوزادان، مننژیت	استرپتوکوکوس آگالاکتیه	
اسهال	پروتئوس	پنومونی، مننژیت	استرپتوکوکوس پنومونیه	
عفونت ادراری، پنومونی	کلیسیلا پنومونیه و اکسی توکا	باکتری، عفونتهای ادراری - بیمارستانی	انتروکوکوس فسیوم	
اسهال	شیگلا	باکتری، مننژیت	لیستریا منوسیتوژنز	
عفونت ادراری، پنومونی پنومونی بیمارستانی	انترو باکتر	پنومونی، عفونت بافت نرم، آبسه مغزی	نوکارדיا	
پنومونی بیمارستانی	سراشیا	عفونت بافتی و پوستی، پنومونی، عامل بیوتورریسم	باسیلوس آنتراسیس	
		دیفتری	کورینه باکتریوم دیفتریه	

## فلور نرمال و پاتوژن های دستگانه های مختلف در بدن

<p>Acinetobacter species - Viridans streptococci – <math>\beta</math>_Hemolytic streptococci – Streptococcus pneumoniae – Staphylococcus aureus- Staphylococcus epidermidis - Enterococcus species – Lactobacillus species - Actinomyces species- Corynebacterium diphtheriae – Neisseria species – Cryptococcus neoformans - Mycoplasma species – Haemophilus influenzae– Haemophilus species- Branhamella (Moraxella)catarrhalis - -Herpes simplex virus- Enterobacteriaceae-Mycobacterium species-Pseudomonas species- Filamentous fungi- Klebsiella ozaenae -Eikenella corrodens - Bacteroides species-Peptostreptococcus species- Porphyromonas species – Prevotella species- Fusobacterium species- Veillonella species- Treponema species – Candida species</p>	<p>فلور نرمال شایع دستگاه تنفسی (<b>oropharynx,nasopharynx</b>)</p>
<p>Staphylococci coagulase-negative( saprophyticus) – Streptococcus viridans– Lactobacilli –Diphtheroids – Neisseria (nonpathogenic) – Propionibacterium – mycobacterium(commensal) – Mycoplasma (commensal)</p>	<p>فلور نرمال دستگاه ادرار</p>
<p>Staphylococcus aureus –Staphylococcus epidermidis – Staphylococcus pneumoniae – Viridans streptococci– Neisseria species – Haemophilus species</p>	<p>فلور نرمال بینی</p>
<p>Surviving bacteria from upper respiratory tract and food</p>	<p>فلور نرمال مری و معده</p>
<p>Staphylococcus epidermidis– Pseudomonas species – Enterobacteriaceae</p>	<p>فلور نرمال گوش خارجی</p>
<p>Staphylococcus aureus - Staphylococcus epidermidis - Haemophilus species</p>	<p>فلور نرمال ملتحمه چشم</p>
<p>Enterococcus species – Lactobacillus species - Clostridium species – Enterobacteriaceae - Mycobacterium species</p>	<p>فلور نرمال روده باریک</p>
<p>Staphylococcus aureus - Staphylococcus epidermidis – Group B Streptococcus - Viridans Streptococci- Enterococcus species -</p>	<p>فلور نرمال روده بزرگ</p>



Lactobacillus species - Clostridium species – Actinomyces species – Peptostreptococcus species - Pseudomonas species – other nonfermenters – Enterobacteriaceae – Bacteroidaceae – Treponema species - Mycobacterium species – Candida species	
Mycoplasma species – Ureaplasma urealyticum- Staphylococcus epidermidis - Group B Streptococcus– Viridans Streptococci – Enterococcus species- Lactobacillus species - Clostridium species - Actinomyces species - Bifidobacterium species – Propionibacterium acnes- Peptostreptococcus species - Neisseria species – Acinetobacter species – Enterobacteriaceae - Gardnerella vaginalis - Candida species	فلور نرمال واژن
Mycoplasma species – Ureaplasma urealyticum - Enterococcus species – Enterobacter - Bacteroidaceae – Mycobacterium	فلور نرمال ژنیتال خارجی و مجرا
Staphylococcus aureus - Staphylococcus epidermidis - Viridans Staphylococci – Corynebacterium species – Propionibacterium acnes – Malassezia furfur – Candida species	فلور نرمال پوست
Corynebacterium diphtheriae-Neisseria gonorrhoeae- Mycobacterium tuberculosis- Mycoplasma pneumoniae- Chlamydia trachomatis- Chlamydia pneumonia-Bordetella species- Pneumocystis carinii- Legionella species- Nocardia species	پاتوژنهای دستگاه تنفسی
<b><u>Community – acquired acute cystitis</u></b> : Escherichia coli- Klebsiella and other Enterobacteriaceae –Staphylococcus saprophyticus  <b><u>Hospitalized patients</u></b> : E.coli- Klebsiella species - Proteus mirabilis and other Enterobacteriaceae - Pseudomonas aeruginosa and Enterococci – other less frequently isolated agents are other gram negative bacilli such as Acinetobacter- Alcaligenes- Citrobacter-Gardnerella vaginalis – $\beta$ -Hemolytic Streptococci - Neisseria gonorrhoeae	پاتوژنهای دستگاه ادرار
Chlamydia trachomatis – Gardnerella vaginalis – Haemophilus ducreyi – Mycoplasma hominis- Mycoplasma genitalium – Neisseria gonorrhoeae – Neisseria meningitidis – Ureaplasma urealyticum	پاتوژنهای ژنیتال
Acute nonlymphocytic leukemia : Enterobacteriaceae – Pseudomonas – Staphylococci – Corynebacterium – jeikeium –	پاتوژن های بیماران سرطانی

<p>Aspergillus – Mucor – Hepatitis C and other non A ,non B</p> <p>Acute lymphocytic leukemia : Streptococci – Pneumocystis carinii- Herpes simplex virus – Cytomegalovirus – Varicella zoster virus</p> <p>Lymphoma : Brucella – Candida – Cryptococcus neoformans - Herpes simplex virus – Herpes zoster virus – Cytomegalovirus - Pneumocystis carinii – Toxoplasma gondii – Listeria monocytogenes – Mycobacteria – Nocardia- Salmonella – Staphylococci - Enterobacteriaceae – Pseudomonas – Strongy- loides stercoralis</p> <p>Multiple myeloma : Haemophilus influenzae – Streptococci pneumoniae - Neisseria meningitidis – Enterobacteriaceae – pseudomonas – Herpes varicella zoster virus – Candida - Aspergillus</p>	
--	--

**Reference:**

Bailey and Scotts , Diagnostic Microbiology 2007





## کنترل کیفیت دیسک های آنتی بیوتیک جهت انجام آزمایش تعیین حساسیت میکروبی به روش *disk diffusion agar*

### هدف

هدف از برنامه کنترل کیفی پایش و ارزیابی موارد زیر می باشد :

- صحت و دقت روش انجام آزمایش تعیین حساسیت
  - مواد و وسایل به کار برده شده در این آزمایش
  - عملکرد افرادی که آزمایش را انجام داده و نتایج بدست آمده را قرائت می نمایند.
- به منظور دست یابی بهینه به این اهداف در دسترس داشتن سویه های کنترل کیفی تهیه شده از مراکز معتبر ضروری است .

سویه های کنترل کیفی پیشنهادی توسط CLSI عبارتند از:

*Enterococcus faecalis* ATCC 29212

*Escherichia coli* ATCC 25922

*Escherichia coli* ATCC 35218

*Haemophilus influenzae* ATCC 49247

*Haemophilus influenzae* ATCC 49766

*Klebsiella pneumoniae* ATCC 700603

*Neisseria gonorrhoeae* ATCC 49226

*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853

*Staphylococcus aureus* ATCC 25923

*Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619

*E.coli* ATCC 35218 فقط به عنوان یک میکروارگانسیم کنترلی برای ترکیبات ممانعت کننده بتالاکتاماز،

مثل ترکیبات حاوی کلولانیک اسید، سولباکتام یا تازوباکتام پیشنهاد می شود .

*Enterococcus faecalis* ATCC 29212 (یا *E.faecalis* ATCC 33186) برای ارزیابی محیط مولر

هینتون آگار با دیسک تری متوپریم / سولفامتوکسازول استفاده می شود. در محیط کشت قابل قبول ، هاله عدم رشد

## کنترل کیفیت دیسک های آنتی بیوتیک



واضحی به قطر  $20\text{ mm}$  یا بزرگتر ایجاد می شود در حالیکه در محیطهای کشت غیر قابل قبول ، هاله عدم رشد ایجاد نمی شود یا در داخل هاله ، رشد کم مشاهده می شود و یا هاله ای با قطر کمتر از  $20\text{ mm}$  ایجاد میگردد. این کار به منظور بررسی مقادیر غیر قابل قبول تیمیدین در محیط کشت مزبور است .

*Enterococcus faecalis ATCC 29212* همچنین برای کنترل دیسکهای آمینو گلیکوزید با دوز بالا به

کار می رود.

*Klebsiella pneumoniae ATCC 700603* به عنوان یک سویه کنترلی برای آزمایشات *ESBL* به کار

برده می شود .

## کنترل کیفیت قطر هاله عدم رشد سویه کنترلی / دیسک آنتی بیوتیکی

سویه های کنترل کیفی را باید به روش استاندارد آزمایش *disk diffusion* و با استفاده از همان مواد و روشی که برای سویه های جدا شده از نمونه های کلینیکی استفاده می شود آزمایش و نتایج را با جداول ۳ و ۳A CLSI (ضمیمه ۳) مقایسه و بررسی نمود . محدوده قطر هاله عدم رشد قابل قبول برای هر سویه کنترلی نسبت به یک دیسک آنتی بیوتیکی در جداول فوق فهرست شده است .

چنانچه تغییر در میانگین قطر هاله عدم رشد ناشی از خطا در روش انجام آزمایش نباشد ، احتمالاً ناشی از تغییر در حساسیت ذاتی باکتری نسبت به آن آنتی بیوتیک می باشد. در این صورت لازم است کشت تازه از سوش کنترل تهیه شود .

## آزمایش کنترل کیفیت را باید در چه فواصل زمانی انجام داد ؟

الف \_ انجام آزمایش روزانه

برای هر سویه کنترلی با یک دیسک آنتی بیوتیکی باید ۲۰ روز متوالی آزمایش تعیین حساسیت انجام و نتایج با مقادیر قابل قبول اشاره شده در جداول فوق مقایسه گردد . بر اساس ضریب اطمینان ۹۵٪ تنها یک مورد از ۲۰ نتیجه قرائت شده می تواند خارج از محدوده کنترل باشد ( به ضمیمه ۲ مراجعه کنید) . چنانچه بیشتر از یک مورد خارج از محدوده کنترل باشد نیاز به اقدامات اصلاحی خواهد بود ، که در ادامه توضیح داده می شود.

ب \_ انجام آزمایش هفتگی

- در صورتیکه تنها یک مورد از ۲۰ نتیجه قطر هاله عدم رشد برای هر سویه کنترلی / دیسک آنتی بیوتیکی خارج از محدوده قابل قبول مندرج در جداول ۳ و ۳A (ضمیمه ۳) قرار گیرد ، کنترل کیفی روزانه را به هفتگی تغییر دهید ( به ضمیمه ۲ مراجعه کنید) .



- آزمایش کنترل کیفی هفتگی را یکبار در هفته و هم چنین زمانیکه یکی از عوامل آزمایش (مانند سری ساخت آگار یا دیسکهای تهیه شده از یک سازنده) تغییر کند، انجام دهید .  
اگر هر یک از نتایج کنترل کیفی هفتگی خارج از محدوده قابل قبول باشد ، انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز است .

### اقدامات اصلاحی ( Corrective actions )

الف \_ نتایج خارج از محدوده قابل قبول به دلیل خطاهای مشهود و واضح شامل:

- استفاده از دیسک اشتباه
  - استفاده از سویه کنترلی اشتباه
  - آلودگی واضح سویه
  - استفاده غیرعمدی از دما و شرایط اشتباه انکوباسیون
- وجود آمده است . در این حال باید دلیل ایجاد خطا مکتوب و پس از اصلاح آزمایش دوباره تکرار شود .  
اگر نتایج گزارش شده در محدوده مورد نظر قرار گرفت ، عملیات اصلاحی بیشتری مورد نیاز نمی باشد .
- ب \_ عامل ایجاد نتایج خارج از محدوده کنترل نامشخص است . در این حال باید اقدامات اصلاحی فوری بشرح زیر انجام شود .
- آزمایش را جهت یک سویه کنترلی / دیسک آنتی بیوتیکی برای ۵ روز متوالی تکرار و همه نتایج را ثبت کنید .
  - اگر اندازه هر ۵ قطر هاله مطابق جداول ۳ و ۳A (ضمیمه ۳) و در محدوده قابل قبول باشد ، عملیات اصلاحی بیشتری مورد نیاز نمی باشد .
  - اگر اندازه هر یک از ۵ قطر هاله عدم رشد خارج از محدوده قابل قبول باشد ، به عملیات اصلاحی اضافی نیاز است .
  - آزمایشهای کنترلی روزانه باید ادامه داده شود تا به دلیل نهایی مشکل پی برده شود .

### عملیات اصلاحی اضافی :

وقتی عملیات اصلاحی فوری مشکل را حل نکرد ، احتمالاً "خطای مشاهده شده بعلت بروز یک اشکال کلی در سیستم و نه یک خطای تصادفی ایجاد شده است . در این حالت باید موارد بیشتری بررسی شوند.مانند:

- اندازه گیری و ثبت صحیح قطر هاله های عدم رشد

## کنترل کیفیت دیسک های آنتی بیوتیک




- رعایت تاریخ انقضا و شرایط نگهداری دیسکها و مواد مورد استفاده (دور از رطوبت و در دمای مناسب)
- مناسب بودن دما و اتمسفر انکوباتور
- تغییرنیافتن یا آلوده نبودن سویه های کنترل
- مطابقت صحیح سوسپانسیون تلقیح با استاندارد نیم مک فارلند
- استفاده از پلیت کشت تازه برای تلقیح (پلیت کشت باید تازه بوده و مدت زمان انکوباسیون آن بیشتر از ۲۴ ساعت ، نباشد).

وقتی مشکل بر طرف شد ، می توان کنترل کیفی هفتگی را برقرار کرد.

## نگهداری دیسکهای آنتی بیوتیکی

- دیسکها باید در یخچال  $8^{\circ}\text{C}$  و پایین تر ، یا در فریزر  $14^{\circ}\text{C}$  - و پایین تر تا زمان مصرف نگهداری شوند.
- تمامی دیسکهای گروه بتالاکتام مانند پنی سیلین ، آمپی سیلین ، کربنی سیلین ، تیکارسیلین ، اگزاسیلین و نسل اول ، دوم و سوم سفالوسپورین ها و ... باید در فریزر نگهداری شوند ، و فقط می توان مقداری از آن را بر اساس کار روزانه آزمایشگاه حداکثر به مدت یک هفته در یخچال نگهداری نمود .
- بعضی آنتی بیوتیکهای حساس مثل ایمپینم ، سفاکلر و ترکیبات کلانولانیک اسید یا سولباکتام اگر تا هنگام مصرف در فریزر نگهداری شوند ، پایداری بیشتری خواهند داشت .
- دیسکها باید در ظروف دارای درپوش محکم و حاوی مواد جاذب رطوبت نگهداری شوند .
- دیسکهای آنتی بیوتیکی باید یک تا دو ساعت قبل از استفاده از یخچال یا فریزر خارج شوند تا به درجه حرارت اتاق برسند .

<p>کد: M-06/00</p> <p>صفحه 1 از 3</p>	<h2>روش تعیین حجم لوپ</h2>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---------------------------------------	----------------------------	---

برای شمارش کلنی‌های بدست آمده از کشت نمونه‌های بالینی بویژه ادرار به منظور تشخیص عفونت لازم است از لوپهای استاندارد با حجم معین استفاده شود. آزمایشگاه می‌بایست همواره از لوپهای کالیبره جهت کشت نمونه‌های ادراری استفاده و تعداد کلنی‌های موجود در هر میلی‌لیتر ادرار (CFU/ml) را گزارش نماید.

برای بررسی حجم لوپ از روشهایی مانند رنگ‌سنجی و توزین استفاده می‌شود. ساده ترین روش برای بررسی حجم لوپ استفاده از روش رنگ‌سنجی از طریق اسپکتروفتومتر یا فتومتر به کمک مواد رنگی مانند متیلن بلو ، کریستال ویوله و اوانس بلو می‌باشد. در این دستورالعمل روش رنگ‌سنجی با استفاده از اوانس بلو توضیح داده شده است.

### ابزار و مواد مورد نیاز تعیین حجم لوپ با استفاده از ماده رنگی اوانس بلو

- ۱- پودر اوانس بلو (Evans Blue). این ماده به صورت پودر تجاری قابل‌دسترس بوده و به آسانی در آب حل می‌شود.
- ۲- آب مقطر
- ۳- لوله آزمایش
- ۴- پیپت یا سمپلر
- ۵- اسپکتروفتومتر یا فتومتر کالیبره
- ۶- کاغذ میلیمتری


### روش انجام

- ۱- 20mg از پودر رنگی اوانس بلو را در ۱۰ میلی لیتر آب حل نمایید. غلظت این محلول 0.2g/100 می‌باشد.
- ۲- ۶ لوله آزمایش انتخاب کرده ، در لوله اول 2ml و در هر یک از لوله‌های باقیمانده 1ml آب مقطر بریزید. 20 لانه (0.02 ml) از محلول نخیره اولیه (0.2g/100) برداشته در لوله اول ریخته و کاملاً مخلوط نمایید. سپس 1ml از لوله اول برداشته و در لوله دوم بریزید ، از لوله دوم ، در لوله سوم و این عمل را تا آخر ادامه

## روش تعیین حجم لوپ



دهید. در انتها یک میلی لیتر از لوله ششم را برداشته و دور بریزید. به این ترتیب ۶ محلول خواهید داشت که رقت نهایی بدست آمده در هر یک و میزان ماده رنگی موجود در آن بشرح زیر خواهد بود.



۳- میزان جذب نوری (OD) هر یک از ۶ محلول حاصله را به کمک اسپکتروفتومتر در طول موج 620nm بدست آورید.

۴- جهت تعیین حجم لوپ مورد بررسی، ۱۰ لوله آزمایش برداشته و در هر یک ۱ میلی لیتر آب مقطر بریزید.

۵- لوپ تحت کنترل را بطور کاملاً عمودی وارد محلول ذخیره اولیه نموده، از محلول رنگی برداشته و در لوله‌های آزمایش فرو برید. این کار را ۱۰ بار تکرار و در فواصل لوپ را روی کاغذ خشک کن قرار دهید تا کاملاً خشک شود. از سوزاندن لوپ خودداری نمایید.

۶- بعد از مخلوط کردن، جذب هریک از لوله‌ها را در طول موج 620nm قرائت نمائید.

۷- بر روی کاغذ میلی متری نموداری ترسیم نمایید که در آن، محور افقی نشانگر رقت‌های تهیه شده و محور عمودی نمایانگر جذب نوری هر رقت باشد. (مشابه ضمیمه ۴)

## روش تعیین حجم لوپ



۸- با قرار دادن میانگین جذب بدست آمده از لوپ کنترلی، روی محور عمودی می‌توان ضریب رقت لوپ کنترلی را از روی محور افقی بدست آورد.

جهت تعیین تعداد کلنی در هر میلی‌لیتر ادرار، باید تعداد کلنی‌های بدست آمده از کشت روی پلیت را در عکس ضریب رقت لوپ، ضرب کرد. بطور مثال اگر ضریب رقت لوپ مجهول  $1/100$  و تعداد کلنی‌های روی پلیت ۵۰۰ عدد باشد، باید ۵۰۰ را در ۱۰۰ ضرب و نتیجه را بصورت  $50/000$  cfu/ml گزارش نمود.

روشهای دیگری نیز برای بررسی میزان حجم برداشتی توسط لوپ باکتریولوژی وجود دارد که از بین آنها می‌توان به روش توزینی مندرج در کتاب

Diagnostic microbiology ,Elmer W.Koneman, 5<sup>th</sup> edition, page 96

اشاره کرد که در آن با استفاده از ترازوی بسیار حساس تغییرات وزن دیسک کاغذی بعد از افزودن یک لوپ آب مقطر روی آن، محاسبه می‌گردد.

## تهیه کدورت نیم مکفارلند



برای استاندارد کردن غلظت تلقیح ، جهت آزمایش تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی، باید از استاندارد سولفات باریم ( $BaSO_4$ ) که برای تهیه آن به روش زیر عمل می شود ، استفاده نمود.

۰/۵ میلی لیتر از کلرور باریم ( $BaCl_2$ ) 0.048 mol/L ( W/V  $BaCl_2/H_2O$  1.175% ) را به ۹۹ /۵ میلی لیتر اسید سولفوریک 0.18 mol/L (1% V/V) اضافه کنید و با هم زدن مداوم یک سوسپانسیون تهیه نمایید.

چگالی صحیح استاندارد با تعیین جذب این سوسپانسیون توسط اسپکتروفتومتر در کووت به قطر ۱ سانتی متر تعیین می شود. جذب در ۶۲۵ نانومتر باید بین ۰/۰۸ تا ۰/۱۳ باشد.

از سوسپانسیون حاصله ۴-۶ میلی لیتر در لوله های در پیچ دار هم اندازه با لوله های سوسپانسیون باکتریایی ریخته می شود.

در لوله ها محکم بسته شده و در دمای اتاق و در شرایط تاریکی، نگهداری می شوند.

قبل از هر بار استفاده ، استاندارد با ورتکس مکانیکی به شدت همزده می شوند تا کدورت یکنواختی بدست آید. در صورت مشاهده ذرات بزرگ ، باید استاندارد تازه ای جایگزین شود.

استاندارد سولفات باریم ، باید بصورت ماهانه جایگزین گردیده یا جذب آن اندازه گیری شود.



برای نگهداری سویه‌های باکتریایی می‌توان از روشهای طولانی مدت و کوتاه مدت استفاده نمود.

## نگهداری طولانی مدت

نگهداری طولانی مدت باکتریها این امکان را می‌دهد که کلیه سویه‌های میکروبی اعم از هوازی (بارشد سریع و یا سخت رشد) و نیز بیهوازی، ماهها و حتی سالها به صورت زنده نگهداری شوند. بهترین روشهای نگهداری طولانی مدت شامل لیوفیلیزاسیون (Freeze drying) و نگهداری در دمای  $-70^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد یا پایین تر (در دیپ فریز یا در نیتروژن مایع) می‌باشد.

### ۱- نگهداری در دیپ فریز ( $-50^{\circ}\text{C}$ تا $-70^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد یا پایینتر) و یا نیتروژن مایع:

باکتری مورد نظر را روی محیط مغذی مانند پلیت (Trypticase Soy Agar) TSA حاوی ۵% خون گوسفند و در مورد میکروارگانیزمهای سخت رشد روی محیط آگار شکلاته کشت دهید. پلیتها را به مدت ۲۴-۱۸ ساعت در دمای  $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد و در صورت نیاز تحت شرایط  $\text{CO}_2$  برای هر باکتری انکوبه نمائید. بعد از انکوباسیون، خالص بودن و مورفولوژی کلنی‌ها را بررسی نموده و در صورت نیاز، تستهای بیوشیمیایی آنها انجام دهید. سپس از باکتری رشد یافته، سوسپانسیون غلیظی در ۱۰۰-۵۰ میلی‌لیتر از یک محیط محافظت‌کننده از سرما (Cryoprotective) تهیه نمائید. این محیط برای جلوگیری از تخریب سلولهای باکتری در شرایط انجماد مورد استفاده قرار می‌گیرد. محیط محافظت‌کننده از سرما می‌تواند Skim milk، خون گوسفند یا خرگوش دفیبرینه استریل یا Tryptic Soy Broth (TSB) حاوی گلیسرول با غلظت نهایی ۱۵-۱۰% باشد. سپس از سوسپانسیون باکتریایی فوق به مقدار ۱-۰/۵ ml در ویالهای شیشه‌ای یا پلاستیکی کوچک استریل توزیع کنید. تعداد ویال ذخیره خود را برای مصرف یکسال آماده نمائید. ویالهای حاوی سویه‌ها را می‌توان در برودت  $-50^{\circ}\text{C}$  تا  $-70^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد به مدت یکسال نگهداری نمود. در صورت عدم دسترسی به فریزر  $-70^{\circ}\text{C}$  درجه می‌توان سویه‌های با رشد سریع را در فریزر  $-20^{\circ}\text{C}$  درجه نیز نگهداری نمود. در این شرایط توجه به نکات زیر ضروری است.



سویه‌های سخت رشد مانند هموفیلوس انفلوانزا و نیسریا گنوره در این دما قابل نگهداری نمی‌باشند و باید در فریزر ۷۰- درجه نگهداری شوند.

سویه‌های بارشد سریع در این دما عمر کمی دارند و تعداد زیادتری از آنها از بین می‌روند. بنابراین توصیه می‌شود برای اطمینان از حیات سویه‌ها هر چند ماه، طبق روش زیر کشت داده شوند.

یک ویال از فریزر بیرون آورده و و سریعا زیر آب جاری ولرم محتویات آنرا ذوب نمائید. نمونه را روی محیط آگار خوندار یا شکلاته (در مورد باکتریهای سخت رشد) تلقیح کرده و به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در دمای  $25 \pm 2$  درجه و در صورت نیاز در شرایط  $CO_2$  انکوبه نمایید. این باکتری می‌تواند برای آزمایشهای کنترل داخلی کیفیت در آزمایشگاه یا برای تهیه **working control** بکار رود. قبل از هر اقدام باید از خالص بودن نمونه، اطمینان حاصل کرد. ویال مورد استفاده بعد از ذوب شدن باید دور انداخته شده و بهیچوجه مجددا فریز نگردد.

**کشتهای working control** : عبارتست از کشت ذخیره فریز شده که برای کنترل کیفیت محیط کشت و.. استفاده می‌شود.

از کشت ذخیره تا ۳ پاساژ پشت سر هم می‌توان انجام داد. پس از آن، نمونه باید دور انداخته شده و از یک کشت ذخیره فریز شده دیگر برای تهیه کشتهای **working control** استفاده شود. پاساژهای مکرر (بیش از ۳ پاساژ)، احتمال تغییر فنوتیپی سویه‌ها را افزایش می‌دهد.

برای تهیه **working control**، از کشت ذخیره فریز شده، روی پلیت یا آگار شیبدار تلقیح و آنرا به مدت یک شبانه‌روز تا زمانی که رشد مناسبی بدست آید، انکوبه نمائید. در مورد ارگانیس‌های با رشد سریع این پلیت یا آگار شیبدار را می‌توان در ۸-۲ درجه سانتیگراد یا در دمای اتاق تا مدت ۴ هفته نگهداری نمود. بعد از هر پاساژ، خالص بودن و مورفولوژی کلنی‌ها را بررسی نمائید.

## ۲- استفاده از روغن معدنی در دمای اتاق :

۱- محیط کشت Brain Heart Infusion Agar (BHIA) را با شیب کم در لوله تهیه نمائید. برای باکتریهای مشکل‌پسند مانند گونوکک، مننگوکک، استرپتوکک پنومونیه و هموفیلوس آنفلوانزا، لازم است محیط

شکلات آگار را با افزودن ۵٪ خون گوسفند به محیط فوق پس از خروج از اتوکلاو و رسیدن به دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد و قرار دادن در بن‌ماری ۸۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ دقیقه تهیه نمود.

۲- روغن معدنی (یا پارافین مایع) را در حرارت خشک (۱۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت یکساعت) استریل

نمائید.

۳- میکروب مورد نظر را روی محیط کشت دهید.

۴- بعد از بدست آوردن کشت کافی، روغن استریل را به مقدار ۱ CC روی سطح محیط بریزید.

۵- در صورت نیاز به کشت مجدد، نمونه از سطح آگار (زیر روغن) برداشته می‌شود.

۶- بعد از ۱۲-۶ ماه تجدید کشت نمایید.

### ۱- کشت عمقی و نگهداری در دمای اتاق:

این روش فقط برای باکتری‌هایی که مشکل‌پسند نیستند مانند استافیلوکوک و خانواده انتروباکتریاسه بکار می‌رود.

۱- یک محیط کشت آگار بدون کربوهیدرات مانند TSA را با عمق زیاد در لوله تهیه نمایید.

۲- باکتری را بصورت کشت عمقی در در این محیط تلقیح نمایید.

۳- این محیط را ۲۴ ساعت در ۳۵ درجه انکوبه نمائید.

۴- در لوله را با درپیچ یا چوب پنبه ببندید.

۵- لوله در پیچ‌دار را در پارافین مایع فرو ببرید به گونه‌ای که کاملاً در لوله را بپوشاند.

۶- کشتها را در حرارت اتاق نگهداری نمائید.

۷- هر ساله سوش موردنظر را تجدید نمائید.

### ۲- کشت عمقی در محیط سیستین تریپتیکس آگار (CTA) برای نیسریا و استرپتوکوک

:

۱- محیط CTA را در لوله تهیه نمایید .

۲- باکتری را بطو عمقی در این محیط کشت دهید.

- ۳- محیط را بمدت ۲۴ ساعت در اتو ۳۵ درجه سانتی‌گراد انکوبه نمایید.
- ۴- در لوله را با چوب‌پنبه یا در پیچ ببندید.
- ۵- لوله در پیچ‌دار را در پارافین مایع فرو ببرید به گونه‌ای که کاملاً در لوله را بپوشاند.
- ۶- برای نیسریا لوله را در ۳۵ درجه نگهداری و هر دو هفته کشت را تجدید نمائید. برای استرپتوکک لوله را در حرارت اتاق نگهداری کرده و هر ماه تجدید کشت کنید.

### ۳- محیط کشت **Cooked meat** برای باکتریهای بیهوازی :

- ۱- باکتری را در لوله‌های حاوی محیط Cooked meat کشت دهید.
- ۲- محیط را بمدت ۲۴ ساعت در اتو ۳۵ درجه سانتی‌گراد انکوبه نمایید.
- ۳- در لوله را با چوب‌پنبه یا در پیچ ببندید.
- ۴- کشتها را در حرارت اتاق نگهداری نمائید.
- ۵- هر دو ماه کشت را تجدید نمائید.

### نگهداری کوتاه مدت

کشتهای working control که برای کارهای روتین روزانه استفاده می‌شوند، به روشهای زیر تهیه می‌شوند:

#### § باکتریهای با رشد سریع

- ۱- سوش مورد نظر را در سطح محیط TSA لوله‌ای در پیچ‌دار کشت دهید.
- ۲- محیط را بمدت ۲۴ ساعت در اتو ۳۵ درجه سانتی‌گراد انکوبه نمایید.
- ۳- پس از رشد کامل، لوله را در یخچال نگهداری کنید
- ۴- هر ماه کشت را تجدید نمائید.

#### § استرپتوککها




- ۱- سوش مورد نظر را در سطح آگار خوندار شیبدار (لوله‌ای در پیچ‌دار) کشت دهید.
- ۲- محیط را بمدت ۲۴ ساعت در اتو ۳۵ درجه سانتی‌گراد انکوبه نمایید.
- ۳- پس از رشد کامل، لوله را در یخچال نگهداری کنید. ( جهت استرپتوکک پنومونیه ، محیط را در دمای اتاق نگهداری کنید.)
- ۴- هر ماه کشت را تجدید نمائید.

### § منگوکک و هموفیلوس

- ۱- سوش مورد نظر را در سطح محیط آگار شکلاته لوله‌ای یا پلیت کشت دهید.
- ۲- محیط را بمدت ۲۴ ساعت در اتو ۳۵ درجه سانتی‌گراد انکوبه نمایید.
- ۳- پس از رشد کامل، لوله را در حرارت اتاق نگهداری کنید
- ۴- هر ۲ هفته کشت را تجدید نمائید.

### § گونوکک

- ۱- سوش مورد نظر را در سطح محیط آگار شکلاته کشت دهید.
- ۲- محیط را بمدت ۲۴ ساعت در اتو ۳۵ درجه سانتی‌گراد انکوبه نمایید.
- ۳- نمونه را در دمای ۳۵ درجه نگهداری نمایید.
- ۴- هر ۲ روز یکبار کشت را تجدید نمائید.



## اتوکلاو

اگر چه اتوکلاو بهترین وسیله برای استریلیزاسیون است، باید تصدیق کنیم که طولانی شدن مرحله گرمایی، سبب کاهش کیفیت مواد مغذی در محیط های کشت کمپلکس محتوی قند، مواد معدنی و فلزی می شود و در نتیجه به محیط های کشت زیان وارد می کند. بنابراین در چرخه استریلیزاسیون باید از زمان کوتاهتر و دمای بالاتر استفاده کنیم تا علاوه بر آنکه آسیب کمتری به محیط کشت وارد می شود، برای ارگانایسم نیز کشنده تر باشد.

### چرخه استریلیزاسیون


- مرحله ۱: زمان بالا رفتن دما در محفظه اتوکلاو ( $121^{\circ}\text{C}$ - $20^{\circ}\text{C}$ )
- مرحله ۲: زمان نفوذ گرما به داخل ظرف محیط کشت ( $121^{\circ}\text{C}$ - $100^{\circ}\text{C}$ )
- مرحله ۳: زمان نگهداری در دمای مقرر ( $121^{\circ}\text{C}$ )
- مرحله ۴: زمان پایین آمدن دمای محفظه ( $121^{\circ}\text{C}$ - $80^{\circ}\text{C}$ )

### انواع استریلیزاسیون

- استریلیزاسیون محیط های کشت و محلول ها
- استریلیزاسیون مواد مصرفی آلوده
- استریلیزاسیون مواد خشک بسته بندی شده

### استریلیزاسیون محیط های کشت و محلولها

- بهتر است از لوله و ارلن در پیچ دار استفاده شود. بیشتر از ۲/۳ آنها را پر نکنید. در پیچ آنها را شل کنید.
- از قرار دادن اشیاء بر روی یکدیگر بپرهیزید. باید فاصله اشیاء از یکدیگر و از دیواره های اتوکلاو حداقل ۵ سانتی متر باشد تا بخار جریان یابد.
- درب اتوکلاو را ببندید. زمان و دما را طبق دستور شرکت سازنده (معمولاً ۱۵ دقیقه در  $121^{\circ}\text{C}$ ) تنظیم کنید.
- در بعضی از محیط های کشت که به دمای بالا حساس هستند (محتوی مقدار قند بالا یا عوامل مهار کننده مثل دزوکسی کولات سدیم یا نمکهای صفرای هستند) تحت تأثیر دمای بالا، pH محصول نهایی کاهش می یابد.



- دمای استریلیزاسیون به دمای چمبر اتوکلاو برمیگردد نه به دمای محیط کشت. زمان لازم برای رسیدن به این دما باید در حد ممکن کوتاه باشد.
- چرخه استریلیزاسیون باید متناسب با زمان نفوذ گرما در نظر گرفته شود. برای مثال محتویات یک ظرف یک لیتری محیط کشت باید طی ۱۵ دقیقه از زمان رسیدن محفظه به دمای  $121^{\circ}\text{C}$ ، به این دما برسد.

### استریلیزاسیون مواد مصرفی آلوده


- مواد مصرفی آلوده را جدا نموده و در کیسه های قابل اتوکلاو شدن قرار دهید و بر روی آنها برچسب Biohazard نصب کنید.
- برای اطمینان از نفوذ بخار به همه قسمت های کیسه، یا گره آنرا شل کنید یا قبل از محکم کردن گره، یک پیمانه ( $0.3$  لیتر) آب به آن اضافه کنید. بیش از  $3/4$  کیسه را پر نکنید.
- برای جلوگیری از مسدود شدن آبگذر اتوکلاو توسط آگار مذاب، کیسه ها را داخل سطل قرار دهید.
- زمان لازم برای استریلیزاسیون زباله،  $60-30$  دقیقه در  $121^{\circ}\text{C}$  یا  $30-15$  دقیقه در  $134^{\circ}\text{C}$  می باشد.
- وقتی آگار ذوب شده، سفت شد آنرا مثل زباله طبیعی دور بریزید. اما محیط کشت محتوی سلولیت را باید بصورت زباله مخصوص منهدم کنید.

### استریلیزاسیون مواد خشک بسته بندی شده

- بسته ها را طوری در اتوکلاو قرار دهید که حداکثر چرخش بخار در بین آنها ایجاد شود و با دیواره های اتوکلاو نیز تماسی نداشته باشند.
- زمان لازم برای استریلیزاسیون مواد خشک بسته بندی شده،  $25$  دقیقه با خروج سریع بخار یا  $30$  دقیقه بدون خروج بخار در دمای  $121^{\circ}\text{C}$  می باشد.

### نحوه نگهداری

- روزانه: صفحه کف اتوکلاو را از سوراخ آبگذر اتوکلاو جدا کرده، تمیز کنید. لوازم فرعی مثل طبقات و سینی ها را با آب و صابون بشویید. سطح آب ژنراتور را کنترل کنید.
- هفتگی: آبگذر و درزها را تمیز کنید. سوپاپ اطمینان را بررسی کنید.
- ماهانه: آب دستگاه را تعویض نمایید.
- هر ۳ ماه: داخل و خارج دستگاه و قسمت بیرونی آبگذر را تمیز کنید.



- هر ۶ ماه: دستگاه توسط نماینده سرویس تعمیر، بازرسی شود.

### کنترل کیفیت

#### تست شیمیایی:

- نوار کاغذی TST: سه عامل زمان، بخار و دما را کنترل می کند و از زرد به بنفش تغییر رنگ می دهد. در هر سری کاری از این نوار استفاده کنید.
- برچسب Sterility-Record: علاوه بر سنجش استریلیتی، امکان ثبت تاریخ استریلیزاسیون، نام فرد استریل کننده و نام محیط کشت بر روی این برچسب وجود دارد. در هر سری کاری از این برچسب استفاده کنید.

#### تست بیولوژیک:

استفاده از ویال حاوی اسپور باسیلوس استئاروترموفیلوس ATCC 7953 بطور هفتگی توصیه می شود.


#### ایمنی

- از دستکش مقاوم به حرارت و محافظ چشم استفاده کنید.
- بعد از آنکه فشار اتاقک اتوکلاو به صفر و دمای آن به حدود  $60^{\circ}\text{C}$  رسید کنار درب اتوکلاو بایستید و آنرا باز کنید. منتظر بمانید تا ظروف کمی خنک شوند، سپس آنها را حمل کنید.
- هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاری یا خارج نمودن وسایل و مواد ننمایید.
- هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به پریز اقدام به تمیز نمودن آن نکنید.
- هرگز پیچ های محکم کننده درب را در هنگام کار دستگاه شل و سفت نکنید.

## فور(اون)

اون برای استریل کردن موادی که نمی توانند بطور کامل تحت نفوذ بخار قرار گیرند، اما می توانند دمای بالای مورد نیاز مثل  $180^{\circ}\text{C}$  -  $160^{\circ}\text{C}$  را تحمل کنند، به کار می رود. اون بویژه برای ظروف شیشه ای مثل لوله آزمایش، پتری دیش، پی پت و نیز برای آلات فلزی مثل پنس، اسکالپل و قیچی به کار می رود






اون باید دارای فن (جهت چرخش هوای متراکم در سراسر اتاقک)، نشانگر درجه حرارت، ترموستات و تایمر، طبقات مشبک، قفل داخلی درب و عایق بندی مناسب جداره ها باشد.

### استریلیزاسیون در اون

- ۱- برای بسته بندی وسایل فوق الذکر جهت استریل نمودن آنها در اون میتوان از فویل آلومینیومی یا کاغذ کرافت و سربطریهای پنبه ای استفاده نمود.
- ۲- باید دقت شود که کاغذ و پنبه نسوزند چون پنبه نیم سوز مواد ضد باکتری فرآری را متصاعد می کند.
- ۳- حدود ۲ سانتی متر از انتهای فوقانی پی پتها را با پنبه غیر جاذب ببندید و آنها را در ظروف فلزی قرار داده، درب آنها را ببندید.
- ۴- درپوش لوله های آزمایش را با کاغذ آلومینیومی ببوشانید و آنها را بطور عمودی در جا لوله ای قرار دهید. درپوش، لبه لوله را از آلودگی از طریق هوا در طی ذخیره سازی حفظ می کند.
- ۵- در صورتی می توان بطری های درپیچ دار را در اون استریل نمود که درپوش و آستری آنها از موادی مثل فلز، پلی پروپیلن یا لاستیک سیلیکون ساخته شده باشد تا در دمای استریلیزاسیون از شکل طبیعی خارج نشود.
- ۶- پودر، روغن، چربی و گریس مثل Petroleum Jelly را در ظرف شیشه ای یا فلزی و در اندازه های کوچک که از وزن ۱۰ گرم یا عمق یک سانتی متر تجاوز نکند، استریل نمایید.
- ۷- قبل از قرار دادن ظروف شیشه ای در اون، از خشک بودن آنها مطمئن شوید. مواد را به گونه ای در اون قرار دهید که هوای داغ در اطراف و مابین آنها در جریان باشد.
- ۸- زمان نگهداری استریلیزاسیون از زمانی آغاز می شود که اتاقک به دمای استریل انتخابی برسد و نیز مدتی هم بیشتر در نظر گرفته می شود تا همه قسمت های اتاقک و مواد داخل آن به دمای مورد نظر برسند ( $180^{\circ}\text{C}$  - ۱۶۰ به مدت ۲ ساعت).
- ۹- به دلیل عایق بودن دستگاه، چند ساعت طول می کشد تا اشیاء داخل آن خنک شود، مگر آنکه مجهز به فن باشد. درب اون را باز نکنید تا اتاقک، ظروف و مواد داخل آن تا دمای حدود  $60^{\circ}\text{C}$  خنک شوند. اگر هوای سرد ناگهان وارد دستگاه شود ممکن است ظروف شیشه ای ترک بخورند.

### نحوه نگهداری :

بطور ماهانه داخل آن تمیز و هر ۶ ماه توسط نماینده سرویس تعمیر، بازرسی شود.



### کنترل کیفیت :

تست شیمیایی: ویال شیشه ای Browne و مشاهده تغییر رنگ مناسب از قرمز به سبز. از این ویال در هرسری کاری استفاده کنید.

تست بیولوژیک: استفاده از نوار کاغذی حاوی اسپور باسیلوس سوبتیلیس واریته نایجر ATCC 9372 بطور هفتگی توصیه می شود.

### ایمنی:

استفاده از دستکش مقاوم به حرارت و محافظ چشم.

## انکوباتور

انکوباتور محفظه عایق بندی شده ایست که برای نگهداری دما و رطوبت کنترل شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها نیاز است . بعضی انکوباتورها برای نگهداری میزان دلخواه از CO<sub>2</sub> برای میکروارگانیسم هایی که دی اکسید کربن دوست (Capnophilic) هستند ، تجهیز شده اند .

الف \_ انکوباتورهای بدون CO<sub>2</sub> :


- تنظیم کننده دما را روی دمای مورد نظر قرار دهید.
- وقتی درجه حرارت به دمای مورد نظر رسید ، دما را در هر روزکاری که از انکوباتور استفاده می شود، روی برگه QC ثبت کنید.

- نمونه ها را به طور ایمن روی سینی ها یا قفسه ها قرار دهید .
- می توانید با قراردادن یک تشتک پر از آب متناسب با اندازه اتاقک در کف انکوباتور ، محیط مرطوب ایجاد نمایید .

ب \_ انکوباتورهای CO<sub>2</sub> دار :

- سطح دما و CO<sub>2</sub> در برگه QC در هر روز استفاده ثبت می شوند .

**نکته :**



در صورت اتمام کپسول گاز CO<sub>2</sub> ، تا زمان شارژ مجدد آن می توانیم جهت انکوباسیون نمونه های نیازمند CO<sub>2</sub> از کندل جار بصورت جایگزین استفاده نماییم .

### نحوه نگهداری :

- همه انکوباتورها باید به طور ماهانه با محلول صابون ملایم تمیز شوند .
- به منظور رعایت موارد ایمنی ، کپسولهای CO<sub>2</sub> باید به صورت ایستاده با زنجیر سنگین به دیوار محکم شود. زمانیکه از سیلندرها استفاده نمی شود ، سوپاپها و درپوشها باید ، به طور محکم بسته شوند . سیلندرهاى خالی را روی حمل کننده سیلندر گاز به طور محکم با زنجیر نگهداری کنید . هرگز سیلندرهاى گاز را در دمای بالاتر از (5۲<sup>0</sup>C) ۱۲۵<sup>0</sup>F نگهداری نکنید . سیلندرها را در وضعیت افقی قرار ندهید .


### الف \_ انکوباتورهای بدون CO<sub>2</sub> :

زمانیکه دمای انکوباتور خارج از محدوده قابل قبول برای واحد مورد نظر باشد ، باید اقدامات اصلاحی باید مطابق موارد ذیل انجام شود :

- منبع برق ، پریز برق و Circuit Panel را بررسی کنید .
- دمای تنظیمی (Set Point) را بررسی کنید .
- اگر دستگاه هنوز درست کار نمی کند ، به نماینده سرویس دهنده اطلاع دهید .

### ب \_ انکوباتورهای CO<sub>2</sub> دار :

یک کشت از نیسریا گونوره در انکوباتور قرار دهید . هر روز آن را پاساژ داده و رشدش را بررسی نمایید . این ارگانسیم به CO<sub>2</sub> نیاز کامل دارد .



## دستورالعمل فنی انکوباتور

### کلیات

انکوباتور برای نگهداری سوسپانسیون یا محیط‌های کشت حاوی میکروب یا نگهداری مواد در برخی آزمایش‌ها که نیاز به حرارت خاص دارند، استفاده می‌گردد.

### چگونگی کاربری

انکوباتور محفظه عایق‌بندی شده‌ای است که برای نگهداری دما و رطوبت تنظیم شده محیط برای رشد میکروارگانیسم‌ها مورد نیاز است. بعضی انکوباتورها برای نگهداری میزان دلخواه از CO<sub>2</sub> برای میکروارگانیسم‌هایی که دی اکسیدکربن دوست (Capnophilic) هستند، تجهیز شده‌اند.

#### الف - انکوباتورهای بدون CO<sub>2</sub>:

- تنظیم کننده دما را روی دمای مورد نظر قرار دهید.
- وقتی درجه حرارت به دمای مورد نظر رسید، دما را در هر روز استفاده روی برگه کنترل کیفی (QC) ثبت کنید.
- نمونه‌ها را به‌طور ایمن روی سینی‌ها یا قفسه‌ها قرار دهید.
- می‌توانید با قراردادن یک تشتک پر از آب متناسب با اندازه اتاقک در کف انکوباتور، محیط مرطوب ایجاد نمایید.

#### ب - انکوباتورهای CO<sub>2</sub> دار:


- سطح دما و CO<sub>2</sub> در برگه QC در زمان استفاده از آن، ثبت می‌شوند.
- در صورت اتمام کپسول گاز CO<sub>2</sub>، تا زمان شارژ مجدد آن می‌توانیم جهت نگهداری نمونه‌های نیازمند CO<sub>2</sub> از محفظه حاوی شمع (candle jar) به‌صورت جایگزین استفاده نماییم.

### نحوه نگهداری

- تمامی انکوباتورها باید به‌طور ماهانه با محلول صابون ملایم تمیز و در صورت لزوم ضد عفونی شوند.
- زمانی که دمای انکوباتورهای بدون CO<sub>2</sub> خارج از محدوده قابل قبول برای واحد مورد نظر باشد، باید به سوپروایزر فنی اطلاع داده شود. اقدامات اصلاحی مطابق موارد ذیل انجام شود:
- × منبع برق، پریز برق و کلیدهای روشن/خاموش را بررسی شود.
- × دمای تنظیمی (Set Point) را بررسی گردد.
- × اگر دستگاه هنوز درست کار نمی‌کند، باید به نماینده سرویس دهنده اطلاع داده شود.
- × تمام عملیات نگهداری، تمیز کردن و تعویض سیلندر باید در جداول مربوطه ثبت گردد.

### کنترل کیفیت


- حرارت انکوباتور با دماسنج کالیبره، اندازه‌گیری و به‌طور روزانه و در دو نوبت بر روی منحنی حرارت ثبت می‌گردد.



- در انکوباتورهای CO<sub>2</sub> دار یک کشت از نایسریا گونوره را در انکوباتور قرار داده و هر روز آن را پاساژ و رشد آن بررسی و ثبت گردد. این ارگانسیم برای رشد به CO<sub>2</sub> نیاز دارد.

### ایمنی

- سیستم برق‌رسانی مطابق توان و ولتاژ مصرفی باشد تا احتمال وقوع هرگونه حادثه مخاطره‌آمیز کاهش یابد.
- در موقع تنظیم فشار و دما به نکات مندرج در دفترچه راهنما و زمان مربوطه توجه گردد.
- در زمان اتمام کار با دستگاه، رعایت نکات ایمنی از جمله استفاده از دستکش و خروج تدریجی بخار و در صورت لزوم استفاده از محافظ صورت ضروری می‌باشد.
- به منظور رعایت موارد ایمنی، کپسول‌های CO<sub>2</sub> باید به‌صورت ایستاده به دیوار با زنجیر سنگین محکم شوند. زمانی که از سیلندرها استفاده نمی‌شود، سوپاپ‌ها و درپوش‌ها باید محکم بسته شوند. سیلندرها را خالی را روی حمل کننده سیلندر محکم با زنجیر بسته شوند. هرگز سیلندرها را در دمای بالاتر از 125°F (52°C) نگهداری نشوند. سیلندرها در وضعیت افقی قرار نگیرند.

صفحه 1 از 9	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	ایمنی برای انتقال نمونه های عفونی	


## راهنمای ایمنی برای انتقال نمونه های عفونی

انتقال نمونه های آلوده یا نمونه هایی که احتمال آلودگی آنها وجود دارد از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر، از بخش های مختلف بیمارستان به آزمایشگاه بیمارستان یا آزمایشگاه خارج از بیمارستان و نیز از مطب پزشکان به آزمایشگاه، باید تحت شرایط استاندارد صورت گیرد. این روند باید با استفاده از ظروف مناسب، بسته بندی به روش استاندارد با درج علائم و برچسب های لازم روی بسته، رعایت اصول ایمنی جهت انتقال نمونه، و در نظر داشتن شرایط مناسب طی انتقال نمونه به نحوی که کیفیت و تمامیت نمونه حفظ شود، صورت پذیرد. حمل و نقل نمونه ها می تواند از راه هوا، دریا، جاده و راه آهن طبق قوانین موجود در هر کشور و دستورالعمل مربوطه، با رعایت شرایط صحیح بسته بندی و انتقال انجام شود.

برای انتقال نمونه های عفونی از طرق مختلف، سازمان ملل متحد (United Nations) قوانین مشخصی تبیین نموده است. همچنین انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی (International Air Transport Association, IATA) در مورد چگونگی حمل و نقل مواد عفونی قوانین سخت گیرانه ای تدوین نموده که در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. سازمان جهانی بهداشت نیز کتابی تحت عنوان مقررات انتقال نمونه های عفونی منتشر نموده است.

راهنمای ذیل خلاصه ای از مراجع فوق و ویرایش پانزدهم قوانین سازمان ملل متحد بوده و در مورد شرایط استاندارد نقل و انتقال نمونه های عفونی یا بالقوه عفونی بحث می کند. طبق قوانین International = IATA Airline Transport Association اصولاً مواد خطرناک به ۹ گروه تقسیم می شوند. این ۹ گروه بیشتر شامل مواد شیمیایی خطرناک می شوند، در این تقسیم بندی مواد عفونی در گروه ۶ قرار می گیرند. این گروه، مواد عفونی شناخته شده ویا موادی که ممکن است عفونی باشند، را دربر گرفته و شامل باکتری ها، ویروس ها، ریکتزیا، انگل ها، قارچ ها و عوامل دیگری مانند پریون ها می باشند. این مواد در صورتی که به دلیل بسته بندی نامناسب به بیرون نشت کنند، می توانند در تماس فیزیکی با انسان ویا حیوان باعث ایجاد بیماری گردند. مواد عفونی خود به دو گروه **A, B** تقسیم می شوند.

مواد عفونی گروه A : موادی هستند که می توانند باعث ناتوانی دائمی ویا بیماری های کشنده ویا تهدید کننده زندگی در انسان ویا حیوان سالم شوند و بسته به بیماری های بومی و شرایط هر منطقه متفاوت می باشند. به طور

صفحه 2 از 9	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	ایمنی برای انتقال نمونه های عفونی	

مثال نمونه کشت باکتری سل، بروسلا، وکشت انواع ویروس ها مانند هپاتیت B در این گروه قرار می گیرند. مواد عفونی این گروه تحت عنوان **United Nations Number= UN 2814** طبقه بندی شده اند. آن دسته از مواد عفونی گروه A که فقط باعث بروز بیماری در حیوانات می شوند، تحت عنوان **UN 2900** قرار می گیرند.

مواد عفونی گروه B: مواد عفونی که شرایط فوق را از نظر بیماری زایی دارا نمی باشند، جزء نمونه های بیولوژیکی گروه B و **United Nations Number= UN 3373** طبقه بندی می شوند

### بسته بندی نمونه ها


بسته بندی کلیه نمونه ها می بایست به روش استاندارد و با استفاده از سه محفظه صورت گیرد با توجه به نوع نمونه ای که منتقل می شود اطلاعات روی برچسب الصاق شده روی محفظه خارجی نمونه متفاوت است نحوه بسته بندی نمونه های مختلف در شکل های پیوست آمده است.

### روش بسته بندی:

جهت بسته بندی نمونه ها طبق شرایط استاندارد، باید از سه محفظه که واجد شرایط ذیل باشد، استفاده گردد :  
نمونه ابتدا باید داخل یک ظرف درپنج دار که غیر قابل نفوذ به مایعات و همچنین غیر قابل نشت بوده، قرار داده شود. بیشتر اوقات نمونه ها داخل لوله آزمایش حمل می شوند.

در صورتی که تعداد نمونه ها و بالطبع تعداد لوله ها زیاد باشد، برای جلوگیری از تماس بین آنها می توان مطابق اشکال پیوست و به ویژه شکل شماره ۵ لوله ها را توسط جداکننده های مقوایی ضخیم و یا جداکننده هایی از جنس دیگر مانند اسفنج از یکدیگر جدا کرده و بسته بندی نمود .

در صورتی که نمونه مایع باشد، باید اطراف لوله ها به طور جداگانه ماده جاذب الرطوبه مانند تکه های ابر و یا ماده مشابه گذاشت و سپس در محفظه دوم قرارداد، در واقع این مواد جاذب بین محفظه اول ( لوله آزمایش) و محفظه دوم قرار می گیرند تا در صورت شکستن لوله ها یا آسیب محفظه اول، مواد آلوده به محفظه بیرونی نشت ننماید. مقدار و حجم ماده جاذبی که بین محفظه اول و دوم قرار می گیرد باید متناسب با حجم نمونه باشد طوری که بتواند در صورت شکسته شدن یا آسیب به لوله ، کل حجم نمونه مایع را جذب نماید تا رطوبت به خارجی ترین محفظه نرسد.

صفحه 3 از 9	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	ایمنی برای انتقال نمونه های عفونی	

پس از قراردادن محفظه اول در داخل محفظه دوم که مقاوم ، غیرقابل نشت و غیرقابل نفوذ به مایعات می باشد، می بایست مشخصات نمونه روی آن درج گردد.

در مرحله بعد محفظه دوم داخل محفظه سوم که مقاوم به ضربه و شرایط محیطی نامساعد بوده، قرار داده می شود . در مورد نمونه هایی که نیاز به رعایت زنجیره سرد دارند محفظه سوم می تواند Cold Box باشد.

نمونه های عفونی گروه A (UN 2814, UN2900) مطابق شکل پیوست شماره ۱ و نمونه های عفونی گروه B (UN 3373) مطابق شکل پیوست شماره ۲ بسته بندی می شوند.


### علامت گذاری

کلیه بسته ها باید قبل از انتقال بطور مناسب علامت گذاری شده طوری که حاوی اطلاعات لازم در خصوص ماهیت نمونه ، خطرات آن و استانداردهای رعایت شده جهت بسته بندی ، باشد.

علائم روی بسته ها باید واضح درج شده و خوانا باشند و به گونه ای قرار گیرند که کاملاً قابل مشاهده بوده و توسط برچسب یا علامت دیگری پوشانده نشده باشد. روی محفظه خارجی (محفظه سوم) هر بسته باید اطلاعات زیر درج گردد:

- نام و آدرس فرستنده یا ارسال کننده کالا
- نام و آدرس حمل کننده کالا
- شماره تلفن شخص مسئول تایید شرایط بسته بندی نمونه
- نام و آدرس دریافت کننده (گیرنده) کالا
- نوع نمونه
- شماره UN
- نام گذاری ویژه برای گروه های خطر (Proper shipping name): برای انتقال نمونه هایی که در گروه های خطر مختلف قرار می گیرند نامگذاری ویژه ای وجود دارد که بر روی محفظه بیرونی نمونه درج می گردد مثلاً برای انتقال مواد عفونی گروه UN2814 باید عبارت  
**INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANS**  
 برای انتقال مواد آلوده در گروه UN 2900 باید عبارت  
**INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING ANIMALS only**  
 بر روی بسته مربوطه درج گردد.(مطابق شکل پیوست شماره ۱)  
 برای انتقال نمونه های گروه UN3373 باید عبارت **Clinical Specimens** و یا **Diagnostic Specimens** بر روی بسته مربوطه درج شود.



صفحه 4 از 9	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	ایمنی برای انتقال نمونه های عفونی	

بطور مثال

UN 2814 "INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANS"


و یا

UN 2900 "INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING ANIMALS"

- برچسب دارای علامت خطر زیستی (مربوط به مواد عفونی) باید به صورت لوزی شکل بر روی محفظه بیرونی الصاق شود به طوری که عبارت "گروه ۶" در قسمت پایین آن درج شده باشد. (مطابق شکل ۳)
- محدوده دمایی قابل قبول جهت انتقال و ذخیره سازی در مواردی که از یخ خشک یا نیتروژن مایع استفاده می شود، نوع و مقدار آن باید مشخص شود. شایع ترین مواد خنک کننده که جهت حفظ زنجیره سرد در هنگام انتقال استفاده می شوند یخ (Ice Pack)، یخ خشک و نیتروژن مایع می باشند. در این صورت لایه های اول و دوم باید در برابر درجه حرارت پایین مقاوم و نشت ناپذیر باشند. در هنگام انتخاب لایه خارجی باید به نوع ماده خنک کننده توجه گردد. در صورتی که از یخ معمولی استفاده می گردد، کفایت که لایه خارجی کاملاً نشت ناپذیر باشد. در صورت استفاده از یخ خشک لایه خارجی باید نشت ناپذیر بوده ولی قابلیت عبور گاز دی اکسید کربن را داشته باشد. در مواردی که نیاز به استفاده از نیتروژن مایع می باشد، این لایه ها باید قابلیت تحمل درجه حرارت های بسیار پایین را داشته باشند.
- برچسب Package Orientation در هنگام انتقال نمونه های مایع، بویژه با حجم بیشتر از ۵۰ میلی لیتر می بایست نصب گردد و نشان دهنده جهت رو به بالا برای حمل محفظه حاوی نمونه باشد. (مطابق شکل ۴)

### حجم قابل انتقال

برای نمونه هایی که از راه زمینی جابجا می شوند محدودیتی برای حجم مواد تعیین نشده است. نمونه هایی که در گروه UN 2814 قرار می گیرند و نمونه های با حجم بیش از ۵۰ میلی لیتر و یا ۵۰ گرم را نباید در هواپیمای


صفحه 5 از 9	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	ایمنی برای انتقال نمونه های عفونی	

مسافری بارگیری نمود. حداکثر حجم نمونه هایی را که می توان با هواپیمای باربری انتقال داد ۴ لیتر یا ۴ کیلوگرم می باشد.

- انتقال نمونه های عفونی به صورت شخصی و بوسیله افراد از طریق هوایی کاملاً غیر قانونی می باشد.
- در صورت آسیب دیدن بسته بندی و یا نشست مواد باید فوراً به مسئولین مربوطه اطلاع داد.
- در شرایطی مسئولیت ارسال کننده نمونه به پایان می رسد که نمونه عفونی تحت شرایط استاندارد منتقل شده و ارسال کننده از دریافت آن توسط گیرنده مطمئن شود.

شکل ۱


## Packaging instructions for UN 2900 and UN 2814: category A



UN certified containers, P620

شکل ۲

## Packaging for UN 3373 (category B, P650)



### Primary receptacle:


- Leakproof or stiftproof
- absorbent material (eg. Kleenex)

### Secondary packaging:

- Leakproof or stiftproof


### Rigid outer packaging:

Never envelopes

صفحه 7 از 9	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	ایمنی برای انتقال نمونه های عفونی	

شکل ۳

Figure 7.2.A  
Class 6 — Infectious Substances (Division 6.2)




The lower part of the label should bear the inscription:

**INFECTIOUS SUBSTANCE**  
**In case of Damage or Leakage**  
**Immediately Notify**  
**Public Health**  
**Authority**


**Name: Infectious Substance**  
**Minimum dimensions: 100 × 100 mm**

**For small packages the dimensions may be 50 × 50 mm**  
**Symbol (three crescents superimposed on a circle) and inscription:**  
**Black**  
**Background: White**



شکل ۴


Figure 7.2.F  
Package Orientation



Name: Package Orientation (This Way Up)  
Minimum dimensions: 74 × 105 mm  
Colour: Red or Black on a contrasting background




شکل ۵



دکتر شهلا فارسی

مدیر ایمنی و بهداشت آزمایشگاه مرجع سلامت

خرداد ۱۳۸۸

صفحه 1 از 9	راهنمای	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	رنگ آمیزی گرم	

## رنگ آمیزی گرم

### اصول:

در آزمایشگاه میکروبی شناسی بالینی، رنگ آمیزی گرم آزمایشی مهم برای تشخیص احتمالی سریع عوامل عفونی است و کیفیت نمونه های بالینی را ارزیابی می کند. این آزمایش برای طبقه بندی باکتری ها بر اساس شکل، اندازه، مورفولوژی سلول و واکنش گرم آنها به کار می رود.

تفسیر گسترش هایی که رنگ آمیزی گرم شده اند، با در نظر گرفتن مشخصه های رنگ آمیزی، اندازه، شکل و آرایش سلول صورت می گیرد. این مشخصه ها ممکن است بوسیله بسیاری از فاکتورها مانند مدت زمان ماندگی پلیت ها، محیط کشت، اتمسفر انکوباسیون، روش رنگ آمیزی و وجود مواد مهارکننده تحت تأثیر قرار بگیرند. برای تفسیر اسمیرهای تهیه شده از نمونه های بالینی مانند خلط، به وجود عوامل اضافی مانند انواع سلول های میزبان و فاگوسیتوز نیز می بایست دقت نمود.

### نمونه:

اسمیر برای رنگ آمیزی گرم ممکن است از نمونه های بالینی، محیط براث یا کلنی های رشد کرده روی محیط کشت جامد تهیه شود. نمونه های بالینی تازه و کشت های تازه (کمتر از ۲۴ ساعت) از محیط های غیرمهارکننده، صحیح ترین نتایج را می دهند؛ برای برخی بررسی های مورفولوژیکی، اسمیر تهیه شده از کشت براث مورد نیاز می باشد.

### مواد:

#### A. معرف ها

معرف ها ممکن است به صورت تجاری خریداری شوند یا در آزمایشگاه تهیه گردند.

#### ۱- Hucker's modification

a. کریستال ویوله

b. ید

احتیاط: ید خاصیت خوردگی دارد. از استنشاق، خوردن یا تماس آن با پوست خودداری کنید.

c. رنگ برها

(۱) کندترین رنگ بر: اتانول ۹۵٪


(۲) رنگ بر متوسط: استون - الکل؛ مخلوطی از ۱۰۰ ml اتانول ۹۵٪ و ۱۰۰ ml استون (reagent grade) را در بطری شیشه ای قهوه ای رنگ ترکیب کنید، با یک سال تاریخ انقضاء، برچسب بزنید و در حرارت اتاق نگهداری کنید.

(۳) سریع ترین رنگ بر: استون (reagent grade)

احتیاط: اتانول و استون قابل اشتعال هستند.

#### d. Counterstains (رنگ متقابل)

(۱) سافرانین

صفحه 2 از 9	راهنمای	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	رنگ آمیزی گرم	

۲) به طور جایگزین: فوشین بازی (wt/vol) ۰/۲٪ یا ۰/۱٪

۲- Kopeloff's modification for anaerobes

۳- Carbol-fuchsin–basic fuchsin counterstain

### B. وسایل و مواد مورد نیاز

- ۱- لام شیشه ای (۲۵×۷۵ mm)
- ۲- NaCl ۰/۸۵٪ استریل
- ۳- پی پت پاستور و اپلیکاتور چوبی استریل
- ۴- لوپ میکروب شناسی، آنس تلقیح سازی
- ۵- Safety box برای دور ریختن زباله بیولوژیک شامل وسایل نوک تیز
- ۶- روغن ایمرسیون

### C. تجهیزات

موارد اختیاری با توجه به نوع نمونه

- ۱- سانتریفوژ
- ۲- ورتکس
- ۳- لوله در پیچ دار استریل
- ۴- قیچی، اسکالپل و پنس استریل
- ۵- خردکن بافت
- ۷- متانول خالص

نکته: متانول را در بطری های در پیچ دار قهوه ای ذخیره کنید. ذخیره کاری را می توان در ظروف پلاستیکی برای حداکثر دو هفته ذخیره نمود.

### کنترل کیفی:


A. روزانه معرف ها را از نظر ظاهری بررسی کنید.

۱- اگر کریستال و بوله رسوب کرده یا ته نشین شده، قبل از استفاده آن را صاف کنید، حتی زمانی که معرف ها به صورت تجاری خریداری می شوند.

نکته: بعضی رنگ ها، خصوصاً فوشین بازی و سافرانین می توانند آلوده شوند. در صورت شک به آلودگی، انجام رنگ آمیزی با استفاده از معرف تازه توصیه می گردد.

۲- تبخیر شدن مواد ممکن است کارایی و تأثیر معرف ها را دگرگون کند. اگر محلول های کاری با مصرف روزانه تمام نمی شوند، باید به طور منظم تعویض شوند.



صفحه 3 از 9	راهنمای	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	رنگ آمیزی گرم	

**B.** به طور روزانه و زمانی که یک سری ساخت جدید استفاده می شود، گسترشی از *اشریشیا کلاسی* (ATCC 25922) و *استافیلوکوک اپیدرمیدیس* (ATCC 12228) و *یا استافیلوکوک اورئوس* (ATCC 25923) تهیه و فیکس کرده و مطابق روش فوق رنگ آمیزی کنید.

#### نتایج مورد انتظار:

- ۱- باسیل های گرم منفی، صورتی
- ۲- کوکسی های گرم مثبت، بنفش پررنگ

**توجه:** به عنوان روش کنترل کیفی جایگزین پیشنهاد می شود با یک اپلیکاتور چوبی از بین دندان ها نمونه گیری شود؛ هم ارگانیزم های گرم مثبت و هم گرم منفی وجود خواهد داشت.

#### C. برخی از علل رایجی که موجب تهیه اسلاید رنگ آمیزی گرم نامناسب می گردند:

- ۱- استفاده از لام های شیشه ای که قبلا تمیز یا چربی زدایی نشده اند.
- توجه:** با ذخیره لام ها در ظرف حاوی اتانول ۹۵٪ از تمیز بودن آنها مطمئن خواهیم بود. قبل از استفاده، الکل اضافی را از روی لام خالی کنید یا آن را روی شعله بگیرید.
- ۲- گسترش ها خیلی ضخیم تهیه شده است.
- ۳- حرارت دادن زیاد گسترش، زمانی که برای فیکس کردن از حرارت استفاده می شود.
- ۴- آب کشی زیاد در طی فرایند رنگ آمیزی

#### D. برای اطمینان از صحت تفسیر، سیستمی برای بررسی گزارش های رنگ آمیزی گرم برقرار کنید.

- ۱- بررسی روزانه تعدادی از رنگ های گرم توسط سوپروایزر
- ۲- مقایسه نتایج کشت نهایی با گزارش های رنگ آمیزی گرم
- ۳- گردآوری مجموعه ای از لام های مرجع برای آموزش

#### روش انجام آزمایش:


##### A. تهیه اسمیر

اسمیر مناسب باید لایه ای از ارگانیزم ها با تراکم مناسب برای مشاهده آسان ایجاد نماید. پراکندگی ارگانیزم ها می بایست به نحوی باشد که آرایش آنها مشخص شود. برای تهیه اسمیر از لام های شیشه ای نو و تمیز استفاده نمایید.

**نکته:** زمانی که از یک پی پت یا سواب برای تهیه اسمیر و تلقیح محیط کشت استفاده می کنید، همیشه قبل از تهیه اسمیر، ابتدا محیط کشت را تلقیح کنید.

##### ۱- نمونه های بالینی:

**نکته:** استفاده از دستکش لاتکس در زمان کار روی نمونه های بالینی ضروری است.

صفحه 4 از 9	<b>راهنمای</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>رنگ آمیزی گرم</b>	

**a.** نمونه های دریافت شده روی سواب

ترجیحاً باید یک سواب جداگانه برای تهیه اسمیر آماده شود .

(۱) جهت جلوگیری از تخریب عناصر سلولی و از بین رفتن آرایش باکتریایی، به آرامی سواب را در سرتاسر لام بچرخانید.

(۲) در مواردی که فقط یک سواب دریافت می شود، سواب را در مقدار کمی سالین قرار داده و آن را ورتکس کنید. سواب را به دیواره داخلی لوله بفشارید و آن را برای تهیه گسترش به کار ببرید. از باقیمانده سوسپانسیون برای تلقیح محیط کشت استفاده کنید.

**b.** نمونه هایی که روی سواب دریافت نمی شوند شامل: آسپیره ها، ترشحات، چرک، مدفوع

(۱) اگر نمونه در یک سرنگ دریافت شده باشد، ابتدا تمامی آن را در یک لوله استریل بریزید. در صورت کافی بودن حجم نمونه آن را ورتکس کنید.

**نکته:** سرنگ های همراه سوزن را ، نپذیرید. به کارکنان مربوطه جداسازی ایمن سوزن ها را آموزش دهید .

(۲) با استفاده از یک اپلیکاتور، پی پت یا لوپ سیمی استریل قسمت های چرکی یا خونی نمونه را انتخاب کنید. نمونه های خیلی غلیظ یا نمونه های چرکی را می توان در یک قطره سالین روی لام رقیق نمود تا تهیه اسمیر آسان تر شود.

(۳) نمونه را روی منطقه بزرگی از لام پهن کنید تا یک لایه نازک ایجاد شود.

**c.** CSF و سایر مایعات بدن که نیاز به سانتریفوژ دارند

بعضی از آزمایشگاهها ممکن است برای تغلیظ مایعات بدن و تهیه اسمیر از Cytospin Slide Centrifuge استفاده کنند. این روش به افزایش حساسیت رنگ گرم ، کاهش زمان سانتریفوژ و دسترسی سریعتر به نتیجه کمک می نماید.

(۱) بعد از انجام سانتریفوژ، با استفاده از پی پت استریل، محلول رویی را به یک لوله استریل منتقل کنید، حدود ۰/۵ ml را به عنوان رسوب باقی بگذارید.

(۲) رسوب را ورتکس کرده یا با چند بار داخل و خارج کردن از یک پی پت پاستور استریل آنرا کاملاً مخلوط نمایید.

(۳) با استفاده از پی پت پاستور یک قطره کوچک از رسوب را روی یک لام تمیز قرار دهید.

(۴) قطره را پخش نکنید. اجازه دهید تا در مجاورت هوا خشک شود.

**d.** نمونه های ادرار

(۱) سانتریفوژ نکنید. نمونه را به خوبی مخلوط کنید.


(۲) با استفاده از یک پی پت پاستور استریل ۱ قطره را روی لام قرار دهید. قطره را پخش نکنید.

(۳) اجازه دهید قطره در مجاورت هوا خشک شود.

**e.** مواد خشک یا مقادیر خیلی کم نمونه های بالینی:

(۱) نمونه را در ۰/۵ ml سالین استریل حل کنید. در صورت نیاز ورتکس نمایید.

(۲) با استفاده از پی پت پاستور استریل ۱ قطره را روی لام قرار دهید.

صفحه 5 از 9	راهنمای	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	رنگ آمیزی گرم	

۳) با استفاده از نوک پی پت، قطره را پخش کنید تا لایه نازکی ایجاد شود.

#### f. بیوپسی ها و برش های بافت

تهیه نمونه حاصل از تماس مستقیم اسلاید با سطح نمونه (touch prep) و/یا نمونه خرد شده (ground specimen)

۱) بافت را با استفاده از قیچی یا اسکالپل استریل خرد کنید.

۲) نمونه ای حاصل از تماس مستقیم اسلاید با سطح نمونه (touch prep) تهیه کنید. با استفاده از پنس استریل قطعه ها را نگه دارید و کناره های یک یا تعداد بیشتری از قطعات خرد شده را با اسلاید شیشه ای استریل تماس دهید، برای بررسی آسانتر تماس ها را با هم دسته بندی کنید.

۳) برای نمونه های تماسی یکنواخت، یک قطره را روی اسلاید قرار دهید و به اندازه یک دایره ۲/۵ سانتی متری پخش کنید.

#### ۲- کشت های براث:

برای جلوگیری از مخلوط شدن نمونه های مختلف روی یک لام، توصیه می شود روی هر اسلاید، یک گسترش تهیه شود.

- a. با استفاده از پی پت پاستور استریل (یا یک سوزن منفذدار، برای ظروفی مثل بطری های کشت خون، جهت جلوگیری از آلودگی با سوزن و سرنگ) یک قطره روی لام قرار دهید.
- b. قطره را پخش کنید تا لایه نازکی ایجاد شود.

#### ۳- کلنی از روی محیط های کشت جامد:

- a. یک قطره سالین یا آب مقطر استریل روی لام قرار دهید.
- b. مقدار کمی از کلنی را با یک اپلیکاتور، آنس یا لوپ استریل بردارید.
- c. به آرامی مخلوط کنید تا سوسپانسیون یکنواختی حاصل گردد.


#### B. فیکس کردن اسمیر (گسترش):

اسمیرها ممکن است با حرارت یا متانول فیکس شوند.

##### ۱- حرارت:

- a. اسمیر را در مجاورت هوا روی یک سطح صاف یا داخل اتو قرار دهید تا خشک شود.
- b. اگر اسمیرها در مجاورت هوا خشک شدند، آنها را ۲ یا ۳ بار از روی شعله بگذرانید. برای جلوگیری از سوختگی یا تغییر شکل سلول ها، از حرارت زیاد استفاده نکنید.
- c. بگذارید لام قبل از رنگ آمیزی خنک شود.

۲- از آنجا که حفظ مشخصات سلولهای میزبان جهت تفسیر گستره های بالینی ضروری است بهترین روش برای رنگ آمیزی گستره های مستقیم، فیکس کردن با استفاده از متانول است. این امر با ممانعت از لیز گلبول های قرمز و تخریب

صفحه 6 از 9	راهنمای	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	رنگ آمیزی گرم	

سلول های میزبان موجب واضح تر شدن زمینه اسلاید می گردد که تفسیر نمونه را آسانتر میکند. این روش برای همه نمونه های بالینی، مخصوصاً ادرار موکدا توصیه می شود که در عین حال مانع از شسته شدن نمونه های ادرار می گردد.

a. اسمیر را در مجاورت هوا روی یک سطح صاف خشک نمایید.

b. برای ۱ دقیقه چند قطره متانول روی لام بریزید. متانول را بدون آبکشی از روی لام خالی کنید و اجازه دهید تا اسلاید در مجاورت هوا خشک شود.

c. قبل از رنگ آمیزی، از حرارت استفاده نکنید.

### C. روش انجام رنگ آمیزی:

#### ۱- Hucker's modification


- اسمیر فیکس شده را با محلول کریستال ویوله بیوشانید. ۳۰ ثانیه منتظر بمانید.
- آهسته کریستال ویوله را خالی کنید، اسلاید را به آرامی با آب جاری بشوئید.
- احتیاط:** شستشوی بیش از حد در این مرحله می تواند باعث شسته شدن کریستال ویوله از سلول های گرم مثبت شود. برای اطمینان از جریان آرام آب در سمت اسمیردار لام، اسلاید را به صورت زاویه دار نگه دارید.
- آب اضافی را با محلول ید شستشو دهید و سپس اسلاید را با محلول ید تازه بیوشانید. ۳۰ ثانیه منتظر بمانید.
- اسلاید را به آرامی با آب جاری بشوئید.
- با جاری کردن معرف روی گستره در حالی که اسلاید زاویه دار نگه داشته شده است، رنگ بری کنید. وقتی مایع جاری ، بی رنگ می شود این کار را به اتمام برسانید. زمان رنگ بری را بر اساس ضخامت اسمیر و نوع رنگ بر مورد استفاده تنظیم کنید.
- رنگ بر اضافی را با جریان آرام آب خارج کنید.
- نکته: اسمیری که بطور مناسب رنگ بری شده است، با ته رنگ سبز زیتونی و بدون آثاری از رنگ کریستال ویوله دیده خواهد شد.
- اسلاید را با سافرانین بیوشانید و اجازه دهید رنگ متقابل (counter stain) برای ۳۰ ثانیه باقی بماند.
- رنگ متقابل اضافی را با جریان آرام آب خارج کنید.
- اسلاید را در وضعیت ایستاده در مجاورت هوا خشک کنید. پشت لام را با استفاده از دستمال کاغذی آغشته به استون یا الکل پاک کنید.
- اسمیر را از نظر میکروسکوپی بررسی کنید.

#### ۲- Basic/carbol-fuchsin counterstain

Basic/carbol-fuchsin برای شناسایی ارگانیسیم های گرم منفی که رنگ کمی گرفته اند به کار می رود.

#### ۳- Kopeloff's modification

برای مشاهده و افتراق بهتر بی هوازیها توصیه می شود از روش رنگ آمیزی Kopeloff's modification استفاده شود .

صفحه 7 از 9	راهنمای	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	رنگ آمیزی گرم	

## گزارش نتایج:

### A. نتایج و تفسیر

- ۱- وضعیت کلی اسمیر را با بزرگنمایی کم ( $\times 10$ ) ارزیابی کنید.
  - a. دقت نمایید که اسمیر بطور مناسبی رنگ بری شده باشد. بسته به نوع نمونه، زمینه عموماً باید شفاف یا صورتی باشد. اگر گلبول های سفید وجود دارند، باید به صورت گرم منفی ظاهر شوند. رسوب های نازک سوزنی شکل کریستال و یوله را با باکتری های میله ای شکل گرم مثبت اشتباه نگیرید.
  - b. دقت نمایید ضخامت اسمیر مناسب باشد. برای تفسیر مناسب، گستره نمیبایستی بیش از یک سلول ضخامت داشته و روی هم افتادگی سلول ها نباید مشاهده شود.

- ۲- اسمیرهای تهیه شده از نمونه های بالینی را جهت بررسی موارد زیر با بزرگنمایی کم بررسی کنید:
  - a. مقادیر مربوط به نوتروفیل ها، مونوسیت ها و گلبول های قرمز
  - b. مقادیر مربوط به سلول های اپی تلیال و باکتری های فلور نرمال که ممکن است نشانگر جمع آوری نامناسب نمونه باشد.
  - c. وضعیت و آرایش میکروارگانیسم ها


- ۳- مناطق متعددی از اسمیر را با روغن ایمرسیون از نظر وجود میکروارگانیسم ها بررسی و به شیوه زیر گزارش کنید.
  - a. در صورت عدم مشاهده هر گونه میکروارگانیسم: "هیچ میکروارگانیسمی مشاهده نشد".
  - b. در صورت مشاهده میکروارگانیسمها، تراکم کلی و مرفولوژی را شرح دهید.

- ۴- شکل سلولی غالب میکروارگانیسم ها را ذکر نمایید
  - a. شکل کلی: کوکوس، کوکوئید، کوکوباسیل، باسیل، رشته ای شکل، شبه مخمر
  - b. ظاهر انتهاها: کروی، شمعی شکل، مسطح، گریزی شکل، مقعر. برآمدگی کناره ها می تواند وجود اسپورها را پیشنهاد کند، اما می تواند به علت واکوئل ها، پلئومورفیسم، یا رنگ آمیزی نامنظم باشد.
  - c. ظاهر کناره ها: موازی، تخم مرغی شکل (برآمده)، مقعر، نامنظم
  - d. ماهیت محور تقارن: مستقیم، منحنی، فنی
  - e. پلئومورفیسم (ناپایداری در شکل): عبارت توصیفی "دیفترئوئید" یا "کورینه فرم" برای توصیف باسیل های گرم مثبت به کار می رود که چند شکلی، گریزی شکل یا نامنظم و بی قاعده هستند یا آرایش نرده ای یا زاویه دار دارند (اشکال V و L).
  - f. گسترش شاخه ای یا سلولی

### B. ثبت مشاهدات

هر آزمایشگاه باید سیاست گزارشدهی ویژه ای را تدوین کند. یافته های مهم بالینی باید جهت اطلاع به پزشک معالج اعلام شود.

- اسمیر نمونه های بالینی

صفحه 8 از 9	راهنمای	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	رنگ آمیزی گرم	

برای کشت های ادرار ۲۰ فیلد یا بیشتر را بررسی کنید. اگر بطور میانگین، یک ارگانیزم یا بیشتر در فیلد روغن ایمرسیون دیده می شود، مثبت گزارش کنید. این با کلنی کانت  $10^5$  CFU/ml  $\geq$  همبستگی دارد.

a. مقادیر مربوط به سلول ها و میکروارگانیزم های مشاهده شده را گزارش دهید. معمولا سیستم های کمی مورد استفاده شامل موارد زیر است.

(۱) عددی

(a) ۱+ ( < ۱ ) در فیلد روغن ایمرسیون [100x]

(b) ۲+ ( ۱ ) در فیلد روغن ایمرسیون

(c) ۳+ ( ۲ تا ۱۰ ) در فیلد روغن ایمرسیون

(d) ۴+ ( غالب یا > ۱۰ ) در فیلد روغن ایمرسیون

(۲) توصیفی

(a) کمیاب ( > ۱ ) در فیلد روغن ایمرسیون

(b) کم ( ۱ تا ۵ ) در فیلد روغن ایمرسیون

(c) متوسط ( ۵ تا ۱۰ ) در فیلد روغن ایمرسیون

(d) زیاد ( > ۱۰ ) در فیلد روغن ایمرسیون

b. مرفولوژی باکتری های مشاهده شده را ثبت کنید.

### C. مرور رنگ آمیزی گرم

۱- بعد از تفسیر اسمیرها، اسلایدها را به مدت کافی برای مرور تأییدی نگه دارید .

a. روغن اضافی را خالی کنید یا به آرامی پاک کنید.

b. برای اسلایدهای کتابخانه و مجموعه های آموزشی که برای مدت زمان طولانی تری ذخیره خواهد شد، روغن ایمرسیون را می توان با محلول گزین پاک کرد و با یک درزگیر نظیر محلول permount پوشاند تا از محوشدگی آنها جلوگیری شود.

c. اسلایدها ممکن است کیسه های خطر زیستی را سوراخ کنند، آنها را به عنوان مواد زائد بیولوژیک " تیز و برنده " در نظر گرفته

و جهت دفع از ظروف خطر زیستی (biohazard) مطابق با دستورالعمل دفع پسماند آزمایشگاه مرجع سلامت استفاده کنید.

۲- اگر تکرار رنگ آمیزی گرم یا یک رنگ آمیزی ویژه برای تأیید یافته ها لازم است، وقتی اسمیرهای رنگ نشده اضافی در دسترس نیستند، یک اسمیر رنگ گرم را می توان رنگ بری نمود.


a. روغن ایمرسیون را با محلول گزین از روی اسلاید بردارید.

b. اسلاید را با الکل- استون بپوشانید تا اسمیر بی رنگ شود.


c. دوباره رنگ کنید.

### توجهات :

A. نتایج رنگ آمیزی گرم میبایستی در تطابق با سایر یافته های بالینی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.


	<b>راهنمای</b>	 <b>آزمایشگاه مرجع سلامت</b>
	<b>رنگ آمیزی گرم</b>	
صفحه 9 از 9		

- B. برای کسب نتایج صحیح، پیروی دقیق از روش انجام آزمایش و معیارهای تفسیر الزامی می باشد. صحت، ارتباط زیادی با آموزش و مهارت شخص مشاهده کننده اسلاید دارد.
- C. مشاهده میکروارگانیزم های گرم مثبت و نمونه های کشت منفی ممکن است در نتیجه آلودگی معرف ها و سایر لوازم، حضور عوامل ضد میکروبی، یا کاهش رشد ارگانیسم ها تحت شرایط کشت معمول (محیط کشت ، اتمسفر و غیره) باشد.
- D. نتایج گرم نادرست ، ممکن است مربوط به کیفیت نامناسب جمع آوری نمونه باشد.
- E. ممکن است گاهی واکنش رنگ آمیزی گرم با کلنی های خیلی تازه در مقایسه با کلنی های کهنه تر متفاوت باشد. وقتی که اسمیرها از ساب کالچر ۲۴ - ۱۸ ساعته تهیه می شوند (زمانی که سلول های باکتریایی در فاز لگاریتمی رشد هستند)، مرفولوژی اغلب باکتری ها در رنگ آمیزی گرم، در بهترین شرایط می باشد.

صفحه	<b>فهرست</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>تجهیزات، مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی</b>	
1 از 5		

تجهیزات آزمایشگاهی
یخچال
فریزر $-20^{\circ}\text{C}$
فریزر $-70^{\circ}\text{C}$
لیوفیلیزاتور
ترازو
جار شمع دار
آنس / لوپ
تلقیح کننده چند شاخه برای MIC
لوپ های کالیبره $0.01$ و $0.001\text{ mL}$
چراغ گازی بوتزن
در صورت عدم وجود چراغ بوتزن، آیا چراغ الکلی یا وسیله دیگری برای استریل کردن لوپ و آنس وجود دارد؟
پلیت
لوله
جالوله ای
همزن ورتکس
امکانات رنگ آمیزی - سینک و جای اسلاید (لام)
ظروف کافی برای تهیه محیط های کشت (بالون، استوانه و ...)
pH متر
سمپلر
دستگاه آب مقطرگیری
سانتریفیوژ
اتوکلاو
اون هوای داغ
بن ماری




صفحه	<b>فهرست</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>تجهیزات، مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی</b>	
2 از 5		


انکوباتور
انکوباتور CO <sub>2</sub>
میکروسکوپ با عدسی روغنی
لام و لامل
میکروسکوپ معکوس
میکروسکوپ فلورسنت
سیستم اتوماسیون کشت خون
هود ایمنی بیولوژیک - سطح ۱ (محافظت کاربر و محیط زیست از آلودگی: جلوی دستگاه باز است. هوای ورودی از فیلتر عبور نمی کند، اما سیستم خروجی دارای فیلتر است).
هود ایمنی بیولوژیک - سطح ۲ (محافظت کاربر، محیط زیست و محصول (محیط کشت) از آلودگی: جلوی دستگاه باز است. هوای ورودی و خروجی فیلتر می شود).
هود ایمنی بیولوژیک - سطح ۳ (محافظت کاربر، محیط زیست و محصول (محیط کشت) از آلودگی: سیستم کاملاً بسته، دارای فشار منفی است. هوای ورودی و خروجی هپا فیلتر می شود).

### مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی

- ۱- محیط بلاد آگار (خون گوسفندی)
- ۲- محیط مکانگی آگار یا EMB آگار
- ۳- محیط نوترینت آگار یا TSA یا برین هارت اینفیوژن آگار (BHIA)
- ۴- محیط کشت خون (TSB یا BHIB) در صورت نیاز
- ۵- محیط مولر هینتون آگار
- ۶- محیط شکلات آگار (خون گوسفندی)
- ۷- محیط مانیتول سالت آگار
- ۸- محیط DNase آگار
- ۹- محیط 6.5% NaCl براث یا آگار

صفحه	فهرست	
3 از 5	<b>تجهیزات، مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی</b>	آزمایشگاه مرجع سلامت

- ۱۰- محیط بایل اسکولین آگار
- ۱۱- محیط KIA
- ۱۲- محیط TSI
- ۱۳- محیط SIM
- ۱۴- محیط سیمون سترات آگار
- ۱۵- محیط MR-VP براث
- ۱۶- محیط اوره آگار
- ۱۷- محیط ژلاتین
- ۱۸- محیط فنل رد آگار یا براث + قندهای گلوکز، لاکتوز، مانیتول، سوکروز و ...
- ۱۹- محیط لایزین آیرون آگار (LIA) یا مولر لایزین دکربوکسیلاز
- ۲۰- محیط پایه مولر (Muller's base) + اسیدهای آمینه آرژینین و اورنی تین
- ۲۱- محیط فنیل آلانین آگار
- ۲۲- محیط OF + قندهای گلوکز، لاکتوز، مالتوز، مانیتول و ...
- ۲۳- محیط هکتون انتریک آگار (HE) یا XLD آگار
- ۲۴- محیط انتقالی کری بلر
- ۲۵- محیط TCBS
- ۲۶- محیط آب پیتونه قلیایی
- ۲۷- محیط GN Broth
- ۲۸- محیط SF Broth
- ۲۹- محیط TSB حاوی ۱۵٪ گلیسرول
- ۳۰- محیط "هموفیلوس تست مدیوم" (HTM)

صفحه	فهرست	
4 از 5	<b>تجهیزات، مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی</b>	آزمایشگاه مرجع سلامت

۳۱- محیط GC agar + ۱٪ فاکتور رشد

۳۲- استاندارد نیم مک فارلند

۳۳- دیسک ONPG

۳۴- دیسک نووبیوسین ۵ میکروگرمی

۳۵- دیسک فورازولیدون

۳۶- دیسک باسیتراسین ۰/۰۴ واحد (....)

۳۷- دیسک اپتوچین

۳۸- دیسک Polymixin B 300U

۳۹- دیسک SXT

۴۰- پلاسمای EDTA دار خرگوش

#### آنتی سرم ها

۱- مجموعه آنتی سرم های شیگلا

۲- مجموعه آنتی سرم های سالمونلا

۳- مجموعه آنتی سرم های E. coli

#### معرف ها


۱- معرف کاتالاز (آب اکسیژنه ۰.۳٪)

۲- معرف اکسیداز (تترا متیل پارافنیلن دی آمین دی هیدروکلراید)

۳- معرف HCl ۱٪

۴- معرف کواکس


۵- معرف MR

صفحه	فهرست	 آزمایشگاه مرجع سلامت
5 از 5	تجهیزات، مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی	

۶- معرف های VP ( $\alpha$  نفتول و KOH)

۷- معرف کلرور فریک

۸- معرف های A و B نیترات

صفحه 1 از 4	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>کار با هودهای ایمنی بیولوژیک</b>	

## راهنمای کار با هودهای ایمنی بیولوژیک:

### محل قرارگیری هود:

- هود ایمنی بیولوژیک باید در مکانی دور از رفت و آمد افراد، قرار داده شود. عبور و مرور افراد، وجود در و پنجره در نزدیک هود و باز و بستن آنها باعث تولید جریان های هوایی می شود که یکنواختی جهت جریان هوا را از فضای باز جلویی به داخل هود مختل می کند.
- تعبیه فضای حداقل ۳۰ سانتی متری در اطراف هود جهت دسترسی به آن برای تعمیر و نگهداشت و نیز تعبیه فضای ۳۰ تا ۳۵ سانتی متری در بالای هود به منظور انجام آزمایش های کنترل کیفیت بررسی سرعت هوا در فیلتر خروجی، تعویض فیلتر و غیره باید مد نظر قرار گیرد.

### کاربر:


- از قبل تمامی وسایل، مواد و غیره باید آماده شوند تا تعداد دفعات حرکت دست و یا حرکت افراد به حداقل برسد. می توان بدین منظور چک لیستی تهیه نمود.
- باید از حرکات سریع دست در داخل هود خودداری شود. باید بعد از وارد کردن دست ها، یک دقیقه منتظر ماند تا جریان هوای داخل هود تنظیم گردد.
- هنگام استفاده از هود بیولوژیک نباید در شیشه ای محافظ آن باز و بسته شود.

### طریقه قراگیری وسایل و مواد در داخل هود:

- باید دقت کرد که سطح مشبک (سوراخ های مختص عبور جریان هوا) هودهای کلاس ۲ با قرار دادن وسایل، کاغذ و غیره مسدود نشود.
- تجهیزاتی مانند سانتریفیوژ، ورتکس و غیره در قسمت عقب هود قرار می گیرند. کیسه های مخصوص اتوکلاو و ظروف ایمن (Safety Box) و غیره باید در داخل هود و در قسمت عقب آن قرار داده شوند. در صورت لزوم، می توان در هنگام کار از دستمال های جاذب آغشته به مواد گندزدا بر روی سطح کاری استفاده نمود.
- اختلال در جریان هوای داخل هود می تواند باعث آلودگی کارکنان و کشت گردد.
- فن هود باید ۵ دقیقه قبل از شروع کار و یا بعد از اتمام کار، روشن باشد تا هوای آلوده از هود خارج شود.

### استفاده از شعله:

- استفاده از شعله می تواند در جریان هوا اختلال ایجاد کرده و به فیلتر آسیب برساند. همچنین در هنگام استفاده از مواد قابل اشتعال باعث ایجاد خطراتی گردد. بدین منظور از سوزاننده های کوچک (Microincinerator) یا کوره های الکتریکی استفاده می شود، اما بهتر است از لوپ های یکبار مصرف استریل استفاده شود.

صفحه 2 از 4	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>کار با هودهای ایمنی بیولوژیک</b>	

### لامپ ماوراء بنفش (UV):


- معمولاً این لامپ ها در هود ایمنی بیولوژیک مورد نیاز نمی باشند. در صورت وجود، باید به صورت هفتگی با الکل ۷۰٪ تمیز و گندزدایی گردد. این لامپ ها در زمان حضور افراد باید خاموش باشند. در ارتباط با فضای داخل هود باید از لامپ مناسب استفاده شود.

### بررسی و تأیید صحت عملکرد هود:

- صحت عملکرد دستگاه باید در زمان نصب و در فواصل زمانی منظم، مطابق دستورالعمل سازنده توسط افراد مجرب، بررسی و مستند شود. **آزمایش های لازم می تواند شامل بررسی نشت فیلتر هپا، بررسی سرعت جریان هوا و چگونگی جابجایی آن، محاسبه حجم هوای خروجی، فشار منفی و غیره باشد.** همچنین آزمایش های دیگری شامل بررسی میزان ارتعاش، بررسی سیستم الکتریکی و روشنایی، **بررسی عملکرد لامپ UV می تواند مد نظر قرار گیرد.** تعویض فیلترها به علت جذب زیاد عوامل میکروبی در فاصله زمانی مناسب با توجه به ساعات کارکرد و توصیه سازنده نیز باید انجام شود.

### آلودگی زدایی هودهای بیولوژیک:

- تمامی وسایل و سطوح داخلی باید قبل و بعد از استفاده به وسیله ماده گندزدای مناسب مانند الکل ۷۰٪ و یا محلول های تجاری گندزدایی شود. در صورت استفاده از **محلول سفید کننده خانگی** با رقت ۱/۱۰ و یا ۱/۱۰۰، باید بعد از استفاده از این ماده، به علت خاصیت خوردگی آن، محل را با آب استریل تمیز نمود.
- همچنین هودهای ایمنی بیولوژیک باید قبل از تعویض فیلتر و قبل از جابجایی آن، با استفاده از روش هایی مانند بخار دادن با گاز فرمالدئید آلودگی زدایی شوند. این کار باید توسط افراد کارآموده انجام شود. در صورت وجود دستگاه پسماند سوز استاندارد می توان از آن جهت سوزاندن فیلتر استفاده نمود.
- برای آلودگی زدایی هودهای بیولوژیک کلاس ۱ و ۲، از تجهیزاتی که جداگانه قابلیت تولید، گردش هوا و خنثی سازی گاز فرمالدئید را دارند، استفاده می شود. روش دیگر، استفاده از میزان مناسبی پارافرمالدئید (با غلظت نهایی ۰.۸٪ پارافرمالدئید در هوا) درون یک ظرف است که روی پلیت گرمکن الکتریکی گذاشته می شود. همچنین درون ظرف دیگر، محلول حاوی بی کربنات آلومینیوم به میزان ۱۰٪ بیش از پارافرمالدئید روی گرمکن الکتریکی دوم در داخل هود قرار داده می شود. باید سیم برق پلیت های گرمکن خارج از هود درون پرز شود، تا بتوان ظروف را خارج از هود به وسیله خاموش و روشن کردن گرمکن کنترل کرد.
- اگر رطوبت نسبی زیر ۷۰٪ است باید یک ظرف آب داغ بدون در نیز در داخل هود گذاشته شود، سپس در هود توسط نوار محکم بسته شود. فضای باز جلوی هود و هواکش های هود به وسیله پوشش پلاستیکی ضخیمی که محکم بسته شده، پوشیده می شود تا بتوان از عدم نشت درون اتاق اطمینان یافت.
- اطراف محل ورود سیم برق به داخل هود نیز توسط نوار محکم بسته می شود.

صفحه 3 از 4	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>کار با هودهای ایمنی بیولوژیک</b>	

- برق مربوط به گرمکن ظرف حاوی پارافرمالدئید وصل می‌شود و تا زمانی که تمامی پارافرمالدئید تبخیر نشده، نباید از پریز برق کشیده شود.
- هود باید به مدت حداقل ۶ ساعت دست نخورده باقی بماند. سیم پلیت گرمکن مربوط به ظرف دوم به برق متصل شده تا بی‌کربنات آلومینیوم نیز تبخیر شود، سپس پریز برق قطع شده، هود برای دو بار به مدت هر بار ۲ ثانیه روشن می‌شود تا گاز بی‌کربنات آلومینیوم کاملاً در داخل هود گردش کند. هود به مدت ۳۰ دقیقه قبل از باز شدن در جلویی و برداشتن پوشش پلاستیکی دست نخورده باقی می‌ماند. سطوح داخل هود قبل از استفاده مجدد باید کاملاً تمیز شود.

#### سیستم هشدار دهنده:


- بعضی از هودها دارای سیستم هشدار دهنده در خصوص وضعیت نامناسب پنجره، اختلال در جریان هوا و غیره می‌باشند که در این صورت باید کار متوقف شده و مشکل برطرف گردد. در صورت لزوم باید به مسئول مرتبط اطلاع داده شود.

#### آلودگی زدایی در موارد ریختن مواد آلوده در داخل هود ایمنی:

- نکته: در هنگام کار با هود ایمنی، مواد و وسایل پاک کننده لازم و کیسه "خطر زیستی" را در داخل هود ایمنی قرار دهید تا در هنگام ریختن مواد آلوده، در دسترس باشند.
- نکته: پس از ریختن مواد آلوده در داخل هود ایمنی، اجازه دهید هود به کار خود ادامه دهد.
- نکته: برای جلوگیری از پخش آلودگی به بیرون از هود ایمنی، هیچ چیزی از جمله دستانتان را، از داخل هود ایمنی خارج نکنید.
- نکته: برای جلوگیری از پاشیدن مواد به خارج از هود ایمنی در هنگام آلودگی زدایی آن، با احتیاط کار کنید تا از تولید و رها شدن آئروسول‌ها و مواد آلوده کننده به بیرون از هود جلوگیری شود.

- **در موارد ریختن مقدار کم مواد آلوده:** در صورت ریختن جزئی مواد آلوده درون BSC، فوراً آن را مدیریت کنید:

- ۱- محل ریزش مواد آلوده را با محلول سفید کننده ۱۰٪ تازه تهیه شده یا سایر محصولات گندزدای مورد تأیید بیوشانید، به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بسته به اندازه محل آلوده شده، منتظر بمانید، و سپس محل را با حوله کاغذی یا جاذب دیگر پاک کنید.
- ۲- کاغذ جاذب آلوده را برداشته و آن را در کیسه "خطر زیستی" داخل BSC قرار دهید.
- ۳- دوباره سطح را با آب استریل یا الکل ۷۰٪ و حوله های کاغذی تمیز، پاک کنید تا باقی مانده های محلول سفید کننده حذف شود و سپس حوله های کاغذی را در کیسه "خطر زیستی" قرار دهید.

صفحه 4 از 4	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>کار با هودهای ایمنی بیولوژیک</b>	

۴- همه لکه های روی وسایل داخل هود ایمنی را بدون خارج کردن وسایل، و نیز داخل هود ایمنی را با حوله کاغذی آغشته به محلول سفید کننده ۱۰٪ یا سایر محصولات گندزدای مورد تأیید، پاک کنید. برای جلوگیری از خوردگی سطوح، دوباره آنها را با آب استریل یا الکل ۷۰٪ و حوله های کاغذی تمیز پاک کنید تا باقی مانده های محلول سفید کننده حذف شود و سپس حوله های کاغذی را در کیسه "خطر زیستی" قرار دهید.

۵- دستکش های آلوده را درآورید و دست ها را بشویید.

۶- دستکش های تمیز بپوشید و همه چیز را به جای خود بازگردانید.

۷- کیسه "خطر زیستی" را اتوکلاو کنید.

● **در موارد ریختن مقدار زیاد مواد آلوده:** در صورت ریختن مقدار زیاد مواد آلوده به حدی که منجر به جاری شدن مایع در سطوح مشبک جلو یا عقب گردد، نیاز به آلودگی زدایی گسترده تری دارد:

۱- فن هود ایمنی را روشن بگذارید.

۲- در حالی که وسایل داخل BSC را از جای خود برمی دارید، سطح همه آنها را با محلول سفید کننده ۱۰٪ تازه تهیه شده با سایر محصولات گندزدای مورد تأیید آلودگی زدایی کنید.

۳- محلول سفید کننده ۱۰٪ یا سایر محصولات گندزدای مورد تأیید را روی سطح کاری BSC، و از طریق سطوح مشبک، داخل تانک تخلیه (مجرا) بریزید.

۴- ۲۰ تا ۳۰ دقیقه منتظر بمانید تا آلودگی زدایی شود. مدت زمان انتظار، مطابق با نوع پاتوژن یا میکروارگانیسمی که با آن سروکار داریم، متغیر است.

۵- سطح را با حوله های کاغذی آغشته به محلول سفید کننده ۱۰٪ یا سایر مواد جاذب مورد تأیید، پاک کنید و در کیسه "خطر زیستی" قرار دهید.

۶- برای جلوگیری از خوردگی سطوح، با استفاده از حوله های کاغذی تمیز آغشته به آب استریل یا الکل ۷۰٪، سطوح BSC را دوباره پاک کنید تا باقی مانده های محلول سفید کننده حذف شود و سپس حوله های کاغذی را در کیسه "خطر زیستی" قرار دهید.

۷- محتویات تانک تخلیه را درون ظرف حاوی محلول سفید کننده ۱۰٪ تازه تهیه شده با سایر محصولات گندزدای مورد تأیید، خالی کنید.

۸- لوله ای انعطاف پذیر را به دریچه تخلیه وصل کنید. لوله باید به اندازه کافی بلند باشد تا انتهای باز آن بتواند در محلول گندزدا در داخل ظرفی که در بالا ذکر شد، غوطه ور شود.

۹- تانک تخلیه را کاملاً با آب شستشو دهید و مواد را از طریق لوله، خالی کنید. لوله تخلیه را بردارید.

۱۰- دستکش ها را درآورید و دست ها را بشویید.

۱۱- دستکش های تمیز بپوشید و همه چیز را به جای خود بازگردانید.

۱۲- کیسه "خطر زیستی" را اتوکلاو کنید.



## موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی

### تعریف:

موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی، شامل نتایج آزمایش هایی است که می توانند تهدید کننده حیات بیمار باشند و باید فوراً و از هر طریق ممکن به اطلاع پزشک معالج برسد. این موارد شامل یافته های مرتبط با ارگان های درگیر، تشخیص میکروارگانیسم ها و بعضی از مقاومت های میکربی است که از نظر بالینی مهم هستند و نیاز به اطلاع رسانی فوری آزمایشگاه دارد، به نحوی که اقدام سریع پزشک معالج، پرسنل بیمارستان و یا گزارش به مراجع مسئول را طلب می کند.

### وظایف آزمایشگاه:

- ۱- کلیه آزمایشگاه های بیمارستانی و غیر بیمارستانی موظف هستند نتایج بحرانی را فوراً به طور شفاهی و به شیوه مناسب و از هر طریق ممکن به اطلاع پزشک معالج یا پرسنل درمانی برسانند.
- ۲- آزمایشگاه موظف است فردی را به عنوان تأیید کننده و گزارش دهنده نتایج بحرانی مشخص نماید.
- ۳- تمام مراحل فرایند اطلاع رسانی باید با ذکر جزئیات، مستند و نگهداری شود. برای مثال: نام فرد گزارش دهنده، نام فرد تأیید کننده و مسئول، نحوه تماس، ساعت و تاریخ تماس، شماره تماس، مشخصات فردی که با او تماس گرفته شده است و ....
- ۴- اگر کلیه تلاش های منطقی و قابل قبول برای تماس با پزشک یا یکی از کادر درمانی بیمار ناموفق بود، تمام مراحل انجام شده باید توسط آزمایشگاه به صورت مکتوب نگهداری شود.
- ۵- به دنبال گزارش شفاهی، لازم است نتیجه آزمایش اولیه به صورت کتبی نیز گزارش شود.
- ۶- گزارش نهایی موارد بحرانی، بعد از تکمیل مراحل آزمایش باید به صورت کتبی به اطلاع پزشک یا پرسنل درمانی رسانده شود.

### توضیح:

- ۱- تلاش شده است مجموعه پیوست، به صورت جامع و برای تمام آزمایش های میکرب شناسی تهیه گردد. بدیهی است آزمایشگاه هر مرکز با توجه به سطح و نوع آزمایش هایی که انجام می دهد، می تواند از بخش های مختلف این مجموعه استفاده نماید.
- ۲- مجموعه پیوست شامل موارد بحرانی در بخش های ذیل می باشد:

- باکتری شناسی: اسمیر، کشت، آزمایش های آنتی ژنی و سرولوژی، سنجش توکسین و روش های مولکولی
- قارچ شناسی: اسمیر، کشت و آزمایش های آنتی ژنی
- انگل شناسی: اسمیر، کشت، آزمایش های آنتی ژنی و سرولوژی، و روش های مولکولی
- ویروس شناسی: کشت و روش های مولکولی
- سایر آزمایش های مرتبط با بخش میکرب شناسی

جدول ۱- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی- آزمایش های باکتری شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	کشت خون
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	مایع مغزی نخاعی (CSF)
اولین تشخیص باکتری در رنگ آمیزی گرم بحرانی تلقی می شود. در صورت مثبت شدن مجدد طی یک هفته، این نتیجه دیگر بحرانی تلقی نمی گردد.	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	مایعات استریل بدن شامل: جنب، آسیت، مفصل، زجاجیه، پریکارد و ...
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	بیوپسی بافت مانند مغز، کبد، کلیه، استخوان و مغز استخوان
	هر نتیجه مثبت یا منفی	تمام گروه های سنی	نمونه های بخش جراحی مانند آبسه های مغزی و مایعاتی که در حین جراحی برداشته می شوند
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	تراشه قرنیه
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	پتشی از نظر مننگوکوک
باسیل های گرم مثبت درشت مشابه کلستریدیوم	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه قانقاریای گازی
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر گرم و پارشیال اسید فست نوکاردیا
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر اسید فست در نمونه های تنفسی

اسمیر (رنگ آمیزی گرم و متیلن بلو)

ادامه جدول ۱- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی- آزمایش های باکتری شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش	کشت	
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	کشت خون		
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	مایع مغزی نخاعی (CSF)		
اولین تشخیص باکتری در کشت بحرانی تلقی می شود. در صورت مثبت شدن مجدد طی یک هفته، این نتیجه دیگر بحرانی تلقی نمی گردد.	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	مایعات استریل بدن شامل: جنب، آسیت، آمیوتیک، مفصل، زجاجیه، پریکارد و ...		
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	تراشه قرنیه		
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	بیوپسی بافت مانند مغز، کبد، کلیه، استخوان و مغز استخوان		
	نتیجه مثبت برای ویبریو کلرا	تمام گروه های سنی	مدفوع		
	نتیجه مثبت برای <i>E. coli</i> Enterohemorrhagic مانند <i>E. coli</i> O157	کمتر از ۱۸ سال			
در بیماران بستری	نتیجه مثبت برای شیگلا	کمتر از ۱۲ سال			
در بیماران بستری و سرپایی	نتیجه مثبت برای شیگلا دیسانتریه	تمام گروه های سنی			
در صورت وجود خون یا گلبول سفید در نمونه بیمار	نتیجه مثبت برای کمپیلوباکتر	اطفال			
در بیماران بستری و سرپایی	نتیجه مثبت برای سالمونلا تایفی	تمام گروه های سنی			
بیماران با علائم بالینی شدید یا دارای نقص سیستم ایمنی	نتیجه مثبت برای سالمونلاهای غیر تایفی	تمام گروه های سنی			
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی			مایع دیالیز
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی			بورخلدريا مالٹی و سودومالٹی
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی		نیسریا مننژیتیدیس در نمونه های مایع مغزی نخاعی، خون، مایع مفصل و پتشی	

ادامه جدول ۱- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی- آزمایش های باکتری شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش	کشت
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	سودوموناس در نمونه چشم	
هر نمونه ای	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	گونه های بروسلا	
هر نمونه ای	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	باسیلوس آنتراسیس	
هر نمونه ای	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	فرانسیسلا تولارنسیس	
هر نمونه ای	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	یرسینیا پستیس	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	استرپتوکوک گروه A جدا شده از فاسیت و یا زخم های جراحی	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	لژیونلا	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	لیپتوسپیرا	
زنان باردار و افراد مبتلا به هر گونه نقص سیستم ایمنی	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	لیستریا	
در صورتی که از نمونه مجدد بیمار طی دو هفته دوباره باکتری جدا شود، دیگر به گزارش شفاهی یا فوری نیازی نیست.	اولین بار جداسازی و جداسازی سوبه های مقاوم (MDR و XDR)	تمام گروه های سنی	کشت مثبت مایکوباکتریوم توپرکولوزیس	
هر نمونه ای	اولین جواب مثبت	تمام گروه های سنی	سایر گونه های مایکوباکتریوم	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	کورینه باکتریوم دیفتریه	
	نتیجه مثبت	زنان باردار هفته ۳۵-۳۷ بارداری	استرپتوکوکوس آگالاکتیه در نمونه های ادرار، تناسلی و رکتوم در زنان باردار	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	سودوموناس آئروژینوزا یا گونه های باسیلوس در نمونه ترشحات چشم	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	بردتلا پرتوسیس	
این مقاومت ها با نظر کمیته کنترل عفونت می تواند در بخش های مختلف بیمارستان به عنوان موارد بحرانی در نظر گرفته شود.	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	ارگانیسم هایی با مقاومت میکربی چندگانه، مانند MRSA، MRS، ESBLs، مقاومت به کاربامپم ها، مقاومت VRSA، VISA، VRE، پنوموкок مقاوم به پنی سیلین و هر گونه مقاومت غیر منتظره	

ادامه جدول ۱- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی - آزمایش های باکتری شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش	
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	استرپتوکوکوس پنومونیه، استرپتوکوکوس آگالاکتیه، هموفیلوس انفلوانزا، لیستریا منوسیتوژنز، نیسریا مننژیتیدیس در نمونه مایع مغزی نخاعی	آزمایش های آنتی ژنی و سروولوژی
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	تشخیص مورد جدید سیفیلیس	
	تیترا با ارزش آنتی بادی	تمام گروه های سنی	لیپتوسپیرا	
تشخیص اولیه به عنوان نتیجه بحرانی تلقی می شود و جواب های مثبت مجدد طی یک هفته، دیگر به عنوان نتیجه بحرانی تلقی نمی گردد.	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	توکسین A و B کلستریدیوم دیفیسیل در نمونه مدفوع	سنجش توکسین
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	کلستریدیوم بوتولینوم در نمونه ماده غذایی مصرفی	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	شیگاتوکسین در نمونه مدفوع	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	TB در نمونه های مایع مغزی نخاعی و تنفسی	روش های مولکولی
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	بردتلا پرتوسیس	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	کلامیدیا در نمونه چشم	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	MRSA	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	لژیونلا	

جدول ۲- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی- آزمایش های قارچ شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	رنگ آمیزی India Ink در مایع مغزی نخاعی از نظر کریپتوکوکوس	اسمیر
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	پنوموسیستیس با روش DFA	
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	تراشه قرنیه	
اولین تشخیص مستقیم قارچ در این نمونه ها، بحرانی تلقی می شود و در صورت مثبت شدن مجدد طی یک هفته، دیگر بحرانی تلقی نمی گردد.	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه های کشت خون، مایع مغزی نخاعی، مایعات بدن یا نمونه های بیوپسی بافت	
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه بیوپسی سینوس در بیماران دیابتی و دارای نقص سیستم ایمنی	
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه های کشت خون، مایع مغزی نخاعی، مایعات بدن یا نمونه های بیوپسی بافت	کشت
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه بیوپسی سینوس در بیماران دیابتی و دارای نقص سیستم ایمنی	
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	تراشه قرنیه	
نتیجه اولیه بحرانی تلقی می شود و نیازی به گزارش مجدد نمی باشد؛ مگر آن که در آزمایش کمی، افزایش معنی داری معادل ۴ تیترا در آزمایش های بعدی مشاهده گردد.	اولین جواب مثبت	تمام گروه های سنی	آنتی ژن کریپتوکوکوس در نمونه مایع مغزی نخاعی و سرم	آزمایش های آنتی ژنی

جدول ۳- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی- آزمایش های انگل شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر مالاریا	اسمیر یا کشت
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر لارو استروژیلوئیدس استرکوریس در نمونه های خارج روده ای	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر تروفوزوئیت انتامبا هیستولیتیکا در مدفوع خونی	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر یا کشت گونه های اکانتامبا از مایع مغزی نخاعی یا چشم	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر یا کشت گونه های نگلریا از سیستم اعصاب مرکزی (CNS)	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	توکسوپلازما در نمونه مایع مغزی نخاعی و مایع آمنیوتیک	آزمایش های آنتی ژنی و سرولوژی
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	توکسوپلازما در نمونه مایع مغزی نخاعی و مایع آمنیوتیک	روش های مولکولی

جدول ۴- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی- آزمایش های ویروس شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش	
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های مایع مغزی نخاعی، مغز، مایع آمنیوتیک و چشم	کشت
	نتیجه مثبت	در پایان دوره بارداری	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های زخم تناسلی	
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	آنسفالیت های ویروسی	
	هر نتیجه مثبت	کمتر از ۱۲ ماه	نمونه مایع مغزی نخاعی شیرخواران	
در شروع اپیدمی	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	انفلوآنزای A و B	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نورو ویروس در نمونه مدفوع	
مانند CMV، ایترو ویروس، EBV، VZV	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه های مایع مغزی نخاعی، خون، مایعات استریل بدن، مایع آمنیوتیک یا نمونه های بیوپسی بافت	
	نتیجه مثبت	اطفال	Respiratory Syncytial Virus (RSV)	
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های مایع مغزی نخاعی، مغز، مایع آمنیوتیک و چشم	روش های مولکولی
	نتیجه مثبت	در پایان دوره بارداری	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های زخم تناسلی	
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	آنسفالیت های ویروسی	
	هر نتیجه مثبت	کمتر از ۱۲ ماه	نمونه مایع مغزی نخاعی شیرخواران	
در شروع اپیدمی	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	انفلوآنزای A و B	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نورو ویروس در نمونه مدفوع	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	سیتومگالوویروس (CMV) به روش کمی (viral load) در بیماران پیوندی یا دارای نقص سیستم ایمنی و شیرخواران کمتر از ۳ ماه	
	نتیجه مثبت	اطفال	RSV	



جدول ۵- موارد بحرانی مرتبط با آزمایشگاه میکروب شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش
	> ۴۵ µg/ml	تمام گروه های سنی	وانکومايسين
	> ۳۵ µg/ml	تمام گروه های سنی	آمیکاسین
	> ۲۰ µg/ml	تمام گروه های سنی	جنتامایسین
	> ۱۰ ng/ml	تمام گروه های سنی	تست پروکلستونین

مراجع:

- 1- Critical Values- The University of Kansas Hospital, KUMED- 2005
- 2- Critical Value Chart- UCL & DBQ PA Laboratories- 2010
- 3- Microbiology Critical Values for Wards that Require Immediate Clinical Notification- Bon Secours Hospital- 2011
- 4- Critical Values; Indiana University Health- 2011
- 5- Critical Results List, DLMP Critical Values; Mayo Medical Laboratories- 2011
- 6- Communication of Pathology Results, Document ID; GE- QA- 19.9- 2009
- 7- Critical Values Policy, Policy Number; Lab 0051- UNC Health Care- 2010
- 8- Laboratory Critical, Panic Value List; Stanford University Medical Center- 2011
- 9- Microbiology Critical Values; Legacy Laboratory Services- 2011
- 10- Semi Urgent List, DLMP Semi Urgent Values; Mayo Medical Laboratories- 2011
- 11- Clinical Microbiology Procedures Handbook; Isenberg, ASM- 2007
- 12- Textbook of Diagnostic Microbiology; Mahon- 2011
- 13- Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology- 2007
- 14- Clinical Laboratory Critical Value Immediate Notification Test List- University of Rochester Medical Center- 2008

## دستورالعمل



آزمایشگاه مرجع سلامت

### تهیه انواع محیط کشت، معرفها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی

صفحه 1 از 6

دستورالعمل تهیه انواع محیط های کشت، معرفها و رنگ های مصرفی در آزمایشگاه میکروب شناسی، به شرح ذیل می باشد:

روش تهیه انواع محیط های کشت دهیدراته و استریلیزاسیون آنها  
روش کار بر اساس دستورالعمل موجود بر روی قوطی های حاوی انواع محیط های کشت می باشد. روش استریلیزاسیون نیز بر روی برجسب دستورالعمل تهیه محیط کشت درج گردیده است. این دستورالعمل ها بر حسب نوع محیط کشت و کارخانه تولیدکننده، متفاوت است.

#### محیط های کشت دهیدراته شامل:

آگار بی هوازی، بلاد آگار (B.A)، برین هارت آگار و براث (BHB/BHA)، بایل اسکولین آگار، بیسموت سولفیت آگار، بروسلا مدیوم، کوکدمیت براث، کمپیلوباکتر سلکتیو آگار، کری بلر، کازو آگار و براث (TSA/TSB)، CTA مدیوم، DNase تست آگار، EMB آگار، هموفیلوس سلکتیو آگار، هکتون انتریک آگار، کلايگلر آيرون آگار (KIA)، لایزین دکربوکسیلاز سولفیدراز مدیوم (LDS)، لوون اشتاین جنسن مدیوم، لوفلر بلاد سرم، لایزین آيرون آگار، مولر هینتون آگار و براث (MHA/MHB)، MRVP براث، مانیتول سالت آگار، مک کانکی آگار، مالونات براث، نوترینت آگار و براث (N.A/N.B)، نیترات براث، اورنی تین دکربوکسیلاز آرژینین دهیدرولاز تست براث، OF بازال مدیوم، پپتون واتر، فنیل آلانین آگار، فنل رد براث و آگار، پپتون آگار، سیمون سیترات آگار، SIM مدیوم، سالمونلا شیگلا آگار (S.S)، سلنیت براث، تریپل شوگر آيرون آگار (TSI)، TCBS آگار، تایو گلیکولات براث، اوره آگار و براث، XLD آگار و سایر محیط های کشت دهیدراته که در دفتر راهنمای محیط های کشت ثبت شده اند می باشد.

#### روش تهیه محیط کشت ژلاتین (ترکیبی)


پپتون = ۵ g

Beef Extract = ۳ g

ژلاتین = ۱۲۰ g

مقادیر فوق را به ۱۰۰۰CC آب مقطر اضافه کرده و در بن ماری جوش قرار دهید تا کاملاً حل شوند (از حرارت دادن این محیط کشت بر روی شعله پرهیز کنید). سپس در اتوکلاو به مدت ۱۵ دقیقه و دمای ۱۲۱ °C در فشار ۱۵ پوند (۱۵ Lb) استریل نمایید. سپس در لوله تقسیم کرده و PH محیط کشت را به ۶/۸ برسانید

## دستورالعمل



آزمایشگاه مرجع سلامت

### تهیه انواع محیط کشت، معرفها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی

صفحه 2 از 6

روش تهیه محیط کشت آب پپتونه قلیایی یا APW (ترکیبی)

پپتون = ۱۰g

کلرور سدیم (NaCl) = ۱۰g

آب مقطر = ۱۰۰۰cc

سپس pH را به ۹-۸/۶ برسانید و در شرایط ۱۵ دقیقه، فشار ۱۵ Lb در اتوکلاو قرار داده و استریل نمایید. دما نیز ۱۲۱ °C است. ( برای تنظیم از سود ۱ N استفاده کنید)

روش تهیه محیط کشت حاوی گلیسرین جهت دیپ فریز

از محیط کشت پایه: محیط TSB (Trypticase Soy Broth) یا محیط کشت BHB (Brain Heart Infusion Broth) استفاده کنید. به میزان ۱۵٪ گلیسرین به محیط پایه اضافه نمایید. به خوبی تکان دهید تا محلول یکنواختی حاصل شود. سپس در مقادیر کم (۱-۲ ml) در لوله های درپیچ دار تقسیم نموده و در شرایط ۱۲۱ °C ، ۱۵ دقیقه و فشار ۱۵ Lb اتوکلاو نمایید.

روش تهیه محیط کشت NaCl ۶/۵٪ (براث / آگار)

محیط پایه همان محیط نوترینت براث/آگار است. از آنجا که این محیط کشت فاقد نمک می باشد، بنابراین ۶/۵٪ نمک به این محیط پایه اضافه نمایید. شرایط استریلیزاسیون همان دمای ۱۲۱°C، فشار ۱۵ Lb و زمان ۱۵ دقیقه می باشد.


روش تهیه انواع قندها:

محلول ۱۰٪ از انواع قندها تهیه نمایید (قند = ۱۰g و آب مقطر = ۱۰۰cc)

روش استریلیزاسیون قندها استفاده از فیلتراسیون می باشد. در غیر اینصورت می توان همه انواع قندها را در فشار ۵ Lb به مدت ۵ دقیقه استریل نمود.

اگر بخواهید قندها را از هم تفکیک نمایید، شرایط استریلیزاسیون برای انواع لاکتوز، مالتوز، گزیلوز، سالیسین، سوکروز، ترهالوز و آرابینوز شامل فشار ۱۵ Lb، دمای ۱۲۱ °C به مدت ۳ دقیقه و شرایط استریلیزاسیون برای سایر قندها شامل فشار ۱۲-۱۰ Lb، دمای ۱۱۸-۱۱۶ °C و زمان ۱۵ دقیقه می باشد.

## دستور العمل



آزمایشگاه مرجع سلامت

### تهیه انواع محیط کشت، معرفها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی

صفحه 3 از 6

#### روش تهیه انواع معرف ها و رنگ ها

##### روش تهیه معرف های VP

- تهیه آلفا نفتول (معرف A):

پودر آلفا نفتول: ۵ g

اتانول: ۱۰۰ CC

-تهیه KOH (بتاس) (معرف B):

KOH: ۴۰ g

کراتین (cr): ۰/۳ g

آب مقطر: ۱۰۰ CC

معرف ها در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می شوند. چون دارای پایداری متغیر هستند لازم است به طور هفتگی (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردند.

##### روش تهیه معرف متیل رد (MR)

پودر متیل رد = ۰/۱ g

اتانول = ۳۰۰ CC

پودر متیل رد را در اتانول حل کرده سپس با آب مقطر حجم آنرا به ۵۰۰ CC برسانید. معرف در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود. چون دارای پایداری متغیر است، لازم است بطور هفتگی (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردد.

##### روش تهیه معرف کواکس

P-دی متیل آمینو بنز آلدهید = ۱۰ g

آمیل الکل: ۱۵۰ CC

اسید کلریدریک غلیظ و تازه: ۵۰ CC

دی متیل آمینو بنز آلدهید را به آمیل الکل اضافه نموده و به آرامی اسید کلریدریک را به آنها اضافه نمایید. برای تهیه این معرف از هود استفاده نمایید. معرف در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می شود. چون دارای پایداری متغیر است، لازم است بطور هفتگی (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردد.

## دستور العمل



صفحه 4 از 6

### تهیه انواع محیط کشت، معرفها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی

#### روش تهیه معرف کلرور فریک

کلرور فریک = 10g

آب مقطر = 100cc (روش غیر اسیدی)

(روش دیگر تهیه این معرف شامل کلرور فریک: 12g، اسید کلریدریک غلیظ: 2/5cc و آب مقطر 100cc می باشد، که این روش، روش اسیدی است). معرف در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می شود. چون دارای پایداری متغیر است، لازم است بطور هفتگی (برحسب میزان کار) کنترل کیفی گردد.

#### روش تهیه معرف های احیاء نیترات

-تهیه معرف A:

N، N دی متیل آلفا نفتیل آمین: 6g

اسیداستیک گلاسیال 5N، (30٪): 1000cc

مقدار فوق از N، N دی متیل آلفا نفتیل آمین را در کمتر از 1000cc اسید استیک گلاسیال 5N حل کرده و کمی حرارت ملایم دهید تا حل شود. حجم را به یک لیتر رسانیده، محلول را از صافی رد کنید.

-تهیه معرف B:

سولفانلیک اسید (P- آمینو بنزن سولفونیک اسید): 8g

اسیداستیک گلاسیال 5N، (30٪): 1000cc

مقدار فوق از سولفانلیک اسید را در کمتر از 1000cc اسیداستیک حل کرده و سپس حجم را به یک لیتر برسانید. معرف ها در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می شوند. آلفا نفتیل آمین سرطان زا است. چون دارای پایداری متغیر هستند لازم است به طور هفتگی (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردند.

#### روش تهیه معرف نین هیدرین

پودر نین هیدرین = 3/5 g

استن = 50 cc

بوتانول = 50 cc

استن و بوتانول را مخلوط کرده و سپس پودر نین هیدرین را اضافه نمایید. معرف در ظرف تیره و در دمای اتاق نگهداری می شود. درب آن باید کاملاً محکم بسته شود.

## دستورالعمل



آزمایشگاه مرجع سلامت

### تهیه انواع محیط کشت، معرفها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی

صفحه 5 از 6

#### روش تهیه ویتامین K<sub>1</sub>

پودر ویتامین K<sub>1</sub> = ۰/۲ g

اتانول = ۲۰ cc

محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود. درب ظرف باید کاملاً محکم بسته شود. غلظت نهایی محلول ۰/۱ μg/ml برای محیط های مایع و ۱۰ μg/ml برای محیط های آگاردار است. ۰/۲ g پودر ویتامین K<sub>1</sub> را روی یک قطعه کوچک فویل آلومینیومی استریل وزن کرده و در شرایط آسپتیک به ۲۰ ml اتانول در یک بطری استریل اضافه کنید. برای رقیق سازی بیشتر از آب مقطر استریل استفاده کنید. محلول ذخیره ۱۰ mg/ml است. ۱ ml از محلول ذخیره را به یک لیتر آگار و ۰/۰۱ برات اضافه کنید. محلول را دور از نور و در یخچال ذخیره کنید.

#### روش تهیه همین (Haemine)

پودر همین = ۰/۵ g

سود (NaOH) ۱ N = ۱۰ cc

مقدار فوق از پودر همین را به ۱۰ cc سود ۱ نرمال اضافه کرده و حل کنید، سپس با آب مقطر به حجم ۱۰۰ cc برسانید. در شرایط ۱۵ دقیقه، ۱۲۱°C، فشار ۱۵ Lb در اتوکلاو استریل نمایید. محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود. این محلول ذخیره ۵ mg/ml غلظت دارد، ولی هنگام مصرف به عنوان ساپلمنت، باید دارای غلظت نهایی ۵ μg/ml باشد.

#### روش تهیه آب اکسیژنه (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) ۳٪

محلول آب اکسیژنه ۳٪ را به نسبت ۱:۱۰ با آب مقطر رقیق نمایید. (یعنی ۱ cc آب اکسیژنه ۳۰٪ را به ۹ cc آب مقطر اضافه نمایید). محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود.

#### روش تهیه کریستال ویوله ذخیره و اگزالات آمونیوم ذخیره

-تهیه کریستال ویوله

پودر کریستال ویوله = ۲۰ g

اتانول = ۱۰۰ cc

-تهیه اگزالات آمونیوم

پودر اگزالات آمونیوم = ۱ g

آب مقطر = ۱۰۰ cc

## دستور العمل



آزمایشگاه مرجع سلامت

### تهیه انواع محیط کشت، معرفها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی

صفحه 6 از 6

هنگام مصرف، محلول کریستال ویوله ذخیره را به نسبت ۱:۱۰ با آب مقطر رقیق نمایید. (۱CC از محلول کریستال ویوله و ۹ CC آب مقطر) سپس این محلول را با چهار حجم از محلول اگزالات آمونیم رقیق کنید (۱CC محلول کریستال ویوله رقیق شده و ۴CC اگزالات آمونیم). محلول ذخیره و مصرفی کریستال ویوله، در ظرف تیره و در دمای اتاق نگهداری می شود.

#### روش تهیه لوگل

ید = ۱g

یدور پتاسیم = ۲g

آب مقطر = ۲۴۰CC

محلول آبی بیکربنات سدیم ۵٪ = ۶۰CC

در مقدار کمی از آب مقطر، ید و یدور پتاسیم را کاملاً حل نمایید، بعد حجم را با آب مقطر به ۲۴۰CC برسانید. محلول ۵٪ بیکربنات سدیم (بیکربنات سدیم: ۵g آب مقطر: ۱۰۰C) را نیز به آن اضافه نمایید. محلول در دمای اتاق نگهداری می شود. درب آنرا باید کاملاً محکم ببندید.

#### روش تهیه محلول الکل-استون

اتانول = ۲۵۰CC

استون = ۲۵۰CC

حجم مساوی از الکل اتیلیک (اتانول) را با استون مخلوط نمایید.

#### روش تهیه فوشین / یا سافرانین ذخیره

پودر فوشین = ۲g


اتانول = ۱۰۰CC

و یا

پودر سافرانین = ۲/۵g

اتانول = ۱۰۰CC

به هنگام مصرف، محلول ذخیره فوشین یا محلول ذخیره سافرانین را به نسبت ۱:۱۰ با آب مقطر رقیق نمایید. محلولها در ظروف تیره، تهیه و در دمای اتاق ذخیره می شوند.

صفحه 1 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

## مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی

### مقدمه


نتایج آزمایشها تحت تاثیر متغیرهای گوناگونی است که شناسایی آنها و بدنبال آن استاندارد نمودن روشهای آزمایشگاهی جهت تفسیر و استفاده بهینه از دادههای آزمایشگاهی ضروری است. این متغیرها شامل مراحل قبل از، حین و پس از آزمایش میباشند. در سالهای اخیر با توجه به تاکید بر اجرای روشهای کنترل کیفی در کلیه بخشهای آزمایشگاه در مرحله حین آزمایش و بدنبال آن برگزاری دورههای آموزشی در این خصوص، خطاهای حین آزمایش به حداقل رسیده است و لذا تاثیر متغیرهای قبل و بعد از آزمایش بسیار پررنگ شده است. با توجه به اهمیت متغیرهای قبل از آزمایش در این فصل سعی شده است مجموعهای از دستورالعمل-های کاربردی در خصوص مدیریت نمونه بیان گردد که این موارد شامل: نحوه جمعآوری انواع نمونههای بالینی، شامل خون و سایر مایعات بدن، آمادهسازی نمونه، جابجایی و نقل انتقال نمونه، شرایط نگهداری و موارد رد نمونه می باشد.

بدیهی است رعایت موارد ذکر شده در این مجموعه در به حداقل رساندن عواملی که می تواند نتایج آزمایش را تحت تاثیر قرار دهد، کمک شایانی خواهد نمود.

### تجهیزات لازم جهت اتاق نمونه برداری

- نمونه گیری باید در یک محل مجزا، تمیز و ساکت صورت گیرد. این اتاق بهتر است مجهز به دستشویی بوده و در صورت عدم دسترسی به آب، باید محلولهای تمیزکننده دست موجود باشد.
- ۱- صندلی نمونه برداری: باید دارای دسته قابل تنظیم باشد به طوری که بیمار بتواند در راحت ترین وضعیت جهت نمونه گیری روی صندلی بنشیند. همچنین صندلی باید دارای حفاظ ایمنی جهت جلوگیری از افتادن بیمار باشد.
  - ۲- تخت معاینه
  - ۳- سینی جمع آوری ظرفهای نمونه
  - ۴- دستکش
- دستکش در صورت آلودگی و یا در فواصل نمونه گیریها باید تعویض گردد.
- ۵- سوزن (19-23G)
  - ۶- سرنگ یا نگه دارنده مخصوص (holder) جهت استفاده از لوله های خلاء (evacuated tube)
  - ۷- نیشتر یک بار مصرف
  - ۸- انواع لوله ها و ظروف در پیچ دار یا لوله های خلاء
  - ۹- بازوبند (tourniquet)
  - ۱۰- یخچال یا یخ باید در دسترس باشد
  - ۱۱- ضد عفونی کننده ها:
- ایزوپروپیل الکل یا اتیل الکل ۷۰٪
  - محلول povidone – iodine ۱۰-۱٪ یا کلر هگزیدین گلوکونات جهت کشت خون
- ۱۲- گاز پارچه ای در ابعاد ۵×۵ cm یا ۷/۵×۷/۵ cm (استفاده از پنبه پیشنهاد نمی گردد). باند و گاز باید جهت پانسمان در دسترس باشد.
  - ۱۳- ظروف مخصوص دفع سرسوزن های آلوده (Puncture Resistant Disposal Container)
  - ۱۵- فهرست انواع آزمایشها و درج مقدار خون لازم برای هر آزمایش و نوع لوله مورد استفاده
  - ۱۶- روتاتور جهت مخلوط نمودن لوله های محتوی خون



صفحه 2 از 23	<b>دستور العمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

## نمونه گیری وریدی

### مراحل نمونه گیری

خون گیری صحیح نیاز به دانش و مهارت توأم دارد. جهت جمع آوری نمونه خون وریدی، خون گیر کار آزموده باید مراحل زیر را پی گیری نماید:

۱- انطباق مشخصات برگه درخواست آزمایش با مشخصات بیمار

۲- اطمینان از رعایت رژیم غذایی پیش از نمونه گیری

۳- انتخاب وسایل مورد نیاز

سرنگ و سرسوزن مناسب یا لوله خلاء براساس نوع آزمایش انتخاب می شود.

**\* به طور کلی توصیه می گردد به دلیل رعایت اصول ایمنی از سرنگ و سرسوزن استفاده نشود و لوله های خلاء جایگزین آن گردند.**

۴- استفاده از دستکش

۵- وضعیت بیمار هنگام نمونه گیری

بیمار بر روی صندلی نمونه گیری نشسته و دست خود را به منظور برجسته شدن وریدها مشت کرده و به نحوی روی دسته صندلی نمونه برداری قرار می دهد که بازو تا مچ دست در یک خط مستقیم قرار گیرند. باید توجه داشت که بیمار نباید مشت خود را باز و بسته نماید زیرا باز و بسته کردن مشت باعث تغییر بعضی مواد در خون می شود.

۶- بستن تورنیکه

به منظور افزایش پر شدن ورید از خون و برجسته شدن رگ مورد نظر و جهت تسهیل ورود خون به داخل سرنگ یا لوله های خلاء از رگ بند (تورنیکه) استفاده می شود (قابل ذکر است در مواردی نظیر اندازه گیری لاکتات خون نباید تورنیکه بسته شود).

رگ بند باید ۱۰-۷/۵ سانتی متر بالای ناحیه نمونه گیری بسته شود و نباید بیش از یک دقیقه بر روی بازوی بیمار بسته بماند.

۷- انتخاب ورید مناسب

در اغلب موارد نمونه گیری از وریدهای Median cubital و Cephalic صورت می گیرد. خون گیری از وریدهای پشت دست نیز قابل قبول است، ولی وریدهای سطح داخلی مچ نباید مورد استفاده قرار گیرند.

۸- تمیز کردن محل نمونه گیری

ناحیه نمونه گیری به کمک گاز آغشته به ایزوپروپیل الکل یا اتیل الکل ۷۰٪ به صورت حرکت دورانی از داخل به خارج تمیز می شود. نمونه گیری پس از خشک شدن موضع در هوا، به منظور جلوگیری از همولیز و کاهش سوزش ناشی از تماس نوک سوزن با الکل و پوست، صورت می گیرد.


۹- نمونه گیری

باید سر سوزن در حالی که قسمت مورب نوک آن به سمت بالا است، با زاویه  $30^{\circ}\text{C}$  یا کمتر وارد ورید شود.

**\* به محض ورود خون بداخل سرنگ یا لوله خلاء باید رگ بند (تورنیکه) باز شود.**

در صورت استفاده از لوله خلاء باید تمهیدات زیر صورت گیرد :

- حتی الامکان سوزن در رگ ثابت نگه داشته شده و اولین لوله با فشار به سوزن مرتبط شود.
  - لوله ها باید تا خاتمه مکش از خون پر شوند. پس از وقفه جریان خون اولین لوله از سوزن جدا شده و لوله های بعدی به سوزن متصل می شوند.
  - لوله های حاوی ماده ضد انعقاد و خون باید بلافاصله پس از پرشدن مخلوط شوند (با ۱۰-۵ مرتبه سروته نمودن). جهت جلوگیری از همولیز نباید لوله ها به شدت مخلوط گردند.
- پس از جاری شدن روان خون به داخل سرنگ یا لوله های خلاء بیمار باید مشت خود را باز کند.

صفحه 3 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

۱۰- دفع سر سوزن

سر سوزن های آلوده بدون گذاشتن درپوش سرسوزن باید در ظروف ایمن، دفع گردند. سپس نمونه خون به آرامی در ظروف مربوطه تخلیه شود.

۱۱- تخلیه خون

نمونه هایی که در لوله های حاوی ماده ضد انعقاد ریخته می شوند باید بلافاصله و به آرامی ۵ تا ۱۰ بار مخلوط شوند. در صورتی که نمونه در لوله بدون ماده ضد انعقاد ریخته می شود باید به آرامی در جدار داخلی لوله تخلیه گردد.

۱۲- اقدامات پس از نمونه گیری

پس از خاتمه نمونه گیری، باید موضع از نظر بند آمدن خون ریزی و یا به وجود آمدن هماتوم کنترل گردد.

۱۳- برچسب گذاری ظرف حاوی نمونه

بلافاصله پس از اتمام نمونه گیری باید برچسب دارای اطلاعات زیر را بر روی لوله ها و ظروف حاوی نمونه خون بیمار الصاق نمود:

- نام، نام خانوادگی بیمار، شماره شناسایی، تاریخ، زمان نمونه گیری (بخصوص در آزمایش های ردیابی دوز درمانی داروها (TDM)، نام فرد خون گیر

### خون گیری مویرگی - نمونه گیری از طریق سوراخ کردن پوست (Skin Puncture)

خون گیری مویرگی در نوزادان، اطفال و بزرگسالان در شرایط خاص نظیر بیماران با سوختگی وسیع، بیماران بسیار چاق، بیماران مستعد به ترومبوز و بیماران مسن یا سایر بیمارانی که وریدهای سطحی آنها قابل دسترسی نبوده یا بسیار شکننده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

#### • نواحی مناسب جهت سوراخ کردن پوست و جمع آوری نمونه:

- بند انتهای انگشتان دست

- سطح داخلی و خارجی پاشنه پا

➤ در نوزادان کمتر از یک سال معمولاً خون گیری از پاشنه پا انجام می گیرد.

➤ در اطفال و بزرگسالان معمولاً از سطح داخلی بند آخر انگشتان (انگشت سوم یا چهارم) خون گیری صورت می گیرد. سطح جانبی و نوک انگشتان مناسب نمی باشند.

از نواحی زیر نباید خون گیری صورت گیرد:

(۱) نرمه گوش


(۲) ناحیه مرکزی پاشنه پا در نوزادان

(۳) انگشتان (دست و پا) نوزادان و اطفال کمتر از یک سال

نواحی متورم یا مناطقی که قبلاً جهت نمونه گیری سوراخ شده اند (به دلیل تجمع مایع بافتی)

#### • روش کار

موضع مورد نظر توسط محلول ایزوپروپانول ۷۰٪ (یا اتانول ۷۰٪) ضد عفونی شده و پس از خشک شدن در مجاورت هوا، خون گیری به وسیله لانس استریل انجام می شود. قابل ذکر است که باید اولین قطره خون را به وسیله گاز پاک کرده و از قطرات بعدی استفاده نمود.

صفحه 4 از 23	<b>دستور العمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

## آماده سازی نمونه خون

سرم یا پلاسما باید در کوتاه ترین زمان به دنبال نمونه گیری از سلول های خونی جدا گردد. حداکثر زمان مجاز جهت جداسازی سرم یا پلاسما ۲ ساعت پس از نمونه گیری پیشنهاد می گردد. قابل ذکر است که در خصوص اندازه گیری ترکیباتی نظیر پتاسیم، هورمون های کورتیکواستروئیدی، کورتیزول، کاتکولامین ها، اسید لاکتیک و هموسیستین این زمان باید کمتر از ۲ ساعت باشد.

قابل ذکر است که درجه حرارت محیط نیز بر پایداری برخی مواد تاثیر می گذارد.

آماده سازی نمونه در طی سه مرحله انجام می گیرد: مرحله پیش از سانتریفیوژ، مرحله سانتریفیوژ، مرحله پس از سانتریفیوژ.

### ● مرحله پیش از سانتریفیوژ

برای اکثر روش های اندازه گیری مواد در خون به جز اندازه گیری گازهای خون و آمونیاک، استفاده از سرم یا پلاسما ارجحیت دارد.


●● تهیه سرم: نمونه خون پس از جمع آوری (در ظروف در بسته)، باید جهت جداسازی و سانتریفیوژ مراحل لخته شدن را طی نماید که بهتر است این مرحله با طی زمان و به طور خودبخود صورت گیرد. عمل لخته شدن به طور طبیعی در دمای اتاق ( $22-25^{\circ}\text{C}$ ) پس از ۶۰-۳۰ دقیقه کامل می گردد. در صورتی که بیمار داروهای ضد انعقاد مصرف نماید، زمان لخته شدن طولانی تر بوده و اگر نمونه در شرایط سرما قرار گیرد ( $2-8^{\circ}\text{C}$ ) نیز این عمل به تاخیر می افتد. هم چنین اگر زمان لازم جهت کامل شدن مراحل تشکیل لخته کافی نباشد، تشکیل رشته های ظریف فیبرین ممکن است سبب ایجاد خطا در نتایج بسیاری از دستگاه های خودکار بیوشیمی گردد. جهت تسریع در عمل لخته شدن می توان از لوله های جمع آوری سرم که حاوی فعال کننده یا تسریع کننده عمل لخته شدن باشد استفاده نمود. به طور مثال لوله های حاوی افزودنی نظیر سم مار، زمان تشکیل لخته را به ۵-۲ دقیقه، ترومبین به ۵ دقیقه، سیلیکا و پارتیکل های شیشه به حدود ۳۰-۱۵ دقیقه می رسانند. (استفاده از اپلیکاتور چوبی یا پلاستیکی جهت جداسازی لخته از دیواره لوله پیشنهاد نمی گردد)

●● تهیه پلاسما: لوله های حاوی خون به همراه مواد افزودنی به جز سیترات سدیم باید پس از نمونه گیری به آرامی برای حداقل ۱۰-۵ بار جهت مخلوط شدن سر و ته گردند (به جز موارد خاص که باید مطابق دستورالعمل سازنده لوله عمل گردد). لوله های حاوی سیترات سدیم و خون باید ۴-۳ مرتبه سر و ته گردند.

●● سرد نمودن: بعضی نمونه ها باید تا قبل از عمل سانتریفیوژ و جداسازی در سرما نگهداری شوند. سرد کردن نمونه، متابولیسم سلول های خونی را مهار نموده و سبب پایداری اجزای حساس به حرارت می گردد. جهت سرد نمودن، نمونه باید سریعاً در یخ خرد شده یا مخلوطی از آب و یخ قرار گیرد (استفاده از تکه های بزرگ یخ به دلیل تماس ناکافی بین نمونه و یخ قابل قبول نمی باشد). یخ باید کاملاً اطراف سطح خون درون لوله را احاطه کند.

*نکته: قرار دادن نمونه خون بیش از دو ساعت در سرما سبب افزایش کاذب پتاسیم می گردد. سرما سبب مهار گلیکولیز شده، لذا انرژی جهت پمپ پتاسیم به داخل سلول ایجاد نمی گردد و بدنبال آن پتاسیم از سلول ها به بیرون نشت می کند. نمونه جهت اندازه گیری الکترولیت ها نیز نباید تا قبل از سانتریفیوژ و انجام آزمایش در دمای  $2-8^{\circ}\text{C}$  قرار گیرد.*

نمونه خون جهت اندازه گیری ترکیباتی نظیر کاتکول آمین ها، آمونیاک، اسید لاکتیک، پیرووات، گاسترین، هورمون پاراتیروئید، فعالیت رنین پلاسما و اسید فسفاتاز، باید پس از جمع آوری در سرما نگهداری شود.

صفحه 5 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

●● نگه‌دارنده‌ها و مهارکننده‌های متابولیک: بعضی افزودنی‌ها می‌توانند از تغییرات غلظت مواد در نمونه با گذشت زمان جلوگیری نمایند. مواد آنتی گلیکولیتیک نظیر فلوراید می‌توانند گلوکز را در حضور سلول‌های خونی به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق (۲۲-۲۴°C) و تا ۴۸ ساعت در دمای یخچال (۲-۸°C) پایدار نگه‌دارند. به دلیل حساسیت اندازه‌گیری گلوکز در نوزادان و اطفال می‌توان از مواد افزودنی آنتی گلیکولیتیک استفاده نمود. هم‌چنین جهت اندازه‌گیری لاکتات باید از فلوراید سدیم یا اگزالات پتاسیم استفاده نمود.

### انتقال

انتقال نمونه‌های بیولوژیک نظیر خون، ادرار و سایر مایعات بدن از محل نمونه‌گیری به آزمایشگاه جزء مهمی از چرخه‌کاری در آزمایشگاه می‌باشد. در مورد نمونه‌های خون روند انتقال ۱/۳ زمان چرخه کاری را شامل می‌شود.

### \* جمع‌آوری نمونه در محل آزمایشگاه


●● زمان: نمونه‌ها باید در ظروف در بسته مناسب در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آزمایشگاه ارسال گردند. انتقال نمونه‌ها می‌بایست در شرایط دمای اتاق صورت گیرد، به‌جز نمونه‌هایی که باید با حفظ زنجیره سرد نگه‌داری و منتقل شوند. انتقال سریع نمونه از محل نمونه‌گیری به آزمایشگاه در شرایطی که دمای محل نمونه‌گیری بالاتر از ۲۲°C است از اهمیت زیادی برخوردار است.

●● وضعیت لوله: نمونه‌های خون باید در لوله‌های در پوش‌دار و در وضعیت قائم نگه‌داری گردند. این امر سبب تسریع فرایند انعقاد و هم‌چنین کاهش به هم خوردگی محتوی لوله می‌گردد و احتمال ایجاد همولیز را نیز کاهش می‌دهد.

●● درپوش: نمونه‌ها باید در طول مدت انتقال و نگه‌داری در ظروف درپوش‌دار قرار گیرند. عدم وجود درپوش باعث خطا در نتایج بعضی متغیرها به دلیل از دست دادن دی اکسید کربن و افزایش PH نظیر کلسیم یونیزه و اسید فسفاتاز (افزایش می‌یابند) می‌گردد. هم‌چنین وجود درپوش خطر ایجاد آئروسول، تبخیر نمونه و آلودگی را نیز کاهش می‌دهد.

●● همولیز: حمل و نقل نمونه باید به آرامی صورت گیرد تا امکان آسیب به گلبول‌های قرمز را به حداقل رساند. وجود همولیز در نمونه سبب تداخل با عملکرد برخی دستگاه‌هایی می‌شود که به روش نوری پارامترها را اندازه‌گیری می‌کنند. ترکیبات زیادی در سرم و پلاسما تحت تاثیر همولیز (با منشا خارجی) قرار می‌گیرند که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر است:

- پارامترهایی که شدیداً تحت تاثیر همولیز قرار گرفته و افزایش می‌یابند شامل: هموگلوبین پلاسما، آسپارژین امینو ترانسفراز (AST)، پتاسیم، لاکتات دهیدروژناز می‌باشند.
  - پارامترهایی که به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر همولیز قرار می‌گیرند شامل: آهن، آلانین امینو ترانسفراز (افزایش می‌یابند) و T4 (کاهش می‌یابد) هستند.
  - پارامترهایی که کمتر تحت تاثیر همولیز قرار گرفته ولی امکان افزایش آن‌ها به دنبال همولیز وجود دارد شامل: سفر، پروتئین توتال، آلبومین، منیزیم، کلسیم، و اسید فسفاتاز می‌باشند.
- قابل ذکر است پلاسما حاوی ۲۰ میلی گرم در دسی لیتر هموگلوبین، به رنگ صورتی روشن و پلاسما حاوی ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر هموگلوبین، به رنگ قرمز است. بالا رفتن بیلی‌روبین در پلاسما ممکن است وجود هموگلوبین

صفحه 6 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

را بپوشاند به طور مثال غلظت ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر هموگلوبین ممکن است با چشم غیر مسلح با وجود بیلی-روبین ۲۰ میلی گرم در دسی لیتر قابل رویت نباشد. وجود همولیز در نمونه خون کامل ممکن است با چشم قابل رویت نباشد لذا پیشنهاد می گردد در مواردی که نتایج متغیر مورد اندازه گیری بالاتر از محدوده مرجع آن می باشد، نمونه مورد آزمایش از نظر وجود همولیز نیز بررسی گردد. (با سانتیفریوژ و بررسی پلاسما)

•• مجاورت با نور: نمونه نباید در مقابل نور خورشید قرار گیرد این امر بخصوص در مورد ترکیباتی که به نور خورشید یا اولترا ویوله بسیار حساس هستند نظیر بیلی روبین، ویتامین A و B6 و بتا کاروتن بسیار اهمیت دارد. ظرف حاوی این نمونه ها جهت محافظت از نور باید در پوششی از کاغذ آلومینیوم پیچیده شده یا در ظرف شیشه ای قهوه ای نگه داری شوند.

#### \* جمع آوری نمونه خارج از محل آزمایشگاه


در صورتی که در مرکزی فقط نمونه گیری انجام گیرد، نمونه های خون باید حداکثر تا دو ساعت پس از نمونه گیری با رعایت تمهیدات لازم نظیر شرایط پایداری متغیرهای مورد آزمایش و رعایت اصول ایمنی، در دمای اتاق (مگر در موارد خاص که نیاز به زنجیره سرد دارد) به آزمایشگاه منتقل شوند. در صورتی که نتوان در محدوده زمانی فوق، نمونه خون را ارسال نمود باید پس از جداسازی سرم و پلاسما، آن را در دمای  $2-8^{\circ}\text{C}$  نگه داری و با رعایت پایداری نمونه به آزمایشگاه ارسال کرد.

#### \* دریافت نمونه

نمونه خون پس از دریافت و کامل شدن مرحله لخته، جهت سانتیفریوژ آماده می گردد. در صورتی که خون در لوله فعال کننده لخته جمع آوری شده باشد در طی مدت ۳۰-۵ دقیقه پس از نمونه گیری می تواند سانتیفریوژ گردد. نمونه در لوله حاوی ماده ضد انعقاد سریعاً قابل سانتیفریوژ می باشد. جهت اندازه گیری بعضی متغیرها در خون نظیر سرب، سیکلوسپورین و هموگلوبین گلیکوزیله، خون کامل مورد استفاده قرار می گیرد. ولی اگر نمونه اشتباها سانتیفریوژ شود مشکلی ایجاد نشده و می توان آن را با همان شرایط به بخش مربوطه ارسال نمود. نمونه هایی که باید در شرایط سرما نگه داری شوند ( $2-8^{\circ}\text{C}$ ) تا آماده شدن جهت سانتیفریوژ باید در این درجه حرارت باقی بمانند. سانتیفریوژ یخچال دار در این خصوص پیشنهاد می گردد.

#### \* معیارهای رد نمونه خون

- مشخصات ناکافی از بیمار یا نوع آزمایش (نظیر عدم وجود برچسب یا برچسب با اطلاعات ناقص)
- حجم ناکافی
- نشد نمونه به خارج از ظرف
- استفاده از لوله نامناسب جمع آوری نمونه
- ضد انعقاد نامناسب (مثلاً فلوراید سدیم در اندازه گیری اوره با روش اوره آز تداخل می کند)
- ترتیب نادرست جمع آوری نمونه در صورتی که در طی یک بار نمونه گیری از لوله های متعدد خلاء استفاده شود.
- وجود همولیز یا لیپمی
- نگه داری و انتقال نمونه در دمای نامناسب
- وجود لخته در نمونه های جمع آوری شده با ماده ضد انعقاد

صفحه 7 از 23	<b>دستور العمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

•• عدم تطابق برگه درخواست آزمایش با نوع نمونه و مشخصات آن

• **مرحله سانتریفیوژ**

همان طور که ذکر شد استفاده از اپلیکاتور چوبی یا پلاستیکی جهت جداسازی لخته از دیواره لوله پیشنهاد نمی-گردد. در صورت استفاده باید احتیاط لازم برای جلوگیری از ایجاد همولیز و تولید آئروسول صورت گیرد. همچنین باید در تمام مراحل جداسازی نمونه، رعایت اصول ایمنی و استفاده از وسایل حفاظت فردی صورت گیرد. قابل ذکر است که درب لوله‌ها در طی سانتریفیوژ حتما باید بسته باشد.

امروزه با تنوع سانتریفیوژها از نظر قسمت گردان (Rotor)، سر (Head)، شعاع موثر و قطر داخلی دیگر از اصطلاح (Round Per Minute) استفاده نمی‌شود و نیروی نسبی سانتریفیوژ (Relative Centrifugal Force) یا RCF جایگزین آن شده است.


$$RCF = 1.118 \times 10^{-5} \times r \times (RPM)^2$$

r : شعاع گردان (سانتی متر)

شعاع موثر بیشترین فاصله افقی از محور گردان تا انتهای مایع موجود در لوله می‌باشد.

RPM : سرعت گردان (تعداد دور در دقیقه)

می‌توان برای محاسبه نیروی نسبی سانتریفیوژ به جای استفاده از فرمول بالا با استفاده از نمودار ۱-۳ سانتریفیوژ با توجه به شعاع و میزان دور سانتریفیوژ، نیروی نسبی سانتریفیوژ را به دست آورد.




نمودار ۱-۳: نمودار تعیین نیروی نسبی سانتریفیوژ به کمک شعاع و میزان دور (PPM)

برای مطالعه بیشتر به دستورالعمل فنی سانتریفیوژ (فصل دهم - جلد دوم) مراجعه شود.

قابل ذکر است جهت برخی فاکتورها که به دما حساس هستند، باید از سانتریفیوژهایی که دمای آنها قابل کنترل است استفاده نمود. به طور مثال ترکیباتی نظیر ACTH و CAMP به گرما حساس هستند و انتقال و سانتریفیوژ آنها نیز باید در دمای ۴°C صورت گیرد.

نکته: در صورتی که اندازه‌گیری پتاسیم هم به همراه ترکیباتی که حساس به دما هستند درخواست شده باشد باید توجه نمود که نمونه مذکور سریعاً از سانتریفیوژ خارج شود (دمای پایین‌تر از ۱۵°C سبب افزایش کاذب پتاسیم پس از ۲ ساعت می-گردد). لازم به ذکر است جهت اندازه‌گیری پتاسیم نمونه نباید بیش از یک بار سانتریفیوژ گردد.

صفحه 8 از 23	<b>دستورالعمل</b>	
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	آزمایشگاه مرجع سلامت

\* زمان مورد نیاز جهت سانتریفیوژ نمونه

➤ تهیه سرم و پلاسما: نمونه در ظرف درپوش دار باید به مدت ۱۵-۱۰ دقیقه در ۱۲۰۰g-۱۰۰۰g سانتریفیوژ شود. در صورتی که آزمایش تا ۴ ساعت بعد از جداسازی سرم انجام نگیرد، سرم یا پلاسما باید در دمای ۴-۶°C نگهداری گردد.

➤ تهیه پلاسما جهت آزمون های انعقادی: نمونه در ظرف درپوش دار باید به مدت ۱۵ دقیقه در ۱۵۰۰g سانتریفیوژ گردد.

#### ● مرحله پس از سانتریفیوژ

##### ➤ نگهداری نمونه

پلاسما و سرم حداکثر تا ۸ ساعت پس از جداسازی در دمای اتاق قابل نگهداری است. در صورتی که سنجش مورد نظر تا ۸ ساعت صورت نگیرد نمونه باید در یخچال نگهداری گردد.

در صورتی که امکان انجام آزمایش تا ۴۸ ساعت مقدور نباشد یا در صورت نیاز به نگهداری طولانی تر، سرم یا پلاسما باید در دمای ۲۰°C- نگهداری شود.

*نکته: باید از آب شدن و یخ زدن مکرر نمونه های فریز شده جدا پرهیز گردد، زیرا این امر سبب از بین رفتن بعضی ترکیبات در سرم یا پلاسما می شود. استفاده از فریزرهای بدون برق نیز جهت نگهداری نمونه پیشنهاد نمی گردد.*

در صورت استفاده از مواد آنتی گلیکولیتیک (نظیر فلوراید) گلوکز پلاسما تا ۲۴ ساعت در دمای ۲۵°C و تا ۴۸ ساعت در دمای ۸°C-۲ پایدار می ماند. (حتی در صورت عدم جداسازی پلاسما از سلول ها) قابل ذکر است در صورتی که گلبول های قرمز، پلاکت و گلبول های سفید نمونه بالاتر از حد طبیعی باشند، اثر گلیکولیتیک این مواد کاهش می یابد. به دلیل مشکل بودن مهار گلیکولیز در نوزادان، باید پلاسما در اسرع وقت از سلول ها جدا گردد.

➤ در صورت استفاده از لوله های جمع آوری خلاء دارای ژل جداکننده همراه با افزودنی یا فعال کننده لخته، باید ملاحظات زیر صورت گیرد:

●● به محض جمع آوری خون جهت سرعت بخشیدن، تکمیل عمل لخته شدن و روند ضد انعقاد، لوله ها باید ۱۰-۵ بار تکان داده شوند.

●● نیروی نسبی سانتریفیوژ و زمان لازم جهت جداسازی سرم یا پلاسما بسته به کارخانه سازنده ممکن است متفاوت باشد.

●● به طور کلی می توان سرم را در لوله های محتوی ژل تا ۴۸ ساعت در دمای ۴°C نگهداری نمود، ولی باید قوام ژل به طور چشمی نیز بررسی گردد.


#### تداخلات:

از لوله های جمع آوری خون حاوی ژل جداکننده جهت اندازه گیری میزان پروتسترون، داروهای سه حلقه ای ضد افسردگی، اندازه گیری سطح دارویی و آزمون های ایمونوهماتولوژی (بانک خون) نباید استفاده شود.

#### اسمیر خون محیطی

تهیه گستره خون محیطی باید توسط کارکنان آموزش دیده صورت گیرد. تهیه گستره با استفاده از نمونه تهیه شده از نوک انگشت، پاشنه پا یا نمونه همراه با ماده ضد انعقاد EDTA صورت می گیرد.

در صورت استفاده از نمونه همراه با ماده ضد انعقاد، باید گسترش خون محیطی حداکثر تا یک ساعت پس از نمونه گیری تهیه گردد.

صفحه 9 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

● **گسترش ضخیم**

- ۱- بند اول انگشت سوم یا چهارم در بزرگسالان و یا پاشنه پا در نوزادان (مراجعه به نمونه‌گیری مویرگی) ضد عفونی شده و با لانست یک‌بار مصرف موضع سوراخ می‌گردد.
- ۲- یک یا دو قطره خون را با مرکز لام مماس می‌کنیم، باید توجه شود که لام با پوست تماس پیدا نکند.
- ۳- با گوشه یک لام دیگر یا اپلیکاتور قطره خون را به‌طور یکنواخت پخش کرده تا دایره‌ای به قطر حدود ۱ سانتی‌متر ایجاد شود. گسترش باید به سرعت و با ضخامت یکنواخت تهیه گردد.
- ۴- لام را در وضعیت افقی قرار داده تا در حرارت محیط (۲۵°C) خشک شود. برای تسریع در عمل خشک شدن نباید از شعله یا منبع دیگر حرارتی استفاده نمود.

نکته:

- ضخامت گسترش باید به گونه‌ای باشد که نوشته‌های روزنامه از زیر آن به سختی خوانده شود.
- گسترش ضخیم نباید به وسیله مواد تثبیت‌کننده ثابت گردد.
- گسترش ضخیم ممکن است از بافی کوت نیز تهیه گردد (با استفاده از نمونه خون در ماده ضد انعقاد)

● **گسترش نازک**

- ۱- یک قطره خون (حدود ۰/۰۵ میلی‌لیتر) به فاصله حدود ۲ سانتی‌متر از انتهای لام قرار داده شود. باید توجه شود که لام با پوست دست بیمار تماس پیدا نکند.
- ۲- لام بر روی سطح افقی و صاف قرار داده می‌شود.
- ۳- با یک لام تمیز دیگر (ترجیحا لام صیقلی) با زاویه ۴۵-۴۰°C با حرکت سریع بر روی قطره خون موجود بر روی لام اول کشیده شود (نظیر تهیه گسترش خون در آزمون CBC).
- ۴- گسترش باید سریعا در حرارت محیط خشک شود.
- ۵- گسترش خشک شده باید در محلول متانول به مدت چند ثانیه تثبیت گردد.
- ۶- گسترش نازک باید به گونه‌ای تهیه شود که در یک انتها ضخیم و در انتهای دیگر به حدی نازک باشد تا گلبول‌های قرمز با هم همپوشانی نداشته باشند.


نکته:

- باید از لام شیشه‌ای تمیز، بدون گرد و غبار و عاری از چربی استفاده نمود. علت ایجاد ناهمواری و یا حفراتی در گسترش چرب بودن لام یا کثیف بودن یا ناهموار بودن لبه لام دوم می‌باشد.
- هر دو گسترش نیز می‌تواند بر روی یک لام تهیه گردد، در این صورت باید فضایی بین دو گسترش وجود داشته باشد به طوری که بتوان گسترش نازک را بدون آن که گسترش ضخیم را متاثر سازد تثبیت نمود.
- مشخصات بیمار باید با مداد سربی یا ماژیک غیر قابل شست‌وشو در ناحیه ضخیم گسترش نازک نوشته شود.
- برای تسریع در عمل خشک شدن می‌توان از پنکه استفاده نمود (نباید از شعله یا منابع دیگر حرارتی استفاده شود).
- در مناطقی که رطوبت بالا است استفاده از گرمخانه ۲۵°C جهت خشک نمودن لام‌ها پیشنهاد می‌گردد.

**ادرار**

نمونه ادرار برای بررسی‌های شیمیایی، سلول‌شناسی و میکروب‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه نمونه‌گیری و ظروف جمع‌آوری ادرار از عوامل مهم در کیفیت نمونه می‌باشد. نمونه ادرار باید در ظرف تمیز دهان گشاد با قطر حداقل ۱۰ سانتی‌متر، با اندازه مناسب و غیر قابل نشت، جمع‌آوری گردد. بهتر است ظرف جمع‌آوری ادرار یک‌بار مصرف بوده و در غیر این صورت عاری از هرگونه آلودگی با مواد شوینده باشد. قابل ذکر است که نمونه ادرار نباید به مدفوع آلوده باشد.



صفحه 10 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

جهت کشت ادرار ظرف نمونه باید حتما استریل باشد. برای نمونه‌گیری از نوزادان و اطفال باید از کیسه‌های ادراری استفاده شود.

جهت بررسی‌های معمول و میکروبیولوژیک نمونه ادرار باید حداکثر تا دو ساعت پس از جمع‌آوری (در دمای اتاق) مورد بررسی قرار گیرد. پس از این مدت ترکیبات شیمیایی ادرار تغییر کرده و عناصر تشکیل دهنده آن شروع به تخریب می‌کنند. سیلندرها، گلبول‌های قرمز و گلبول‌های سفید در نمونه‌های با وزن مخصوص پایین و PH قلیایی بسیار مستعد لیز هستند.

هنگامی که ارزیابی سلولی سدیمان ادراری مدنظر است باید مراحل آماده‌سازی ادرار هرچه سریع‌تر صورت گیرد. جهت تهیه رسوب ادرار باید نمونه در ظروف درپوش‌دار به مدت ۵ دقیقه در ۴۰۰g سانتریفیوژ گردد. در بررسی‌های میکروبیولوژیک در صورتی که نتوان نمونه را به سرعت به آزمایشگاه منتقل نمود و آزمایش کرد می‌توان آن را به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲-۸°C نگهداری کرده و یا می‌توان از نگهدارنده‌های باکتریواستاتیک نیز استفاده نمود.

ظرف محتوی نمونه باید به‌درستی برچسب‌گذاری شود، اطلاعات مورد نیاز شامل: نام بیمار، زمان نمونه‌گیری، نام نگهدارنده، در موارد خاص ذکر نوع نمونه (کاتتر.....) می‌باشد. همچنین در صورتی که نمونه از محل دیگری ارسال گردد باید نحوه نگهداری و زمان دریافت نیز ذکر گردد.

حداقل حجم مورد نیاز جهت بررسی‌های معمول کمی و کیفی ادرار به‌طور متوسط ۱۲ میلی‌لیتر است، البته در اطفال و نوزادان ممکن است حجم کمتر نیز مورد بررسی قرار گیرد، ولی باید حتما در برگه گزارش ذکر گردد.

#### • انواع مختلف جمع‌آوری ادرار و موارد استفاده آن


- ۱- ادرار اتفاقی جهت بررسی شیمیایی کیفی و نیمه کمی
- ۲- اولین ادرار صبحگاهی (ادرار ۸ ساعته) جهت بررسی اجزای سلولی، سیلندر و کست
- ۳- دومین ادرار صبحگاهی (۷-۱۰ صبح) جهت بررسی‌های کمی
- ۴- ادرار با زمان مشخص مثلا ادرار ۲۴ ساعته جهت بررسی‌های کمی
- ۵- ادرار تمیز (ادرار میانی، کاتتر و سوپراپوبیک)

#### \* ادرار اتفاقی

این نمونه جهت آزمون غربالگری روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد و در هر موقع از روز قابل جمع‌آوری می‌باشد، ولی زمان نمونه‌گیری باید روی ظرف درج گردد. بهتر است قبل از جمع‌آوری ادرار فرد چند ساعت ادرار خود را تخلیه نکرده باشد. برای این منظور اولین ادرار صبحگاهی به‌دلیل غلظت مناسب و PH پایین مناسب‌تر است.

#### \* ادرار صبح‌گاهی (ادرار ۸ ساعته)

این نمونه معمولا در اول صبح پس از بیدار شدن فرد جمع‌آوری می‌گردد. این نمونه جهت بررسی پروتئین‌آوری اورتواستاتیک مناسب است. ابتدا شب قبل از خواب ادرار تخلیه شده و نمونه صبح پس از بیدار شدن فرد جمع‌آوری می‌گردد. در صورت تخلیه ادرار در طول شب، باید در ظرف جمع‌آوری نمونه ریخته شود.

صفحه 11 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

#### \* ادرار زمان دار

این نمونه در یک زمان مشخص در طول شبانه روز تهیه می‌گردد، مثلاً نمونه ناشتا، دو ساعت پس از غذا یا بلافاصله پس از ماساژ پروستات

#### \* ادرار ۲۴ ساعته

به دلیل تغییرات دوره‌ای ترشح مواد در ادرار، در بعضی مواقع نیاز است که ادرار ۲۴ ساعته جمع‌آوری گردد. به عنوان نمونه می‌توان از کاتکول آمین‌ها، ۱۷ هیدروکسی استروئید و الکترولیت‌ها نام برد که پایین‌ترین غلظت آن‌ها در صبح و بالاترین غلظت این ترکیبات در ظهر یا کمی پس از آن می‌باشد.

#### •• جمع‌آوری نمونه: ظرف نمونه باید پلاستیکی و دهان گشاد به گنجایش تقریبی ۳ لیتر باشد.

جهت جمع‌آوری نمونه ادرار ۲۴ ساعته ابتدا اولین ادرار صبحگاهی دور ریخته شده و در طی ۲۴ ساعت بعدی ادرار در ظرف نمونه‌گیری جمع‌آوری می‌شود به طوری که آخرین نمونه جمع‌آوری شده، اولین نمونه صبحگاهی روز بعد (در همان ساعت اولین نمونه تخلیه شده روز قبل) باشد.

بر روی برجسب روی ظرف محتوی نمونه علاوه بر نام و نام خانوادگی باید تاریخ، ساعت شروع و پایان نمونه‌گیری نیز یادداشت گردد و در صورت استفاده از ماده نگهدارنده درج نام ماده نیز ضروری است.

در طول مدت جمع‌آوری، ظرف نمونه باید در یخچال یا درون یخ نگهداری شود.

ممکن است جهت ادرار ۲۴ ساعته از مواد نگهدارنده استفاده گردد که با توجه به خطر زیستی این مواد، باید هشدارهای لازم به بیمار داده شود.

#### \* ادرار تمیز

جهت بررسی‌های باکتری‌شناسی از نمونه ادرار تمیز استفاده می‌شود.

#### •• نحوه جمع‌آوری نمونه

بیمار ابتدا دست‌های خود را با آب و صابون شسته و سپس ناحیه تناسلی خود را با پنبه آغشته به آب و صابون تمیز می‌نماید، بخش اول ادرار را دور ریخته و بخش میانی ادرار را با رعایت شرایط استریل در درون ظرف جمع‌آوری ادرار می‌ریزد و سپس بقیه ادرار را دور می‌ریزد.


•• ادرار تهیه شده توسط کاتتر و فوق عانه (سوپرا پوبیک) نیز از روش‌هایی هستند که جهت جمع‌آوری ادرار استریل در مواقع خاص و با درخواست پزشک تهیه می‌شوند.

•• جهت نمونه‌گیری از نوزادان و اطفال باید از کیسه جمع‌آوری ادرار استفاده نمود. در صورتی که بیمار در خواست کشت ادرار نیز داشته باشد، باید نواحی شرمگاهی و پرینه‌آل قبل از وصل کردن کیسه ادرار با آب و صابون شسته شود. قابل ذکر است که کیسه ادرار باید هر ۱۵ دقیقه کنترل شده و پس از جمع‌آوری، ادرار باید در ظرف دیگری نگهداری شود.

#### • مواد نگهدارنده ادرار

مواد نگهدارنده جهت نگهداری ادرار بیش از ۲ ساعت، بررسی ترکیبات ناپایدار در ادرار و پایداری نمونه جهت مطالعات میکروبیولوژیک کاربرد دارد.

نگهدارنده‌های رایج اسید استیک، اسید بوریک و اسید کلریدریک ۶ نرمال می‌باشند. این ترکیبات توکسیک بوده و دارای خطر زیستی می‌باشند. همچنین به دلیل امکان پاشیده شدن ادرار به هنگام تخلیه در ظرف، بهتر است ابتدا نمونه در ظرف دیگری جمع‌آوری شده و سپس به ظرف اصلی حاوی ماده نگهدارنده منتقل گردد.

صفحه 12 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

### ➤ نگاه‌داری و انتقال نمونه


- جهت انتقال نمونه باید درب ظرف کاملا محکم باشد تا امکان نشت نمونه به خارج از ظرف و محیط اطراف به حداقل برسد (در صورت امکان جهت انتقال می‌توان ظرف نمونه را درون ظرفی دیگری قرارداد).
- نمونه ادرار باید در سریع‌ترین زمان ممکن به آزمایشگاه منتقل شده و حداکثر در ظرف ۲ ساعت در دمای اتاق بررسی گردد. در غیر این‌صورت باید نمونه پس از جمع‌آوری در یخچال نگاه‌داری شود (دمای  $8^{\circ}\text{C}$ -).
- در بررسی‌های میکروبیولوژیک در صورتی که نتوان نمونه را به آزمایشگاه منتقل نمود و مورد بررسی قرارداد تمهیدات زیر باید صورت گیرد:
- •• نمونه را می‌توان به مدت ۲۴ ساعت در دمای  $8^{\circ}\text{C}$ - تا قبل از کشت نگاه‌داری نمود.
- •• می‌توان قسمتی از نمونه ادرار را جهت بررسی‌های بیوشیمیایی در ظرف دیگری که حاوی نگه‌دارنده باکتریو استاتیک است، نگاه‌داری نمود.

### مدفوع

- مدفوع نمونه مناسبی جهت تشخیص عوامل پاتوژن مولد اسهال باکتریایی، ویروسی و انگلی است. نمونه-گیری در زمان مناسب (عوامل ویروسی تا ۴۸ ساعت و عوامل باکتریایی تا ۴ روز از زمان شروع اسهال)، نحوه انتقال نمونه و شرایط بیمار در هنگام نمونه‌گیری از عواملی هستند که رعایت آن‌ها در شناسایی عامل پاتوژن بسیار کمک‌کننده است. جهت جمع‌آوری نمونه مدفوع باید مواردی را در نظر داشت که به برخی از آن‌ها در زیر اشاره می‌گردد:
- •• بیمار نباید از ۱۵ روز قبل از نمونه‌گیری آنتی‌بیوتیک (نظیر تتراسایکلین و سولفانامید)، داروهای ضد تک‌تاخته، بیسموت، سولفات باریم، ترکیبات کائولین، روغن کرچک، هیدروکسید منیزیم یا هرگونه داروی ملین مصرف کرده باشد.
- •• تعداد دفعات نمونه‌گیری بر اساس درخواست پزشک می‌باشد.
- •• در صورت مشکوک بودن به عوامل باکتریایی سه نمونه در فاصله سه روز و در خصوص عوامل انگلی ۳ نمونه که در طول ۱۰ روز جمع‌آوری شده مناسب است.
- •• نباید در یک روز بیش از یک نوبت نمونه از بیمار گرفته شود.
- •• نمونه‌گیری در بیمارانی که بیش از سه روز بستری شده‌اند توصیه نمی‌شود.
- •• در نوزادان و اطفال می‌توان از سواب رکتال در محیط انتقالی استفاده نمود ولی این کار معمولا برای تشخیص ویروس‌ها و عوامل انگلی پیشنهاد نمی‌شود.

### ● نمونه‌گیری جهت عوامل باکتریایی مولد اسهال

- \* نمونه مدفوع: حداقل ۵ گرم مدفوع باید در ظرف در پیچ‌دار تمیز، عاری از مواد ضدعفونی‌کننده و یا شوینده جمع‌آوری گردد.
- \* سواب مقعدی: سواب را با فروربردن در محیط انتقالی سترون، مرطوب کرده به اندازه ۲-۳ سانتی‌متر در داخل اسفنگتر رکتوم فرو برده و بچرخانید. سواب را بیرون کشیده پس از اطمینان از آغستگی به مدفوع، سریعا به داخل محیط انتقال (کری بلر) فرو برید. سپس لوله‌های انتقال را در یخچال یا یخدان قرار دهید.
- در موارد اسهال ناشی از باکتری‌های مهاجم مانند شیگلا، ساییدن سواب به مخاط انتهایی روده جهت جمع‌آوری نمونه بسیار مهم است.

صفحه 13 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

\* سوپ مدفوع: در صورت لزوم به نگهداری نمونه مدفوع بیش از ۲ ساعت، مقدار اندکی از مدفوع و هرگونه بلغم یا تکه های مخاط پوششی روده را با فروکردن سوپ سر پنبه ای یا سر پلی استری به درون مدفوع سریعاً به لوله حاوی محیط انتقالی تلقیح کنید و در یخچال یا یخدان قرار دهید.

#### • محیط های انتقالی

•• کری بلر: این محیط برای انتقال بسیاری از عوامل بیماری زا کاربرد دارد. این محیط نیمه جامد بوده، حمل و نقل آن آسان و پس از تهیه تا یکسال در دمای اتاق قابل نگهداری است (به شرطی که حجم آن کاهش نیافته، علائم آلودگی و تغییر رنگ در آن مشاهده نگردد).

•• آب پپتونه قلیایی (Alkalane Peptone Water=APW): این محیط را می توان را برای انتقال ویبریو استفاده نمود ولی این محیط نسبت به کری بلر برتری ندارد و فقط در صورت عدم دسترسی به محیط کری بلر باید مورد استفاده قرار گیرد (در صورتی که کشت بیش از ۶ ساعت از زمان نمونه گیری به تعویق بیافتد نباید از این محیط استفاده گردد). محیط فوق در دمای ۴°C تا ۶ ماه قابل نگهداری است.

•• سالین گلیسرول بافره (Buffered Glycerol Saline=BGS): این محیط برای شیگلا مورد استفاده قرار می گیرد و برای انتقال ویبریو مناسب نمی باشد. این محیط مایع بوده، لذا در حمل آن باید دقت شود. همچنین تا ۱ ماه پس از تهیه قابل استفاده است.

#### ➤ نگهداری:

•• نمونه های مدفوع حداکثر تا ۲ ساعت در یخچال قابل نگهداری است. نمونه هایی را که نمی توان به فاصله ۲ ساعت از نمونه گیری کشت داد، باید در محیط انتقالی قرار داده و سریعاً در یخچال نگهداری نمود.

•• محیط انتقالی حاوی سوپ مدفوع یا مقعد را می توان حداکثر ۷۲-۴۸ ساعت در دمای ۴°C نگهداری کرد. در غیر این صورت این محیط می بایست ترجیحاً در دمای (۷۰°C-) و یا در صورت عدم دسترسی، در دمای (۲۰°C-) قرار داد (یا حداقل در فریزرهای خانگی نگهداری شود).

•• نمونه های مدفوع که از بیماران مبتلا به وبا گرفته می شود و در محیط انتقالی قرار می گیرد نیازی به نگهداری در دمای یخچال ندارند، مگر آن که نمونه ها در معرض دمای بالا (بیش از ۴۰°C) قرار داشته باشند.


#### • نمونه گیری جهت عوامل انگلی

##### ➤ جمع آوری نمونه

•• برای انجام این آزمایش حداقل ۵ گرم مدفوع در ظرف دهان گشاد در پیچدار تمیز و خشک مورد نیاز است (در صورت آبیکی بودن مدفوع معادل ۵ سی سی).

•• در صورتی که نتوان فاصله زمانی مناسب بین جمع آوری نمونه تا انجام آزمایش را رعایت نمود باید نمونه در ماده نگهدارنده جمع آوری شود (یک قسمت مدفوع و سه قسمت ماده نگهدارنده فرمالین ۱۰٪).

•• باید توجه داشت که بررسی خصوصیات ظاهری نمونه در نمونه تازه صورت می گیرد.

صفحه 14 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

- نمونه مدفوع نباید با گرد و خاک، آب و ادرار آلوده گردد، زیرا آلودگی اتفاقی با خاک و آب ممکن است باعث آلودگی نمونه با ارگانسیم های دارای زندگی آزاد شود. ادرار نیز سبب تخریب تروفوزوئیت ها می شود. ترجیحا نباید نمونه از کاسه توالت جمع آوری گردد.
- چون مرحله تروفوزوئیت تک یاخته خیلی زود از بین می رود، ثبت تاریخ و ساعت نمونه گیری ضروری است.

#### ➤ نگاه داری

- نمونه باید هر چه سریع تر به آزمایشگاه ارسال گردد. در صورت تاخیر بیش از ۲ ساعت، نمونه در محل خنک (ترجیحا در یخچال) نگاه داری شود.
- توجه: جهت آزمایش های شیمیایی (مانند خون در مدفوع) به ۵۰ گرم مدفوع نیاز می باشد.

#### مایع مغزی نخاعی (CSF) Cerebro-Spinal Fluid

جمع آوری مایع مغزی نخاعی توسط پزشک و به روش پونکسیون نخاعی (Lumber Puncture=LP) و به صورت کاملا استریل انجام می گیرد.

معمولا مایع جهت آزمون های شیمیایی، میکروبیولوژیک و آنالیز سلولی در ۳ تا ۴ لوله جمع آوری می شود.

جهت آزمون های باکتری شناسی نمونه باید در لوله درپوش دار و استریل جمع آوری گردد. لوله ها بر اساس ترتیب جمع آوری برچسب گذاری می شوند (لوله شماره ۱ جهت آزمایش های بیوشیمیایی، لوله شماره ۲ جهت آزمایش های میکروبی شناسی، لوله شماره ۳ جهت بررسی سلولی).


جهت جمع آوری نمونه نیازی به ماده ضد انعقاد نمی باشد زیرا مایع مغزی نخاعی لخته نمی شود، مگر آن که نمونه گیری همراه با صدمه باشد (نمونه گیری تروماتیک).

الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع مغزی نخاعی در جدول ۱-۳ بیان شده است.

#### جدول ۱-۳: الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع مغزی - نخاعی

ملاحظات	حجم مورد نیاز	ضد انعقاد	نوع بررسی
لوله شماره ۱ در صورت نمونه گیری تروماتیک شمارش سلولی نیز از لوله شماره ۱ صورت می گیرد.	۳-۵	-	آزمون بیوشیمیایی (پروتئین، قند...)
لوله شماره ۲	۳-۵	-	کشت و رنگ آمیزی گرم
لوله شماره ۳ یا ۴	۳-۵	-	شمارش سلولی و تشخیص افتراقی
لوله شماره ۴	۳-۵	-	سایر بررسی ها (سیتولوژی)

نمونه باید در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال گردد. دژنراسیون سلولی در طی یک ساعت اتفاق می افتد، لذا حداکثر زمان گردش کاری نباید بیش از ۱ ساعت به طول انجامد. نقل و انتقال نمونه در دمای اتاق صورت می گیرد. جهت آزمون های باکتریولوژیک نباید نمونه در یخچال نگاه داری شود. از قرار دادن نمونه در معرض نور خورشید و گرما باید خودداری نمود. در صورت نیاز به حمل نمونه تا مسافت دور، استفاده از یخدان ضروری است. در این صورت نمونه تا ۳ ساعت پایدار می باشد. جهت نگاه داری طولانی مدت، نمونه ابتدا سانتریفیوژ شده پس از جداسازی سلول ها، مایع رویی در ظرف درپوش دار شیشه ای یا پلی پروپیلن در دمای (۷۰°C-) قابل نگاه داری است.

صفحه 15 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

جهت مطالعات سیتولوژیک رسوب CSF باید بلافاصله پس از جمع آوری به وسیله سانتریفیوژ مخصوص (۲۰ دقیقه در ۱۸۰g) تهیه و به آزمایشگاه ارسال شود.

### مایع سروز

مایعات سروزی نظیر مایع جنب و صفاقی را می توان در یک لوله جمع آوری و سپس در محل نمونه گیری یا آزمایشگاه به لوله های مختلف و با حجم های کمتر تقسیم نمود. قابل ذکر است که نمونه قبل از تقسیم و شمارش سلولی باید کاملاً مخلوط گردد. EDTA ضد انعقاد پیشنهادی در خصوص شمارش و افتراق سلولی است. جهت شمارش و افتراق سلولی، نمونه ها تا ۲۴ ساعت در دمای ۲-۶°C قابل نگهداری هستند. در خصوص بررسی های میکروبی نمونه باید در ظرف استریل جمع آوری گردد. جهت بررسی سیتولوژی ممکن است نمونه در حجم های متفاوت به آزمایشگاه ارسال گردد (۱۰۰-۱۵ میلی لیتر) ولی حجم پیشنهادی ۵۰ میلی لیتر است و نیاز به استفاده از لوله های استریل و ماده ضد انعقاد نیز نمی باشد. البته می توان از هیپارین و EDTA هم استفاده کرد. الزامات مورد نیاز جهت تهیه و آزمایش بر روی مایع سروز در جدول ۲-۳ بیان شده است.

### جدول ۲-۳: الزامات مورد نیاز جهت تهیه و آزمایش بر روی مایع سروز

نوع بررسی	ضد انعقاد	حجم مورد نیاز (میلی لیتر)
اندازه گیری پروتئین توتال، لاکتات، دهیدروژناز، گلوکز و آمیلاز	هیپارین یا بدون ضد انعقاد	۵-۸
کشت و رنگ آمیزی گرم	سدیم پلی سولفانات (SPS) یا بدون ضد انعقاد یا ضدانعقاد بدون اثر باکتریوسیدی و باکتریواستاتیکی	۸-۱۰
شمارش سلولی (گلبول قرمز و سفید) و تشخیص افتراقی	EDTA	۸-۱۰
کشت باکتری اسید فست	SPS یا بدون ضد انعقاد یا ضد انعقاد بدون اثر باکتریوسیدی و باکتریواستاتیکی	۱۵-۵۰
رنگ آمیزی PAP- بلوک سلولی	بدون ضدانعقاد، هیپارین یا EDTA	۱۵-۵۰

مایعات سروزی باید در اسرع وقت و در دمای اتاق به آزمایشگاه منتقل شوند. بررسی های سیتولوژی نیز باید هر چه سریع تر صورت گیرند، و در صورت نیاز می توان نمونه را در دمای ۴°C و بدون ماده تثبیت کننده تا چند روز نگهداری نمود.

### مایع سینوویال

حجم نمونه جهت بررسی های آزمایشگاهی بسته به اندازه مفصل و نوع مایع تجمع یافته در مفصل متفاوت است. معمولاً حجم ۳-۵ میلی لیتر ایده آل است. در مفاصل کوچک ممکن است این مقدار نمونه قابل تهیه نباشد، لذا حجم کمتر نیز قابل قبول است. قابل ذکر است که نمونه قبل از بررسی های آزمایشگاهی باید به خوبی مخلوط گردد. در بعضی از مراجع ذکر شده که ضد انعقاد لیتیم هیپارین و EDTA به دلیل ایجاد کریستال در نمونه و امکان اشتباه با کریستال های پاتولوژیک، نباید مورد استفاده قرار گیرد. نقل و انتقال نمونه باید در دمای اتاق صورت گیرد. الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع سینوویال در جدول ۳-۳ بیان شده است.

# دستورالعمل



آزمایشگاه مرجع سلامت

## مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی

صفحه 16 از 23

نوع بررسی	ضد انعقاد	حجم مورد نیاز (میلی لیتر)	ملاحظات
شمارش سلولی و تشخیص افتراقی، کریستال ها انکلوزیون ها	هیپارین-EDTA	۳-۵	بر روی حجم کمتر (چندین قطره) نیز قابل انجام است
گلوکز پروتئین	فلوراید یا بدون ضد انعقاد بدون ضد انعقاد	۳-۵ ۳-۵	ترجیحا ۸ ساعت ناشتایی
CH50	بدون ضد انعقاد	۳-۵	در صورت عدم انجام سریع آزمایش نمونه منجمد گردد.
C3,C4	بدون ضد انعقاد یا EDTA		نیاز به ۱ میلی لیتر نمونه است.
کشت	SPS، بدون ضدانعقاد یا ضد انعقاد بدون اثرباکتریوسیدی و باکتریواستاتیکی	۳-۵	نیاز به لوله استریل است.

### جدول ۳-۳: الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع سینوویال

#### نمونه های دستگاه تنفسی


بهترین زمان جمع آوری نمونه در اکثر عفونت های تنفسی در طول ۳ روز اول ایجاد علائم بیماری می باشد. نمونه ها بسته به محل عفونت، از قسمت فوقانی و تحتانی دستگاه تنفسی جمع آوری می شوند. عوامل بیماری زای دستگاه تنفسی فوقانی (ویروسی و باکتریایی) در نمونه های گرفته شده از قسمت نازوفارنژیال گلو و عوامل بیماری زای دستگاه تنفسی تحتانی در نمونه خلط قابل بررسی هستند. کشت ارگانسیم هایی نظیر لژیونلا مشکل است لذا بهتر است که تشخیص بر اساس شناسایی آنتی ژن های جدا شده از ادرار باشد. در صورت شک به التهاب حاد اپیگلوت، نمونه گیری از گلو یا فارنژیال نباید صورت گیرد زیرا استفاده از این شیوه ممکن است سبب انسداد شدید تنفسی شود. معمولا التهاب اپیگلوت به وسیله رادیوگرافی گردن تایید می گردد ولی عوامل اتیولوژیک ایجاد کننده آن ممکن است از کشت خون هم جدا گردند.

#### ● دستگاه تنفسی فوقانی

#### ●● نمونه برداری از گلو و لوزه ها

از بیمار خواسته می شود تا دهان خود را باز نماید و با آبلانگ زبان وی را به پایین فشار داده، برای مشاهده نواحی ملتهب و اگزودا از چراغ قوه استفاده می شود. سوپ استریل داکرونی یا آلژینات کلسیم را چندین بار بر روی نواحی ملتهب و اگزودای حلق می کشیم. باید توجه شود که سوپ با سطح داخلی حفره دهانی تماس پیدا نکند. چنانچه سوپ در طی ۲-۱ ساعت پس از نمونه گیری مورد آزمایش قرار نگیرد در یک لوله استریل درپوش دار حاوی محیط انتقالی باکتریایی یا ویروسی قرار داده می شود (انتهای سوپ که با دست در تماس بوده باید شکسته شود و درپوش در جای خود قرار گیرد).

جهت تهیه گسترش مستقیم با سوپ استریل دیگری به روش ذکر شده نمونه گیری صورت می گیرد.

صفحه 17 از 23	<b>دستور العمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

### ●● نمونه برداری از انتهای بینی و نازوفارنکس

به وسیله یک سواب انعطاف پذیر استریل وارد سوراخ بینی شده و از نازوفارنکس نمونه تهیه گردد. سر بیمار باید کمی به عقب برده شود. در افراد بالغ سواب را حدود ۵-۶ سانتی متر وارد بینی کرده تا مطمئن شوید که سواب وارد ناحیه خلفی فارنکس شده است، در همان وضعیت سواب را چند ثانیه نگاه داشته و سپس به آرامی بچرخانید. از هر سوراخ بینی دو سواب گرفته می شود که یکی جهت گسترش مستقیم و دیگری جهت کشت استفاده می گردد.

#### ➤ آسپیراسیون نازوفارنکس

این روش در کودکان و نوزادان از سواب راحت تر و کارآمدتر است. با کاتتر سیلیکون ترشحات را آسپیره نمایید.

### ● دستگاه تنفسی تحتانی

#### ➤ روش جمع آوری خلط

یک نمونه خلط مناسب حاوی مواد ترشحاتی حاصل از ریه ها پس از سرفه عمیق است (نمونه حاوی آب دهان، ترشحات حلق و بینی مناسب نمی باشد).

### ●● زمان نمونه گیری

به دلیل این که تعداد باسیل سل دفع شده در زمان های مختلف متفاوت می باشد، آزمایش یک نمونه خلط برای تشخیص کفایت نمی کند و حتما باید سه نمونه تهیه گردد. برای تهیه نمونه بیمار باید ناشتا باشد. در خصوص تعداد نمونه جمع آوری شده جهت سایر عوامل باکتریایی یک نمونه کفایت می کند ولی در صورت شک به وجود عوامل قارچی و عفونت مایکوباکتریوم سه نمونه جداگانه صبحگاهی مناسب می باشد. نمونه اول: در اولین مراجعه بیمار به واحد درمانی تهیه می گردد و ظرف جهت نمونه گیری دوم نیز تحویل داده می شود.


نمونه دوم: خلط صبحگاهی که بیمار قبل از برخاستن از جای خود و به صورت ناشتا در منزل تهیه می نماید. نمونه سوم: خلط صبحگاهی که همزمان با مراجعه بیمار برای تحویل نمونه دوم از بیمار گرفته می شود. نمونه باید در ظرف دهان گشاد از جنس پلاستیک قابل سوختن شفاف و محکم با قطر حدود ۷-۵ سانتی متر جمع آوری گردد (نمونه داخل آن از نظر مقدار و کیفیت قابل رویت بوده و هم چنین به راحتی سوزانده و معدوم گردد). جهت جلوگیری از نشت خلط از داخل ظرف به بیرون، باید از ظرف در پیچدار استفاده نمود. در صورت عدم دسترسی به ظرف پلاستیکی با مشخصات فوق می توان از ظروف شیشه ای دهان گشاد در پیچدار استفاده نمود (با رعایت اصول استریلیزاسیون).

#### ➤ نحوه نمونه گیری

بیمار صبح ناشتا در فضای باز ابتدا یک نفس عمیق کشیده و با سرفه های عمیق خلط را درون ظرف (در حالی که ظرف نزدیک لب های بیمار قرار دارد) تخلیه می کند. سپس درب آن را بسته و در کیسه نایلونی قرار می دهد. بهتر است حجم خلط بین ۳-۵ میلی لیتر باشد.

در صورتی که بیمار نتواند با سرفه کردن برای انجام آزمایش، نمونه خلط بدهد باید به روش زیر عمل شود: بیمار روی تخت معاینه طوری بخوابد که صورت او رو به پایین بوده و سر او پایین تر از سینه قرار گیرد. سپس پس از دم عمیق نفس خود را نگاه داشته با یک بازدم محکم خلط را خارج کند. این عمل باید تا تهیه نمونه کافی از خلط ادامه یابد.



صفحه 18 از 23	<b>دستور العمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

➤ **نگهداری:** باید نمونه هر چه سریع تر به آزمایشگاه ارسال گردد. در غیر این صورت در محل خنک (ترجیحا در یخچال) نگهداری شود.

- همه نمونه های تنفسی به جز خلط، باید در محیط کشت انتقالی مناسب باکتری ها/ ویروس ها منتقل گردند.
- نمونه های باکتریایی تا مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط و ویروس ها در محیط انتقالی مناسب در دمای  $4-8^{\circ}\text{C}$  قابل انتقال می باشند.

### جمع آوری نمونه چشم

سواپ ها و گسترش های قرنیه و ملتحمه نمونه های معمول جهت تشخیص کونژکتیویت حاد ناشی از عوامل باکتریایی و ویروسی می باشند. تمام نمونه های گرفته شده از ترشحات قرنیه و ملتحمه باید از نظر این که از چشم چپ یا راست تهیه شده، برچسب گذاری گردند. جهت جمع آوری این نمونه ها باید شرایط استریل رعایت گردد. قبل از نمونه برداری بیمار نباید دارو یا قطره های استفاده کرده باشد. قابل ذکر است که نمونه برداری از تراشه های قرنیه باید توسط پزشک متخصص چشم صورت گیرد.

### روش جمع آوری سواپ های ملتحمه

مراحل جمع آوری سواپ های ملتحمه به شرح زیر است:

- ۱- پوست اطراف چشم را با یک ماده ضد عفونی کننده ملایم تمیز کنید.
- ۲- سواپ استریل آلژینات کلسیم یا نخی را در سرم استریل مرطوب کرده و به طور دورانی بر روی ملتحمه بمالید.
- ۳- سواپ را در لوله در پیچدار حاوی محیط انتقالی مناسب قرار دهید.
- ۴- بر روی لوله مذکور علاوه بر نام بیمار، نوع نمونه و زمان جمع آوری نمونه نیز ذکر گردد.
- ۵- از سواپ ملتحمه نیز دو گسترش بر روی یک لام تهیه می گردد. این کار بهتر است در محل نمونه برداری صورت گیرد. جهت شناسایی کلامیدیا مهم است که گسترش ها در محل نمونه برداری و قبل از انتقال تهیه شود. گسترش ها برچسب گذاری شده و نباید در دمای یخچال نگهداری شده یا منجمد گردند.


### • نقل و انتقال نمونه

- نمونه جهت شناسایی باکتری های پاتوژن در دمای محیط، در محیط انتقالی مناسب انتقال داده می شوند.
- نمونه جهت شناسایی ویروس های پاتوژن در دمای  $2-8^{\circ}\text{C}$  در محیط انتقالی مناسب انتقال داده می شوند.
- گسترش های تهیه شده در هوا خشک شده و در دمای محیط در جعبه لام منتقل می شوند.

### تهیه نمونه جهت کشت خون

ضروری است دقت بیشتری جهت ضد عفونی کردن محل نمونه گیری صورت گیرد. ابتدا موضع با الکل ۷۰٪ تمیز شده سپس با محلول povidne-iodine ۱۰-۱٪ (یا کلرهگزیدین گلوکونات) ضد عفونی شده و پس از خشک شدن موضع مجدداً جهت حذف ید و کلرهگزیدین با الکل تمیز می گردد. کلرهگزیدین گلوکونات جهت نوزادان دو ماهه و بزرگ تر و هم چنین بزرگسالان دارای حساسیت نسبت به ید پیشنهاد می گردد. به دنبال خون گیری باید خون در عرض ۱ دقیقه به محیط کشت تلقیح شود. درب شیشه های کشت خون نیز باید قبل از تلقیح با الکل ۷۰٪ و سپس با محلول povidne-iodine ۱۰-۱٪ (بتادین) ضد عفونی گردد.

محیط کشت تلقیح شده را چندین بار تکان داده، بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شده و در انکوباتور  $35^{\circ}\text{C}$  قرار داده شود.

صفحه 19 از 23	<b>دستورالعمل</b>	
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	آزمایشگاه مرجع سلامت

### • حجم خون مورد نیاز

- کودکان: حجم ۳-۱ میلی لیتر ختون کافی می باشد. این مقدار خون در ۲۰ میلی لیتر محیط کشت خون رقیق می گردد.
- بزرگسالان: حجم خون جمع آوری شده به میزان ۱۰-۵ میلی لیتر است که در ۵۰ میلی لیتر از محیط کشت خون رقیق می گردد.

### • روش خنثی سازی عوامل ضد میکروبی در خون

با اضافه نمودن مهار کننده های شیمیایی نظیر سدیم پلی آنتول سولفانات (SPS) ۰.۵٪-۰.۲۵٪ به محیط کشت و رقیق سازی خون، ویژگی های باکتریسیدال خون و آنتی بیوتیک های احتمالی خنثی می گردد. قابل ذکر است که سدیم پلی آنتول سولفانات (SPS) فعالیت های ضد فاگوسیتی، ضد کمپلمانی، ضد انعقادی و ضد لیزوزمی دارد و اگر این ماده در مقادیر خیلی بالا استفاده شود، اثر مهارکنندگی در رشد میکروبها خواهد داشت.

### • کشت مجدد

- شیشه های کشت خون را ظرف ۲۴-۶ ساعت (صرف نظر از وجود علائم رشد) کشت مجدد داده و سپس تا هفت روز هر روز بررسی کنید. هر نوع کدورت یا لیز گلبول های قرمز ممکن است نشانگر رشد میکروبی باشد و به طور حتم باید بلافاصله کشت مجدد انجام شود.
- قابل ذکر است که ممکن است علی رغم عدم وجود کدورت، رشد میکروبی وجود داشته باشد، لذا ضروری است در فواصل ۲۴-۶ ساعت اولیه بعد از تلقیح، راس ۴۸ ساعت و نیز در روز هفتم نیز کشت مجدد صورت گیرد.
- قبل از انجام کشت مجدد شیشه کشت خون باید چند بار تکان داده شود.
- جهت برداشت خون از محیط کشت، درپوش محیط کشت را با الکل و بتادین ضد عفونی کرده و حدود ۵/۰ میلی لیتر از نمونه را به محیط آگار انتخاب شده منتقل کنید.


### نمونه برداری از مجاری ادراری تناسلی مردان

با دو سوپ استریل از ترشحات چرکی نمونه برداری کنید. یکی از سوپها جهت تهیه گسترش و دیگری جهت کشت مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که ترشحاتی مشهود نباشد با سوپ نازک به اندازه ۳-۲ سانتی متر درون مجرا وارد شده و قبل از بیرون آوردن در مجرا چرخانده شود. در صورتی که آزمایش با تاخیر انجام گیرد، سوپ باید در محیط انتقالی نگهداری شود.

### نمونه برداری از دهانه رحم - ترشحات واژن

جهت نمونه گیری ابتدا سرویکس با کمک اسپیکولوم که با آب گرم مرطوب شده مشاهده می شود (بدون استفاده از مواد Lubricant). قبل از نمونه گیری باید تمامی ترشحات از دهانه خارجی رحم پاک شود. با یک سوپ استریل تا حدود ۳-۲ سانتی متر درون دهانه رحم وارد شده و چند ثانیه در محل چرخانده شود تا ترشحات جذب سوپ گردد سپس بدون تماس با سطح واژن سوپ باید خارج شده و در لوله درپوش دار استریل قرار گیرد. سوپ باید فوراً در محیط کشت مناسب کشت داده شود و یا به کمک محیط انتقالی به آزمایشگاه ارسال گردد. جهت تهیه گسترش مستقیم با سوپ استریل دیگری به روش ذکر شده نمونه گیری صورت می گیرد.

ترشحات واژن با استفاده از اسپیکولوم (بدون استفاده از مواد Lubricant) و سوپ استریل از فورونیکس خلفی گرفته می شود. نمونه با سه سوپ گرفته می شود، یکی را جهت تهیه گسترش مرطوب در لوله درپوش دار

صفحه 20 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

محتوی سرم فیزیولوژی استریل قرار داده و دو تای دیگر جهت کشت و تهیه گسترش مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند.

در صورت مشکوک بودن به نایسریا نمونه پس از تهیه سریعاً در دمای اتاق به آزمایشگاه ارسال می شود. سوپ های آلژینات کلسیم و بعضی سوپ های پنبه ای مهار کننده نایسریا بوده، لذا بهتر است از سوپ داکرون یا ریون استفاده شود.

### جمع آوری نمونه جهت ضایعات پوستی

در اکثر ضایعات پوستی تشخیص ممکن است بر اساس مشاهده ظاهری و تاریخچه بیماری بدون جمع آوری نمونه های تشخیصی صورت گیرد. در مشاهده ظاهری ضایعه، نکات مهمی از قبیل نوع ضایعه پوستی (اریتماتوس، ماکولار، پاپولار، ماکولوپاپولار، وزیکولار، بولوس، پتشیال، پورپوریک و غیره) و نحوه پراکندگی آناتومیک ضایعه (مرکزی، محیطی منتشر و غیره) باید در نظر گرفته شود. در مواردی با تشخیص نامعلوم، غیرمعمول و نادر ممکن جمع آوری نمونه از راش ها یا ضایعات پوستی نیاز باشد. در موارد راش های وزیکولار، نمونه ها جهت بررسی میکروسکوپی و کشت نمونه مستقیماً از وزیکول ها تهیه می گردد. در خصوص سایر ضایعات اگزانتوماتو (ماکولار یا پاپولار) ممکن است تشخیص بیشتر بر پایه سایر روش ها، نظیر کشت خون و سرولوژی صورت گیرد. در موارد مشکوک به آنتراکس پوستی یا ضایعات خیارکی ممکن است نمونه ها از زخم های پوستی و همچنین نمونه برای کشت خون تهیه شود.

### • روش جمع آوری

\* راش های وزیکولو - پوستولار (جهت تشخیص عفونت های ویروسی)

زخم یا وزیکول تازه و رسیده را با اتانول ۷۰٪ تمیز نمایید. وزیکول: سرنگ توپرکولین با سوزن ۲۷-۲۶ را در حالی که سر سوزن آن به سمت بالا قرار دارد، در پایه وزیکول وارد کنید.

مایع را آسپیره نموده و سریعاً و با دقت به داخل ظرف حاوی ۱-۲ میلی لیتر محیط انتقال ویروسی تخلیه نمایید (یک بار سرنگ را با محیط انتقالی شست و شو دهید).

زخم: پوسته زخم را بالا آورده و به کمک سوپ استریل داکرونی بر روی پایه زخم بمالید (سوپ آلژینات کلسیم نباید استفاده شود). سپس سوپ به سرعت در ظرف حاوی محیط انتقال قرار گیرد.


تهیه گسترش: پایه زخم به کمک اسکالپل یا کورت تراشیده شده و سوسپانسیونی از ضایعات در دو تا سه قطره از محیط انتقالی تهیه نمایید. از سوسپانسیون فوق دو تا سه قطره بر روی لام بگذارید. پس از خشک شدن در هوا در استون سرد فیکس نمایید.

### \* نمونه کبره

- به وسیله لانتست و فورسپس یک بار مصرف، کبره ها را از محل خودش جدا نمایید.
- ۵-۱۰ لایه کبره را برداشته و در ظرف پلاستیکی در پیچ دار قرار دهید.
- اگر مشکوک به آنتراکس جلدی هستید، مایع وزیکولی زیر محل زخم نمونه تشخیصی بهتری نسبت به تکه های زخم می باشد.

### \* آسپیراسیون آبسه ها

- آسپیراسیون آبسه فقط باید توسط پزشک صورت گیرد.
- پوست روی آبسه / خیارک بوسیله ایزو پروپیل الکل ۷۰٪ ضد عفونی شده و مایع به وسیله آسپیراسیون توسط سرنگ استریل جمع آوری می گردد.

صفحه 21 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

•• نمونه را به طریق آسپتیک به لوله استریل حاوی محیط انتقالی منتقل کنید.

#### • انتقال نمونه

نمونه‌ها جهت بررسی باکتریولوژیک باید در محیط آستوارت یا آمیس و سواپ‌های مشکوک به عوامل ویروسی در محیط انتقالی ویروس منتقل گردد.

در صورتی که نتوان نمونه‌ها را تا مدت ۲ ساعت بررسی نمود، نمونه‌های باکتریایی به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط قابل نگهداری هستند. نمونه‌ها جهت جداسازی عوامل ویروسی در محیط انتقالی مناسب در دمای  $4-8^{\circ}\text{C}$  قابل نگهداری بوده و در اسرع وقت باید به آزمایشگاه منتقل گردد.

#### نگهدارنده‌ها، ضد انعقادها و مواد افزودنی

مواد نگهدارنده جهت نمونه‌های خون، ادرار، مغز استخوان، مدفوع و مایعات بدن استفاده می‌گردند.

#### •• ضد انعقادهای رایج جهت نمونه خون

ضد انعقادهای رایج مورد استفاده جهت نمونه خون شامل موارد زیر می‌باشند:

•• اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)، سیترات سدیم، هپارین، سدیم پلی سولفانات (SPS)، فلوراید سدیم و اسید سیترات دکستروز (ACD) می‌باشد.

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) که به اشکال نمک‌های سدیم و پتاسیم و لیتیم موجود است. مورد استفاده آن در بخش‌های خون‌شناسی، بیوشیمی و بانک خون می‌باشد. جهت شمارش سلول‌های خونی و تشخیص افتراقی نمک پتاسیک آن توصیه می‌گردد.

•• سیترات سدیم جهت آزمون‌های انعقادی و سرعت رسوب گلبولی کاربرد دارد.

•• هپارین به فرم نمک‌های لیتیم و سدیم در اندازه‌گیری بسیاری از پارامترهای خون و بررسی‌های ایمونولوژیک به همراه آزمون مقاومت گلبولی کاربرد دارد.

•• فلوراید سدیم جهت اندازه‌گیری گلوکز کاربرد دارد.

•• سدیم پلی سولفانات به‌عنوان ضد انعقاد جهت شیشه‌های کشت خون استفاده می‌گردد.

•• اسید سیترات دکستروز به‌عنوان ماده ضد انعقاد در کیسه‌های خون در انتقال خون کاربرد دارد.


#### •• نگهدارنده‌ها در خصوص نمونه‌های ادرار و مدفوع

انواع نگهدارنده‌ها در خصوص نمونه‌های ادرار و مدفوع به شرح زیر می‌باشد:

•• جهت کشت ادرار و شمارش کلنی اسید بوریک مناسب می‌باشد. با استفاده از نگهدارنده نمونه ادرار تا ۲۴ ساعت

در دمای اتاق جهت بررسی باکتریولوژیک قابل نگهداری است.

•• نمونه مدفوع جهت کشت عوامل باکتریایی را در صورتی که نتوان سریعاً به آزمایشگاه ارسال نمود تا ۲ ساعت در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  قابل نگهداری است، در غیر این‌صورت نمونه‌ها را می‌توان در محیط‌های نگهدارنده و انتقالی نظیر استوارت، آمیس و کری‌بلر منتقل نمود. در بعضی مواقع می‌توان با اضافه نمودن زغال به محیط استوارت و آمیس اسیدهای چرب موجود در سواپ‌های پنبه‌ای، که بازدارنده ارگانسیم‌های سخت رشد نظیر نایسریا گونوره و بوردتلا پرتوسیسی می‌باشند را جذب نمود.

صفحه 22 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

•• مدفوع از نظر توکسین کلستریدیوم دیفیسیل باید بدون مواد نگهدارنده جمع‌آوری گردد و این نمونه تا ۴۸ ساعت در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  قابل نگهداری است. در صورت تاخیر بیشتر، نمونه باید در دمای  $70^{\circ}\text{C}$ - نگهداری گردد.

•• نگهدارنده مناسب جهت تخم انگل، تروفوزیت و کیست تک یاخته فرمالین ۱۰٪، پولی وینیل الکل و سدیم استات فرمالین (Sodium Acetate Formalin = SAF) است.

#### • مواد ضد انعقاد در بررسی های میکروبیولوژی

جهت جلوگیری از ایجاد لخته در نمونه های خون، مغز استخوان و مایع سینوویال از مواد ضد انعقاد استفاده می شود. باند شدن میکروارگانیسم ها به لخته، شناسایی آن ها را مشکل می سازد، لذا استفاده از ضد انعقاد ضروری است. انتخاب نوع و غلظت ضد انعقاد به دلیل اثر ضد میکروبی بعضی از آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

•• سدیم پلی آنتول سولفات (SPS) معمول ترین ضد انعقاد مورد استفاده جهت نمونه های میکروبی می باشد. غلظت مورد استفاده نباید بیشتر از ۰/۰۲۵ (وزنی/ حجمی) باشد. گونه های نایسریا و بعضی باکتری های بی هوازی به غلظت های بالای سدیم پلی آنتول سولفات (SPS) حساس هستند. نسبت نمونه به ضد انعقاد سدیم پلی آنتول سولفات بسیار مهم است، لذا لازم است حجم های متفاوت از ضد انعقاد در لوله با سایز بزرگ (جهت نمونه بزرگسال) و کوچک (جهت نمونه اطفال) و همچنین جهت مقادیر کم ارگانیسم در نمونه های مغز استخوان و مایع سینوویال موجود باشد.

•• هپارین دیگر ماده ضد انعقاد متداول می باشد و اغلب جهت کشت ویروسی و جداسازی گونه میکوباکتریوم از خون مورد استفاده قرار می گیرد. البته هپارین مهارکننده رشد باکتری های گرم مثبت و قارچ هاست. سیترات سدیم و EDTA جهت نمونه های میکروبیولوژیک نباید مورد استفاده قرار گیرد.

#### نگهداری نمونه

در صورتی که نتوان نمونه ها را در اسرع وقت پس از دریافت نمونه مورد بررسی قرار داد، باید آن ها را در شرایط مناسب نگهداری کرد. دماهای متفاوت مورد استفاده، دمای اتاق ( $22^{\circ}\text{C}$ )، دمای بخپال ( $4^{\circ}\text{C}$ )، دمای بدن ( $37^{\circ}\text{C}$ ) و دمای فریزر ( $20^{\circ}\text{C}$  -  $70^{\circ}\text{C}$ -) می باشند که بسته به نوع محیط انتقالی (در صورت استفاده) و عامل اتیولوژیک عفونت متفاوت است.


بعضی نمونه ها نظیر ادرار، مدفوع، نمونه جهت بررسی عوامل ویروسی، خلط، سوپ ها (به غیر از عوامل بی هوازی)، وسایل خارجی نظیر کاتتر را می توان در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  نگهداری نمود.

•• پاتوژن هایی که به سرما حساسند باید در دمای اتاق نگهداری شوند. این عوامل ممکن است در نمونه هایی که حاوی باکتری های بی هوازی بوده و همچنین در اکثر مایعات استریل بدن، نمونه های ژنیتال، سوپ گوش و چشم نیز موجود باشند.

•• سرم جهت بررسی های سرولوژیک تا یک هفته در دمای  $20^{\circ}\text{C}$ - قابل نگهداری است.

•• نگهداری طولانی مدت بافت ها یا نمونه ها در دمای  $70^{\circ}\text{C}$ - صورت می گیرد.

•• مایع مغزی نخاعی در صورتی که سریعاً مورد بررسی قرار نگردد تا ۶ ساعت در دمای  $35^{\circ}\text{C}$  قابل نگهداری است. جدول ۳-۴ شرایط نگهداری نمونه های مختلف را نشان می دهد.

صفحه 23 از 23	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	


**جدول ۳-۴: شرایط نگهداری نمونه**

دمای اتاق (۲۲-۲۶°C)	دمای ۴°C
آبسه- زخم- ضایعه	نوک کاتتر (IV)
مایعات بدن	مایع مغزی نخاعی جهت شناسایی ویروس
مایع مغزی نخاعی جهت شناسایی باکتری	گوش خارجی
گوش داخلی	مدفوع (بدون نگهدارنده)
مدفوع (با ماده نگهدارنده)	مدفوع جهت توکسین کلستریدیوم دیفیسیل تا ۳ روز (بیشتر از ۳ روز نگهداری در ۷۰°C-)
تناسلی	خلط
بینی- نازوفارنکس - گلو	ادرار (بدون نگهدارنده)
بافت	
ادرار (با ماده نگهدارنده)	

**موارد رد نمونه**

موارد رد نمونه به شرح زیر بیان می گردد:

- عدم همخوانی اطلاعات برگه درخواست آزمایش و برچسب روی نمونه
  - استفاده از محیط انتقالی نامناسب
  - جمع آوری نمونه در ظرفی که دارای نشت است
  - نمونه ناکافی
  - زمان انتقال بیش از ۲ ساعت در نمونه های بدون مواد نگهدارنده
  - انتقال نمونه در دمای نامناسب
  - خشک شدن نمونه
  - دریافت نمونه در محلول فیکساتیو نظیر فرمالین (نمونه مدفوع مستثنی می باشد)
  - درخواست کشت بی هوازی بر روی نمونه هایی که باکتری های بی هوازی فلور طبیعی آنهاست. (مثل واژن، دهان)
  - نمونه حاصل از کاتتر فولی
  - بیش از یک نمونه با یک منشا از یک مریض در همان روز (به غیر از موارد کشت خون)
  - نمونه سواپ با درخواست های متعدد برای ارگانسیم های مختلف
  - نمونه خلط که در رنگ آمیزی گرم کمتر از ۲۵ سلول سفید و بیش از ۱۰ سلول اپی تلیال در بزرگ نمایی پایین داشته باشد.
- در جدول ۳-۵ تحت عنوان مدیریت نمونه و راهنمای برخورد با آن به طور خلاصه مباحث این فصل بیان گردیده است.

W-LM01/00:	<b>راهنمای انجام آزمایش</b>	 آزمایشگاه
1 از 2	<b>سیتوکروم اکسیداز</b>	

**هدف:**

- جداسازی اتروباکتریاسه ها ( که همه اکسیداز منفی هستند ) از باکتری هایی مثل ویبریوناسه، ائروموناس، سودوموناس، نیسریا، کمپیلوباکتر و پاستورلا ( که همه اکسیداز مثبت اند )
- شناسایی ارگانسیم هایی که فاقد آنزیم سیتوکروم اکسیدازند یا بی هوازی اجباری می باشند .

**اساس آزمایش:**

سیتوکروم ها، هوموپروتئین های حاوی آهن می باشند که در زنجیره تنفسی عامل انتقال الکترون (هیدروژن) به اکسیژن هستند. در این تست از یک معرف رنگی استفاده می شود که بجای اکسیژن به عنوان پذیرنده نهائی الکترون جایگزین می گردد.

**نمونه اول :**

- - ساعتی از ارگانسیم مورد نظر از محیط های کشت مناسب

**مواد و ابزار لازم :**

- محلول ٪ تترامتیل پارافینیل دی آمین دی هیدروکلراید در آب مقطر استریل دیسک تجاری آماده اکسیداز
- اپلیکاتور چوبی یا لوپ پلاستیکی یا پلاتینیوم


**مراحل انجام کار:**

**الف - روش مستقیم روی پلیت:**

دو تا سه قطره از معرف تازه تهیه شده را مستقیماً روی کلنی های باکتری بر روی پلیت اضافه می کنیم. کلنی های باکتری های اکسیداز مثبت بلافاصله به رنگ بنفش تغییر رنگ می دهند.

**ب - روش غیر مستقیم:**

- از پودر معرف ، محلول ٪ در آب مقطر تهیه کنید و ml از محلول را در مقادیر ml تقسیم کرده در برودت - درجه در فریزر نگهداری نمایید. موقع مصرف یک ویال از فریزر خارج کرده ، پس از ذوب شدن ، به تعداد مورد نیاز کاغذ صافی را به معرف آغشته کرده در پلیت تمیز قرار دهید. البته می توان از دیسک های آماده تجاری نیز استفاده نمود .
- مقداری از کلنی باکتری را روی کاغذ حاوی معرف می کشیم. (توصیه می شود که از مشتق تترامتیل پارافینیل دی آمین بجای مشتقات دی متیل استفاده شود زیرا این معرف برای ذخیره کردن پایدارتر و برای تعیین سیتوکروم اکسیداز حساس تر است و نسبت به مشتق دی متیل، (

W-LM01/00:	<h2 style="text-align: center;">راهنمای انجام آزمایش</h2>	
2 از 2	<h2 style="text-align: center;">سیتوکروم اکسیداز</h2>	<p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>

- در باکتری های اکسیداز مثبت در محل تلقیح کلی در عرض ثانیه رنگ آبی تیره ( مایل به بنفش) ایجاد می شود (زمان بسیار مهم است). اما باکتری های اکسیداز منفی در عرض . باکتری هایی که در مدت - ثانیه رنگ بنفش ایجاد می کنند، نیاز به انجام تست های بیشتری دارند، زیرا احتمالاً متعلق به خانواده آنتروباکتریاسه نمی باشند.

- QC:

- کنترل کیفی باید برای هر سری جدید و هر زمان که این تست انجام می شود، صورت یرد.
- کنترل مثبت: *Pseudomonas aeruginosa*
- کنترل منفی: *E.Coli*

- تداخلات:

- نباید از کشت ( بیشتر از ) استفاده شود.
- محلول % اکسیداز باید بصورت تازه و روزانه تهیه شود مگر اینکه محلول ساخته شده در فریزر نگهداری گردد.
- نباید از محیط های کشت رنگی مثل مک کانکی استفاده شود زیرا نتیجه مثبت کاذب می دهد.
- برای انتقال باکتری روی کاغذ صافی یا دیسک اکسیداز نباید از لوپ فلزی مثل استیل یا نیکروم استفاده شود زیرا بر اثر سوزاندن لوپ، مقدار کمی اکسید آهن بر روی آن ایجاد می شود، که ممکن است نتیجه مثبت کاذب دهد.

- ایمنی

- دلیل ایجاد تحریک از تماس معرف با پوست و چشم خودداری نمایید . در صورت تماس اتفاقی پوست یا چشم را با مقادیر زیادی آب حداقل به مدت دقیقه شستشو دهید .



<p>W-LM03/00 :</p> <p>1 از 2</p>	<p style="text-align: center;"><b>راهنمای انجام آزمایش</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>متیل رد</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Methyl Red Test</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
----------------------------------	--	--

**- هدف :**

تشخیص و تمایز اعضای خانواده آنتروباکتریاسه براساس میزان فرآورده نهائی ناشی از تولید اسید از طریق مسیر Mixed Acid Fermentation

**- اساس آزمایش :**

معرف متیل رد یک اندیکاتور pH است که در محدوده بین pH 6 (زرد) و pH 4.4 ( ) واکنش نشان می دهد. اسیدیته ای که در آن معرف متیل رد قادر است تا تغییر رنگ ایجاد نماید بسیار کمتر از سایر معرفهای بیولوژیکی بوده و تنها در مجاورت اسیدیته بالا در مسیر تخمیر چند اسید از گلوکز می تواند ایجاد واکنش نماید.

برخی از آنتروباکتریاسه ها فقط در ابتدای دوره انکوباسیون تولید اسید ولی تنها باکتری هایی که قادر باشند برای مدت طولانی طی انکوباسیون - pH محیط را در حد پایین حفظ نمایند دارای واکنش مثبت میباشند.

**- نمونه اولیه :**

کشت خالص و تازه از باکتری مورد نظر ( کشت - )

**- واد و :**

MR/VP Broth / pH

معرف متیل رد که عبارت است از 0.1 g بودر متیل رد در 300ml الکل اتیلیک % و 200ml آب مقطر

: ابتدا بودر متیل رد را باید در الکل حل نمود و سپس آب به آن اضافه کرد. محلول تهیه شده را باید در شیشه تیره و در یخچال نگهداری نمود. مصرف روزانه و هفتگی آنرا در لوله های در پیچدار به حجم / میلی لیتر ریخته و در یخچال بگذارید.

**- روش انجام آزمایش :**

- ابتدا چند کلنی از کشت خالص باکتری را در لوله حاوی / میلی لیتر MR/VP Broth

- 48 - 72 ( حداکثر روز) در 35°C انکوبه نمائید.

- قطره از معرف متیل رد را به Broth اضافه و نتیجه واکنش را براساس تغییر رنگ حاصله بررسی کنید .

<p>W-LM03/00 :</p> <p>2 از 2</p>	<p style="text-align: center;"><b>راهنمای انجام آزمایش</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>متیل رد</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Methyl Red Test</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
----------------------------------	--	--

- ایجاد رنگ زرد ← واکنش منفی
- ایجاد رنگ قرمز ← واکنش مثبت در نتیجه تولید اسید زیاد و ایجاد  $pH < 4.5$  است.
- ایجاد رنگ نارنجی ← واکنش منفی


جهت کوتاه تر کردن زمان نتیجه گیری می توان حدود / میلی لیتر MR/VP Broth را در لوله ای ریخته و مقدار نسبتاً زیادی از میکروب را در آن تلقیح نمود و پس از انکوباسیون - ساعت در  $35^{\circ}C$  - قطره معرف متیل رد را به آن اضافه کرده، واکنش را مشاهده نمود.

- کنترل کیفی:

کنترل مثبت: Ecoli ATCC 25922

کنترل منفی: انتروباکتر آئروژ نوزا 13048 Klebsiella Pneumoniae ATCC 13883

: در هر روز کاری قبل از انجام آزمایش، کنترل با سویه های مثبت و منفی انجام شود.

W-LM04/00 :	<b>راهنمای انجام آزمایش</b>	 آزمایشگاه
1 از 1	<b>آزمایش VP</b> <b>( Voges Proskauer-Test)</b>	

**- هدف :**

شناسایی میکروارگانیسم هایی که قادرند در مسیر تخمیر گلوکز از اسید پیروویک تولید استوئین ( استیل متیل )

**- اساس آزمایش :**

اسید پیروویک حاصل از تخمیر گلوکز از چندین راه متابولیکی ممکن است توسط باکتریها هیدرولیز گردد. باکتری هایی مانند کلبسیلا، انتروباکتر و سراشیا می توانند تولید استوئین نمایند در حضور اکسیژن هوا و هیدروکسید پتاسیم 40% استوئین به دی استیل تبدیل می شود و آلفا نفتول به عنوان یک کاتالیزور عمل نموده و تولید رنگ قرمز می نماید.

**- نمونه اولیه :**

کشت تازه میکروبی ( ) -

**- مواد و :**

MR/VP -

- :

الف) آلفا نفتول 5gr در اتیل الکل خالص 100ml  
 ب) هیدروکسید پتاسیم 40% در آب 100ml


**- روش انجام کار :**

در بیج دار حاوی 2.5ml MR/VP Broth را کشت خالص باکتری مورد نظر تلقیح میکنیم و مدت - ساعت در اتوو 35°C قرار می دهیم. سپس یک قطره آلفا نفتول % و دو قطره 40% KOH به آن اضافه می نماییم. لوله را به آرامی تکان داده و آن را به طور ثابت به مدت - دقیقه قرار می دهیم. ایجاد واکنش و رنگ قرمز در مدت دقیقه یا بیشتر نشانگر وجود دی استیل و مثبت بودن تست VP می باشد. رنگ زرد عدم واکنش نشانگر منفی بودن VP است. این آزمایش نباید بیش از یک ساعت بعد از ریختن معرف ها خوانده شود زیرا می تواند نتیجه مثبت کاذب دهد.

**- QC :**

ش کنترل مثبت: انتروباکتر اثرورژ توزا ،

ش کنترل منفی: E coli ATCC 25922

<p>W-LM08/00 :</p> <p>1 از 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>راهنمای انجام آزمایش</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>فنیل آلانین دامیناز</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
----------------------------------	--	--

**- هدف:**

کمک در تشخیص پروتئوس، مورگانلا و پروویدنسیا از سایر باکتری های گرم منفی

**۲- اساس آزمایش:**

فنیل آلانین اسید آمینه ای است که ضمن دامنیه شدن به فنیل پیروویک اسید تبدیل می شود، این اسید با افزودن کلوروفریک ۱۰٪ و ایجاد رنگ سبز مشخص می شود.

**۳- مواد و ابزار لازم:**

- لوله حاوی فنیل الانین آگار
- کلوروفریک ۱۰ درصد

**۴- مراحل انجام کار:**

- سطح محیط با کلنی ایزوله تلقیح شده ، در لوله به صورت شل بسته شود.
- بعد از انکوباسیون محیط در  $35^{\circ}C$  به مدت ۱۸-۲۴ ساعت یا تا هرزمان که رشد واضحی مشاهده گردد ، (۵-۴ قطره کلوروفریک ۱۰٪ مستقیماً به سطح آگار اضافه می کنیم. لوله را می چرخانیم تا کلنی ها در آن غوطه ور شوند.

**۵- تفسیر:**


ظهور بلافاصله رنگ سبز بعد از ریختن معرف، بیانگر مثبت بودن این تست است. در عرض ۱۰ دقیقه رنگ سبز، کم رنگ تر می شود، که با افزودن مقادیر اضافی معرف، دوباره رنگ سبز ایجاد می شود. بعضی گونه ها به قدری سریع فنیل آلانین را دامینه می کنند که بعد از ۴ ساعت انکوباسیون محیط کشت، نیز تست مثبت می شود.

**۶- کنترل کیفی:**

کنترل مثبت: پروتئوس ولگاریس ATCC 33420

کنترل منفی: Ecoli ATCC 25922

- کنترل کیفی فوق باید برای هر سری ساخت جدید محیط یا معرف انجام گیرد.

W-LM09/00 :	<b>راهنمای انجام آزمایش</b>	
1 از 3	<b>بررسی حرکت باکتری</b>	آزمایشگاه

**- هدف آزمایش:**

افتراق باکتری های مختلف براساس توانایی حرکت آنها

**- اصول انجام کار:**

این آزمایش جهت افتراق ارگانسیم های متحرک از غیر متحرک به کار میرود. باکتری ها توسط فلاژل حرکت می کنند. فلاژل اغلب در باسیل ها دیده می شود، هر چند که تعداد اندکی از کوکسی ها نیز متحرکند. گاه باکتری های متحرک واریانت های غیر متحرک ایجاد می کنند که ممکن است در نهایت به فرم متحرک برگردند. ارگانسیم های غیر متحرک فلاژل ندارند.

**- نمونه اولیه :**

کشت خالص ۱۸-۲۴ ساعته

**- مواد و ابزار لازم:**

- جهت انجام روش قطره معلق مواد و وسایل زیر مورد نیاز است:

۱- اسلاید ( لام )

۲- لامل

۳- خمیر هماتوکریت

۴- سرم فیزیولوژی

- جهت بررسی حرکت در محیط نیمه جامد از لوله حاوی محیط SIM یا Motility test medium (Semisolid) یا محیطهای مشابه میتوان استفاده نمود .


**- روش کار :**

**قطره معلق**

۱- یک قطره سرم فیزیولوژی یا آب مقطر روی لامل قرار دهید

۲- با استفاده از آنس از راس کلنی های تازه باکتری ، مقدار اندکی برداشته با قطره فوق مخلوط نمایید .

۳- با استفاده از خمیر هماتوکریت یا پنبه ، حلقه ای به ضخامت تقریبی ۲ میلی متر و به قطر تقریبی ۱-۱/۵ cm روی لام درست کنید.

<p>W-LM09/00 :</p> <p>2 از 3</p>	<p style="text-align: center;"><b>راهنمای انجام آزمایش</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>بررسی حرکت باکتری</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
----------------------------------	--	--

۴- لامل حاوی سوسپانسیون میکروبی را به شکلی که با خمیر یا پنبه تماس پیدا نکند (به سرعت) روی لام برگردانید.

۵- نمونه فوق را زیر میکروسکوپ با عدسی ۴۰ مشاهده نمایید.

**تفسیر:** افتراق حرکت باکتری از حرکت براونی حائز اهمیت است. در صورت متحرک بودن باکتری، هریک از باکتریها نسبت به باکتریهای همجوار در حال تغییر موقعیت مداوم هستند و بعضاً با سرعت زیاد در میدان دید میکروسکوپ حرکت میکنند. این حرکت ممکن است به شکلهای مختلف از چرخش، خم و راست شدن و حرکت سریع مانند گلوله یا تیر دیده شود. در حرکت براونی، عده زیادی از باکتریها بدون چرخش و تغییر موقعیت و همگی در یک مسیر حرکت مینمایند (حرکت کاذب).

### محیط های نیمه جامد

جهت تلقیح ارگانیسم در محیط های مربوطه (MTM SIM) از کشت خالص - ساعتی بر روی KIA یا سایر محیط های مناسب استفاده شود.

با استفاده از آنس تلقیح مرکز محیط را سوراخ کرده تا عمق ۱ cm فرو ببرید. محیط مربوطه را در حرارت  $^{\circ}\text{C}$  به مدت - ساعت انکوبه کرده در صورت منفی بودن به مدت روز در حرارت اتاق  $^{\circ}\text{C}$  - نگهداری کنید.

حرارت انکوباسیون اهمیت فوق العاده زیادی دارد. چون بسیاری از ارگانیسم های متحرک در  $^{\circ}\text{C}$  - متحرک بوده و در حرارت  $^{\circ}\text{C}$  که حرارت مطلوب رشد آنهاست غیر متحرکند. اگر به متحرک بودن ارگانیسم در حرارت پائین تر مشکوک هستید لوله را همزمان تلقیح کنید، یکی را در حرارت  $^{\circ}\text{C}$  و دیگری را در  $^{\circ}\text{C}$  - نگهداری نمایید.


:

در صورت متحرک بودن باکتری (حرکت مثبت) علاوه بر رشد در محیط اطراف این خط نیز رشد واضح و کدورت نشان میدهد  
انکوباسیون در حرارت های مختلف:

- انکوباسیون در حرارت  $37^{\circ}\text{C}$

a- انتروباکتر (معمولاً +) کلبسیلا ( )

b- ویبریو (معمولاً +) اکتینوباسیلوس (-)

<p>W-LM09/00 :</p> <p>3 از 3</p>	<p style="text-align: center;"><b>راهنمای انجام آزمایش</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>بررسی حرکت باکتری</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
----------------------------------	--	--

c- ائروموناس مدیا ( - ) و ائروموناس سالمونی سیدا ( - ) سایر گونه های ائروموناس ( + ) و پلزیوموناس شیگلوییدس ( + )

- انکوباسیون در حرارت  $^{\circ}\text{C}$  ( حرارت اتاق )

جهت کمک در افتراق بین جنس ها: لیستریامونوسیتوزن (+) کورینه باکتریوم معمولاً (-) در صورت نیاز از املاح تترازولیوم در محیط مربوطه استفاده کنید، هر چند ممکن است این ماده رشد گروهی از ارگانیسم ها را مهار کند. نمک های تترازولیوم بی رنگ اند ولی با رشد ارگانیسم، رنگ به سلول ها چسبیده و به پیگمان قرمز رنگ نامحلولی به نام فورمازان احیا می شود. رنگ قرمز صرفاً در نواحی از محیط که کتری در آن رشد کرده ایجاد خواهد شد.

بعد از گذشت ساعت انکوباسیون میزان مثبت شدن « بر روی محیط نیمه جامد مشابه قطره معلق خواهد بود. اما بعد از گذشت ساعت، میزان مثبت شدن واکنش حرکتی در محیط نیمه جامد در % موارد بیشتر خواهد بود.

- QC :

E.coli ATCC 25922 :

Staphylococcus Aureus ATCC 25923 :

در صورت استفاده از محیط های جهت کنترل منفی می توان از روش عدم تلقیح میکروب استفاده کرد.

<p>W-LM13/00 :</p> <p>1 از 2</p>	<p style="text-align: center;"><b>راهنمای انجام آزمایش</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Kligler Iron Agar</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
----------------------------------	--	--

### ۱- هدف:

تفکیک اعضاء خانواده انتروباکتریاسه ( بر پایه توانایی در تخمیر دکستروز (گلوکز) و لاکتوز و تجزیه سولفیدها )

### ۲- اساس آزمایش:

محیط کشت KIA، علاوه بر کازئین و پپتون های گوشت (Meat Peptones)، محتوی لاکتوز و دکستروز است که و در طی تخمیر این قندها به واسطه تغییر رنگ معرف pH (فنل رد) در پاسخ به اسید تولید شده ، قادر است گونه باسیل های روده ای را تفکیک نماید. غلظت دکستروز فقط در این محیط ۱۰٪ غلظت لاکتوز است. ترکیب سیترات آمونیم فریک و تیوسولفات سدیم، شناسایی تولید سولفید هیدروژن را میسر می سازد. توجه: به هنگام تهیه محیط کشت باید دقت شود که طول سطح شیب دار و عمق محیط کشت در لوله حدوداً ۳ سانتی متر باشد.

### ۳- نمونه اولیه:

کشت ارگانیسیم مورد نظر بر روی محیط پلیتی روده ای یا کشت Broth خالص

### ۳- مواد مورد نیاز:

لوله محیط کشت KIA بصورت شیب دار

### ۴- روش انجام کار:

محیط کشت را با مقدار زیادی از کلونی باکتری مورد نظر، با کشت ماریچی روی تمام سطح شیب دار و سپس سوراخ کردن عمق آگار (و یا بالعکس) تا فاصله ۳-۵ میلی متری عمق لوله، تلقیح نمایید. لوله ها را به مدت ۱۸-۲۴ ساعت و در صورت عدم واکنش تا ۴۸ ساعت ، در دمای  $C \pm 35 \pm 2$  در شرایط هوازی انکوبه نمایید. بعد از انکوباسیون، نتیجه واکنش در سطح شیب دار و عمق را ثبت نموده، تشکیل گاز و تولید سولفید هیدروژن را یادداشت نمایید.

غیرتخمیرکننده های لاکتوز (مثل سالمونلا و شیگلا) در ابتدا رنگ زرد تولید می کنند که ناشی از اسید تولید شده به دلیل تخمیر مقدار کمی دکستروز است. وقتی دکستروز تمام می شود در سطح محیط شیب دار (منطقه هوازی)، به علت اکسیداسیون اسیدها واکنش به حالت قلیایی (سطح قرمز) برمی گردد. این تغییر رنگ در عمق (منطقه بی هوازی) رخ نمی دهد، پس اسیدی (عمق زرد) باقی می ماند.

تخمیرکننده های لاکتوز، سطح و عمق زرد تولید می کنند، چون اسید کافی در سطح شیب دار تولید می شود تا pH اسیدی را تحت شرایط هوازی حفظ کند. ارگانیسیم هایی که توانایی تخمیر هیچ یک از دو کربوهیدرات را ندارند، سطح و عمق قرمز تولید می کنند.

تولید سولفید هیدروژن با ایجاد رنگ سیاه در تمام عمق یا با تشکیل حلقه سیاه در نزدیکی عمق اثبات می شود. تولید گاز با ایجاد حباب یا با شکافتن یا جابجا شدگی آگار نشان داده می شود.



W-LM13/00 :	<u>راهنمای انجام آزمایش</u>	 آزمایشگاه
	<b>Kligler Iron Agar</b>	

2 از 2

#### ۵- برنامه کنترل کیفی (QC):

ارگانیسم	سطح شیب دار	عمق	سولفید هیدروژن (H <sub>2</sub> S)
<i>Escherichia Coli</i> ATCC 25922	اسیدی	اسیدی با گاز	-
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	قلیایی	اسیدی با گاز	+
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	قلیایی	اسیدی	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	قلیایی	قلیایی	-
<i>Citrobacter freundii</i>	اسیدی	اسیدی	+

#### ۶- تداخلات:

- سولفات فرس موجود در این محیط به عنوان معرف H<sub>2</sub> S گاهی دارای حساسیت کمتری نسبت به سایر نمک های فریک می باشد. بنابراین ممکن است در ایجاد H<sub>2</sub>S در TSI و KIA با سایر محیط های کشت مثل SIM مغایرت هایی دیده شود.
- برای بالا بردن شرایط قلیایی در سطح شیب دار باید با شل کردن در پیچ لوله، اجازه داده شود تا تبادل هوا صورت گیرد. اگر در پیچ لوله محکم بسته شود، یک واکنش اسیدی که فقط با تخمیر دکستروز ایجاد شده، سطح شیب دار را نیز در بر می گیرد.
- عمق لوله های KIA و TSI، با تخمیر گلوکز، اسیدی می شود و در صورت تولید H<sub>2</sub>S، اغلب سیاه شدن از ته لوله شروع می شود، (بویژه با باکتریهای غیر تخمیر کننده لاکتوز) بنابراین اگر عمق سیاه است باید آن را اسیدی در نظر گرفت.

W-LM 14/00 :	<b>راهنمای انجام آزمایش</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
1 از 2	<b>کشت روی محیط</b> <b>MacConkey Agar</b>	

### ۱- هدف:

- این محیط کشت، یک محیط انتخابی و افتراقی برای تشخیص ارگانیزم های کلی فرم و پاتوژن های روده ای است.
- برای جداسازی انواع مایکوباکتریوم از مک کانکی آگار بدون کریستال ویوله، استفاده می شود.

### ۲- اساس آزمایش:

کریستال ویوله رشد میکروارگانیزم های گرم مثبت بویژه انتروکوک ها و استافیلوکوک ها را مهار می کند. جهت تفکیک میکروارگانیزم های روده ای، از ترکیب لاکتوز و معرف قرمز استفاده میشود. بسته به توانایی تخمیر لاکتوز، کلونی های بی رنگ یا صورتی قرمز تولید می شوند. اگر یک باسیل گرم منفی روی بلاک آگار رشد کند اما روی مک کانکی آگار رشد نکند یا بطور ضعیف رشد کند، مشکوک به گروه وابسته به غیرتخمیر کننده ها (نان فرمنترها) است.

### ۳- ویژگی های تست:

غلظت نمک های صفراوی در این محیط در مقایسه با دیگر محیط های پلیتی جهت کشت آنتروباکتریاسه ها، نسبتاً کم است. بنابراین انتخابی بودن این محیط برای باکتری های گرم منفی، از بعضی فرمول های دیگر (مثل *Salmonella Shigella Agar* و *Hektoen Enteric Agar*) بیشتر نیست. به عنوان مثال استرپتوکوک فکالیس به طور جزئی توانایی رشد روی این محیط را دارد.

### ۴- مواد و ابزار لازم:


محیط کشت مک کانکی

### ۵- روش انجام کار:

به محض دریافت نمونه در آزمایشگاه، پلیت های محیط کشت را به روش کشت خطی یا سواب کشیدن، تلقیح نمایید. توصیه می شود برای افزایش شانس جداسازی باکتری های گرم منفی، وقتی تعداد آنها کم است و نیز جهت تعیین ارگانیزم های دیگری که در نمونه وجود دارند، باید به یک محیط غیر انتخابی نیز تلقیح نمود. پلیت ها را دور از نور نگه داشته و در دمای  $C \pm 2 \text{ } 35$  یا دمای مناسب دیگری به مدت ۱۸-۲۴ ساعت انکوبه نمایید. اگر بعد از ۲۴ ساعت منفی بود، دوباره برای ۲۴ ساعت دیگر انکوبه نمایید. انکوباسیون در دمای اتاق، شانس جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا را افزایش می دهد. پلیت ها را نباید بیش از ۴۸ ساعت انکوبه کرد، چون در تفسیر نتایج اشکال پیش می آید.

### ۶- برنامه کنترل کیفی (QC):

- Escherichia coli* ATCC 25922: رشد می کند، کلنی های قرمز گل سرخی می دهد.
- Proteus mirabilis* ATCC 12453: رشد می کند، کلنی های بی رنگ می دهد.
- Salmonella typhimurium* ATCC 14028: رشد می کند، کلنی های بی رنگ می دهد.
- Streptococcus faecalis* ATCC 29212: رشد بطور جزئی مهار می شود.

<p>W-LM 14/00 :</p> <p>2 از 2</p>	<p style="text-align: center;"><u>راهنمای انجام آزمایش</u></p> <p style="text-align: center;">کشت روی محیط <b>MacConkey Agar</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
-----------------------------------	--	---

۷- تداخلات:

- بعضی از انتروباکتریاسه ها و سودوموناس آئروژینوزا وقتی در محیط دارای CO<sub>2</sub> انکوبه شوند، رشدشان روی این محیط، مهار میشود.

-

WLM15/00 :	<u>راهنمای انجام آزمایش</u>	
1 از 2	<b>TCBS Agar</b>	آزمایشگاه

**- هدف:**

جداسازی انتخابی ویبریوهای کلرا و ویبریو پاراهمولیتیکوس

**- اساس آزمایش:**

- TCBS آگار Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar محیطی انتخابی برای جداسازی ویبریوکلرا و ویبریوپاراهمولیتیکوس و نیز دیگر ویبریوها است.
- مهار باکتری های گرم مثبت با افزودن Oxgall (صفرای گاوی، محتوی مخلوطی از نمک های صفرای و Sodium Cholate) انجام می شود.
  - نیوسولفات سدیم به عنوان منبع سولفور عمل می کند و در ترکیب با سترات فریک هیدروژن می کند.
  - ساکاروز بعنوان کربوهیدرات قابل تخمیر برای متابولیسم ویبریو موجود است.
  - pH جداسازی ویبریوکلرا را افزایش می دهد. تیمول بلو و برم تیمول بلو به عنوان معرف های تغییر pH موجود .

**۳- نمونه اولیه :**

- سواب های محتوی ماده نمونه در محیط کشت انتقالی کری - بلر (Cary & Blair)

**- مواد و ابزار لازم :**

- آب پیتونه
- TCBS

**- روش انجام کار:**

حتی الامکان به محض دریافت نمونه، آن را کشت دهید. نمونه هایی مثل سوابهای مقعد، مدفوع، ماده استفراغ شده، ماهی یا غذاهای دیگر را می توان با سواب به طور مستقیم روی محیط تهیه شده در پلیت برد. تلقیح زیاد، مخصوصاً اگر نمونه ها تازه نیستند، توصیه می شود. اگر تأخیری در رسیدن نمونه به آزمایشگاه پیش بینی می شود، سواب های محتوی ماده نمونه را باید در محیط انتقالی کری - بلر به آزمایشگاه منتقل نمود. برای جداسازی ویبریوکلرا و دیگر گونه های ویبریو از مدفوع، آب پیتونه قلیایی و TCBS به کار می رود. یعنی نمونه را ابتدا داخل آب پیتونه قلیایی حاوی % NaCl ( / pH = ) برده و به مدت - ساعت در دمای °C نکوبه نمایید و سپس روی محیط TCBS کشت دهید.

WLM15/00 :	<b>راهنمای انجام آزمایش</b>	
2 از 2	<b>TCBS Agar</b>	آزمایشگاه

اما در مواقع اورژانس و کمبود وقت توصیه می شود قبل از قرار دادن سواب در آب پیتونه قلیایی، سواب را بر روی یک پلیت TCBS بکشید، پلیت را کشت داده و انکوبه نمایید و سپس سواب را در آب پیتونه قلیایی برده و به مدت - ساعت در دمای °C انکوبه و پس از آن ساب کالچر مجددی بر روی پلیت TCBS


پلیت ها را دور از نور نگهداشته و به مدت - ساعت در دمای °C  $\pm$  انکوبه نمایید. اگر بعد از منفی بود برای ساعت دیگر انکوبه نمایید.

- توجه: از زمان تهیه محیط TCBS نباید بیش از یک هفته گذشته باشد. همچنین محیطهای TCBS باید در کیسه های فریزر در بسته در یخچال نگهداری شوند.

**نکته: برای کشت ویبریوها نباید نمونه ها را فریز کرد.**

- برنامه کنترل کیفی (QC):

- Vibrio Cholerae* ATCC 9459: رشد متوسط تا زیاد ی زرد
- Vibrio parahaemolyticus* ATCC 17802: رشد متوسط تا زیاد ی آبی
- Escherichia coli* ATCC 25922: اگر رشد کند، کلونی ها کوچک و شفاف هستند.
- Pseudomonas aeruginosa* ATCC 10145: رشد به طور جزئی یا کامل مهار می شود. اگر رشد کند، کلونی ها آبی هستند.
- Streptococcus faecalis* ATCC 29212: رشد به طور جزئی یا کامل مهار می شود. اگر رشد کند، ونی ها کوچک و زرد هستند.

W-LM16/00 :	<b>راهنمای انجام آزمایش</b>	
1 از 2	<b>Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar)</b>	آزمایشگاه

### - هدف:

تفکیک باسیل های روده ای گرم منفی ( بر اساس تخمیر کربوهیدرات و تولید سولفید هیدروژن )

### ۲- اساس آزمایش:

در این محیط کشت، ساکاروز به دو قندی (دکستروز و لاکتوز) که در محیط کلایگر آبرون آگار (KIA) وجود دارد، اضافه می شود. افزودن ساکاروز، با تسهیل در جداسازی باسیل های تخمیر کننده ساکاروز و نیز تخمیر کننده های لاکتوز و یا دکستروز، حساسیت محیط را افزایش می دهد. تخمیر کربوهیدرات، با تغییر رنگ قابل مشاهده معرف pH یعنی فنل رد (از قرمز به زرد) نشان داده می شود. تولید سولفید هیدروژن با ایجاد رسوبی که محیط را در عمق لوله سیاه می کند و نتیجه افزودن سولفات فروس به محیط است، نشان داده می شود. برای تسهیل در جداسازی ارگانسیم هایی که فقط دکستروز را تخمیر می کنند، غلظت دکستروز یک دهم (۰/۱) غلظت لاکتوز یا ساکاروز است. مقدار کم اسید تولید شده در سطح شیب دار لوله در طی تخمیر دکستروز، به سرعت اکسید می شود و باعث می شود محیط به pH قلیایی (قرمز) برگردد. در مقابل، بدلیل فشار پایین تر اکسیژن در عمق، واکنش اسیدی (زرد) حفظ می شود.

**توجه:** به هنگام تهیه محیط کشت باید دقت نمود که طول سطح شیب دار و عمق محیط کشت در لوله، حدوداً ۳ سانتی متر باشد.

### ۳- نمونه اولیه :

- کشت ارگانسیم بر روی یک پلیت محیط مورد استفاده برای کشت انتروباکتریاسه

### ۴- مواد و تجهیزات مورد نیاز:

- لوله محیط کشت TSI بصورت شیب دار

### ۵- روش انجام کار:

با استفاده از آنس سوزنی استریل خنک، رشد را از مرکز یک کلونی که به تازگی روی پلیت محیط مورد استفاده برای کشت انتروباکتریاسه رشد کرده است، به سطح شیب دار TSI Agar انتقال دهید و آن را با حرکت آنس در امتداد سطح شیب دار، کشت دهید و سپس عمق را با سوراخ کردن محیط، تلقیح نمایید. لوله ها را با در پوش های شل شده به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در دمای  $35 \pm 2^{\circ}C$  در اتمسفر هوازی انکوبه نمایید. واکنش های تولید شده توسط ایزوله مجهول را با ارگانسیم های کنترل، مقایسه نمایید. تخمیر کربوهیدرات با رنگ زرد محیط نشان داده می شود.

اگر محیط در عمق لوله زرد شود (اسیدی) اما در سطح شیب دار قرمز شود (قلیایی)، ارگانسیم تحت بررسی فقط دکستروز (گلوکز) را تخمیر می کند.

<p>W-LM16/00 :</p> <p>2 از 2</p>	<p><b>راهنمای انجام آزمایش</b></p> <hr/> <p><b>Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar)</b></p>	 <p>آزمایشگاه</p>
----------------------------------	--	--

رنگ زرد (اسیدی) در سطح شیب دار و عمق نشان می دهد که ارگانیسم تحت بررسی، دکستروز، لاکتوز و یا ساکاروز را تخمیر می کند.

رنگ قرمز (قلیایی) در سطح شیب دار و عمق، نشان می دهد که ارگانیسم تحت بررسی، یک غیر تخمیر کننده (Nonfermenter) است.

تولید سولفید هیدروژن سبب تولید رسوب سیاه در عمق لوله می شود.

تولید گاز با شکاف و ترک خوردگی محیط نشان داده می شود.


#### ۶- برنامه کنترل کیفی (QC):

ارگانیسم	سطح شیبدار	عمق	گاز	H <sub>2</sub> S
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	A	A	+	-
<i>Pseudomons aeruginosa</i> ATCC 27853	K	K	-	-
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	K	A	+	+
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	K	A	-	-

A: اسیدی (زرد) K: قلیایی (قرمز)

#### ۷- تداخلات:

- برای حفظ شرایط قلیایی سطح شیب دار باید با بستن در پیچ لوله بصورت شل، اجازه داد که تبادل آزاد هوا صورت گیرد. اگر لوله محکم بسته شود، واکنش اسیدی (ایجاد شده فقط با تخمیر دکستروز) سطح شیب دار را درگیر خواهد کرد.
- بعضی از ارگانیسم ها ممکن است تولید سولفید هیدروژن را روی KIA نشان دهند، اما روی TSI نشان ندهند، چون استفاده از ساکاروز در TSI Agar، مکانیسم آنزیمی را که در تولید H<sub>2</sub>S اثر می گذارد مهار می کند. بویژه سالمونلای تولید کننده H<sub>2</sub>S و بعضی از اعضاء انتروباکتریاسه نمی توانند روی TSI Agar، H<sub>2</sub>S تولید کنند.
- سولفات فروس موجود در این محیط (به عنوان معرف H<sub>2</sub>S) گاهی دارای حساسیت کمتری نسبت به سایر نمک های فریک می باشد. بنابراین ممکن است در ایجاد H<sub>2</sub>S در TSI و KIA با سایر محیط های کشت مثل SIM مغایرت هایی دیده شود.
- چون عمق لوله های KIA و TSI، با تخمیر گلوکز اسیدی می شود، سیاه شدن اغلب در ته لوله وجود دارد یا به همان جا محدود می شود (بویژه با باکتریهای غیر تخمیر کننده لاکتوز) بنابراین اگر عمق سیاه است باید آن را اسیدی در نظر گرفت.

<p>W-LM18/00 :</p> <p>1 از 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>راهنمای انجام آزمایش</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>کشت روی محیط</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Malonate Broth</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
----------------------------------	--	--

**- هدف:**

های انتروباکتریاسه بویژه سالمونلا

**- اساس آزمایش:**

این محیط محتوی مالونات سدیم (منبع کربن اولیه) مقادیر کمی گلوکز و عصاره مخمر (مواد مغذی) برم تیمول بلو (معرف pH)، انواع نمک ها و یک سیستم بافر است. ارگانسیم هایی که رنگ آبی نیلا (رنگ آبی آهن دار Prussian blue) ، قادرند مالونات را به عنوان منبع کربن استفاده کنند. اگر بتوانند از مالونات به عنوان منبع کربن استفاده کنند، پس می توانند از سولفات آمونیم نیز به عنوان نیترژن استفاده کنند، در نتیجه محصولات قلیایی تولید می کند که دلیل افزایش pH و تغییر رنگ محیط به آبی است. ارگانسیم هایی که قادر نیستند از مالونات به عنوان منبع کربن استفاده کنند، معمولاً رشد نمی کنند و مح

**- نمونه اولیه:**

کلونی های ناشی از کشت ارگانسیم بر روی TSI ، KIA یا Broth

**- اد و ابزار لازم:**

مالونات Broth

**- روش انجام کار:**


از کشت ارگانسیم بر روی TSI ، KIA ، KI Broth مالونات Broth . باید شفاف و رقیق باشد. کشت را در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  انکوبه نموده و آن را بعد از - ساعت و سپس بعد از برای تولید رنگ آبی بررسی نمایید. بعضی از ارگانسیم ها فقط مقادیر کمی قلیا تولید می کنند. هر نشانی از رنگ آبی را مثبت تلقی نمایید. مقایسه با لوله ای که تلقیح نشده، می تواند مفید باشد. تولید رنگ زرد نشانگر واکنش منفی است. این واکنش احتمالاً ناشی از تخمیر مقدار کم گلوکز در محیط است.

**- برنامه کنترل کیفی (QC):**

سوش کنترل منفی : *E. coli* ATCC 25922 فاقد رشد ( )

- سوش کنترل مثبت : *Klebsiella pneumonia sub sp. Pneumonia* ATCC 13882 رشد خوب، آبی (مثبت)
- سوش کنترل مثبت : *Enterobacter aerogenes* ATCC 13048 رشد خوب، آبی (مثبت)



<p>W-LM20/00:</p> <p>1 از 2</p>	<p style="text-align: center;"><b>راهنمای انجام آزمایش</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>کاتالاز</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه مرجع سلا</p>
---------------------------------	--	---

**- هدف :**

- تشخیص استافیلوکوک و میکروکوک ( کاتالاز مثبت ) از استرپتوکوک ( کاتالاز منفی )
- افتراق کلستریدیوم از باسیلوس ها ( کاتالاز مثبت )
- افتراق لیستریامونوسیوتونز ( کاتالاز مثبت ) از استرپتوکوک بتاهمولیتیک

**- اساس آزمایش :**

کاتالاز آنزیمی است که  $H_2O_2$  را به آب و اکسیژن تجزیه می کند.  $H_2O_2$  یکی از محصولات نهایی اکسیداسیون در متابولیسم کربوهیدرات است.

**- نمونه اولیه :**

- ساعتی از ارگانیزم مورد نظر

**- مواد و تجهیزات مورد نیاز :**

- پراکسید هیدروژن % ( این ماده باید در شیشه های قهوه ای یا تیره رنگ و در یخچال نگهداری شود )
- اپلیکاتور چوبی یا شیشه ای یا لوپ پلاتینی
- لام شیشه ای


**- مراحل انجام کار :**

- با یک اپلیکاتور چوبی از مرکز یک کلنی به سطح لام شیشه ای منتقل کنید.
- یک قطره  $H_2O_2$  را بلافاصله به کلنی روی لام اضافه کنید و ایجاد حباب روی لام را بررسی نمایید. نتیجه را به صورت مثبت یا منفی گزارش کنید.
- ایجاد حباب های سریع و ماندگار ا حالت جوش زدن ( کف ) نشانگر مثبت بودن تست است.

**- QC :**


پراکسید هیدروژن باید هر روز یا قبل از تست نمودن باکتری مجهول با سوش های کنترل مثبت و منفی شود.

سوش کنترل مثبت : *Staphylococcus. aureus*  
سوش کنترل منفی : *Streptococcus. pyogenes*

<p>W-LM20/00:</p> <p>2 از 2</p>	<p style="text-align: center;"><u>راهنمای انجام آزمایش</u></p> <p style="text-align: center;"><b>کاتالاز</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه مرجع سلا</p>
---------------------------------	--	---

**- تداخلات :**

- نست کاتالاز باید از روی محیطی کلنی برداشته شود که فاقد خون باشد. زیرا گلبول های قرمز واکنش کاتالاز مثبت ضعیف ایجاد می کنند. اما از آنجائی که اکثر نمونه های کلینیکی روی محیط های خون دار کشت داده می شوند، برای انجام تست میتوان نمونه را از قله کلنی ها بدون تماس با محیط برداشت تا واکنش مثبت کاذب ایجاد نشود.
- بهتر است از یک اپلیکاتور چوبی برای برداشتن کلنی استفاده شود. استفاده از لوپ آهنی واک مثبت کاذب ایجاد می کند.
- ز آنجائی که بعضی از باکتری ها دارای آنزیم هایی غیر از کاتالاز هستند که پراکسید هیدروژن می شود، ایجاد حباب های ریز به تعداد کم بعد از - به معنی واکنش نمی باشد.

W-LM 22/00:	<h2 style="text-align: center;">راهنمای انجام آزمایش</h2>	
1 از 2	<h3 style="text-align: center;">حساسیت به باسیتراسین و SXT</h3>	<p style="text-align: center;">آزمایشگاه مرجع سلامت</p>

#### - هدف :

تشخیص استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A از سایر استرپتوکوک ها

#### ۲- اساس آزمایش:

استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A به دیسک باسیتراسین 0.04U حساس ولی به تریمتوپریم - سولفامتوکسازول ( SXT ) 1.25Ug مقاوم است. استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه B به هر ۲ آنتی بیوتیک مقاوم است.

#### ۳- ویژگی های تست:

بیش از ۱۰٪ سویه های گروه C و G به باسیتراسین حساسند بنابراین این تست جهت گروه A چندان اختصاصی نیست. به همین دلیل، این تست اغلب همراه با تست حساسیت به SXT انجام می شود که گروه های C و G عموماً به آن ( SXT ) حساس بوده و گروه های A و B مقاومند.

#### ۴- نمونه اولیه :

کشت ۲۴ - ۱۸ ساعته از باکتری مورد نظر

#### ۵- لوازم و ابزار مورد نیاز:

- بلاد آگار با خون گوسفند
- دیسک باسیتراسین ( 0.04 U )
- دیسک SXT
- پنس استریل
- سواب استریل

#### ۵- روش انجام کار:

کلنی ایزوله استرپتوکوک بتاهمولیتیک را در وسط یک پلیت بلاداآگار قرار داده و سپس با یک سواب یا لوب استریل آن را بطور یکنواخت روی پلیت کشت می دهیم. یک دیسک باسیتراسین و یک دیسک SXT را روی ناحیه کشت داده شده، قرار می دهیم. باید توجه نمود که دیسک ها از همدیگر فاصله داشته باشند. پلیت را در  $35^{\circ}\text{C}$  قرار می دهیم.

حساس = عدم رشد در اطراف دیسک ها

مقاوم = رشد تا لبه دیسک ها

W-LM 22/00:	<b>راهنمای انجام آزمایش</b>	
2 از 2	<b>حساسیت به باسیتراسین و SXT</b>	آزمایشگاه مرجع سلامت

#### ۶- برنامه QC:

ATCC 19615 استرپتوکوک گروه A: باسیتراسین S = و R = SXT

ATCC 27956 استرپتوکوک گروه B: باسیتراسین R = و R = SXT

استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروههای C و F یا G: باسیتراسین S = و S = SXT

#### ۷- تداخلات:

- این تست تنها باید برای تشخیص استرپتوکوک های بتاهمولیتیک انجام شود زیرا بعضی از استرپتوکوک های آلفاهمولیتیک ( مثل پنوموکوک ) به باسیتراسین حساسند.
- کشت روی بلاد آگار باید کاملاً یکنواخت و به مقدار کافی انجام شود. تلقیح کم میکروارگانیزم روی بلاد آگار باعث می شود استرپتوکوک non-A به باسیتراسین حساس شود و نتیجه مثبت کاذب دهد.

<p>W-LM23/00:</p> <p>1 از 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>راهنمای انجام آزمایش</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>CAMP</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---------------------------------	---	---

**– هدف :**

شناسایی و افتراق استرپتوکوک گروه B ( آگالاکتیه ) از سایر استرپتوکوکها

**۲- اساس آزمایش :**

استرپتوکوک گروه B پروتئین خارج سلولی به نام CAMP factor ترشح می نماید که با بتا لیزین استافیلوکوک ارئوس بصورت سینرژیک عمل نموده و سبب افزایش لیز گلبول های قرمز خون می شود.

– حساسیت این تست بسیار بالا است و حتی سویه های بدون همولیز استرپتوکوک گروه B (در ۱۱٪ موارد)، CAMP مثبت می باشند.

**۳- نمونه اولیه :**

– کشت تازه میکروبی ( ۲۴-۱۸ ساعته )

**۴- مواد و ابزار لازم :**

– پلیت بلاد آگار حاوی ۵٪ خون گوسفند

– استاف اورئوس بتا همولیتیک ATCC (25923) یا استاف اورئوس بتا همولیتیک جدا شده از بیمار

**۵- روش انجام کار :**

– ابتدا در وسط پلیت بلاد آگار یک خط مستقیم از استاف اورئوس مولد بتا لیزین راکشت می دهیم.

– سپس استرپتوکوک مورد نظر را عمود بر خط کشت استاف اورئوس کشت داده بطوریکه این دو با هم برخورد و تداخل نکنند. (می توان چند میکروار گانیسم را به فاصله ۳-۴ میلیمتر کشت داد).

– پلیت را به مدت ۲۴-۱۸ ساعت در اتوو  $35^{\circ}C$  در حضور  $O_2$  انکوبه می نماییم.

– مشاهده همولیز بتا، شبیه نوک فلش، در محلی که دوسویه استاف اورئوس و سویه مشکوک به هم نزدیک می شوند، نشان دهنده تشدید همولیز بتا و تست CAMP مثبت است.


**۶- تداخلات :**

اگر پلیت تست در کندل جار یا اتو  $CO_2$  و یا در شرایط بی هوازی انکوبه شود بعضی از استرپتوکوک های گروه A ایجاد واکنش CAMP مثبت می کنند، بنابراین پلیت تست، باید حتماً در حضور  $O_2$  اتوو گذاری شود.

**۷- برنامه QC :**

سویه کنترل مثبت : استرپتوکوک گروه B

سویه کنترل منفی : استرپتوکوک گروه A و استرپتوکوک Bovis

<p>W-LM29/00:</p> <p>1 از 2</p>	<p style="text-align: center;"><u>راهنمای انجام آزمایش</u></p> <p style="text-align: center;"><b>DNase Test Agar</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
---------------------------------	--	--

**- هدف:**

این محیط کشت در ارزیابی فعالیت دزوکسی ریبونوکلتاز (DNase) باکتری ها و قارچ ها و خصوصاً به عنوان کمک در تشخیص استافیلوکوک های بیماری زا بکار می رود.

DNase Test Agar with Toluidine Blue برای کمک در تفکیک و تشخیص گونه سرایشی بدون پیگمان که ممکن است به اشتباه بعنوان گونه انتروباکتر و کلبسیلا تشخیص داده شوند کار می رود.

**- اساس آزمایش:**

اگر استافیلوکوک آنزیم DNase داشته باشد این آنزیم، اسیدنوکلئیک را هیدرولیز می نماید که با استفاده از معرف و ایجاد هاله شفاف در اطراف محل رشد باکتری می توان به این موضوع پی برد.

**ویژگی های آزمایش:**

٪ استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت DNase :

اختصاصیت: ٪ استافیلوکوک های کوآگولاز منفی، DNase

**- نمونه اولیه:**

پلیت های LEMB Agar    Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood حاوی ارگانسیم مورد نظر

**- مواد و ابزار مورد نیاز:**

- DNase Test Agar

- معرف اسید کلریدریک 1N (یک نرمال) یا معرف تولوئیدین بلو / ٪

پلیت های DNase Test Agar with Toluidine Blue را می توان مستقیماً بدون افزودن معرف بررسی نمود چون خود محیط کشت حاوی g/lit / از ماده Toluidine Blue O

باشد. مقدار این ماده در / ٪ تجاوز کند چون در غلظت های بالاتر ممکن است

DNase را سازد.

**- روش انجام کار:**

پلیت های DNase Test Agar    DNase Agar with Toluidine Blue را با نمونه مورد نظر به صورت نقطه ای ( ) . پلیت ها را به مدت - ساعت در دمای  $\pm$  سانتی گراد انکوبه

. پس از انکوباسیون، روی پلیت های DNase Test Agar ساده، اسید کلریدریک نرمال و یا

/ ٪ ید به گونه ای که سطح پلیت را کاملاً بپوشاند و سپس آن را بر روی زمینه تیره قرار داده

و بررسی نماید. نقطه ای چون بعضی از سویه های استافیلوکوک اورئوس به خوبی بر روی رشد نمی کنند و در نتیجه میزان رشد برای ارزیابی فعالیت DNase نخواهد بود. در صورت تلقیح

نقطه ای، حتی اگر در محل تلقیح، رشدی ایجاد نشود می توان فعالیت DNase را ارزیابی نمود.

<p>W-LM29/00:</p> <p>2 از 2</p>	<p style="text-align: center;"><u>راهنمای انجام آزمایش</u></p> <p style="text-align: center;"><b>DNase Test Agar</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
---------------------------------	--	--

- DNase Test Agar که اسید کلریدریک یک نرمال روی آن ریخته شده است .  
 (a) فوراً هاله های شفاف کاملاً مشخصی اطراف را در محیط کشت احاطه

(b) اطراف کا فاف نمی شود.

- DNase Test Agar که / % روی آن ریخته شده است :  
 (a) مثبت: هاله های شفاف قرمز صورتی اطراف را احاطه می کنند. محیط در

DNA باقی مانده باشد آبی می شود.

(b) : هاله های کدر قرمز صورتی اطراف کلنی را احاطه می کنند.

- پس از نکوباسیون روی پلیت های DNase Test Agar With Toluidine Blue معرف ریخته د و مستقیماً بررسی می گردد.

(a) (+): شفاف قرمز صورتی واضحی اطراف کا را در یک محیط آبی ( ) احاطه می ک .

(b) (-): بدون تغییر، محیط به رنگ آبی نیره شفاف باقی می ماند.

- برنامه کنترل کیفی (QC):

### :DNase Test Agar

*Staphylococcus aureus* ATCC 25923 رشد متوسط تا زیاد، احاطه شده با هاله شفاف صورتی تا ( کنترل )

*Staphylococcus Epidermidis* ATCC 12228: رشد متوسط تا زیاد، بدون هاله (کنترل منفی)

### :DNase Test Agar with Toluidine Blue


*Klebsiella Pneumoniae* ATCC 33495: رشد متوسط تا زیاد، بدون هاله (کنترل منفی)

*Serratia marcescens* ATCC 13880: رشد متوسط تا زیاد، احاطه شده با هاله صورتی شفاف (کنترل )

- تداخلات:

بعضی از سویه های استافیلوکوک ممکن است روی DNase Test Medium with Toluidine Blue مهار شوند.

پروتئوس ولگاریس و دوموناس آئروژینوزا و آئروموناس، واکنش های مثبت زیادی برای تولید DNase نشان می دهند.

<p>W-LM 30/00:-</p> <p>1 از 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>راهنمای انجام آزمایش</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>حساسیت به باسیتراسین</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
-----------------------------------	---	--

**- هدف:**

افتراق میکروکوک و استوماتوکوک از استافیلوکوک

**- اساس آزمایش:**

باسیتراسین آنتی بیوتیکی است که سبب مهار رشد میکروکوک ها می گردد ولی بر رشد استافیلوکوک ها اثر مهاری ندارد .

**- نمونه اولیه:**

- - ساعتی از ارگانیسم مورد نظر روی Trypticase Soy Broth

**- مواد و ابزار لازم :**

- دیسک باسیتراسین (4U %)
- محیط کشت بلاد آگار یا مولر هیتتون آگار
- محلول میکروبی با کدورت نیم مک فارلند
- سواب استریل


**- روش انجام کار:**

می توان از محیط بلاد آگار یا مولر هیتتون آگار استفاده نمود.  
 بعد از یک شبانه روز انکوباسیون      اله عدم رشد اندازه گرفته می شود، استافیلوکوک ها به باسیتراسین  
 مقاومند و هیچ هاله عدم رشدی      ده نمی شود. اما میکروکوک ها به آن حساسند. (قطر هاله عدم رشد  
 (>10mm))

**- برنامه کنترل کیفی (QC):**

کنترل مثبت: *Micrococcus Luteus*      عدم رشد بزرگتر از      (از یک نمونه میکروکوک  
 لوتئوس وجود در آزمایشگاه استفاده کنید).  
 کنترل منفی: *Staphylococcus Epidermidis* ATCC 14995: هاله ای از عدم رشد وجود ندارد.



<p>W-LM31/00 :</p> <p>1 از 2</p>	<p style="text-align: center;"><b>روش اجرایی</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>آزمایش مانیتول سالت آگار</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
----------------------------------	---	--

**- هدف آزمایش:**

فتراق استافیلوکوک اورئوس از سایر میکروکواسه ها

**- اساس آزمایش:**

غلظت بالای نمک ( / % ) رشد اکثر سوش های گرم منفی و گرم مثبت بجز استافیلوکوک اورئوس را مهار می کند. استافیلوکوک می تواند مانیتول را تخمیر کرده ( مانیتول تنها ) رات موجود در محیط است ) و اسید تولید کند. این مسئله منجر به افت pH و تغییر رنگ فنل رد به زرد می شود، در این آزمایش کلنی های استافیلوکوک به طور مشخص زرد رنگ شده و توسط هاله زردی احاطه می شوند ما سایر استافیلوکوک ها و میکروکوک ها که قدرت تخمیر مانیتول را ندارند شکستن پیتون موجود در محیط کلنی های قرمز رنگ با هاله ای ارغوانی - قرمز ایجاد می کنند.

**- نمونه اولیه :**

- ساعته از ارگانیزم مورد نظر ( استافیلوکوک )

**- مواد و ابزار مورد نیاز :**


محیط مانیتول سالت آگار (لوله یا پلیت)

**- ا ل انجام کار :**

کلنی های مورد نظر را روی محیط تلقیح کرده به مدت - ساعت در حرارت  $^{\circ}\text{C}$  انکوبه (محیط بدون  $\text{CO}_2$ ) و سپس نتیجه را بررسی کنید .  
 از آنجا که بعضی از گونه های استافیلوکوک آهسته تر مانیتول را تخمیر می کنند، بنابراین لازم است حتماً تا ساعت پلیت ها نگهداری شود.  
 - کلنی های استافیلوکوک زرد رنگ بوده و توسط هاله زردی احاطه می شود.

**- تداخلات :**

انتروکوک می تواند روی این محیط رشد کرده و مانیتول را نیز کمی تخمیر کند. افتراق از استافیلوکوک بر اساس رنگ آمیزی گرم و تست کاتالاز خواهد بود.  
 اگر مدت انکوباسیون از ساعت طولانی تر شود ارگانیزم های دیگر نیز قدرت رشد و تخمیر مانیتول را دارند.

W-LM31/00 :	<b>روش اجرایی</b>	 آزمایشگاه
2 از 2	<b>آزمایش مانیتول سالت آگار</b>	

تمام کلنی های مشکوک به استافیلوکوک باید به کمک تست کواگولاز یا سایر تست های افتراقی تایید شوند. بعضی فرمولاسیون ها توصیه می کنند 20CC زرده تخم مرغ استریل به محیط اضافه شود، استافیلوکوک های کواگولاز مثبت همزمان لیپاز نیز دارند بنابراین رسوب کدروی در اطراف کلنی ها ظاهر خواهد شد. استافیلوکوک هایی که کواگولاز تولید نمی کنند لیپاز نداشته و هاله ایجاد نمی کنند.

### - کنترل کیفی:

سوش کنترل : استافیلوکوک اورئوس ATCC 25923

سوش کنترل : استافیلوکوک ایبدرمیدیس ATCC 12228 و پروتئوس میرابیلیس

W-LM32/00 :	<b>راهنمای انجام آزمایش</b>	
1 از 1	<b>دیسک نوویوسین</b> <b>افتراق استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی</b>	آزمایشگاه

**- هدف:**

تعیین حساسیت به نوویوسین، غربالگری استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی جدا شده از کشتهای ادرار، بکار می رود.

**- نمونه اولیه :**

- کشت - ساعتی از ارگانیزم مورد نظر

**- مواد و معرفها:**

- دیسک نوویوسین میکروگرمی
- پلیت بلاد آگار خون گوسفند
- آب استریل

**- روش انجام آزمایش:**

- یک سوسپانسیون از ارگانیزم مورد نظر در آب مقطر استریل یا Broth
- کدورت سوسپانسیون باید با استاندارد نیم مک فارلند
- با یک سوآب استریل روی پلیت بلاد آگار کشت دهید.
- شرایط استریل یک دیسک نوویوسین روی ناحیه تلقیح شده قرار دهید. با پنس استریل به آرامی روی دیسک فشار آورید تا مطمئن شوید با سطح آگار تماس پیدا کند.


- :

- S.saprophyticus به نوویوسین مقاوم بوده و هاله عدم رشد mm mm ایجاد می کند.

- سایر استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی و S.aureus نوویوسین حساس بوده و هاله عدم رشد mm یا بزرگتر ایجاد می کنند.

**- کنترل کیفی :**

- ش کنترلی مقاوم به نوویوسین S.saprophyticus
  - ش کنترلی حساس به نوویوسین S.epidermidis
- کنترل کیفی با هر Lot جدید از دیسک یا بطور هفتگی با سویه های فوق باید انجام شود.

W-LM34/00 :	<b>راهنمای انجام آزمایش</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
1 از 1	<b>PYR</b>	

- هدف :

استرپتوکوک های گروه A و انتروکوک های گروه D

- اساس آزمایش :

آنزیم آمینو پپتیداز توسط سوبسترای به نام L-pyrolidonyl- -naphthylamide هیدرولیز می شود و در نتیجه -naphthylamide آزاد می شود با افزودن N,N-dimethylaminocinnamaldehyde و ایجاد رنگ قرمز مشخص می شود.

- نمونه اولیه :

- کشت تازه میکروبی ( - )

- مواد و ابزار لازم :

- Todd Hewitt Broth) PYR Broth با پیرولیدونیل بتا نفتیل آمید ( % / ) به مقدار ml / در لوله

- معرف PYR (دی متیل آمینو سینا ( % / )

- لوله آزمایش

- روش انجام آزمایش :

- ابتدا کلنی از کشت مورد نظر را در لوله محتوی 0.2<sup>ml</sup> PYR Broth

- لوله را به مدت ساعت در حرارت 35<sup>0</sup>C انکوبه می کنیم.

- یک قطره معرف PYR به آن اضافه می نمایم.

- سرانجام واکنش را که بر اساس تغییر رنگ می باشد مشاهده و تفسیر می نمایم.

- زمان لازم برای خواندن نتایج یک دقیقه می باشد که رنگ زرد یا عدم تغییر رنگ نشانگر منفی بودن تست و ایجاد رنگ قرمز پررنگ نشانگر واکنش مثبت است.

- کنترل کیفی

سوش کنترل مثبت: *Streptococcus Pyogenes* ATCC 19615


سوش کنترل : *Streptococcus agalactiae* ATCC 13813 و انتروکوک فکالیس

در هر روز کاری، قبل از انجام آزمایش، کنترل کیفی باید با سوش های مثبت و منفی انجام شود.

- تداخلات :

قبل از انجام این آزمایش باید مطمئن بود که ارگانیسم مورد نظر استرپتوکوک است یعنی کوکسی گرم مثبت و کاتالاز منفی در اختیار داریم. زیرا ارگانیسم های دیگر بعضی از کوکسی ها، استافیلوکوک ها و

استرپتوکوک های ویریدانس PYR

W-LM35/00:  1 از 1	<h2 style="margin: 0;">دستور العمل</h2> <h3 style="margin: 0;">تهیه کدورت استاندارد مک فارلند</h3>	 آزمایشگاه
--------------------------	--	--

#### - هدف:

جهت استاندارد کردن غلظت تله ج برای آزما  
 (BaSO<sub>4</sub>)، برابر با استاندارد نم مک فارلند استفاده شود.

#### - مواد و ابزار لازم:

کلرور بار م ده دراته، اسه دسولفور ک، مزور ، بالن ژوژه، لوله آزما ش در ی دار استر

#### - روش انجام کار:

استاندارد نم مک فارلند سولفات بار م به روش ز شود:

( ml / از کلرور بار م (BaCl<sub>2</sub>) mol/l / W/V BaCl<sub>2</sub>. 2H<sub>2</sub>O) / % رابه

ml / اسید سولفوریک mol/l (V/V) % اضافه کند و با هم زدن مداوم سوسپانسون بد

آور .

( چگالی صحیح کدورت استاندارد با استفاده از اندازه گیری جذب در اسپکترو فوتومتر با طول مسیر نوری ۱cm ، مشخص شود. جذب در nm / / .


( ون سولفات بار م با د به مقدار ml - در لوله های در یچ دار هم اندازه با لوله های ون باکتر رخته شود.

( درب ا د محکم بسته شوند و در دمای اتاق و در تاریکی نگهداری گردند.

( استاندارد سولفات باروم قبل از هر بار استفاده با د به شدت ( ورتکس مک کی) همزده شود، تا کدورت کنواخت ا جاد گردد. در صورت مشاهده ذرات بزرگ ، با د استاندارد تازه ای تهیه گردد .

( استاندارد سولفات باروم با د به صورت ماهانه جا ن شود اجذب آن اندازه گیری گردد.



<p>W-LM39/00:</p> <p>1 از 4</p>	<p style="text-align: center;"><b>دستور العمل</b></p> <p style="text-align: center;"><b>نگهداری و استفاده از سوش های میکربی ذخیره به روش طولانی مدت و کوتاه مدت</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
---------------------------------	---	--

**- هدف :**

- نگهداری و استفاده از کشت های ذخیره به روش طولانی مدت و کوتاه مدت به شیوه ای همگون در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه
- نگهداری کشت های ذخیره که برای اهداف کنترل کیفی استفاده می شوند، باید به روشی استاندارد شود که احتمال آلوده شدن یا تغییرات خصوصیات کشت به حداقل برسد.

**- مواد و ابزار لازم :**

نیاز به موارد زیر با توجه به نوع سویه مورد نظر جهت ذخیره سازی تعیین میگردد .

- گلیسرول استریل
- کشت خالص میکروب روی محیط جامد مناسب
- لوله های شیشه ای یا پلاستیکی کوچک دریچ دار استریل
- محیط کشت هارت اینفیوژن آگار خون دار لوله ای دریچ دار
- روغن معدنی (یا پارافین) استریل
- Cooked Meat لوله ای دریچ دار
- محیط کشت شکلات آگار لوله ای (Slant) دریچ دار
- یخچال
- دیپ فریزر °C - یا فریزر °C -
- TSA خون دار
- یک محیط محافظت کننده از سرما مانند TSB Skim milk حاوی % گلیسرول
- استاندارد نیم ویک مک فارلند


**- روش انجام آزمایش:**

**( A ) نگهداری طولانی مدت :**

نگهداری طولانی مدت باکتری ها این امکان را می دهد که نمونه میکروبی، ماه ها و حتی سال ها به صورت زنده باقی بماند. بهترین روش های نگهداری طولانی مدت فیلزاسیون و نگهداری در °C - -  
پایین تر در دیپ فریزر یا در نیتروژن مایع می باشد. با این حال در صورت عدم دسترسی به فریزر با برودت فوق میتوان از فریزرهای خانگی با برودت °C - استفاده نمود. فقط بایستی توجه داشت در سرمای °C - احتمال از بین رفتن باکتری ها بیشتر است .

**الف - استفاده از گلیسرول در فریزر °C - دیپ فریزر ( °C - )**


برای تهیه سوسپانسیون از باکتری مورد نظر اولیه که ممکن است به صورت اوفیلزیه از یک منبع تجاری ATCC تهیه شود، باید مطابق دستورات سازنده عمل شود.

<p>W-LM39/00:</p> <p>2 از 4</p>	<p style="text-align: center;"><b>دستورالعمل</b></p> <p style="text-align: center;"><b>نگهداری و استفاده از سوش های میکربی ذخیره به روش طولانی مدت و کوتاه مدت</b></p>	 <p style="text-align: right;">آزمایشگاه</p>
---------------------------------	--	---

- استفاده از یک لوپ استریل، دو یا سه پلیت TSA % خون گوسفند را با این سوسپانسیون تلقیح کنید. این پلیت ها را به مدت - ساعت در محیط و دمای توصیه شده مناسب برای هر باکتری انکوبه نمایید.
- بعد از انکوباسیون، خالص بودن کلنی ها باید چک شده و رفلوژی کل بررسی شود و در صورت نیاز، آزمایش های شیمیایی انجام گیرد. از نواخی از پلیت که رشد زیادی دارد تعدادی برداشته و در ml - از یک محیط محافظت کننده از سرما (Cryoprotective) سوسپانسیون نمایید. محیط محافظت کننده ممکن است خون گوسفند یا خرگوش دفیبره TSB Skim milk حاوی گلیسرول در غلظت نهایی ۱۵ - ۱۰% باشد.
- ( ml - / ) از سوسپانسیون باکتریایی را در ویال های شیشه ای یا پلاستیکی کوچک توزیع کنید. تعداد کافی ویال ذخیره کشت به مدت یک سال آماده نمایید. قبل از این که ویال ها برای آزمایش کنترل کیفیت به کار برده شوند، خالص بودن آنها باید کنترل شود.
- ویال ها را می توان در دمای کمتر از °C - به مدت زیادی نگهداری نمود. نگهداری در دمای °C - °C - برای یک سال و نگهداری سوبه ها در دمای °C - به مدت کوتاهتری امکان پذیر خواهد بود.
- هنگام نیاز، یک ویال از فریزر یا تانک نیتروژن مایع در آورده و سریع محتویات آن را زیر آب جاری ولرم ذوب نمایید. محتویات ویال یا برای شروع انجام آزمایش و یا برای تهیه کنترل کاری (Working Control) به کار می رود. سوسپانسیون استفاده شده باید دور انداخته شود، هرگز برای استفاده بعدی آنها را دوباره فریز نکنید.
- کشت های کنترل کاری (Working Control):** عبارتست از کشت مجدد از کشت ذخیره فریز شده که برای کنترل کیفیت محیط های کشت استفاده می شود.
- کشت مجدد پشت سرهم از کشت ذخیره فریز شده می توان انجام داد. بعد از انجام حداکثر کشت مجدد پشت سرهم، آن را با یک کشت ذخیره فریز شده دیگر جایگزین کنید. های مجدد به تعداد بیشتر، ریسک تغییرات فنوتیپی باکتری را افزایش می دهد.
- برای تهیه کشت کنترل کاری (Working Control)، یک آگار شیب دار یا پلیت را با کشت ذخیره فریز شده تلقیح کنید و آن را به مدت یک شبانه روز یا تا زمانی که رشد مناسبی به دست آید، انکوبه نمایید. این کشت های پلیت یا آگار شیب دار کنترل کاری (Working Control) را می توان در °C - یا در حرارت اتاق تا مدت هفته نگهداری نمود. بعد از هر ساب کالچر خالص بودن و مورفولوژی کلنی ها باید کنترل شود.

**ب) استفاده از روغن معدنی در حرارت اتاق :**

- محیط کشت برین هارت این یوژن آگار را با شیب کم در لوله نماید. برای باکتری های خون تازه یا خون حرارت داده شده، اضافه نماید.

<p>W-LM39/00:</p> <p>3 از 4</p>	<p style="text-align: center;"><b>دستورالعمل</b></p> <p style="text-align: center;"><b>نگهداری و استفاده از سوش های میکربی ذخیره به روش طولانی مدت و کوتاه مدت</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
---------------------------------	--	--

- سپس روغن معدنی (یا پارافین مایع) را در حرارت خشک (درجه به مدت یک ساعت) استریل
- از میکروب مورد نظر روی سطح محیط کشت دهید.
- بعد از بدست آوردن رشد کافی روغن استریل را به مقدار <sup>cc</sup> روی سطح محیط بریزید.
- در صورت انجام کشت مجدد، نمونه از قسمت زیرین روغن برداشته می شود.
- بعد از - ماه کشت مجدد تهیه

### ج) کشت عمقی و نگهداری در حرارت اتاق :

این روش فقط برای باکتری هایی که مشکل پسند نیستند، مانند استافیلوکوک و انترباکتریاسه ها به کار می رود.

- محیط کشت آگار بدون کربوهیدرات مانند محیط TSA را با عمق زیاد در لوله
- باکتری را به صورت عمیق (کشت عمقی) در این محیط تلقیح کنید.
- این محیط را ساعت در اتوو <sup>°C</sup> نگهداری نمایید.
- در لوله را با درپیچ یا چوب پنبه ببندید.
- سپس لوله درپیچ دار را در پارافین مذاب فرو ببرید، طوری که کاملاً در لوله را بپوشاند.
- کشت ها را در حرارت اتاق نگهداری کنید.
- هر ساله سوش مورد نظر را مجدداً کشت دهید .


### د) کشت عمقی روی محیط سیستین تریپتیکس آگار (CTA) برای نیسریا و استرپتوکوک :

- محیط پایه ای CTA را در لوله تهیه نمایید.
- باکتری را به طور عمقی در این محیط کشت دهید.
- محیط را به مدت ۲۴ ساعت در اتوو <sup>°C</sup> ۳۵ نگهداری کنید.
- در لوله را با چوب پنبه یا درپیچ ببندید.
- سپس لوله درپیچ دار را در پارافین مذاب فرو ببرید، طوری که کاملاً در لوله را بپوشاند.
- برای نیسریاها لوله را در <sup>°C</sup> ۳۵ نگهداری کنید و هر دو هفته یکبار مجدداً کشت دهید . برای استرپتوکوک ها لوله را در حرارت اتاق نگهداری کرده و هر ماه مجدداً کشت دهید.

### ه) محیط کشت Cooked Meat برای باکتری های بیهوازی :

- باکتری را در لوله های حاوی محیط Cooked Meat کشت دهید.
- لوله را به مدت ساعت در اتوو <sup>°C</sup> قرار دهید.
- در لوله ها را با درپیچ یا چوب پنبه
- لوله ها را در حرارت اتاق نگهداری کنید.
- ماه یک بار مجدداً کشت دهید.



<p>W-LM39/00:</p> <p>4 از 4</p>	<p style="text-align: center;"><b>دستورالعمل</b></p> <p style="text-align: center;"><b>نگهداری و استفاده از سوش های میکربی ذخیره به روش طولانی مدت و کوتاه مدت</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه</p>
---------------------------------	--	--

**(B) نگهداری کوتاه مدت :**

بی که برای کارهای روتین روزانه استفاده می شوند به روش های زیر نگهداری می شوند :

**الف - برای باکتری های با رشد سریع :**

- سوش مورد نظر را در سطح TSA لوله ای دربیچ دار کشت دهید.
- لوله را به مدت ساعت در  $4^{\circ}\text{C}$  انکوبه کنید.
- پس از رشد کامل، لوله را در یخچال نگهداری نمایید.
- هفته یک بار مجددا کشت دهید.

**ب - استرپتوک :**

- سوش مورد نظر را در سطح محیط بلاد آگار لوله ای دربیچ دار کشت دهید.
- لوله را به مدت ساعت در  $4^{\circ}\text{C}$  انکوبه کنید.
- پس از رشد لوله را در یخچال نگهداری کنید.
- هفته یک بار مجددا کشت دهید.

**ج - مننگوکک، هموفیلوس :**

- سوش مورد نظر را در سطح محیط شکلات آگار لوله ای یا پلیتی کشت دهید.
- لوله یا پلیت را به مدت ساعت در  $4^{\circ}\text{C}$  انکوبه کنید و بعد از رشد در حرارت اتاق نگهداری
- هفته یک بار مجددا کشت دهید.

**د - گنوک :**

- سوش مورد نظر را روی شکلات آگار کشت دهید.
- به مدت ساعت در  $4^{\circ}\text{C}$  انکوبه کنید.
- نمونه کشت داده شده را پس از این مدت نیز ، در این درجه حرارت ( $35^{\circ}\text{C}$ ) نگهداری نمایید.
- هر ۲ روز یک بار تجدیدکشت کنید.

W-LM47/00 :	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه
1 از 8	<b>تهیه انواع محیط کشت، معرفیها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی</b>	

**- هدف:**

ی کشت استریل جهت رشد و جداسازی ی میکروبی از نمونه های مربوط به بیمار

**- تعاریف و اصطلاحات:**

شرایط آسپتیک: ایجاد شرایط سترون با کار کردن در کنار شعله و رعایت نکات لازم جهت جلوگیری از آلودگی

**- شرح اقدامات:**

**- ( آب:**

آب مورد استفاده باید دارای کیفیت مناسب باشد عاری از موادی باشد که موانع از رشد میکروارگانیسم می کنند ( ی ی ی ) یا در شرایط آزمایش بر رشد آنها تاثیر بگذارند. آب خوب و تازه از راه تقطیر یا دیونیزاسیون تهیه شود. برای نگهداری آب مقطر از ظروف استفاده شود که از مواد خنثی تهیه شده اند ( اتیلن و غیره). ضریب هدایت آب باید کمتر از  $\mu\text{s}$  . pH آب معمولاً کنترل نمی شود مگر آنکه مشکل در pH ی کشت شده بوجود آید. ممکن است آب دارای مقادیر زیادی میکروارگانیسم باشد، بنابراین توصیه می شود از آب استفاده شود که تعداد میکروارگانیسم آن کم است .

**- ( توزین محیط کشت و افزودن آب:**

طبق دستورالعمل تهیه محیط کشت که بر روی نصب گردیده است، مقدار مناسبی از پودر محیط کشت را با دقت وزن نمایید. ظرف محیط کشت را دور از کوران هوا و رطوبت باز کنید. از استنشاق پودرها به خصوص آنهایی که دارای مواد سم هستند و تماس طولانی مدت آنها با پوست اجتناب کنید. پودر را به سرعت، به دقت و بدون ایجاد توده ای از غبار وزن کنید. هرچه زودتر درب ظرف را ببندید. نصف حجم آب مورد نیاز را داخل ظرف بریزید. پس مقدار وزن شده محیط کشت را به آن اضافه نمایید. برای چند دقیقه به تندی نکان دهید. باقیمانده آب را به دیواره ظرف بریزید تا ذرات محیط کشت چسبیده به دیواره نیز وارد محلول شوند. این مرحله بسیار مهم است، چون پودر خشک محیط کشت در بالای سطح آب ممکن است در اتوکلاو استریل نشود و منبع آلودگی گردد.

**- ( کردن محیط کشت:**

ی کشت بدون آگار، معمولاً با تکان دادن آهسته و ملایم خواهند شد. اما محیط ی کشت حاوی آگار باید قبل از حرارت دادن به مدت چند دقیقه با آب مخلوط شوند. سپس حرارت داده شوند تا آگار قبل از اتوکلاو کردن، حل شود. ی کشت را بجوشانید بدون آنکه بسوزند. ی کشته که نباید اتوکلاو شوند، بعد از این مقدار حرارت دادن، برای داخل یا ظروف دیگر آماده خواهند بود. اکثر محیط های کشت به استریلیزاسیون نهایی (در دمای  $^{\circ}\text{C}$  به مدت دقیقه) نیاز خواهند داشت.

W-LM47/00 :	<b>دستورالعمل</b>	
2 از 8	<b>تهیه انواع محیط کشت، معرفیها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی</b>	آزمایشگاه

### ( - ) استریلیزاسیون:

بعضی از محیط های کشت به استریلیزاسیون با اتوکلاو احتیاجی نداشته و با جوشاندن استریل می شوند که دستور ساخت آنها بر روی برجسب قوطی محیط کشت قید گردیده است. استریلیزاسیون سایر محیط های کشت توسط حرارت مرطوب یا صافی غشایی انجام می گردد که این موارد نیز بر روی برجسب قوطی محیط کشت قید گردیده است.

#### (الف) استریلیزاسیون با حرارت مرطوب:

استریلیزاسیون محیط کشت تا حجم یک لیتر، در اتوکلاو به مدت دقیقه و در دمای  $^{\circ}\text{C}$  (فشار / کیلوگرم بر سانتی متر مربع) انجام می گیرد. برای حجم های بیشتر از یک لیتر باید چرخه استریلیزاسیون را بطور مناسب تغییر داد. اما چون اکثر مشکلات در استریلیزاسیون محیط های کشت وقتی رخ میدهد که مقادیر بیشتر از دو لیتر محیط کشت باید استریل شود، لذا توصیه می شود که مقادیر زیاد محیط کشت را در حجم های کوچکتر تقسیم .

#### (ب) استریلیزاسیون با صافی غشایی:

از صافی غشایی برای استریل کردن محیط های کشت و ترکیبات حساس به حرارت استفاده می شود. استریلیزاسیون بوسیله صافی غشایی تحت شرایط خلاء یا افزایش فشار انجام می پذیرد. از غشاء ها و صافیهای با قطر منفذ / / میکرومتر استفاده نمایید. این فیلترها باید قبل از استفاده، در اتوکلاو استریل شوند. در مورد غشاء ها و صافیهایی که در بسته بندیهای استریل به فروش می رسند، به دستورالعمل سازنده مراجعه نمایید. قسمت های مختلف دستگاه صافی را با صافی یا بدون صافی در اتوکلاو به مدت دقیقه در دمای  $^{\circ}\text{C}$  استریل نمایید.

### ( - ) آماده سازی جهت مصرف:

بعد از استریلیزاسیون، زمانیکه دمای محیط کشت به حدود  $^{\circ}\text{C}$  ۵۰ رسید، با رعایت شرایط آسپتیک در ظروف نهایی تقسیم نمایید. هیچ وقت محیط کشت را در دمای بالاتر از  $^{\circ}\text{C}$  ۵۰ تقسیم نکنید. مکمل های حساس به گرما و حرارت باید بعد از این که دمای محیط کشت به حدود  $^{\circ}\text{C}$  ۵۰ رسید، به آن اضافه شوند. دمای مکمل (ساپلمنت) قبل از این که به محیط کشت اضافه شود، به دمای اتاق برسد. سپس مکمل را با رعایت شرایط آسپتیک به محیط کشت اضافه نموده، خوب مخلوط کنید.

### ( - ) توزیع:

سپس در ظروف نهایی که از قبل استریل شده اند، تقسیم نمایید.

W-LM47/00 :	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه
3 از 8	<b>تهیه انواع محیط کشت، معرفیها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی</b>	

### - ( اندازه گیری و تنظیم pH:

ی کشت دهیدراته اگر بطور مناسب تهیه شوند نیازی pH ندارند. pH محصول استریل شده را م توان روی ی اندازه گیری کرد، اما باید آنها را بعد از سنجش pH دور ریخت. بنابراین از استریل شدن و خنک دن محیط کشت تا دمای C ، مقدار pH را در حد مورد نظر ( ± / ) . pH با استفاده از هیدروکسید سدیم گرم در لیتر (تقریباً یک مولار) و یا با استفاده از اسید کلریدریک / گرم در لیتر (تقریباً یک مولار) انجام م شود.

**دستورالعمل تهیه انواع ی کشت، معرفیها و رنگ ی در آزمایشگاه میکروب**  
به شرح ذیل می باشد:

### روش تهیه انواع محیط های کشت دهیدراته و استر لیزاسیون آنها

روش کار بر اساس دستورالعمل موجود بر روی قوطی های حاوی انواع محیط های کشت باشد. روش استر لیزاسیون نیز بر روی برجسب دستورالعمل تهیه محیط کشت درج گردیده است. این دستورالعمل ها بر حسب نوع محیط کشت و کارخانه تولیدکننده، متفاوت است.

### محیط های کشت دهیدراته شامل:

آگار بی هوازی، بلاد آگار (B.A)، برین هارت آگار و برات (BHB/BHA) اسکولین آگار، بی موت سولفیت آگار، بروسلا مدیوم، کوکدمیت برات، کمپیلوباکتر سلکتیو آگار، کری بلر، کازو آگار و برات CTA (TSA/TSB) مدیوم DNase نست آگار EMB آگار، هموفیلوس سلکتیو آگار، هکتون انتریک آگار کلايگلر آيرون آگار (KIA)، لایزین دکربوکسیلاز سولفیدراز مدیوم (LDS) لوون اشتاین جنسن مدیوم لوفلر بلاد سرم، لایزین آيرون آگار مولر هیتتون آگار و برات (MHA/MHB) MRVP برات مانیتول سالت آگار، مک کانکی آگار، مالونات برات، نوترینت آگار و برات (N.A/N.B)، نیترات برات، اورنی تین دکربوکسیلاز آرژنین دهیدرولاز تست برات OF بازال مدیوم، پیتون واتر آلانین آگار، فنل رد برات و آگار پیتون آگار، سیمون سیترات آگار SIM مدیوم، سالمونلا شیگلا آگار (S.S) یت برات آيرون آگار (TSI) TCBS آگار لیکولات برات، اوره آگار و برات XLD آگار و سایر محیط های کشت دهیدراته که در دفتر راهنمای محیط های کشت ثبت شده اند می باشد.

### روش تهیه محیط کشت ژلاتین (ترکیبی)

g = بیتون

g = Beef Extract

g = ژلاتین



W-LM47/00 :	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه
4 از 8	<b>تهیه انواع محیط کشت، معرفها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی</b>	

مقادیر فوق را به cc آب مقطر اضافه کرده و در بن ماری جوش قرار دهید تا کاملاً حل شوند (از حرارت دادن این محیط کشت بر روی شعله پرهیز کنید). سپس در اتوکلاو به مدت دقیقه و دمای °C در فشار (Lb) استریل کنید. سپس در لوله تقسیم کرده و PH محیط کشت را به /

### روش تهیه محیط کشت آب APW (ترکیبی)

گیتون = g

کلورید سدیم (NaCl) = g

آب = cc

pH را به - / و در شرایط دقیقه، فشار Lb در اتوکلاو قرار داده و استریل کنید. دما °C است. (برای تنظیم از سود N استفاده کنید)

### روش تهیه محیط کشت حاوی گلیسرین جهت دیپ فریز

از محیط کشت پایه: محیط (Trypticase Soy Broth) TSB یا محیط کشت BHB (Brain Heart Infusion Broth) استفاده کنید. به میزان % گلیسرین به محیط پایه اضافه نمایید. به خوبی تکان دهید تا محلول یکنواختی حاصل شود. سپس در مقادیر کم (ml - ) در لوله های دربیچ دار تقسیم نموده و در شرایط °C دقیقه و فشار Lb اتوکلاو نمایید.

### روش تهیه محیط کشت مرفی در لیوفیلیزاسیون (ترکیبی)

ژلاتین = g

اینوزیتول = g


نوترینت براث = g

مقادیر فوق را به cc آب مقطر اضافه کرده و در بن ماری جوش حرارت دهید تا کاملاً حل شوند (از قرار دادن در حرارت مستقیم شعله خودداری شود). در لوله تقسیم کرده و در شرایط فشار Lb ، دمای °C و مدت زمان دقیقه استریل کنید.

### روش تهیه محیط کشت NaCl / % (براث / آگار)

همان محیط برین هارت اینفیوژن براث/آگار است. از آنجا که این محیط کشت حاوی % نمک بنابراین % نمک به این محیط پایه اضافه تا مقدار % نمک حاصل شود. شرایط استریلیزاسیون همان دمای °C ، فشار Lb و زمان دقیقه می باشد.

روش تهیه انواع قندها:

W-LM47/00 :	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه
5 از 8	<b>تهیه انواع محیط کشت، معرفیها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی</b>	

محللول % از انواع قندها ته ( g = و آب cc = )  
 روش استر لیزاسیون قندها استفاده از فیلتراسیون می باشد. در غیر اینصورت می توان همه انواع قندها را در فشار Lb به مدت دقیقه استریل نمود.  
 اگر بخواهید قندها را از هم تفکیک نماید شرایط استریلیزاسیون برای انواع لاکتوز، مالتوز، زیلوز، سالیسین، سوکروز، ترهالوز و آرابینوز شامل فشار Lb ، دمای °C به مدت دقیقه و شرایط استریلیزاسیون برای قندها شامل فشار Lb - ، دمای °C - و زمان دقیقه می باشد.

### روش تهیه انواع معرف ها و رنگ ها

#### روش تهیه معرف های VP

- آلفا نفتول (معرف A):

پودر آلفا نفتول: g

تانول: cc

- KOH (بتاس) (معرف B):

g :KOH

کراتین (cr): g /

آب : cc

معرف ها در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می . چون دارای پایداری متغیر هستند لازم است به طور (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردند.

#### روش تهیه معرف متیل رد (MR)

پودر متیل رد = g /

تانول = cc

پودر متیل رد را در اتانول حل کرده سپس با آب مقطر حجم آنرا به cc . معرف در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود. چون دارای پایداری متغیر است، لازم است بطور هفتگی (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردد.

#### روش تهیه معرف کواک

P-دی متیل آمینو بنز آلدیید = g

امیل الکل: cc

اسید کلریدریک غلیظ و تازه: cc

W-LM47/00 :	<b>دستورالعمل</b>	
6 از 8	<b>تهیه انواع محیط کشت، معرفیها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی</b>	آزمایشگاه

دی متیل آم و بنزالدئید را به آمیل الکل اضافه نموده و به آرامی اسید کلریدریک را به آنها اضافه نمایید. برای تهیه این معرف از هود استفاده نمایید. معرف در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می شود. چون دارای پایداری متغیر است، لازم است بطور هفتگی (برحسب میزان کار) کنترل کیفی گردد.

### روش تهیه معرف کلرور فریک

کلرور فریک = g

آب = cc (روش غیر اسیدی)

(روش دیگر تهیه این معرف شامل کلرور فریک: g ، اسید کلریدریک غلیظ: cc / و آب cc که این روش، روش اسیدی است). معرف در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می شود. چون دارای پایداری متغیر است، لازم است بطور هفتگی (برحسب میزان کار) کنترل کیفی گردد.

### روش تهیه معرف های احیاء نیترات

- معرف A:

NN دی متیل آلفا نفتیل آمین: g

اسیداستیک گلاسیال N (%) : cc

مقدار فوق از NN دی متیل آلفا نفتیل آمین را در کمتر از cc اسید استیک گلاسیال N حل کرده و کمی حرارت ملایم دهید تا حل شود. حجم را به یک لیتر رسانده، محلول را از صافی رد کنید .

- معرف B:

نیلیک اسید (P- آمینو بنزن سولفونیک اسید): g

اسید تیک گلاسیال N (%) : cc

مقدار فوق از سولفا نیلیک اسید را در کمتر از cc اسید تیک حل کرده و سپس حجم را به یک لیتر رسانده، محلول را از صافی رد کنید . معرف ها در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می شوند. آلفا نفتیل آمین سر آن زاست.

### روش تهیه معرف رین

پودر ین هیدرین = g /

استن = cc

بوتانول = cc

استن و بوتانول را مخلوط کرده و سپس پودر ین هیدرین را اضافه . معرف در ظرف تیره و در دمای اتاق نگهداری می شود. درب آن باید کاملاً محکم بسته شود.

W-LM47/00 :	<b>دستورالعمل</b>	
7 از 8	<b>تهیه انواع محیط کشت، معرفیها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی</b>	آزمایشگاه

### روش تهیه ویتامین K<sub>1</sub>

پودر ویتامین K<sub>1</sub> = g /

اتازل = cc

محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود. درب ظرف باید کاملاً محکم بسته شود. غلظت نهایی ملول  $\mu\text{g/ml}$  / برای محیط های مایع و  $\mu\text{g/ml}$  برای محیط های آ اردار است. g / پودر ویتامین K<sub>1</sub> را روی یک قطعه کوچک فویل آلومینیومی استریل وزن کرده و در شرایط آسپتک به ml اتازل در یک بطری استریل اضافه کنید. برای رقیق سازی بیشتر از آب مقطر استریل استفاده کنید. محلول ذخیره mg/ml است. ml از محلول ذخیره را یک لیتر آ ار و ml/l / برات اضافه کنید. محلول را دور از نور و در یخچال ذخیره کنید.

### روش تهیه همین (Haemine)

پودر همین = g /

سود = N (NaOH) cc

مقدار فوق از پودر همین را به cc سود نرمال اضافه کرده و کتیب آب cc در شرایط دقیقه، °C فشار Lb در اتوکلاو استریل محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود. این محلول ذخیره mg/ml غلظت دارد، ولی هنگام مصرف به عنوان باید دارای غلظت نهایی  $\mu\text{g/ml}$  .

### روش تهیه آب اکسیژنه (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) %

محلول آب اکسیژنه % را به نسبت : با آب مقطر رقیق ( cc آب اکسیژنه % را به cc آب مقطر اضافه ) . محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود.

### روش تهیه کریستال ویوله ذخیره و اگزالات آمونیوم ذخیره

-تهیه کریستال ویوله

پودر کریستال ویوله = g

اتانول = cc

-تهیه اگزالات آمونیوم

پودر اگزالات آمونیوم = g

آب = cc

هنگام مصرف، محلول کریستال ویوله ذخیره را به نسبت : با آب مقطر رقیق ( cc از محلول کریستال ویوله و cc آب مقطر) سپس این محلول را با چهار حجم از محلول اگزالات آمونیوم رقیق کتیب (cc محلول کریستال ویوله رقیق شده و cc اگزالات آمونیوم).



W-LM47/00 :	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه
8 از 8	<b>تهیه انواع محیط کشت، معرفها و رنگهای مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی</b>	

محلول ذخیره و مصرفی کریستال ویوله، در ظرف تیره و در دمای اتاق نگهداری می د.

### روش تهیه

g =

g = ور

cc = آب

محلول آبی بیکربنات سدیم % = cc

در مقدار کمی از آب د و یدور پتاسیم را کاملاً حل نمایید .  
 محلول % بیکربنات سدیم (بیکربنات سدیم: g آب : c ) را نیز به آن اضافه .  
 دمای اتاق نگهداری می شود . درب آنرا باید کاملاً محکم ببندید .  
 cc

### روش تهیه محلول الکل-استون

cc = اتانول

cc = استون

وی از الکل اتیلیک (اتانول) را با استون مخلوط نمایید.

### روش تهیه فوشین / یا سافرانین ذخیره

بودر فوشین = g

cc = اتانول

g

بودر سافرانین = g /

cc = اتانول

به هنگام مصرف محلول ذخیره فوشین یا محلول ذخیره سافرانین را به لولها در ظروف تیره یه و در دمای اتاق ذخیره می شوند.  
 : با آب مقطر رقیق نمایید.




## جدول راهنمای مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی

پسماندهای عفونی (نتنکیک در مبدأ تولید از انواع پسماندهای دیگر)		
نحوه دفع	طریقه آمایش	نوع پسماند
دفع در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ	قرار دادن در کیسه مخصوص اتوکلاو و سپس اتوکلاو نمودن تحت شرایط استاندارد	ظروف یکبار مصرف حاوی کشت میکروبی
دفع در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ، دفع در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) جهت حمل توسط شهرداری	ترجیحاً قرار دادن در کیسه مخصوص اتوکلاو، و اتوکلاو نمودن و یا در صورت رعایت اصول ایمنی تخلیه لخته و مایعات بدن (در صورت حجم زیاد) در سینک مخصوص. این کار با جریان ملایم آب و قرار دادن در محلول سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ به مدت حداقل یک ساعت و یا حمل در شرایط استاندارد توسط شهرداری و آمایش در پسماندسوز و یا دفن بهداشتی در عمق زمین	لوله‌های یک بار مصرف حاوی لخته خون، سرم و یا دیگر مایعات بدن
دفع در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ، دفع در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) جهت حمل توسط شهرداری	با رعایت اصول ایمنی، تخلیه در سینک مخصوص این کار با جریان ملایم آب و سپس ترجیحاً اتوکلاو نمودن و یا قرار دادن در ماده ضد عفونی کننده و یا حمل در شرایط استاندارد توسط شهرداری و آمایش در پسماندسوز و یا دفن بهداشتی در عمق زمین	ظروف حاوی ادرار
دفع در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ، دفع در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) جهت حمل توسط شهرداری	قرار دادن در کیسه مخصوص اتوکلاو و سپس اتوکلاو نمودن تحت شرایط استاندارد و یا حمل در شرایط استاندارد توسط شهرداری و آمایش در پسماندسوز و یا دفن در زیر زمین طبق شرایط استاندارد (در مورد سواب، اپلیکاتور آلوده و دیسک‌های تشخیصی آلوده، می‌توان قبل از حمل توسط شهرداری، آنها را در محلول سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ قرار داد).	دستکش آلوده به خون و یا سرم، پنبه آلوده به خون، سواب و اپلیکاتور آلوده، دیسک‌های تشخیصی آلوده و نظایر آن
دفع در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) جهت حمل توسط شهرداری	قرار دادن در محول سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ به مدت حداقل یک ساعت و یا حمل در شرایط استاندارد توسط شهرداری و آمایش در پسماندسوز یا دفن بهداشتی در عمق زمین	نوار ادرار استفاده شده
دفع در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ	قرار دادن در ظروف ایمن (Safety Box) و اتوکلاو نمودن	پسماندهای تیز و برنده آلوده و غیر آلوده
دفع در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ	ترجیحاً قرار دادن در ظروف ایمن (Safety Box) و یا قرار دادن در کیسه مخصوص اتوکلاو و سپس اتوکلاو نمودن تحت شرایط استاندارد	سرنگ‌ها
دفع در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) جهت حمل توسط شهرداری	حمل در شرایط استاندارد توسط شهرداری و آمایش در پسماندسوز (ریختن فرمالین ۵ یا ۱۰ درصد در ظرف مدفوع حاوی انگل به نسبت سه به یک و نگهداری به مدت حداقل نیم ساعت از ایجاد آلودگی در زمان حمل و نقل و دفع جلوگیری می‌نماید)	نمونه‌های مدفوع



## جدول راهنمای مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی

پسماندهای شیمیایی (تفکیک در مبدأ تولید از انواع پسماندهای دیگر)	
<b>نحوه دفع</b>	<b>نوع پسماند</b>
<b>نحوه دفع</b>	نوع پسماند
دفع طبق توصیه شرکت تولید کننده، توزیع کننده و یا وارد کننده و با رقیق سازی با آب و دفع در فاضلاب	کیت‌های تشخیصی و با کیت‌های تاریخ گذشته
دفع طبق توصیه شرکت تولید کننده، توزیع کننده و یا وارد کننده و یا جمع‌آوری به طور جداگانه در ظروف شیشه‌ای و پلاستیکی و رقیق سازی با آب، خنثی‌سازی با مواد خنثی کننده و استفاده از روش‌های دیگر طبق توصیه شرکت سازنده و یا وارد کننده و سپس دفع در فاضلاب	پسماندهای شیمیایی پرخطر
<b>پسماندهای پر توزا (تفکیک در مبدأ تولید از انواع پسماندهای دیگر)</b>	
<b>نحوه دفع</b>	<b>نوع پسماند</b>
<b>نحوه دفع</b>	نوع پسماند
رقیق سازی با آب و دفع در فاضلاب، ذخیره‌سازی جهت تجزیه و یا حمل توسط سازمان انرژی اتمی ایران	پسماندهای مایع و جامد پر توزا
<b>پسماندهای عادی و یا خانگی (تفکیک در مبدأ تولید از انواع پسماندهای عفونی، تیز و برنده، شیمیایی، راد یوآکتیو و نظایر آن)</b>	
<b>نحوه دفع</b>	<b>نوع پسماند</b>
<b>نحوه دفع</b>	نوع پسماند
دفع در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ	پسماندهای جامد یا مایع بخش‌های غیر فنی و اداری و آبدارخانه
<b>نحوه دفع</b>	<b>نوع پسماند</b>
<b>نحوه دفع</b>	نوع پسماند
دفع در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ	پسماندهای جامد یا مایع بخش‌های غیر فنی و اداری و آبدارخانه
<b>نحوه شستشوی وسایل آلوده شامل:</b>	
قرار دادن در کیسه مخصوص اتوکلاو و اتوکلاو نمودن تحت شرایط استاندارد و سپس شستشو و قرار دادن در فور جهت سترون‌سازی	پلیت‌ها و لوله‌های شیشه‌ای حاوی کشت میکروبی
ترجیحاً قرار دادن در کیسه مخصوص اتوکلاو و اتوکلاو نمودن و یا در صورت رعایت اصول ایمنی تخلیه لخته و یا مایعات بدن (در صورت حجم زیاد) در سینک با جریان ملایم آب و قرار دادن در ماده سفیدکننده خانگی با رقت ۱/۱۰ به مدت حداقل یک ساعت، سپس شستشو و قرار دادن در فور جهت سترون‌سازی	لوله‌ها و یا سایر ظروف شیشه‌ای حاوی لخته خون، سرم و یا دیگر مایعات بدن



## اتوکلاو

اگر چه اتوکلاو بهترین وسیله برای استریلیزاسیون است، باید تصدیق کنیم که طولانی شدن مرحله گرمایی، سبب کاهش کیفیت مواد مغذی در محیط های کشت کمپلکس محتوی قند، مواد معدنی و فلزی می شود و در نتیجه به محیط های کشت زیان وارد می کند. بنابراین در چرخه استریلیزاسیون باید از زمان کوتاهتر و دمای بالاتر استفاده کنیم تا علاوه بر آنکه آسیب کمتری به محیط کشت وارد می شود، برای ارگانیزم نیز کشنده

### چرخه استریلیزاسیون


- زمان بالا رفتن دما در محفظه اتوکلاو ( $^{\circ}\text{C}$  -  $^{\circ}\text{C}$ )
- زمان نفوذ گرما به داخل ظرف محیط کشت ( $^{\circ}\text{C}$  -  $^{\circ}\text{C}$ ) (<
- زمان نگهداری در دمای مقرر ( $^{\circ}\text{C}$ )
- زمان پایین آمدن دمای محفظه ( $^{\circ}\text{C}$  -  $^{\circ}\text{C}$ )

### انواع استریلیزاسیون

- استریلیزاسیون محیط های کشت و محلول ها
- استریلیزاسیون مواد مصرفی آلوده
- استریلیزاسیون مواد خشک بسته بندی شده

### استریلیزاسیون محیط های کشت و محلولها

- بهتر است از لوله و ارلن در پیچ دار استفاده شود. بیشتر از / آنها را پر نکنید. در پیچ آنها را شل کنید.
- از قرار دادن اشیاء بر روی یکدیگر بپرهیزید. باید فاصله اشیاء از یکدیگر و از دیواره های اتوکلاو حداقل ۱ بخار جریان یابد.
- درب اتوکلاو را ببندید. زمان و دما را طبق دستور شرکت سازنده (معمولاً دقیقه در  $^{\circ}\text{C}$ )
- در بعضی از محیط های کشت که به دمای بالا حساس هستند (محتوی مقدار قند بالا یا عوامل مهار کننده مثل دزوکسی کولات سدیم یا نمکهای صفراوی هستند) تحت تأثیر دمای بالا، pH محصول نهایی کاهش می



- دمای استریلیزاسیون به دمای چمبر اتوکلاو برمیگردد نه به دمای محیط کشت. زمان لازم برای رسیدن به این دما باید در حد ممکن کوتاه باشد.
- چرخه استریلیزاسیون باید متناسب با زمان نفوذ گرما در نظر گرفته شود. برای مثال محتویات یک ظرف یک لیتری محیط کشت باید طی دقیقه از زمان رسیدن محفظه به دمای  $^{\circ}\text{C}$  ، به این دما برسد.

### استریلیزاسیون مواد مصرفی آلوده


- مواد مصرفی آلوده را جدا نموده و در کیسه های قابل اتوکلاو شدن قرار دهید و بر روی آنها برچسب Biohazard
- برای اطمینان از نفوذ بخار به همه قسمت های کیسه، یا گره آنرا شل کنید یا قبل از محکم کردن گره، یک پیمانه ( / لیتر) آب به آن اضافه کنید. بیش از / کیسه را پر نکنید.
- برای جلوگیری از مسدود شدن آبگذر اتوکلاو توسط آگار مذاب، کیسه ها را داخل سطل قرار دهید.
- زمان لازم برای استریلیزاسیون زباله، - دقیقه در  $^{\circ}\text{C}$  - دقیقه در  $^{\circ}\text{C}$
- وقتی آگار ذوب شده، سفت شد آنرا مثل زباله طبیعی دور بریزید. اما محیط کشت محتوی سلولیت را باید بصورت زباله مخصوص منهدم کنید.

### استریلیزاسیون مواد خشک بسته بندی شده

- بسته ها را طوری در اتوکلاو قرار دهید که حداکثر چرخش بخار در بین آنها ایجاد شود و با دیواره های اتوکلاو نیز تماسی نداشته باشند.
- زمان لازم برای استریلیزاسیون مواد خشک بسته بندی شده ، دقیقه با خروج سریع بخار یا دقیقه بدون خروج بخار در دمای  $^{\circ}\text{C}$

### نحوه نگهداری

- روزانه: صفحه کف اتوکلاو را از سوراخ آبگذر اتوکلاو جدا کرده، تمیز کنید. لوازم فرعی مثل طبقات و سینی ها را با آب و صابون بشویید. سطح آب ژنراتور را کنترل کنید.
- هفتگی: آبگذر و درزها را تمیز کنید. سوپاپ اطمینان را بررسی کنید.
- ماهانه: آب دستگاه را تعویض نمایید.
- ماه: داخل و خارج دستگاه و قسمت بیرونی آبگذر را تمیز کنید.
- ماه: دستگاه توسط نماینده سرویس تعمیر، بازرسی شود.



### کنترل کیفیت


- نوار کاغذی TST: سه عامل زمان، بخار و دما را کنترل می کند و از زرد به بنفش تغییر رنگ می دهد. در هر سری کاری از این نوار استفاده کنید.
  - Sterility-Record: علاوه بر سنجش استریلیتی، امکان ثبت تاریخ استریلیزاسیون، نام فرد استریل کننده و نام محیط کشت بر روی این برچسب وجود دارد. در هر سری کاری از این برچسب استفاده کنید.
- تست بیولوژیک:**

استفاده از ویال حاوی اسپور باسیلوس استئاروترموفیلوس ATCC 7953 بطور هفتگی توصیه می شود.

### ایمنی

- از دستکش مقاوم به حرارت و محافظ چشم استفاده کنید.
- بعد از آنکه فشار اتاقک اتوکلاو به صفر و دمای آن به حدود  $^{\circ}\text{C}$  رسید کنار درب اتوکلاو بایستید و آنرا باز کنید. منتظر بمانید تا ظروف کمی خنک شوند، سپس آنها را حمل کنید.
- هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاری یا خارج نمودن وسایل و مواد ننمایید.
- هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به پریز اقدام به تمیز نمودن آن نکنید.
- هرگز پیچ های محکم کننده درب را در هنگام کار دستگاه شل و سفت نکنید.





## فور(اون)

اون برای استریل کردن موادی که نمی توانند بطور کامل تحت نفوذ بخار قرار گیرند، اما می توانند دمای بالای مورد نیاز مثل  $^{\circ}\text{C}$  - را تحمل کنند، به کار می رود. اون بویژه برای ظروف شیشه ای مثل لوله آزمایش، پتری دیش، پی پت و نیز برای آلات فلزی مثل پنس، اسکالپل و قیچی به کار می رود.

اون باید دارای فن (جهت چرخش هوای متراکم در سراسر اتاقک)، نشانگر درجه حرارت، ترموستات و تایمر، طبقات مشبک، قفل داخلی درب و عایق بندی مناسب جداره ها باشد.

### استریلیزاسیون در اون

- برای بسته بندی وسایل فوق‌الذکر جهت استریل نمودن آنها در اون میتوان از فویل آلومینیومی یا کاغذ کرافت و سربطریهای پنبه ای استفاده نمود.

- باید دقت شود که کاغذ و پنبه نسوزند چون پنبه نیم سوز مواد ضد باکتری فراری را

- حدود سانتی متر از انتهای فوقانی پی پتها را با پنبه غیر جاذب ببندید و آنها را در ظروف فلزی قرار داده، درب آنها را ببندید.


- درپوش لوله های آزمایش را با کاغذ آلومینیومی بپوشانید و آنها را بطور عمودی در جا لوله ای قرار دهید. درپوش، لبه لوله را از آلودگی از طریق هوا در طی ذخیره سازی حفظ می کند.

- در صورتی می توان بطری های درپیچ دار را در اون استریل نمود که درپوش و

آستری آنها از موادی مثل فلز، پلی پروپیلن یا لاستیک سیلیکون ساخته شده باشد تا در دمای استریلیزاسیون از شکل طبیعی خارج نشود.

- در، روغن، چربی و گریس مثل Petroleum Jelly را در ظرف شیشه ای یا فلزی و در

اندازه های کوچک که از وزن گرم یا عمق یک سانتی متر تجاوز نکند، استریل نمایید.



- قبل از قرار دادن ظروف شیشه ای در اون، از خشک بودن آنها مطمئن شوید. مواد را به گونه ای در اون قرار دهید که هوای داغ در اطراف و مابین آنها در جریان باشد.
  - زمان نگهداری استریلیزاسیون از زمانی آغاز می شود که اتاقک به دمای استریل انتخابی برسد و نیز مدتی هم بیشتر در نظر گرفته می شود تا همهٔ قسمت‌های اتاقک و مواد داخل آن به دمای مورد نظر برسند ( $^{\circ}\text{C}$  - به مدت ).
  - به دلیل عایق بودن دستگاه، چند ساعت طول می کشد تا اشیاء داخل آن خنک شود، مگر آنکه مجهز به فن باشد. درب اون را باز نکنید تا اتاقک، ظروف و مواد داخل آن تا دمای حدود  $^{\circ}\text{C}$  خنک شوند. اگر هوای سرد ناگهان وارد دستگاه شود ممکن است ظروف شیشه ای ترک بخورند.
- نحوهٔ نگهداری:**

بطور ماهانه داخل آن تمیز و هر ماه توسط نمایندهٔ سرویس تعمیر، بازرسی شود.

#### کنترل کیفیت:

- تست شیمیایی: ویال شیشه ای Browne و مشاهدهٔ تغییر رنگ مناسب از قرمز به سبز. از این ویال در هر سری کاری استفاده کنید.
- تست بیولوژیک: استفاده از نوار کاغذی حاوی اسپور باسیلوس سوبتیلیس واریتهٔ نایجر ATCC 9372 بطور هفتگی توصیه می شود.

#### ایمنی:

استفاده از دستکش مقاوم به حرارت و محافظ چشم.



## انکوباتور

انکوباتور محفظه عایق بندی شده ایست که برای نگهداری دما و رطوبت کنترل شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها نیاز است. بعضی انکوباتورها برای نگهداری میزان دلخواه از CO<sub>2</sub> برای میکروارگانیسم هایی که دی اکسید کربن دوست (Capnophilic) هستند، تجهیز شده اند.

الف \_ انکوباتورهای بدون CO<sub>2</sub>:

- تنظیم کننده دما را روی دمای مورد نظر قرار دهید.
- وقتی درجه حرارت به دمای مورد نظر رسید، دما را در هر روزکاری که از انکوباتور استفاده می شود، روی برگه QC ثبت کنید.

- نمونه ها را به طور ایمن روی سینی ها یا قفسه ها قرار دهید.

- می توانید با قراردادن یک تشتک پر از آب متناسب با اندازه اتاقک در کف انکوباتور، محیط مرطوب ایجاد نمایید.

ب \_ انکوباتورهای CO<sub>2</sub> دار:


- سطح دما و CO<sub>2</sub> در برگه QC در هر روز استفاده ثبت می شوند.

### نکته:

در صورت اتمام کپسول گاز CO<sub>2</sub>، تا زمان شارژ مجدد آن می توانیم جهت انکوباسیون نمونه های نیازمند CO<sub>2</sub> از کندانسور جار بصورت جایگزین استفاده نماییم.

### نحوه نگهداری:

- همه انکوباتورها باید به طور ماهانه با محلول صابون ملایم تمیز شوند.
- به منظور رعایت موارد ایمنی، کپسولهای CO<sub>2</sub> باید به صورت ایستاده با زنجیر سنگین به دیوار محکم شود. زمانیکه از سیلندرها استفاده نمی شود، سوپاپها و درپوشها باید به طور محکم بسته شوند. سیلندرها را خالی را روی حمل کننده سیلندر گاز به طور محکم با زنجیر نگهداری کنید. هرگز سیلندرها را در دمای بالاتر از ( °C ) °F نگهداری نکنید. سیلندرها را در وضعیت افقی قرار ندهید.




الف \_ انکوباتورهای بدون CO<sub>2</sub>:

زمانیکه دمای انکوباتور خارج از محدوده قابل قبول برای واحد مورد نظر باشد ، باید اقدامات اصلاحی باید مطابق موارد ذیل انجام شود:

- منبع برق ، پریز برق و Circuit Panel را بررسی کنید.
- دمای تنظیمی (Set Point) را بررسی کنید.
- اگر دستگاه هنوز درست کار نمی کند، به نماینده سرویس دهنده اطلاع دهید.

ب \_ انکوباتورهای CO<sub>2</sub> دار:

یک کشت از نیسریا گونوره در انکوباتور قرار دهید. هر روز آن را پاساژ داده و رشدش را بررسی نمایید. این ارگانیسم به CO<sub>2</sub> نیاز کامل دارد.

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 1 از 4</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p>نحوه آمایش و امحاء پسماندهای آزمایشگاهی ( ۱ )</p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
--	--	---

برنامه مدیریت پسماند شامل مراحل تفکیک (جداسازی) درمحل تولید، جمع آوری و برچسب گذاری، حمل و نقل تا محل بی خطر سازی، مرحله بی خطر سازی یا آمایش (Treatment)، بسته بندی، ذخیره (انبارش) موقت، حمل و نقل از محل تولید و بارگیری و نیز مرحله دفع نهایی می باشد. که در این مبحث، ما به مرحله آمایش و دفع نهایی (امحاء) از مراحل مدیریت پسماند و نیز فرآیند شستشو می پردازیم.

#### نوع پسماند:

۱- **پسماندهای عادی و یا خانگی**: این گروه از پسماندها باید در محل تولید از پسماندهای عفونی جدا شوند، در غیر این صورت در گروه پسماندهای عفونی قرار می گیرند. همچنین این نوع پسماندها باید از انواع پسماندهای تیزوبرنده، شیمیایی، رادیواکتیو و نظایر آن درمبداء تولید تفکیک شوند. وگرنه تمامی حجم پسماند آلوده تلقی می شود. این گونه پسماندها در کیسه های ضخیم سیاه رنگ دفع می شوند.


۲- **پسماندهای عفونی**: حاوی تعداد کافی باکتری، ویروس، قارچ، انگل و غیره برای ایجاد بیماری می باشند. مانند سرم و سایر مایعات آلوده بدن، مدفوع، کشتهای میکروبی، اجسام تیزوبرنده آلوده، سواب آلوده، حیوانات آزمایشگاهی آلوده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و غیره به تفکیک نحوه مدیریت پسماندهای عفونی و نیز فرآیند شستشو در مورد وسایلی که وارد چرخه کاری می شوند، به طریق ذیل می باشد:

**آمایش و دفع پسماندهای آلوده:**

تمامی ظروف یک بار مصرف حاوی محیط های کشت میکروبی باید در کیسه مخصوص اتوکلاو (ترجیحاً زرد رنگ و با علامت خطر زیستی) قرار داده شده و تحت شرایط استاندارد آنها را اتوکلاو نموده و سپس در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع شوند.

**لوله های یک بار مصرف حاوی لخته خون، سرم و دیگر مایعات بدن** را ترجیحاً در کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و اتوکلاو نموده و در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع می نماییم و یا در صورت رعایت نمودن اصول ایمنی، لخته و مایعات بدن (با حجم زیاد) را در سینک مخصوص این کار با جریان ملایم آب تخلیه نموده و سپس در ماده سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ به مدت حداقل یک ساعت قرار می دهیم و یا در شرایط استاندارد توسط شهرداری حمل و در پسماند سوز آمایش گردیده و یا در زیر زمین دفن بهداشتی می شود. وسایل فوق جهت حمل در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) قرار می گیرند.

**دستکش آلوده به خون و یا سرم، پنبه آغشته به خون، سواب و اپلیکاتور آلوده، دیسک های تشخیصی آلوده و نظایر آن** را در کیسه مخصوص اتوکلاو، قرار داده و تحت شرایط استاندارد اتوکلاو نموده و در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع می نماییم و یا در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) جهت حمل در شرایط استاندارد توسط شهرداری قرار داده و در پسماند سوز آمایش شده و یا در زیر زمین دفن بهداشتی می شود. (در مورد سواب، اپلیکاتور، دیسک های تشخیصی آلوده و نظایر آن می توان قبل از حمل توسط شهرداری آنها را در محلول سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ قرار داد).

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 2 از 4</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>نحوه آمایش و امحاء پسماندهای آزمایشگاهی ( ۱ )</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
--	---	---

نوارادرا استفاده شده را در محلول سفید کننده خانگی با رقت ۱۰/۱ به مدت حداقل یک ساعت قرار داده و ویا در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) قرار داده و در شرایط استاندارد توسط شهرداری حمل و در پسماند سوز آمایش شده ویا در زیر زمین طبق شرایط استاندارد دفن می شود.

از آنجا که مدفوع می تواند به عنوان یک منبع مهم ویروس، باکتری و انگل وغیره محسوب شود، معمولاً جهت آمایش نمونه های مدفوع باید از روش سوزاندن استفاده شود. بنابراین ترجیحاً باید ظروف حاوی نمونه های مدفوع در شرایط استاندارد توسط شهرداری حمل و در پسماند سوز آمایش شود. به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی در زمان حمل و نقل و دفع ، محلول فرمالین ۵ یا ۱۰ در صد در ظرف مدفوع حاوی انگل به نسبت سه حجم فرمالین و یک حجم مدفوع ریخته و به مدت حداقل نیم ساعت آن را نگهداری می نماییم و سپس آنها را جهت حمل توسط شهرداری در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) قرار می دهیم .

نباید بیش از سه چهارم حجم کیسه های حاوی پسماند پر شود، تا بتوان به آسانی در آنها را بست. بدیهی است که مایعات نباید مستقیماً در داخل کیسه ریخته شوند، بلکه باید ظروف حاوی آنها در کیسه قرار گیرد. در صورت لزوم جهت دفع پسماند، می توان از دو کیسه استفاده نمود.

**باید بوسیله استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیکی از صحت عملکرد دستگاه اتوکلاو در مورد پارامترهای زمان، درجه حرارت و فشار اطمینان حاصل نمود.**

**۳- پسماندهای تیز و برنده :** این گونه پسماندها می توانند در بدن ایجاد جراحت نمایند مانند سرسوزن، لانس، تیغه اسکالپل، تیغه میکروتوم، شیشه های شکسته، لوله های مویینه (میکروهماتوکریت)، سرمپلر، لام، اسلایدهای رنگ آمیزی شده و غیره که می توانند **آلوده** و یا **غیر آلوده** باشند. این گونه پسماندها باید در ظروف ایمن (Safety Box) ریخته شوند. این ظروف باید در برابر ضربه و سوراخ شدگی مقاوم باشند. در آنها کاملاً بسته شده و نشد ناپذیر بوده و قابل اتوکلاو شدن باشند . وقتی که سه چهارم محفظه پر شد، اتوکلاو و سپس به طریقه بهداشتی دفع شوند.


سرسوزن ها ترجیحاً همراه با سرنگ ها در محفظه مقاوم (ظروف ایمن) قرار داده شوند. در غیر این صورت جهت جدا نمودن سرسوزن از سرنگ باید از محل های تعبیه شده در قسمت در این ظروف استفاده کرد و سرنگ ها را در کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و اتوکلاو نموده و در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع می نماییم.

همچنین نباید اقدام به شکستن، بریدن ویا خم کردن سر سوزن ها نمود، زیرا خطر فرورفتن سر سوزن و ایجاد آئروسول وجود دارد.

نحوه دورریز تیغ های برنده در تجهیزاتی مانند میکروتوم و کرایواستات نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تیغ های غیرقابل استفاده در ظروف ایمن قرار داده شده و دفع گردد.

• نکته مهم : پسماندهای تیز و برنده نباید در کیسه های پلاستیکی جمع آوری شوند. پسماندهای تیز و برنده **آلوده** علاوه بر خطر بریدگی و ایجاد جراحت، خطر انتقال آلودگی را نیز به دنبال دارند.

**۴- پسماندهای شیمیایی :** شامل انواع مواد معرفهای آزمایشگاهی، کیت های تشخیصی، مواد ضد عفونی کننده، مواد خورنده و سوزاننده ، مواد آتش زا، سمی ، سرطان زا، واکنش زا، قابل انفجار و غیره می باشند.

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 3 از 4</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p>نحوه آمایش و امحاء پسماندهای آزمایشگاهی ( ۱ )</p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
--	--	---

پسماندهای شیمیایی در سه گروه کم خطر و پرخطر و بی خطر قرار می گیرند و مرحله تفکیک باید در باره این پسماندها نیز به خوبی اجرا شود.

پسماندهای کم خطر : حاصل کار با برخی از محلول ها و کیت های تشخیصی بوده و همچنین کیت های تاریخ گذشته را نیز شامل می شود. که باید

طبق توصیه شرکت سازنده و یا وارد کننده با توجه به برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

#### ( Material Safety Data Sheet = MSDS)

موجود در کیت عمل نمود و یا جهت آمایش پسماندهای شیمیایی حاصل از کار با کیت های تشخیصی می توان آنها را با مقادیر زیادی آب رقیق کرده و در فاضلاب دفع نمود. باید توجه نمود که قبل از این عمل نباید پسماندها با هم مخلوط شوند. ترجیحاً یک سینک مخصوص به این امر اختصاص داده شود.

پسماندهای شیمیایی پرخطر : حاصل کار با مواد شیمیایی قابل انفجار، قابل اشتعال، خوردنده، سوزاننده، سمی ، بسیار سمی ، واکنش زا، سرطان زا

، التهاب زاو مضر می باشد. که برای دفع آنها باید طبق توصیه شرکت سازنده و یا وارد کننده با توجه به برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) مربوطه عمل نمود. همچنین آزمایشگاه ها می توانند با توجه به نوع پسماند، آنها را در ظروف شیشه ای و یا پلاستیکی مقاوم به طور جداگانه جمع آوری نموده و سپس طبق توصیه مراکز تولیدکننده، توزیع کننده و یا واردکننده مواد شیمیایی اقدام به رقیق سازی با آب، خنثی سازی با مواد خنثی کننده و روش های دیگر بر حسب نوع ماده نمایند. اجرای این مراحل نیاز به برنامه های آموزشی دارد.

پسماندهای بی خطر : حاصل کار با موادی مانند اسیدهای آمینه، قندها و غیره می باشند که خصوصیات پسماندهای کم خطرو پرخطر را ندارند.

#### ۵- پسماندهای پرتوزا


پسماندهای پرتوزا شامل مواد و وسایلی هستند که آلوده به مواد پرتوزا می باشند. مسئولیت برنامه ریزی در مورد چگونگی مدیریت پسماندهای پرتوزا و حمل و نقل و دفع این مواد به عهده سازمان انرژی اتمی است.

میزان ونحوه دفع پسماندهای پرتوزا باید طبق قوانین سازمان باشد و اگر میزان پسماند تولیدی بسیار زیاد باشد، سازمان در ارتباط با نوع وحجم این گونه پسماندها ، خود را موظف به حمل آنها می داند.

نکته مهم این است که پسماندهای آلوده به مواد پرتوزا باید در مبدأ تولید، از سایر پسماندها تفکیک شوند، زیرا در غیر این صورت کلیه پسماندهای تولید شده جزء پسماندهای پرتوزا تلقی می گردند. بسته بندی و جمع آوری پسماندهای پرتوزا باید با استفاده از ظروف مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران استفاده شود که این ظروف باید دارای برچسب مخصوص حاوی علامت خطر اشعه و همچنین نوع پسماند باشند.

معمولاً در آزمایشگاههای تشخیص طبی ایران از روش های دفع در فاضلاب، ذخیره جهت تجزیه و یا حمل توسط سازمان انرژی اتمی استفاده می شود. معمولاً دفع پسماندهای مایع پرتوزا در فاضلاب انجام می شود که باید از سینک مخصوص این کار استفاده شود و قبل از دفع، متناسب با میزان و غلظت پسماند ، با آب رقیق گردد . این سینک باید با علائم هشدار دهنده خطر اشعه مشخص شود.

باید توجه نمود که اگر نیمه عمر ماده پرتوزا کوتاه بوده و با نگهداری صحیح تجزیه می گردد، نباید از طریق سیستم فاضلاب دفع شود، بلکه باید مطابق با استانداردهای سازمان در محل مخصوصی جهت فرآیند تجزیه ذخیره شود.

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 4 از 4</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p>نحوه آمایش و امحاء پسماندهای آزمایشگاهی ( ۱ )</p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
--	--	---

## نحوه شستشوی وسایل آلوده :

از آنجا که بخشی از فرآیند مدیریت پسماند در ارتباط با فرآیند شستشو می باشد، به طور خلاصه به نحوه شستشوی وسایل آلوده می پردازیم.

پلیت ها و لوله های شیشه ای حاوی کشت میکروبی را در کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و تحت شرایط استاندارد اتوکلاو نموده سپس فرآیند شستشورا انجام داده و جهت سترون سازی در فور تحت شرایط ۱۸۰-۱۶۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ تا ۴ ساعت قرار می دهیم.


لوله ها و یا سایر ظروف شیشه ای حاوی لخته خون، سرم و یا دیگر مایعات بدن را ترجیحاً در کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و اتوکلاو نموده و یا در صورت رعایت نمودن اصول ایمنی، لخته و مایعات بدن (با حجم زیاد) را در سینک مخصوص این کار با جریان ملایم آب تخلیه نموده و سپس در ماده سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ به مدت حداقل یک ساعت قرار می دهیم ، سپس شستشوداده و جهت سترون سازی در فور می گذاریم.

باید بوسیله استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیکی از صحت عملکرد دستگاه فوردر مورد پارامترهای زمان و درجه حرارت اطمینان حاصل نمود.

دکتر شهلا فارسی

مدیر ایمنی و بهداشت آزمایشگاه مرجع سلامت

مهر ۱۳۸۸

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 1 از 13</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---	--	---


این دستورالعمل با هدف ارائه اصول صحیح دفع پسماند های آزمایشگاهی و به منظور حفظ سلامت کارکنان ، بیماران و سایر مراجعین و همچنین حفاظت از محیط زیست تدوین گردیده است و دامنه کاربرد آن کلیه آزمایشگاه ها اعم از پزشکی و تحقیقاتی می باشد.

طبق **تعریف** بند ۲ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی ، به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه که یکی از خواص بیماری زا بودن ، سمی بودن ، قابلیت خوردگی ، قابلیت اشتعال و مشابه آن را داشته باشند، پسماندهای پزشکی ویژه گفته می شود . دفع این پسماندها نیاز به برنامه مدیریتی دارد که شامل مراحل تفکیک یا جداسازی در مبدا یا محل تولید ، جمع آوری و برچسب گذاری ، انتقال تا محل بی خطر سازی یا آمایش ، بسته بندی ، ذخیره ( انبارش ) موقت ، انتقال به محل دفع نهایی و انجام اقدامات مربوط به دفع نهایی می باشد. پسماندهای فوق تا زمانی که عملیات بی خطر سازی بر روی آن اجرا نشود، پسماند ویژه محسوب می شود.

مسئولیت مدیریت و بی خطر سازی پسماندها به عهده تولیدکننده پسماند بوده و مسئول ایمنی آزمایشگاه نیز مسئولیت برنامه ریزی جهت اجرای مراحل مختلف آن را بر عهده دارد و **نظارت** بر چگونگی اجرای دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت در آزمایشگاه های پزشکی به عهده مسئولین مربوطه در دانشگاهها است.

### اصطلاحات و تعاریف

- **آزمایشگاه پزشکی ( آزمایشگاه بالینی ) :** آزمایشگاهی که آزمایش های زیست شناسی ، میکروب شناسی ، ایمنی شناسی ، شیمیایی ، ایمنی \_ خون شناسی ، خون شناسی ، فیزیک حیاتی ، سلول شناسی ، آسیب شناسی و دیگر آزمایشگاه ها را روی مواد بدست آمده از بدن انسان به منظور فراهم کردن اطلاعات برای تشخیص ، پیشگیری و درمان بیماری ها یا ارزیابی سلامت انسان ها انجام می دهد و مجاز است خدمات مشاوره ای را در تمام زمینه های بررسی آزمایشگاهی شامل تفسیر نتایج و توصیه در جهت اقدامات تشخیصی بیشتر ارائه دهد. این آزمایش ها هم چنین شامل روش های اجرایی برای تعیین ، اندازه گیری یا توصیف وجود یا فقدان مواد یا ریزجانداران مختلف می باشند. تسهیلاتی که فقط جمع آوری یا آماده سازی نمونه ها و یا ارسال و توزیع آنها را برعهده دارند به عنوان آزمایشگاه پزشکی یا بالینی شناخته نمی شوند ولی می توانند بخشی از یک سیستم یا شبکه بزرگتر آزمایشگاهی به شمار آیند.
- **آلودگی زدایی (Decontamination) :** فرآیندی است که باعث حذف و یا کشتن میکروارگانیسم ها می گردد. این اصطلاح در موارد حذف و یا خنثی سازی مواد شیمیایی و مواد پرتوزای خطرناک نیز به کارگرفته می شود.

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 2 از 13</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---	--	---

- آمایش (Treatment) شامل فرآیندی است که باعث کاهش میکروارگانیسمها تا حدی می شود که نتواند باعث بروز بیماری گردد.

### انواع پسماندهای آزمایشگاهی

۱- **پسماندهای عادی و یا خانگی**: این پسماندها که حجم زیادی از پسماندهای تولیدی را در آزمایشگاه تشکیل می دهند شامل پسماندهای جامد یا مایع آبدارخانه، بخش های غیرفنی و اداری می باشند. چنانچه پسماندهای آلوده با روش صحیح، آمایش شوند نیز در گروه پسماندهای معمولی قرار می گیرند.

این گروه از پسماندها باید در محل تولید از پسماندهای عفونی جدا شوند، در غیر این صورت در گروه پسماندهای عفونی قرار می گیرند.

همچنین این گونه پسماندها باید از انواع پسماندهای تیزوبرنده، شیمیایی، رادیواکتیو و نظایر آن درمبداء تولید تفکیک شوند.

۲- **پسماندهای عفونی**: حاوی تعداد کافی باکتری، ویروس، چارچ، انگل و غیره برای ایجاد بیماری می باشند. مانند سرم و سایر مایعات آلوده بدن، مدفوع، کشتهای میکروبی، اجسام تیزوبرنده آلوده، سواب آلوده، حیوانات آزمایشگاهی آلوده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و غیره

۳- **پسماندهای تیزوبرنده**: این گونه پسماندها می توانند در بدن جراحت ایجاد نمایند مانند سرسوزن، لانس، تیغه اسکالپل، تیغه میکروتوم، شیشه های شکسته، سرسمپلر، لام و غیره که می توانند آلوده و یا غیر آلوده باشند.

پسماندهای تیزوبرنده آلوده علاوه بر خطر فوق خطر انتقال آلودگی را نیز به دنبال دارند.

۴- **پسماندهای شیمیایی**: شامل انواع مواد و معرفهای آزمایشگاهی، کیت های تشخیصی، مواد ضد عفونی کننده، مواد خورنده و سوزاننده، مواد آتش زا، سمی، سرطان زا، واکنش زا، قابل انفجار و غیره می باشد.


۵- **پسماندهای آسیب شناسی تشریحی**: مانند بافتها، قطعات و اجزای بدن انسان و غیره که جهت آزمایشهای آسیب شناسی به آزمایشگاه ارسال می گردد.

۶- **پسماندهای پرتوزا**: شامل پسماندهای حاوی مواد پرتوزا می باشد.

۷- **پسماندهای ترکیبی**: این گونه پسماندها می تواند ترکیبی از پسماندهای عفونی، شیمیایی و پرتوزا باشد که بیشتر در مراکز تحقیقاتی تولید شده و برنامه مدیریت آن پیچیده و سخت می باشد

### برنامه مدیریت پسماند




<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 3 از 13</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---	--	---

مسئول ایمنی در آزمایشگاه ، با همکاری مسئول فنی و سایر کارکنان موظف به طراحی برنامه جامع و کاملی در ارتباط با مدیریت پسماند می باشد که شامل مراحل تفکیک (جداسازی) درمحل تولید، جمع آوری و برچسب گذاری، حمل و نقل تامحل بی خطر سازی، مرحله بی خطر سازی یا آمایش (Treatment)، بسته بندی ، ذخیره ( انبارش ) موقت، حمل و نقل ازمحل تولید و بارگیری و نیز مرحله دفع نهایی می باشد. کلیه مراحل این برنامه که با در نظر گرفتن عملکرد و وسعت کاری آزمایشگاه و نیز نوع آزمایش ها طراحی می گردد ، باید مکتوب بوده ، در اختیار کلیه کارکنان اعم از فنی و خدماتی قرار گیرد و نحوه انجام آنها به ایشان آموزش داده شود.

در برنامه مدیریت پسماند باید به موارد ذیل توجه گردد:

- برآوردی از میزان تقریبی تولید پسماند ، می تواند در برنامه ریزی ها و همچنین نحوه اجرای مراحل دفع پسماند بسیار کمک کند
- این برنامه باید به نحوی طراحی گردد که نظارت کافی بر میزان مواد و وسایل مصرفی صورت پذیرد.
- باید پسماندهای عادی از پسماندهای ویژه در مبدا تولید جدا شوند.
- بهتر است در برنامه ریزی ها به کاهش حجم پسماند تولیدی توجه گردد . این امر با انتخاب روش هایی که در حین کار پسماند کمتر یا کم خطری تولید می نمایند و نیز تدوین روش های صحیح نمونه گیری و آموزش آنها جهت کاهش موارد نمونه گیری مجدد امکان پذیر است.
- باید سعی شود که در هنگام کار از مواد و وسایل کم خطر استفاده شود. به طور مثال استفاده از سرنگ ها و سوزن های زیرجلدی جهت انتقال مواد باید محدود شده و نباید جایگزین استفاده از وسائلی مانند پی پت گردد.
- باید فواید و مضار استفاده از وسایل یک بار مصرف در مقابل وسایلی که دوباره وارد چرخه کاری می شوند، بررسی گردد.
- باید از مواد شیمیایی و ضد عفونی کننده ای استفاده نمود که خطر کمتری برای افراد و محیط زیست داشته باشند.
- در تمامی مراحل باید از وسایل حفاظتی مخصوصا دستکش مقاوم و غیر قابل نفوذ، ماسک، روپوش، پیش بند مخصوص و غیره استفاده گردد.
- اجرای تمامی مراحل جمع آوری و حمل و نقل پسماندها با دست انجام پذیرد، زیرا وسایل مکانیکی باعث پاره شدن کیسه ها و ترشح و پاشیدن مواد آلوده می گردد.
- دفع پسماندها حداقل به طور روزانه و در صورت نیاز بیش از یک بار در روز انجام پذیرد.
- مراحل مختلف برنامه به نحوی انجام گیرد که احتمال آلوده شدن افرادی که مسئول جمع آوری و دفع پسماند در داخل یا خارج آزمایشگاه هستند، منتفی گردد.
- طبق قانون، بازیافت پسماندهای مراکز پزشکی مجاز نمی باشد. اما می توان با تمهیداتی پسماندهایی مانند ظروف پلاستیکی ، شیشه ای و نیز جعبه های کیت ها و معرف ها را که طی کار آلوده به سرم و مایعات بدن نمی شوند، در محفظه های جداگانه ای جهت مراحل بازیافت جمع آوری نمود که نیاز به برنامه ریزی خاص و آموزش کارکنان دارد.

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 4 از 13</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---	--	---

## ۷ مدیریت پسماندهای عفونی

### ۱. تفکیک یا جداسازی

پسماندهای عفونی در آزمایشگاه عمدتاً شامل محیط های کشت حاوی انواع میکروبیها، خون، سرم ویا سایر مایعات بدن، مدفوع و نیز ظروف حاوی این نمونه ها، نمونه های پوست ، مو و ناخن ، پسماندهای عفونی در آسیب شناسی تشریحی ، وسایل تیز و برنده آلوده به مواد عفونی که مجدداً غیر قابل استفاده هستند ، می باشد. تفکیک ( جداسازی) پسماندهای آلوده از سایر پسماندها بسیار مهم است .

### ۲. جمع آوری

روش جمع آوری پسماند در ارتباط با نوع و میزان پسماند متفاوت بوده و می توان از ظروف و روش های متفاوتی جهت انجام این کار استفاده نمود. برای بسته بندی و جمع آوری وسایل تیز و برنده آلوده باید ابتدا در ظروف ایمن (Safety Box) قرار داده شده سپس اتوکلاو و به طریقه بهداشتی دفع شوند.

تمامی پسماندهای آلوده باید در کیسه مخصوص اتوکلاو (ترجیحاً زرد رنگ و یا علامت خطر زیستی) قرار داده شده و اتوکلاو گردند. نباید بیش از سه چهارم حجم کیسه ها پر شود، تا بتوان به آسانی در آنها را بست. بدیهی است که مایعات نباید مستقیماً در داخل کیسه ریخته شوند ، بلکه باید ظروف حاوی آنها در کیسه قرار گیرد. در صورت لزوم جهت دفع پسماند، می توان از دوکیسه استفاده نمود.


### ۳. برجسب گذاری

برجسب مورد استفاده بر روی ظروف ویا کیسه ها باید مقاوم به پارگی و آسیب دیدگی بوده و حداقل حاوی اطلاعات ذیل ( بطور واضح و خوانا ) باشد :

نوع پسماند (پسماند عفونی، تیزوبرنده و...) ، نام و مشخصات تولید کننده پسماند و علائم هشدار دهنده لازم بر حسب نوع پسماند.

### ۴. حمل و نقل تا محل بی خطر سازی

در صورتی که حجم پسماند زیاد بوده ویا محل آمایش پسماند تا محل تولید آن فاصله داشته باشد، جهت انتقال آنها می توان از چرخهای دستی که به این امراض اختصاص یافته وسطلهایی که بر روی آن ثابت شده است استفاده نمود. سطل ها و چرخهای دستی مورد استفاده باید نشست ناپذیر بوده و براساس یک برنامه زمان بندی ضد عفونی و شسته شوند.

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 5 از 13</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---	--	---

## ۵. آمایش

روش های مختلفی جهت مرحله بی خطر سازی یا آمایش (Treatment) و یا تصفیه پسماندهای آلوده آزمایشگاهی شامل: استفاده از اتوکلاو، اشعه مایکروویو، استفاده از زباله سوز استاندارد و دارای تأییدیه معتبر، دفن بهداشتی طبق اصول استاندارد، روش محفظه سازی، استفاده از مواد شیمیایی به خصوص در مورد پسماندهای مایع (مانند ماده سفیدکننده خانگی با رقت ۱/۱۰ به شرط اینکه دارای کلر فعال ۵% باشد) و استفاده از اشعه وجود دارد.

بهترین و رایج ترین روش مورد استفاده در آزمایشگاه، روش استفاده از اتوکلاو می باشد. هرچند استفاده از دستگاه زباله سوز در صورتی که از استانداردهای لازم کشوری و بین المللی جهت جلوگیری از آلودگی هوا برخوردار باشد، نیز راهکار مناسبی است زیرا باعث کاهش وزن و حجم پسماند تا ۹۵% می شود.

در مورد بی خطر سازی پسماندهای آلوده، استفاده از اتوکلاوهایی که دارای دستگاه متراکم کننده و خردکننده هستند، به دلیل کاهش حجم پسماند بر استفاده از اتوکلاوهای معمولی ارجحیت دارد، به شرط اینکه قبل از مرحله متراکم سازی و یا همزمان با این عمل، فرآیند بی خطر سازی پسماند اجرا شود.


در هنگام استفاده از اتوکلاو باید به نوع و میزان پسماند، استفاده از ظروف و کیسه های مخصوص مقاوم به فشار و دمای بالا، نحوه قراردادن پسماندها در اتوکلاو و همچنین درجه حرارت، فشار و زمان لازم جهت انجام فرآیند دقت نمود. مدت نگهداری پسماندها در اتوکلاو جهت سترون سازی، در درجه حرارت ۱۲۱ درجه سانتیگراد باید حداقل ۳۰ دقیقه و ترجیحاً ۶۰ دقیقه باشد.

در صورت امکان محل آمایش پسماند باید نزدیک محل تولید پسماندهای آلوده (به طور مثال آزمایشگاه میکروب شناسی) باشد. باید بوسیله استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیکی از صحت عملکرد دستگاه اتوکلاو در مورد پارامترهای زمان، درجه حرارت و فشار اطمینان حاصل نمود.

### آمایش و دفع پسماندهای آلوده:

تمامی ظروف یک بار مصرف حاوی محیط های کشت میکروبی باید در کیسه مخصوص اتوکلاو (ترجیحاً زرد رنگ و با علامت خطر زیستی) قرار داده شده و تحت شرایط استاندارد آنها را اتوکلاو نموده و سپس در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع شوند.

لوله های یک بار مصرف حاوی لخته خون، سرم و دیگر مایعات بدن را ترجیحاً در کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و اتوکلاو نموده و در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع می نماییم و یا در صورت رعایت نمودن اصول ایمنی، لخته و مایعات بدن (با حجم زیاد) را در سینک مخصوص این کار با جریان ملایم آب تخلیه نموده و سپس در ماده سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ به مدت حداقل یک

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 6 از 13</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---	--	---

ساعت قرار می دهیم ویا در شرایط استاندارد توسط شهرداری حمل و در پسماند سوز آمایش گردیده ویا در زیر زمین دفن بهداشتی می شود. وسایل فوق جهت حمل در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) قرار می گیرند.

**دستکش آلوده به خون ویا سرم، پنبه آغشته به خون، سواب واپلیکاتور آلوده، دیسک های تشخیصی آلوده ونظایر آن را** در کیسه مخصوص اتوکلاو قرارداده و تحت شرایط استاندارد اتوکلاو نموده و در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع می نمایم ویا در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) جهت حمل در شرایط استاندارد توسط شهرداری قرار داده و در پسماند سوز آمایش شده ویا در زیر زمین به طریق بهداشتی دفن می شود. (در مورد سواب، اپلیکاتور، دیسک های تشخیصی آلوده ونظایر آن می توان قبل از حمل توسط شهرداری آنها رادر محلول سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ قرار داد).


**نوار ادرار استفاده شده** را در محلول سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ به مدت حداقل یک ساعت نگهداری نموده و ویا در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) قرار داده ودر شرایط استاندارد توسط شهرداری حمل و در پسماند سوز آمایش شده ویا در زیر زمین به طریق بهداشتی دفن می شود.

از آنجا که **مدفوع** می تواند به عنوان یک منبع مهم ویروس، باکتری و انگل وغیره محسوب شود، معمولاً جهت آمایش نمونه های مدفوع باید از روش سوزاندن استفاده شود. بنابراین ترجیحاً باید ظروف حاوی نمونه های مدفوع در شرایط استاندارد توسط شهرداری حمل و در پسماند سوز آمایش شود. به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی در زمان حمل ونقل و دفع، محلول فرمالین ۵ یا ۱۰ درصد در ظرف مدفوع حاوی انگل به نسبت سه حجم فرمالین و یک حجم مدفوع ریخته و به مدت حداقل نیم ساعت آن را نگهداری می نمایم و سپس آنها را جهت حمل توسط شهرداری در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) قرار می دهیم.

**ظروف حاوی ادرار** با رعایت اصول ایمنی، در سینک مخصوص این کار با جریان ملایم آب تخلیه شده و سپس ترجیحاً آنها را اتوکلاو نموده ودر کیسه ضخیم سیاه رنگ دفع می نمایم ویا بعد از تخلیه ادرار، ظروف را در محلول سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ به مدت حداقل یک ساعت قرار می دهیم ویا اینکه در شرایط استاندارد توسط شهرداری حمل و در پسماند سوز آمایش گردیده ویا در زیر زمین دفن بهداشتی می شود. ظروف فوق جهت حمل در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) قرار داده می شوند.

لازم به ذکر است که می توان در اجرای فرایند ضد عفونی، از محلول های تجاری که دارای تاییدیه های معتبر خارجی و داخلی باشند، نیز استفاده نمود.

شایان ذکر است، پسماندهایی که جهت آمایش در محلول سفید کننده خانگی قرار می گیرند، قبل از حمل محلول سفید کننده کاملاً تخلیه شود، زیرا ترکیبات کلردار نباید در پسماند سوز قرار داده شوند.

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 7 از 13</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---	--	---

پسماندها نباید به مدت طولانی ذخیره شوند و در صورت لزوم به ذخیره سازی، باید این عمل در حداقل مدت زمان انجام شود. مرحله ذخیره سازی پسماند می تواند بسته به نوع و حجم پسماند ها قبل از فرآیند آمایش و یا بعد از آن باشد. توجه به این نکته ضروری است که پسماندهای عادی به طور جداگانه از پسماندهای ویژه ذخیره شوند.

پسماندها نباید در معرض شرایط جوی قرار داده شوند و بنابراین در مناطقی که بالا جبار باید پسماند برای مدتی ذخیره شود، می توان از سطوحی با در کاملاً بسته که در محلی خاص قرار داده شده، یخچال مخصوص این کار و غیره استفاده نمود. در صورتی که حجم پسماند تولیدی زیاد باشد، بهتر است محل مناسبی با مشخصات ذیل جهت ذخیره آنها ساخته شود :

دور از محل های عمومی و پر رفت و آمد بوده و دارای فضایی با ابعاد مناسب ، نور کافی و دمای مناسب ، سیستم تهویه و فاضلاب بوده و امکان شست و شوی تمامی سطوح و آلودگی زدایی آن وجود داشته باشد . همچنین محل نگهداری انواع پسماند به تفکیک در آن مشخص باشد.

محل ذخیره سازی دور از دسترس کودکان، حشرات و غیره بوده و تابلوی واضح داشته باشد. همچنین این مکان باید دارای در قفل دار بوده و از لحاظ امنیتی دور از دسترس سایر افراد باشد.


#### ۷. دفع نهایی پسماند

این کار به روش های متفاوتی انجام می گیرد که یکی از رایج ترین آنها دفن در عمق زمین است . به دنبال واکنش های شیمیایی که در پسماندها رخ می دهند ، دما افزایش یافته ( بیش از ۵۵ درجه سانتیگراد ) و محیط اسیدی ( pH کمتر از ۵ ) می گردد و عوامل بیماریزا از بین می روند . دفع پسماندها بعد از طی مراحل آمایش و یا رقیق سازی می تواند در سیستم فاضلاب انجام شود. نقش سازمان حفاظت محیط زیست در مورد صدور مجوزهای لازم براساس نوع، مقدار و غلظت پسماند دفع شده در سیستم فاضلاب بسیار تعیین کننده می باشد.

#### ✓ مدیریت پسماندهای تیزوبرنده

این گونه پسماندها باید در ظروف ایمن (Safety Box) ریخته شوند. این ظروف باید در برابر ضربه و سوراخ شدگی مقاوم باشند. در آنها کاملاً بسته شده و نشسته ناپذیر بوده و قابل اتوکلاو شدن باشند . وقتی که سه چهارم محفظه پر شد، اتوکلاو و سپس به طریقه بهداشتی دفع شوند.

سرسوزن ها ترجیحاً همراه با سرنگ ها در محفظه مقاوم (ظروف ایمن) قرارداده شوند در غیر این صورت جهت جدا نمودن سرسوزن از سرنگ باید از محل های تعیین شده در قسمت در این ظروف استفاده گردد و سرنگ ها رادر کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و اتوکلاو نموده و در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع می نماییم.

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 8 از 13</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---	--	---

همچنین نباید اقدام به شکستن، بریدن و یا خم کردن سر سوزن ها نمود، زیرا خطر فرورفتن سر سوزن و ایجاد آئروسول وجود دارد. نحوه دورریز تیغ های برنده در تجهیزاتی مانند میکروتوم و کرایواستات نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تیغ ها ی غیر قابل استفاده در ظروف ایمن قرار داده شده و دفع گردد.

## ✓ مدیریت پسماندهای شیمیایی

پسماندهای شیمیایی در سه گروه بی خطر، کم خطر و پرخطر قرار می گیرند و مرحله تفکیک باید در باره این پسماندها نیز به خوبی اجرا شود.


- پسماندهای کم خطر: حاصل کار با برخی از محلول ها و کیت های تشخیصی بوده و همچنین کیت های تاریخ گذشته را نیز شامل می شود.

در هنگام کار با این مواد باید اصول کلی حفاظت را مد نظر قرار داد و از وسایل حفاظت فردی لازم مانند روپوش مناسب، دستکش لاتکس، ماسک و غیره استفاده نمود.

- پسماندهای شیمیایی پرخطر: حاصل کار با مواد شیمیایی قابل انفجار، قابل اشتعال، خورنده، سوزاننده، سمی، بسیار سمی، واکنش زا، سرطان زا، التهاب زا (Irritant) و مضر (Harmful) می باشد که در زمان ایجاد و دفع می توانند سلامت کارکنان، محیط زیست و حتی جامعه را تهدید نمایند

نمونه هایی از این مواد عبارتند از:

- پسماندهای شیمیایی سمی (Toxic) مانند فلزات سنگین، فنل، سیانیدها و سدیم آزاید
- پسماندهای شیمیایی واکنش دهنده (Reactive) مانند سولفات ها و پراکسیدها که آماده ایجاد واکنش با آب می باشند.
- پسماندهای شیمیایی خورنده (Corrosive) مانند اسیدهای با pH کمتر از ۲ (اسیدهای معدنی) و یا قلیاهای با pH بیشتر از ۱۲
- پسماندهای شیمیایی قابل احتراق (Flammable) مانند الکل، استون
- پسماندهای شیمیایی قابل انفجار (Explosive) مانند موادی که در شرایط عادی باثبات نمی باشند مانند اتر
- پسماندهای شیمیایی سرطان زا (carcinogen) که خواص موتاژن و سرطان زا دارند، مانند فرمالدئید، بنزن، اتیدیوم بروماید
- پسماندهای حاوی فلزات سنگین از دیگر پسماندهای شیمیایی می باشند که از بین آنها می توان به پسماندهای حاوی جیوه اشاره نمود که خطرناک و سمی هستند.

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 9 از 13</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---	--	---

در هنگام کار و یا آمایش مواد فوق به عنوان پسماند، باید علاوه بر استفاده از وسایل حفاظت فردی فوق الذکر از عینک حفاظ دار، حفاظ صورت و در صورت لزوم ماسک هایی که در برابر نفوذ بخار و گازهای آلوده حفاظت تنفسی کامل ایجاد می کنند، استفاده نمود و همچنین محیط کار باید از تهویه مطلوبی برخوردار بوده و ترجیحاً کار در زیر هودهای مخصوص بخار (Fume Hood) انجام شود.

• **پسماندهای بی خطر**: حاصل کار با موادی مانند اسیدهای آمینه، قندها و غیره می باشند که خصوصیات پسماندهای کم و پرخطر را ندارند.

در برنامه مدیریت پسماندهای شیمیایی باید به نکات ذیل توجه نمود:


- در بخش هایی از آزمایشگاه که از مواد شیمیایی استفاده می نمایند، نقطه سفارش جهت خرید به درستی تعریف شده و به میزان خرید مواد شیمیایی و کیت های حاوی این مواد توجه و از انبار کردن آنها در حجم زیاد پرهیز گردد.
- برنامه هایی جهت مدیریت تولید پسماند و کاهش حجم آن اعمال شود.
- در صورت امکان از روش های تشخیصی و یا مواد جایگزین کم خطر استفاده شود ( به طور مثال در آمایش تغلیظ مدفوع ، اتیل استات جایگزین اتر شود).
- کارکنان با علائم و نشانه های هشداردهنده ایمنی موجود بر روی ظروف حاوی مواد شیمیایی ونحوه تفسیر آنها آشنایی کامل داشته باشند.
- در صورت ساخت مواد شیمیایی ترکیبی و یا انتقال آنها از ظرف اصلی به ظرف ثانویه، باید بر روی ظرف: نام فرد انجام دهنده، نام ماده، تاریخ ساخت، تاریخ انقضاء، pH، محل ذخیره، نوع و در صد ترکیبات ماده شیمیایی، علائم و نشانه های هشداردهنده ایمنی و همچنین شماره ارجاع به برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (Material Safety Data Sheet = MSDS) درج گردد، تا بتوان در زمان استفاده و بعد از آن که به عنوان پسماند تلقی می شوند، به اطلاعات لازم دست یافت.
- پسماندها را باید به نحوی بسته بندی نمود که خطر شکستن ظروف، نشت، سوراخ شدن و پارگی وجود نداشته باشد.

#### آمایش پسماندهای شیمیایی حاصل از کار با کیت های تشخیصی:

می توان طبق توصیه شرکت تولید کننده، توزیع کننده و یا وارد کننده و با توجه به برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی عمل نمود و یا آنها را با مقادیر زیادی آب رقیق کرده و در فاضلاب دفع نمود. باید توجه نمود که قبل از این عمل نباید پسماندها باهم مخلوط شوند. ترجیحاً یک سینک مخصوص به این امر اختصاص داده شود.

پسماندهای حاوی فلزات سنگین، نباید داخل فاضلاب دفع شوند.

#### آمایش پسماندهای پرخطر:

<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 10 از 13</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
--	--	---

می توان طبق توصیه شرکت تولید کننده ، توزیع کننده ویا وارد کننده وبا توجه به برگه اطلاعات ایمنی موادشیمیایی عمل نمود. همچنین آزمایشگاه ها می توانند با توجه به نوع پسماند، آنها را در ظروف شیشه ای و یا پلاستیکی مقاوم به طور جداگانه جمع آوری نموده و سپس طبق توصیه مراکز تولیدکننده، توزیع کننده ویاواردکننده موادشیمیایی اقدام به رقیق سازی با آب، خنثی سازی با مواد خنثی کننده وروش های دیگربر حسب نوع ماده نمایند. اجرای این مراحل نیاز به برنامه های آموزشی دارد.

#### ✓ مدیریت پسماندهای آسیب شناسی تشریحی

جهت کسب اطلاعات دراین مورد و نیز نحوه دفع این گونه پسماندها، می توان به مطالب تدوین شده در دستورالعمل ایمنی و دفع پسماند کمیته آسیب شناسی تشریحی آزمایشگاه مرجع سلامت مراجعه نمود.

#### ✓ مدیریت پسماندهای پرتوزا

پسماندهای پرتوزا شامل مواد و وسایلی هستند که آلوده به موادپرتوزا می باشند . مسئولیت برنامه ریزی در مورد چگونگی مدیریت پسماندهای پرتوزا و حمل و نقل و دفع این مواد به عهده سازمان انرژی اتمی است و آزمایشگاهها جهت کار با مواد پرتوزا باید مجوزهای لازم را با توجه به نوع فعالیت از این سازمان دریافت کنند ودر دوره های آموزشی مربوطه نیز شرکت نمایند. این سازمان در ارتباط با میزان آزمایش های انجام شده دستورالعملی با عنوان نحوه دورریزی پسماندهای مرتبط با کیت های حاوی ۱۲۵- I تدوین وبه آزمایشگاهها ابلاغ نموده است.


باید قرارداد ، میزان فعالیت آزمایشگاه، نوع و حجم پسماندهای تولیدی، نحوه آمایش پسماندها و کلیه فعالیتهای مرتبط تعیین و مستند شود.

معمولاً آزمایشگاهها از کیت های حاوی ۱۲۵- I جهت انجام آزمایش های هورمونی اسفاده می کنند. نیمه عمر این ماده حدود ۶۰ روز می باشد. بعضی از آزمایشگاهها از کیت های حاوی کبالت ۶۰ جهت تشخیص آزمایشگاهی استفاده می نمایند که نیمه عمر طولانی دارد و جهت مدیریت پسماندهای حاوی آنها باید با سازمان هماهنگی های لازم به عمل آید.

میزان ونحوه دفع پسماندهای پرتوزا باید طبق قوانین سازمان باشد واگر میزان پسماند تولیدی بسیار زیاد باشد، سازمان در ارتباط با نوع و حجم این گونه پسماندها ، خودرا موظف به حمل آنها می داند.

نکته مهم این است که پسماندهای آلوده به موادپرتوزا باید در مبدأ تولید، از سایر پسماندها تفکیک شوند، زیرا در غیر این صورت کلیه پسماندهای تولید شده جزء پسماندهای پرتوزا تلقی می گردند.



<p>کد: پیش نویس</p> <p>صفحه 11 از 13</p>	<p>(پیش نویس)</p> <p><b>دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
--	--	---

انواع روش های آمایش پسماندهای پرتوزا شامل محفظه سازی (Encapsulation) که تحت شرایط خاصی انجام می شود، دفع در فاضلاب، ذخیره جهت تجزیه، سوزاندن و غیره می باشد که معمولاً در آزمایشگاههای تشخیص طبی ایران از روش های دفع در فاضلاب، ذخیره جهت تجزیه و یا حمل توسط سازمان انرژی اتمی استفاده می شود.

جهت اجرای برنامه بسته بندی و جمع آوری پسماندهای پرتوزا، مراکز باید از ظروف مختلف مورد تایید سازمان انرژی اتمی، شامل محفظه های مخصوص مقوایی با پوشش داخلی مقاوم جهت پسماندهای جامد، ظروف مقاوم به سوراخ شدن جهت پسماندهای نوک تیز و نیز ظروف پلاستیکی با در محکم برای نگهداری پسماندهای مایع استفاده نمایند که این ظروف باید دارای برجسب مخصوص حاوی علامت خطر اشعه و همچنین نوع پسماند باشند.

باید توجه نمود که اگر نیمه عمر ماده پرتوزا کوتاه بوده و با نگهداری صحیح تجزیه می گردد، نباید از طریق سیستم فاضلاب دفع شود، بلکه باید مطابق با استانداردهای سازمان در محل مخصوصی جهت فرآیند تجزیه ذخیره شود.

جهت دفع پسماندهای پرتوزا در فاضلاب باید از سینک مخصوص این کار استفاده شود و قبل از دفع، متناسب با میزان و غلظت پسماند، با آب رقیق گردد. این سینک باید با علائم هشدار دهنده خطر اشعه مشخص شود.

#### نحوه شستشوی وسایل آلوده:

از آنجا که بخشی از فرآیند مدیریت پسماند در ارتباط با فرآیند شستشو می باشد، به طور خلاصه به نحوه شستشوی وسایل آلوده می پردازیم.

پلیت ها و لوله های شیشه ای حاوی کشت میکروبی را در کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و تحت شرایط استاندارد اتوکلاو نموده سپس فرآیند شستشورا انجام داده و جهت سترون سازی در فور تحت شرایط ۱۶۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ تا ۴ ساعت قرار می دهیم.

لوله ها و یا سایر ظروف شیشه ای حاوی لخته خون، سرم و یا دیگر مایعات بدن را ترجیحاً در کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و اتوکلاو نموده و یا در صورت رعایت نمودن اصول ایمنی، لخته و مایعات بدن (یا حجم زیاد) را در سینک مخصوص این کار با جریان ملایم آب تخلیه نموده و سپس در ماده سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ به مدت حداقل یک ساعت قرار می دهیم، سپس شستشوداده و جهت سترون سازی در فور می گذاریم.

باید بوسیله استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیکی از صحت عملکرد دستگاه فوردر مورد پارامترهای زمان و درجه حرارت اطمینان حاصل نمود.

کد: پیش نویس

(پیش نویس)

صفحه 12 از 13

## دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)



آزمایشگاه مرجع سلامت

کد: پیش نویس

(پیش نویس)

صفحه 13 از 13

## دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی (۲)



آزمایشگاه مرجع سلامت



آزمایشگاه مرجع سلامت

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

آزمایشگاه مرجع سلامت

اداره مدیریت آزمایشگاههای بهداشتی

دستورالعمل نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی

ویبریو کلرا

## دستورالعمل تهیه نمونه رکتال سوآب

- ۱- محیط کشت کری بلر را طبق دستور شرکت سازنده تهیه و در لوله های در پیچ دار می ریزیم به طوری که ارتفاع آن حدود ۴-۵ سانتی متر باشد.
- ۲- یک عدد سوآب رکتال را با فرو کردن در محیط انتقالی مرطوب نموده و حدود ۳-۴ سانتی متر داخل اسفنکتر رکتوم فرو برده و با یک حالت دورانی ۳۶۰ درجه می چرخانیم.
- ۳- سوآب را بیرون کشیده ، نگاه می کنیم تا مطمئن شویم که سوآب به مدفوع آغشته شده باشد.
- ۴- سوآب را داخل محیط کری بلر فرو می بریم به طوری که حدود ۴ سانتی متر در داخل محیط انتقالی فرو رود ، سپس اضافه سوآب را می شکنیم به طوری که درب لوله به راحتی بسته شود.
- ۵- سوآب را به همراه مشخصات کامل بیمار شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن و جنس ، زمان شروع علائم ، آدرس و تلفن بیمار در کوتاهترین زمان ممکن به نزدیکترین آزمایشگاه انجام دهنده کشت التور ارسال می نماییم.
- ۶- در صورت عدم امکان ارسال در زمان نمونه گیری ، لوله را تا زمان ارسال در یخچال (۲-۸ درجه سانتی گراد) نگهداری می کنیم.



## دستورالعمل تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا

۱- سوآب رکتال منتقل شده به آزمایشگاه (که در محیط کری بلر قرار داده شده) را بلا فاصله روی محیط TCBS اول، کشت دهید و به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در دمای ۳۷-۳۵ درجه سانتیگراد گرماگذاری (انکوبه) کنید. سپس سوآب را وارد محیط آب پپتونه قلیایی APW (Alkaline Peptone Water) نموده پس از ۸-۶ ساعت گرماگذاری (انکوباسیون) در دمای ۳۷-۳۵ درجه سانتیگراد، از سطح و بالاترین بخش محیط برداشت نموده در محیط TCBS دوم کشت دهید.

- توجه: از زمان تهیه محیط TCBS نباید بیش از یک هفته گذشته باشد. همچنین محیطهای TCBS باید در کیسه های فریزر در بسته در یخچال نگهداری شوند.

- توجه: باید مقدار نمونه نسبت به حجم محیط رعایت شود. یک عدد رکتال سوآب در ۲ml محیط APW تلقیح شود.

۲- اگر نمونه آب پپتونه قلیایی APW را نتوان پس از ۸-۶ ساعت انکوباسیون به TCBS منتقل کرد، تا ۱۸ ساعت صبر کنید سپس نمونه را به داخل لوله تازه محتوی آب پپتونه قلیایی APW ببرید؛ ۸-۶ ساعت انکوبه نموده و سپس روی محیط TCBS کشت دهید.

۳- پس از مدت زمان انکوباسیون در صورت مشاهده کلنی های صاف، زرد رنگ و براق به قطر ۴-۲ میلی متر در محیط TCBS، کلنی را در محیط KIA کشت داده به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در دمای ۳۷-۳۵ درجه سانتی گراد گرماگذاری نمایید.

- توجه: محیط KIA باید به عمق ۳cm و سطح ۳cm ساخته شود.

- توجه: اگر جهت تهیه محیط KIA از لوله در پیچ دار استفاده می کنید، هنگام انکوباسیون درب لوله را شل کنید که امکان تهویه هوا در لوله وجود داشته باشد.

۴- در صورت مشاهده واکنش alk/acid بدون گاز، تست اکسیداز را انجام دهید.

- توجه: جهت انجام تست اکسیداز از کلنیهای رشد کرده بر روی محیط TCBS استفاده نکنید زیرا ممکن است نتایج مثبت یا منفی کاذب در پی داشته باشد.

- روش انجام تست اکسیداز:

دو تا سه قطره از معرف اکسیداز را روی تکه ای کاغذ صافی در پتری دیش قرار دهید. کشت را با لوپ پلاتینی یا اپلیکاتور چوبی در سرتا سر کاغذ مرطوب بگسترانید. در واکنش مثبت، باکتری بی درنگ به رنگ ارغوانی تیره در می آید. ارگانسیم های اکسیداز منفی بی رنگ می مانند یا پس از ۱۰ ثانیه به رنگ ارغوانی در می آیند. در صورتی که دیسک اکسیداز آماده «تترا متیل پارا فنیلن دی آمین دی هیدرو کلرید» (تجارتی) با باکتریهای مشخص اکسیداز مثبت و اکسیداز منفی کنترل کیفیت شده باشد، می توان از آن استفاده کرد.



- توجه : برای قرائت نتیجه واکنش اکسیداز باید زمان مناسب (کمتر از ۰/۰ ثانیه) رعایت شود.

- روش ساخت معرف اکسیداز:

تترا متیل پارا فنیلن دی آمین دهیدرو کلرید : ۰/۰۵ گرم ، آب مقطر : ۵ سی سی

معرف را در آب مقطر حل کنید ( برای حل کردن گرما ندهید).

- توجه : هر بار که معرف تهیه می شود باید با شاهد های مثبت و منفی کنترل کیفیت شود.

- توجه : محلول اکسیداز باید هر روز ، تازه تهیه شود و قابل نگهداری نمی باشد.

۵- در صورت مثبت بودن تست اکسیداز مراحل زیر را انجام دهید. ( با توجه به جدول ضمیمه )

۶- باکتری را روی محیط SIM کشت دهید که در صورت مثبت بودن واکنش های ذیل مشاهده می شوند:

- SH2 : منفی

- ا، ایندول: مثبت

- Motility : مثبت

- توجه : تست ایندول را با استفاده از محیط APW نیز می توان انجام داد.

۷- انجام تست های سرولوژی :

- توجه : قبل از انجام تست های سرولوژی با آنتی سرمها لازم است حتماً تست اتو آگلوتیناسیون انجام شود:

بخشی از کلنی رشد کرده بر روی محیط KIA یا SIM را برداشت کرده در یک قطره سرم فیزیولوژی بر روی لام شیشه ای خوب مخلوط کنید. سپس لام را به مدت ۱ دقیقه به جلو و عقب تکان دهید تا مطمئن شوید آگلوتیناسیون خودبه خودی صورت نگرفته است. اگر آگلوتیناسیون خود به خودی رخ دهد ، در این صورت باکتری rough است و نمی توان سروتیپ آن را تعیین کرد.


الف) بررسی با آنتی سرم پلی والان O1 :

اگر نتیجه مثبت شد : با آنتی سرم تک ظرفیتی اوگاوا- اینابا بررسی نمایید.

اگر نتیجه منفی شد : در صورت شک به اپیدمی سوش O139 با آنتی سرم تک ظرفیتی O139 بررسی نمایید.

- توجه : جهت انجام تست های سرولوژی ضروری است از کلنی های تازه که در محیط KIA یا SIM رشد کرده اند

استفاده نموده و از کلنی های موجود در محیط TCBS/استفاده نشود.



۹- کشت روی محیط مولر هینتون و انجام آنتی بیوگرام

- دیسکهای مورد استفاده در تست آنتی بیوگرام:

فورازولیدون (Fr) - آمپی سیلین (Am) - کوتریموکسازول (SXT) - نالیدیکسیک اسید (NA) - سیپروفلوکساسین (CIP) - تتراسایکلین (Te)


۱۰- پس از انجام مراحل فوق ضروری است نمونه ها نگهداری شده تا در مراحل بعدی جهت انجام ژنوتایپ منتقل شوند. جهت نگهداری باکتری به مدت حدود یک ماه از محیط TSA (Trypticase Soy Agar) در یخچال، استفاده نموده و برای نگهداری به مدت طولانی تر می توان نمونه را در محیط TSB (Trypticase Soy Broth) به همراه ۱۵-۱۰٪ گلیسرول، کشت داده، در فریزر منفی ۷۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمود.

۱۱- برای انتقال موارد مثبت به آزمایشگاه مرجع کشوری جهت تأیید تشخیص، نمونه رشد کرده در محیط KIA با رعایت اصول ایمنی و شرایط استاندارد بسته بندی\*، ارسال شود. از ارسال نمونه های مدفوع یا سواب رکتال به آزمایشگاه مرجع کشوری خودداری نمایید.

\* توجه: جهت رعایت اصول ایمنی و شرایط استاندارد بسته بندی، ترجیحاً محیط KIA باید در لوله دربیچ دار غیرقابل نفوذ به مایعات ساخته شود. در غیر اینصورت درب لوله KIA را با پارافیلیم کاملاً بسته و آن را در محفظه پلاستیکی مقاوم دربیچ دار قرار داده و اطراف آن را ماده جاذب الرطوبه ای مانند تکه های ابر بگذارید که لوله تکان نخورد. سپس آن را در داخل cold box قرار دهید. برای راهنمایی می توانید از شکل ضمیمه استفاده کنید.



## راهنمای انتقال نمونه





## جدول

## خصوصیات افتراقی باسیلهای گرم منفی تخمیری اکسیداز مثبت

CHARACTERISTIC	AEROMONAS HYDROPHILIA	PLESIOMONAS SHIGELLOIDES	CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM	VIBRIO CHOLERAЕ
Kligler iron agar (slant/deep/hydrogen sulfide)	K/A/-	K-A/A/-	K/A/-	K/A/-
Catalase	+	+	+	+
Esculin	+	-	-	-
Motility	+	+	+	+
ONPG	+	+	-	+
Indole	+	+	-	+
Voges-Proskauer	(+)	-	-	(-)
Lysine decarboxylase	+	+	-	+
Ornithine decarboxylase	-	+	-	+
Carbohydrate:				
Lactose	(-)	(+)	-	-
Sucrose	+	-	(-)	+
Manitole	+	-	-	+
Inositol	-	+	-	-
Growth in Peptone,1% with:				
0% NaCL	+	+	+	+
7% NaCL	-	-	-	-
11% NaCL	-	-	-	-

+: 90% or more of strains are positive


( + ): 51% - 89% of strains are positive

(-): 10% - 50% of strains are positive


- : less than 10% of strains are positive

آدرس: خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، کوچه زرتشتیان، کوچه محمد بیک، پلاک ۴۸، طبقه دوم، آزمایشگاه مرجع سلامت  
Tel: ۶۶۷۶۰۵۲۶-۶۶۷۲۳۳۴۶-۶۶۷۲۸۱۲۱-۶۶۷۲۸۱۱۳-۶۶۷۲۸۱۱۲ Fax: ۶۶۷۲۸۱۲۱

## Flow chart of cholera testing in laboratory



## مراحل ارجاع نمونه های مشکوک به کلرا جهت تأیید تشخیص



هر آزمایشگاه پس از تأیید ۵ نمونه توسط آزمایشگاه مرجع کشوری کلرا، اجازه گزارش تشخیصهای بعدی خود را دارد.







## جدول برآورد تقریبی

## مقادیر محیطهای کشت مورد نیاز در تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا

ردیف	نام محیط	مقدار پودر محیط در یک لیتر بر حسب گرم	حجم مورد نیاز پلیت/لوله بر حسب میلی لیتر	تعداد پلیت/لوله حاصله از یک لیتر محیط آماده	تعداد پلیت/لوله حاصله از نیم کیلوگرم پودر محیط تجارتي
۱	Carry Blair	۱۲/۶ gr در ۹۹۱/ml	۶ml/tube	۱۶۵ Tube	۶۵۵۰ Tube
۲	TCBS	۸۹	۲۵ml/plate	۴۰ Plate	۲۳۰ Plate
۳	APW	۲۵/۵	۲ml/tube	۵۰۰ Tube	۹۸۰ Tube
۴	مولر هیتون آگار	۳۸	۳۰ ml/plate	۳۳ Plate	۴۴۰ Plate
۵	KIA	۳۵	۵ml/tube	۲۰۰ Tube	۲۸۵۰ Tube
۶	TSI	۶۵	۵ml/tube	۲۰۰ Tube	۱۵۴۰ Tube
۷	SIM	۳۰	۵ml/tube	۲۰۰ Tube	۳۳۳۰ Tube

\* توجه: مقادیر فوق تقریبی بوده و فقط جهت تخمین مقدار محیطهای کشت مورد نیاز ارائه گردیده است. لذا ضروری است جهت تهیه کلیه محیطهای کشت حتماً به دستورالعمل روی محیطها مراجعه شود.

آدرس: خیابان حافظ ، نرسیده به جمهوری ، کوچه زرتشتیان ، کوچه محمد بیک ، پلاک ۴۸ ، طبقه دوم ، آزمایشگاه مرجع سلامت

Tel : ۶۶۷۶۰۵۲۶-۶۶۷۲۳۳۴۶-۶۶۷۲۸۱۲۱-۶۶۷۲۸۱۱۳-۶۶۷۲۸۱۱۲ Fax : ۶۶۷۲۸۱۲۱

# روش نمونه برداری برای جداسازی ویروس آنفلوانزا

## نمونه سرم :

۵ سی سی نمونه خون از بیمار گرفته و حدود ۲ سی سی سرم جمع آوری شده را در لوله های در پیچ دار و با رعایت زنجیره سرد به آزمایشگاه استان انتقال دهید( برای نگهداری طولانی مدت در ۲۰- درجه سانتی گراد فریز نمایید).

## نمونه ترشحات گلو و بینی :

به طور همزمان با استفاده از سواب استریل، از بینی و گلو افراد مشکوک به آنفلوانزا نمونه برداری کنید. یک نمونه خوب برای شناسایی ویروس آنفلوانزا باید حاوی مقادیر قابل توجهی از سلول های اپی تلیال دستگاه تنفسی باشد که این نمونه گیری را می توان با سواب بینی و گلو انجام داد. سواب گلو به تنهایی، حاوی سلول های اپی تلیال سنگفرشی است که ویروس آنفلوانزا در آن به خوبی تکثیر نمی یابد. بنا براین بهتر است از دو سواب بینی و گلو همزمان استفاده شود.

## روش نمونه برداری:

- ۱- سواب داکرون را داخل یکی از سوراخ های بینی برده و به بالا و پایین شاخک های بینی بمالید( استفاده از سواب استریل داکرون یا ریون با دسته پلاستیکی)
- ۲- برای نمونه گیری از لوزه ها و حلق، از سواب دیگری استفاده نمایید.
- هر دو سواب را در یک لوله حاوی محیط انتقال ویروس (ایگل) قرار دهید. (در صورت استفاده از محیط UTM سواب را وارد محیط UTM کنید)
- ۳- دسته هر دو سواب را بشکنید.
- ۴- درپوش لوله ها را به خوبی و محکم ببندید.
- ۵- مشخصات بیمار را بر روی لوله ها ثبت نمایید.
- ۶- لوله ها با رعایت زنجیره سرد ارسال نمایید.
- ۷- برای نگهداری تا ۲۴ ساعت در یخچال ۲ تا ۸ درجه و بیش از آن از فریزر ۲۰- استفاده گردد.

## • نمونه برداری از نوزادان:

از سواب های مخصوص و استریل داکرون استفاده کرده و از قسمت بالای کام و پشت لوزه ها و از ترشحات مخاطی ناحیه حلق نمونه گیری کرده و وارد محیط ویروکالچر یا محیط ترانسپورت ایگل یا UTM کرده و در کنار یخ (زنجیره سرد) به آزمایشگاه ارسال نمایید.

## • نمونه برداری از بزرگسالان:

از محیط ترانسپورت ایگل حاوی ۲ سی سی محیط با pH برابر ۷/۴ و به روش غرغره کردن استفاده شود. نمونه ایگل را داخل لیوان یک بار مصرف بریزید و بیمار غرغره و دو باره در لیوان خالی کند و آن را وارد لوله در پیچ دار کرده و با نوشتن مشخصات بیمار در کنار یخ (۲-۸) درجه سانتی گراد با رعایت زنجیره سرد به آزمایشگاه استان ارسال کنید.